

EZS 3056 – elektrická zubná kefka



Bezpečnostné výstrahy

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovávajte tento manuál spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútorným vybavením obalu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré sú určené na podmienené vonkajšie použitie). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak sú vaše ruky vlhké. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite vyberte zástrčku zo zásuvky. Zabráňte kontaktu s vodou.
- Vypnite zariadenie a vždy vyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky (ťahajte iba zástrčku, nikdy nie kábel), ak zariadenie nebudete používať, na montáž príslušenstva, na čistenie zariadenia alebo v prípade poruchy.
- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, kým je v prevádzke. Ak chcete chrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými spotrebičmi, uistite sa, že kábel nevisí dole a deti sa k zariadeniu nedostanú.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak zariadenie vykazuje akúkoľvek chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a

údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami a len výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržiavajte, prosím, nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny ...".

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.

Elektrické pripojenie

1. Pred zapojením kábla do zásuvky sa uistite, že zásuvka je správne nainštalovaná.

Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky.

Nabíjanie Pred

prvým použitím zariadenie nabite.


1. Uistite sa, že je stroj vypnutý a znova stlačte tlačidlo O na stroji.
2. Umiestnite zubnú kefku na stanicu.
3. Zapojte kábel do zásuvky. Trvanie prvého nabitia je približne 14 hodín. Maximálna doba nabíjania je 48 hodín. Ak necháte zariadenie v zásuvke dlhšie, môže to skrátiť životnosť batérie.

Použitie

1. Nasadte kefu na telo zariadenia a otáčajte v smere hodinových ručičiek.
2. Namočte nástavec na zubnú kefku a naneste zubnú pastu.
3. Vypláchnite si ústa vodou.
4. Zariadenie zapnite až po vložení kefy do úst, aby ste predišli striekaniu vodou.

Vyberte jeden z režimov: čistý, citlivý, masáž.

Čisté: Vysoká rýchlosť citlivá: odporúča sa na každodenné použitie
Masáž: odporúča sa pre rovnátka, citlivé zuby, masáž ďasien.

5. Pomaly pohybujte štetcom v ústach. Zubní lekári odporúčajú čistiť si zuby 2 minúty.
6. Vypnite  zariadenie.

Náhradné nástavce na zubné kefky

- Nástavec odporúčame vymeniť po 2 mesiacoch, aby ste dosiahli optimálny čistiaci účinok pri každodennom používaní.

Čistenie

OZNÁMENIE:

Potiahnite hlavu kefy nadol. Neťahajte za samotnú zubnú kefku, ale za spodok nástavca a čistíte ju tečúcou vodou! Na čistenie hlavy kefy nepoužívajte žiadne prísady!

- Zariadenie je vodotesné a dá sa čistiť pod tečúcou vodou! Nikdy neponárajte túto súpravu do vody.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky! Ak tak urobíte, môže dôjsť k poškodeniu tesnenia a krytu zariadenia!
- Na čistenie stroja môžete použiť aj bežný mydlový likér.
- Kovový spoj na elektrickej zubnej kefke by sa mal umývať teplou vodou každý týždeň.



1. Pred čistením zariadenie vypnite.
2. Kryt zariadenia môžete utrieť vlhkou handričkou.
3. Odstráňte hlavu kefy a vyčistite ju pod tečúcou vodou.

Technické údaje:

Model: ESS 3056
Ochrana:..... IPX7
Hmotnosť:..... cca 0,80 kg
Batéria:.....
Trieda ochrany stanice/zubnej kefy..... II/III

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných smerníc CE, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti pri nízkom napätí, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných technológií Nariadenia. Vyhradzuje si právo vykonať technické zmeny!

Záruka

Na nami predané zariadenie poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej doby odstránime všetky vady zariadenia alebo príslušenstva*), ktoré vzniknú bezplatne v dôsledku väd materiálu alebo výrobných väd, a to opravou alebo podľa vlastného uváženia prostredníctvom výmeny. Záručné plnenie nemá za následok predĺženie záručnej doby ani novú záruku! Doklad o kúpe slúži ako záručný doklad. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať žiadnu bezplatnú výmenu alebo opravu. V prípade záručnej reklamácie odovzdajte kompletne zariadenie v pôvodnom obale spolu s pokladničným dokladom svojmu predajcovi.

*) Poškodenie príslušenstva nie je automaticky dôvodom na bezplatnú výmenu celého zariadenia. V takom prípade kontaktujte našu horúcu linku! Prasknuté sklo alebo plastové časti v zásade podliehajú povinnosti platiť! Na chyby spotrebného materiálu alebo dielov, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebovaniu (napr. žeravé uhlíky motora, háky na miesenie, hnacie remene, náhradné diaľkové ovládanie, náhradné zubné kefky, pílové kotúče atď.), ako aj čistenie, údržba alebo výmena dielov vystavených rýchlemu opotrebovaniu sa nevzťahuje záruka, a preto sa musia uhradiť! Záruka zaniká v prípade zásahu neoprávnenej osoby.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnej špecializovanej predajni alebo opravovni.