



## JOVS

### JOVS Scroll IPL odstraňovač chloupků

Uživatelská příručka

Instagram  
JOVS\_CZSK

---

### Bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto zařízení, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a správné postupujte podle pokynů.

- ⚠ Nebezpečí**  
Obsah, který může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- ⚠ Varování**  
Obsah, který může způsobit vážné poškození nebo zranění osob.
- ⚠ Upozornění**  
Obsah, který může způsobit zranění osob nebo škody na majetku.
- ⚠ Nebezpečí**
  - Pokud je produkt poškozený, okamžitě jej přestaňte používat a nedotýkejte se žádných vnitřních součástí, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
  - Nevkládejte do tohoto výrobku žádné předměty; vyhněte se neopatrnému zacházení s výrobkem.
  - Nikdy nepoužívejte tento výrobek v blízkosti očí. Ochranné brýle mohou uživatele účinně chránit během běžného provozu. Před použitím si vždy nasadte ochranné brýle. Ačkoli světlo přímo neovlivňuje oči, vysokofrekvenční blikající světlo může mít vliv na váš zrak.

1

2

### ⚠ Varování

- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Osoby s tělesným postižením, duševními poruchami nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí) musí používat, čistit a udržovat výrobek pod dohledem opatrovníka.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek v blízkosti očí, aby nedošlo k poranění očí.
- Pravidelně odstraňujte cizí předměty nebo nečistoty z oblasti vyzařování světla, aby nedošlo k poruše zařízení a poškození výstupu světla.
- Nepoužívejte produkt, pokud jsou ventilační otvory ucpané, protože by to mohlo způsobit poruchu nebo požár.
- Nevystavujte světlo oděvům, vlasům nebo jiným předmětům, aby nedošlo k jejich spálení, zbarvení nebo poškození.
- Nepoužívejte produkt na domácí zvířata, aby nedošlo k poranění.
- Nepoužívejte deodorant ihned po použití produktu na podpaží.
- Udržujte produkt a napájecí adaptér v suchu.
- Před a po použití setřete z přístroje všechny vlasy nebo produkty pro péči o pleť, aby nedošlo k poruchám nebo poškození pokožky při dalším použití.

Pokud jsou vaše chloupky delší než 1 mm, doporučujeme je před použitím oholit. Dlouhé chloupky absorbují teplo na povrchu kůže, což může způsobit zarudnutí a otoky. Spálené chloupky by mohly vystříknout na oblast vyzařující světlo, což by mohlo způsobit nepříjemný zápach a ovlivnit vaše zkušenosti s produktem.

Pokud pokožka v ošetřované oblasti není suchá nebo čistá, může to ovlivnit účinnost ošetření a může dojít k tomu, že produkt nebude vyzařovat světlo nebo bude vyzařovat světlo neočekávaně.

Vzhledem k nedostatku údajů o používání tohoto produktu u dětí mladších 15 let, ujistěte se, že je produkt mimo dosah dětí mladších 15 let. Při používání zařízení se ujistěte, že je mimo dosah dětí mladších 15 let.

Vždy používejte dodaný napájecí adaptér, abyste zabránili trvalému poškození produktu a předešli zranění osob nebo ztrátě majetku.

2

3

### Nevhodní uživatelé a podmínky

- Tento produkt by neměly užívat těhotné nebo kojící ženy ani ženy během menstruace.
- Osoby s jizvami na kůži, cukrovkou, citlivou pokožkou nebo fotosenzitivní pokožkou by se měly vyvarovat používání tohoto produktu.
- Osoby s těžkým srdečním onemocněním, středně těžkou až těžkou hypertenzí, zhoubnými nádory, folikulitidou, infekčními kožními onemocněními, jizvami po popáleninách nebo poruchami srážlivosti krve by tento produkt neměly používat.
- Osoby s poruchami metabolismu kolagenu, včetně jizev nebo špatného hojení ran v anamnéze, by se měly zdržet používání tohoto produktu.
- Tento produkt není vhodný pro osoby s cévními onemocněními, jako jsou křečové žíly nebo cévní dilatace v místě ošetření.
- Tento produkt nepoužívejte na infikovaných místech nebo pokud trpíte herpes simplex, kožními lézemi nebo hematomy.
- Osoby s imunosupresivními onemocněními (jako je HIV/AIDS, lupus, porfyrie atd.) by se měly vyvarovat používání tohoto produktu.
- Osoby s poruchami srážlivosti krve by neměly tento produkt používat.
- Vyvarujte se používání tohoto produktu, pokud v současné době používáte lokální isotretinoin, AHA (alfa hydroxy kyseliny), BHA (beta hydroxy kyseliny) nebo kyselinu azelaovou.

Nastavte intenzitu energie podle stavu pokožky. Při prvním použití začněte na úrovni 1.

Pokud potřebujete provést depilaci zad, doporučujeme vám požádat o pomoc někoho jiného.

Po zapnutí přístroje jej nenechávejte bez dozoru. Po použití jej vždy vypněte.

Před použitím se ujistěte, že je vaše pokožka čistá, bez zbytků chloupků, zcela suchá a bez mastných skvrn.

Pokud se okolní teplota změní o 20 °C (z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo naopak), vypněte zařízení a nechte jej asi 2 hodiny odpočívat, než jej znovu použijete.

Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů (např. sprejové nádoby, čerpací stanice atd.), protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Doporučená provozní teplota tohoto zařízení na odstranění chloupků je 5–40 °C, proto před použitím vždy zkontrolujte teplotu v místnosti.

Vyhňte se přímému slunečnímu záření na ošetřené oblasti po dobu 48 hodin po depilaci.

Nesměřujte světelný výstup na černé předměty, aby nedošlo k poškození černých předmětů i zařízení.

Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření ani jej nevystavujte dlouhodobě ultrafialovému záření, protože by to mohlo produkt vážně poškodit.

Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí zařízení nefunguje (tj. neslyšíte jeho zvuk), nepoužívejte jej, protože by mohlo dojít k poruše zařízení.

3

4

### Návod k použití

- Připravte holicí strojek:** Navlhčete čepel holicího strojku vodou, poté holicím strojkem odstraňte chloupky z ošetřované oblasti a očistěte pokožku.
- Připojte napájení:** Zapojte napájecí adaptér a připravte se na spuštění.
- Zapněte zařízení:** Stiskněte a podržte boční tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se zařízení zapnulo. Výchozí nastavení je ruční režim a aktivuje se režim ledového bodu.
- Přepínání režimů:** Stisknutím válečku přepněte do požadovaného režimu pro konkrétní ošetřovanou oblast. Zařízení současně aktivuje ledové chlazení a odstranění chloupků, aby zklidnilo pokožku a snížilo pocit pálení.
- Nastavení intenzity:** Posunutím válečku nahoru nebo dolů vyberte vhodnou úroveň intenzity. K dispozici je celkem 6 úrovní. Nejvhodnější úroveň vyberte podle tabulky odstínu pokožky. Při prvním použití začněte s úrovní 1.
- Příprava k použití:** Nasadte si ochranné brýle a poté přiložte světelnou hlavici svisle a pevně k pokožce, aby bylo zajištěno správné vyzařování světla.

Pokud používáte produkt poprvé nebo jste se nedávno opalovali, je důležité provést kožní test na každé ošetřované oblasti. Tento test pomáhá zajistit, že nedojde k nežádoucím reakcím na intenzitu světla, a pomáhá určit vhodnou intenzitu světla pro každou oblast těla.

1. Vyberte testovací oblast: Vyberte testovací oblast v blízkosti ošetřované oblasti.

Poznámka: Vyhňte se testování na obtížně přístupných nebo obzvláště citlivých místech (například kotníky nebo kostnaté oblasti).

2. Nastavte zařízení na úroveň 1: Ujistěte se, že je zařízení nastaveno na nejnižší intenzitu (úroveň 1).

3. Umístěte zařízení: Držte zařízení svisle proti pokožce a zajištěte, aby výstup světla byl v plném kontaktu s pokožkou.

4. Aktivujte zařízení: Jakmile indikátor bliká, stiskněte tlačítko pro emisi světla a vyvoláte záblesk.

5. Postupně zvyšujte intenzitu: Postupně zvyšujte intenzitu, pokudže vyvoláváte záblesk a poté přesuňte zařízení na další oblast.

6. Pokračujte v testování: Pokračujte v postupném zvyšování intenzity světla a upravujte ji podle reakce pokožky, abyste našli vhodnou úroveň.

7. Počkejte 2 hodiny: Po dokončení testu na pokožce počkejte 2 hodiny a sledujte ošetřenou oblast, zda se neobjeví známky podráždění.

Pokud se neobjeví žádné abnormální reakce (například zarudnutí nebo puchýře), můžete produkt bez obav používat.

4

5

### Často kladené otázky a řešení

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Produkt se během používání zahřívá a je vířivý.	To je normální jev.	Pro lepší zážitek počkejte 1 minutu v pokotovém režimu, než budete pokračovat v používání.
Neobjevují se záblesky	Je teplota hlavy a těla přístroje příliš vysoká? Je hlava přístroje v těsném kontaktu s pokožkou?	Před dalším použitím počkejte, až se přístroj přirozeně ochladí. Ujistěte se, že je hlava přístroje pevně přitlačena k pokožce, a počkejte, až začne blikat kontrolka, než aktivujete světlo.
Symbol režimu na panelu nesvítí.	Poškození přístroje.	Zkontrolujte, zda napájení funguje správně. Pokud problém přetrvává, neprodleně zajistěte opravu nebo výměnu produktu.
Zápach při blikání	Okénka pro výstup světla jsou znečištěná, černá malá víalkna nebo vousy nejsou správně ohlédné.	Před použitím zkontrolujte, zda je oblast vyzařování světla přístroje čistá, ujistěte se, že jste oholili všechny černé chloupky nebo vousy na oběje.
Ošetřená oblast může být zarudlá.	Mírné zarudnutí je normální reakce a je pro tělo neškodné. Rychle odezní.	Přestaňte přístroj používat a počkejte, až příznaky ustoupí, než jej znovu použijete. Mějte-li jakékoli obavy, obraťte se na zákaznický servis.
Nesnesitelná bolest při odstraňování chloupků	Neodstranění černých chloupků nebo vousů z ošetřované oblasti.	Před použitím tohoto produktu oholte veškeré černé chloupky nebo vousy v oblasti, která má být ošetřena. (Tím se zabrání poranění pokožky, které může poškodit rohové vrstvy a způsobit podráždění pokožky.)
	Ošetřovaná oblast není vhodná pro použití tohoto produktu.	Pečlivě si přečtěte část „Bezpečnostní opatření“, která obsahuje podrobnosti o kontraindikovaných oblastech slavných a oblastech, abyste zajistili správné používání a fungování.
	Výstup světla je poškozený	Zajistěte okamžitou opravu nebo výměnu produktu.

Poznámka: Pokud je světelné okénko poškozené, okamžitě přestaňte produkt používat.

Vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel a nechte jej vychladnout. Během používání se okénko blesku zahřívá, proto před čištením počkejte, až vychladne. V případě potřeby použijte k čištění vnějšího povrchu produktu měkký hadřík.

Při likvidaci produktu jej nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odnesťe jej prosím do určeného recyklačního centra, protože je to prospěšné pro životní prostředí.

5

6

### Bezpečnostní opatření

- Před a po depilaci se vyhýbejte přímému slunečnímu záření na ošetřených místech.
- Před použitím se oholte a důkladně očistěte pokožku (nepoužívejte chemické metody depilace).

Používejte zařízení pouze ve světlém prostředí.

Nepoužívejte zařízení na přímém slunci, aby nedošlo k jeho poškození.

Nepoužívejte zařízení v koupelnách nebo v místech s vysokou vlhkostí.

Z bezpečnostních důvodů vždy noste při používání zařízení ochranné brýle.

### Nepoužívejte na následujících částech těla nebo za následujících podmínek

- Uvnitř úst, v oblasti genitálií, na sliznicích atd.
- Místa po chirurgických nebo kosmetických zákrocích
- Ohryzek
- Obočí a vlasy
- Uši
- Bradavky a dvorce
- Uvnitř pupku
- Velké žíly
- Oční bulvy, oční víčka a oblast kolem očí
- Oblasti náchylné k akně
- Pihy a mateřská znaménka
- Tetování nebo body art

Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Pokud si nejste jisti, zda můžete tento produkt používat, doporučujeme konzultovat s lékařem.

Nepoužívejte tento produkt na nezahojené rány.

Nedoporučuje se pro osoby s hirsutismem nebo určitými poruchami růstu vlasů (v případě potřeby se poraďte s lékařem).

Nepoužívejte tento produkt na bílé vlasy nebo tmavou pokožku.

6

7

### Level-Intensity Checklist (skin tone card)

vlasy	pokožka	1-0	1-1	1-2	1-3	1-4	X	X
Tmavé blond Světle hnědá		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hnědá		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tmavě hnědá		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Černá		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zařízení není vhodné pro typy pokožky označené "X".

Poznámka: Toto zařízení není vhodné pro bílé, šedé a světlé blond vlasy.

7

8

### 1. Kontrola před použitím

Kontrola při vybavení: Vyjměte hlavní jednotku a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda jsou všechny položky uvedené na balicím listu.

Kontrola stavu: Zkontrolujte, zda hlavní jednotka a veškeré příslušenství nejsou poškozené nebo vadné. Pokud zjistíte jakékoli problémy, zařízení nepoužívejte a okamžitě se obraťte na distributora nebo zákaznický servis.

8

9

### Parametry produktu

Název produktu	JOVS Scroll IPL depilátor
Číslo modelu	JR10
Světelná plocha	3,3 cm <sup>2</sup> ± 0,25 cm <sup>2</sup>
Vlnová délka	560 nm–1200 nm
Specifikace výkonu	DC 24 V 2,5 A
Spínací normy	CE

### Režimy

Ikona	Režim
	Tělo
	Podpaží
	Bikiny
	SR režim (omlázení pokožky)

### Pokyny k instalaci a obsluze produktu

#### 1. Kontrola před použitím

Kontrola při vybavení: Vyjměte hlavní jednotku a příslušenství z obalu a zkontrolujte, zda jsou všechny položky uvedené na balicím listu.

Kontrola stavu: Zkontrolujte, zda hlavní jednotka a veškeré příslušenství nejsou poškozené nebo vadné. Pokud zjistíte jakékoli problémy, zařízení nepoužívejte a okamžitě se obraťte na distributora nebo zákaznický servis.

9

10

### Test citlivosti pokožky

Pokud používáte produkt poprvé nebo jste se nedávno opalovali, je důležité provést kožní test na každé ošetřované oblasti. Tento test pomáhá zajistit, že nedojde k nežádoucím reakcím na intenzitu světla, a pomáhá určit vhodnou intenzitu světla pro každou oblast těla.

1. Vyberte testovací oblast: Vyberte testovací oblast v blízkosti ošetřované oblasti.

Poznámka: Vyhňte se testování na obtížně přístupných nebo obzvláště citlivých místech (například kotníky nebo kostnaté oblasti).

2. Nastavte zařízení na úroveň 1: Ujistěte se, že je zařízení nastaveno na nejnižší intenzitu (úroveň 1).

3. Umístěte zařízení: Držte zařízení svisle proti pokožce a zajištěte, aby výstup světla byl v plném kontaktu s pokožkou.

4. Aktivujte zařízení: Jakmile indikátor bliká, stiskněte tlačítko pro emisi světla a vyvoláte záblesk.

5. Postupně zvyšujte intenzitu: Postupně zvyšujte intenzitu, pokudže vyvoláváte záblesk a poté přesuňte zařízení na další oblast.

6. Pokračujte v testování: Pokračujte v postupném zvyšování intenzity světla a upravujte ji podle reakce pokožky, abyste našli vhodnou úroveň.

7. Počkejte 2 hodiny: Po dokončení testu na pokožce počkejte 2 hodiny a sledujte ošetřenou oblast, zda se neobjeví známky podráždění.

Pokud se neobjeví žádné abnormální reakce (například zarudnutí nebo puchýře), můžete produkt bez obav používat.

10

11

### Návod k použití

- Připravte holicí strojek:** Navlhčete čepel holicího strojku vodou, poté holicím strojkem odstraňte chloupky z ošetřované oblasti a očistěte pokožku.
- Připojte napájení:** Zapojte napájecí adaptér a připravte se na spuštění.
- Zapněte zařízení:** Stiskněte a podržte boční tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se zařízení zapnulo. Výchozí nastavení je ruční režim a aktivuje se režim ledového bodu.
- Přepínání režimů:** Stisknutím válečku přepněte do požadovaného režimu pro konkrétní ošetřovanou oblast. Zařízení současně aktivuje ledové chlazení a odstranění chloupků, aby zklidnilo pokožku a snížilo pocit pálení.
- Nastavení intenzity:** Posunutím válečku nahoru nebo dolů vyberte vhodnou úroveň intenzity. K dispozici je celkem 6 úrovní. Nejvhodnější úroveň vyberte podle tabulky odstínu pokožky. Při prvním použití začněte s úrovní 1.
- Příprava k použití:** Nasadte si ochranné brýle a poté přiložte světelnou hlavici svisle a pevně k pokožce, aby bylo zajištěno správné vyzařování světla.

11

12

### Frekvence použití

Doba	Týdny 1-4	Týdny 5-8	Po týdnů 8
Zařízení se nezapne	Zařízení a napájecí zdroj nejsou připojeny.	Znovu zapojte napájecí kabel zařízení.	
Frekvence použití	3-4x týdně	2-3x týdně	1x měsíčně

Frekvenci upravte podle růstu chloupků. U hustých nebo silných chloupků můžete odpovídajícím způsobem zvýšit intenzitu a frekvenci. Konkrétní doporučení se mohou u jednotlivých osob lišit.

### Čištění a údržba

Aby byl zajištěn optimální výkon a dlouhá životnost produktu, před každým použitím a po něm jej vyčistěte, aby se na něm nehromadily zbytky chloupků a prach. Pokud nebudete produkt pravidelně čistit, nemusí dosahovat požadovaných výsledků.

1. Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený, a ujistěte se, že světelné okénko a části těla jsou čisté.

2. Nikdy výrobek ani jeho příslušenství nemyjte pod tekoucí vodou nebo v myčce nádob.

3. K čištění výrobku nepoužívejte ocelovou vlnu, abrazivní čisticí prostředky (např. zubní pastu) ani korozivní kapaliny (např. benzín, motorový olej nebo aceton).

Poznámka: Pokud je světelné okénko poškozené, okamžitě přestaňte produkt používat.

Během chlazení zařízení neodpojujte od napájení ani nevypínejte. Zpožděný provoz ventilátoru má za cíl prodloužit životnost produktu. Před vypnutím zařízení počkejte, až uplyne celých 60 sekund ochlazování.

### Péče po ošetření

- Po depilaci se vyhýbejte kontaktu s vodou po dobu až 6 hodin. Po uplynutí této doby můžete na ošetřené oblasti nanést hydratační krém.
- Na ošetřovanou pokožku nepoužívejte parfémové ani exfoliační přípravky s peelingovými kuličkami.
- Po ošetření se vyhýbejte přímému slunečnímu záření po dobu 48 hodin. V případě potřeby naneste na pokožku opalovací krém.
- Během depilace nepoužívejte přípravky na umělé opalování.
- Pokud plánujete po depilaci podstoupit jakékoli kosmetické zákroky v ošetřené oblasti, nejprve se poraďte s lékařem.

12

13

### Bezpečnostní opatření

Před použitím se ujistěte, že je vaše pokožka čistá, bez zbytků chloupků, zcela suchá a bez mastných skvrn.

Pokud se okolní teplota změní o 20 °C (z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo naopak), vypněte zařízení a nechte jej asi 2 hodiny odpočívat, než jej znovu použijete.

Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů (např. sprejové nádoby, čerpací stanice atd.), protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Doporučená provozní teplota tohoto zařízení na odstranění chloupků je 5–40 °C, proto před použitím vždy zkontrolujte teplotu v místnosti.

Vyhňte se přímému slunečnímu záření na ošetřené oblasti po dobu 48 hodin po depilaci.

Nesměřujte světelný výstup na černé předměty, aby nedošlo k poškození černých předmětů i zařízení.

Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření ani jej nevystavujte dlouhodobě ultrafialovému záření, protože by to mohlo produkt vážně poškodit.

Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí zařízení nefunguje (tj. neslyšíte jeho zvuk), nepoužívejte jej, protože by mohlo dojít k poruše zařízení.

13

14

### Bezpečnostní opatření

Před a po depilaci se vyhýbejte přímému slunečnímu záření na ošetřených místech.

Před použitím se oholte a důkladně očistěte pokožku (nepoužívejte chemické metody depilace).

Používejte zařízení pouze ve světlém prostředí.

Nepoužívejte zařízení na přímém slunci, aby nedošlo k jeho poškození.

Nepoužívejte zařízení v koupelnách nebo v místech s vysokou vlhkostí.

Z bezpečnostních důvodů vždy noste při používání zařízení ochranné brýle.

### Nepoužívejte na následujících částech těla nebo za následujících podmínek

- Uvnitř úst, v oblasti genitálií, na sliznicích atd.
- Místa po chirurgických nebo kosmetických zákrocích
- Ohryzek
- Obočí a vlasy
- Uši
- Bradavky a dvorce
- Uvnitř pupku
- Velké žíly
- Oční bulvy, oční víčka a oblast kolem očí
- Oblasti náchylné k akně
- Pihy a mateřská znaménka
- Tetování nebo body art

Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Pokud si nejste jisti, zda můžete tento produkt používat, doporučujeme konzultovat s lékařem.

Nepoužívejte tento produkt na nezahojené rány.

Nedoporučuje se pro osoby s hirsutismem nebo určitými poruchami růstu vlasů (v případě potřeby se poraďte s lékařem).

Nepoužívejte tento produkt na bílé vlasy nebo tmavou pokožku.

### Bezpečnostní opatření

- Před a po depilaci se vyhýbejte přímému slunečnímu záření na ošetřených místech.
- Před použitím se oholte a důkladně očistěte pokožku (nepoužívejte chemické metody depilace).

14

15

### Bezpečnostní opatření

Před a po depilaci se vyhýbejte přímému slunečnímu záření na ošetřených místech.

Před použitím se oholte a důkladně očistěte pokožku (nepoužívejte chemické metody depilace).

Používejte zařízení pouze ve světlém prostředí.

Nepoužívejte zařízení na přímém slunci, aby nedošlo k jeho poškození.

Nepoužívejte zařízení v koupelnách nebo v místech s vysokou vlhkostí.

Z bezpečnostních důvodů vždy noste při používání zařízení ochranné brýle.

### Nepoužívejte na následujících částech těla nebo za následujících podmínek

- Uvnitř úst, v oblasti genitálií, na sliznicích atd.
- Místa po chirurgických nebo kosmetických zákrocích
- Ohryzek
- Obočí a vlasy
- Uši
- Bradavky a dvorce
- Uvnitř pupku
- Velké žíly
- Oční bulvy, oční víčka a oblast kolem očí
- Oblasti náchylné k akně
- Pihy a mateřská znaménka
- Tetování nebo body art

Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Pokud si nejste jisti, zda můžete tento produkt používat, doporučujeme konzultovat s lékařem.

Nepoužívejte tento produkt na nezahojené rány.

Nedoporučuje se pro osoby s hirsutismem nebo určitými poruchami růstu vlasů (v případě potřeby se poraďte s lékařem).

Nepoužívejte tento produkt na bílé vlasy nebo tmavou pokožku.

### Bezpečnostní opatření

- Před a po depilaci se vyhýbejte přímému slunečnímu záření na ošetřených místech.
- Před použitím se oholte a důkladně očistěte pokožku (nepoužívejte chemické metody depilace).

15

16

### Poznámky

E-mail na podporu: [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Infinite Reach Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese [www.jovs.com/](http://www.jovs.com/)

Kontaktní adresa pro EU: TYGOTEC s.r.o., Studenčevés 138 27379 Studenčevés - Česká Republika [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -**

Použité obalové materiály odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přičítány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat čisté přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

16

17