

blue m
essentials for health

Uživatelská příručka pro sonický kartáček na zuby

V1.1


blue m
essentials for health

Xiaoxiang Industrial Region, Wangjiang District, Guangdong.

Prováděcí standard: Q/LBD 1-2019

PROHLÁŠENÍ: Patenty a autorská práva na sonický zubní kartáček značky blue m patří společnosti Lebona. Žádná organizace ani jednotlivec je nesmí porušovat.

Vydání verze: V1.1



OBSAH

Děkujeme, že jste si vybrali tento sonický zubní kartáček blue™. Před jeho použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny k tomuto výrobku a řádně je uschovejte.

Důležité bezpečnostní pokyny 1
 Součásti 2
 Použití kartáčku 3
 Údržba 4
 Nabíjení 5
 Funkční provoz 6
 Režimy 7
 Specifikace 8
 Diagnostika závad / Záruka a podpora 9
 Zkoušky nebezpečných látek 10
 Ochrana životního prostředí 11

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

❗ **Nebezpečí**

- U některých osob může při prvním použití tohoto výrobku dojít ke stimulaci nebo zcitlivění zubů, což je běžný jev. Pestaňte tento výrobek používat a kontaktujte svého zubáře, pokud k tomuto pocitu dochází i po dvou týdnech souvislého používání.
- Neodborníkům je zakázáno výrobek odstranit. Pokud je nutná výměna baterie, kontaktujte zákaznický servis blue™ (info@bluemcare.com).
- Nenabíjejte v koupelně! Neumisťujte nabíječku nad nebo do blízkosti nádob s vodou (např. vany, bazény apod.).
- Dojde-li k poškození napájecího kabelu, zařízení (nabíječka) se musí v rámci bezpečnosti okamžitě přestat používat.

⚠ **Pozor!**

- Tento výrobek lze používat pouze se speciální hlavici kartáčku Blue™ a speciální nabíječkou.
- Výrobek je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej prosím k žádným jiným účelům.
- Tento výrobek je určen pro soukromé účely, nikoli pro použití zubních klinik nebo institucí pro mnoho pacientů.
- Za účelem zajištění bezpečnosti je třeba, aby děti a osoby s duševními či smyslovými poruchami, kteří nemají dostatek příslušných zkušeností a znalostí, používaly výrobek pod dohledem nebo vedením jiné osoby.

ⓘ **Upozornění!**

- Osobys následujícími zdravotními stavy či příznaky nebo zdravotně postižení by se měli před použitím tohoto zubního kartáčku poradit se zubním lékařem:**
 - Osoby, které nedávno podstoupily orální/periodontální chirurgický zákrok nebo které byly v posledních dvou měsících léčeny;
 - Osoby se slabými zuby nebo extrémně krvácejícími dásněmi;
 - Osoby s velice citlivou ústní dutinou.
- Nenechávejte výrobky pro péči o vlasy (např. šampon nebo olej) nebo dezinfekční prostředek na ruce v kontaktu s výrobkem, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Opíjte napájení před čištěním zubů nebo pokud zařízení nenabíjí.
- Pravidelně čistěte vířivou zátěžku, zabráňte hromadění prachu a nečistot, abyste ovlivnili vodivý účinek.

SOUČÁSTI

Číslo	①	②	③	④
Název	Hlavní tělo	Kryt hlavice kartáčku	Indukční nabíječka	Hlavice kartáčku
Množství	1	2	1	2

*Poznámka: Součásti a jejich počet prosím pečlivě zkontrolujte. Zda-li Vám chybí některá ze součástek, kontaktujte náš zákaznický servis.

POUŽITÍ KARTÁČKU

NÁVRHY

blue™ doporučuje metodu čištění BASS, čištění zubů dvakrát denně, po každé minimálně 2 minuty. K udržení zdraví ústní dutiny používejte správné kroky čištění.

Opatrně nasuňte hlavici kartáčku výstupní osu. Mezi rukojetí a hlavním tělem nechte prostor, což je nezbytné pro vibraci hlavice kartáčku.

K účinnému vyčištění zubů použijte zubní pastu blue™. Je relativně tekutá a zvyšuje účinnost zubního kartáčku při odstraňování zubního plaku. Buďte opatrní: zubní pasta může stříkat. Než začnete, vložte si nejprve zubní kartáček do úst.

Vyberte si správný režim čištění. Stiskněte tlačítko na kartáčku jednou pro vyčištění (standardní režim), stiskněte dvakrát pro masáž a třikrát pro bělení. Umístěte hlavu kartáčku k dásni se zubem pod úhlem 45 stupňů a pomalu a za vyvíjení minimálního tlaku pohybujte kartáčkem mezi zuby.

Nechtěte si Vaše zuby jako s klasickým zubním kartáčkem, ale nechte náš sonický kartáček udělat tu práci za Vás. Jemné pohyby kartáčkem od jednoho zubu k druhému, mírně dozadu a dopředu, aby se delší štětinky dostaly i do mezizubního prostoru. Čistěte vždy jednu část Vašeho chrupu dokud Vám časovač nepřipomene abyste se přesunuli na další.

*Poznámka: Čistěte si zuby ráno a večer, abyste si vyčistili ústní dutinu neabrazivní, k ústům šetrnou zubní pastou blue™.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ HLAVICE KARTÁČKU

- Použijte prosím vyčištěnou štětiny a hlavici kartáčku. Nechte je přirozeně uschnout.
- Nevytahujte štětiny z hlavice kartáčku, aby nedošlo k deformaci a vypadnutí.

ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO TĚLA

- Čistěte kartáček na zuby měkkým hadříkem a nechte jej uschnout. Neponořujte jej na dlouhou dobu do vody.
- Nečistěte vodou nebo kyselým čisticím roztokem, jejichž teplota je vyšší než 40 °C.

ČIŠTĚNÍ NABÍJECKY

- Skvrny na nabíjecí základně otřete měkkým hadříkem.
- Před čištěním lůžka nabíječky vypněte z bezpečnostních důvodů napájení.

VÝMĚNA HLAVICE

- Hlavici zubního kartáčku doporučujeme vyměnit každé tři měsíce.

* Pravidelné čištění zajistí nejlepší stav výrobku a prodlouží jeho životnost.

NABÍJENÍ

- Nabíjte kartáček 24 hodin před prvním užitím.
- Posaďte kartáček do nabíjecího zařízení. Jakmile se indikátor rozsvítí červeně, znamená to, že se Váš sonic+ nabíjí.
- Plně nabití kartáčku trvá přibližně 3-4 hodiny. Jakmile indikátor začne svítit zeleně, znamená to, že nabíjení je dokončeno a Váš kartáček je připraven k užití.
- Když se zubní kartáček třikrát nepřetržitě zatřese, znamená to, že baterie v kartáčku je skoro vybitá a bude zapotřebí její dobít.
- Po delší době, kdy nebyl kartáček nabíjen, se může indikátor rozsvítit až po 6-10 minutách. To je normální situace.

* Bezpečné nabíjení zaručí i delší životnost baterie.

FUNKČNÍ PROVOZ

- Zapnutí/vypnutí
Krátkým stisknutím tlačítka Start zapnete zubní kartáček. Po 10 sekundách provozu tlačítko krátce jstsknete znovu a kartáček vypne.
- Přepínač režimů
Když se zubní kartáček spouští v určitém režimu, krátkým stisknutím tohoto tlačítka do 10 sekund se přepnete do jiného režimu.
- Funkce paměti
Po spuštění zubní kartáček automaticky načte režim inteligentní paměti po posledním čištění a začne tak režimem čištění, který byl použit naposledy.

REŽIMY

- ČISTÍCÍ REŽIM 31000 pohybů/min**
S vysokofrekvenční zvukovou vlnou vzniknou velké mikro bubliny, které generují silnou nárazovou sílu pro hluboké čištění ústní dutiny a snadné a úplné vyčištění tuhého zubního kamene.
- MASÁŽNÍ REŽIM 28000-31000 pohybů/min**
Postupně se mění frekvence zvukových vibrací, která se mění ze slabé na silnou, přináší příjemný zážitek z masáže zubům i dásním. Po vyčištění doporučujeme použít masážní režim a rozšířit tím tak denní rituál péče o ústní dutinu o další minutu.
- BĚLICÍ REŽIM 35 000-38 000 pohybů / min**
Vzájemně přepínání slabé a silné frekvence obou zvukových vln dokáže snadno uvolnit všechny zubní skvrny na povrchu zubů, čímž je dosaženo vyčištění a čistoty při pravidelných vibracích různých frekvencí.

SPECIFIKACE

Název výrobku: sonický zubní kartáček blue™
 Kategorie: Sonický zubní kartáček
 Model: LBT-203542B

HLAVNÍ TĚLO

Jmenovité napětí: 3.7V ==
 Jmenovitý výkon: 1.8W

NABÍJENÍ

Jmenovité napětí: 5V ==
 Jmenovitý výkon: 1.6W

Vodotěsný stupeň: IPX7

Prováděcí standard: Q/LBD 1-2019
 Datum výroby: Přečtěte si prosím obal produktu
 Výrobní místo: Tung-kuan, Kuang-tung, Čína

* Pečlivě si přečtěte parametry ve specifikaci a výrobek používejte správně.

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

Závada	Analýza příčin	Způsob odstranění závady
Oslabení vibrací	① Kartáček je silně tláčen na zuby. ② Hlavice kartáčku je příliš natlačena k hlavnímu tělu.	① / Hlavici kartáčku tlačte na zuby lehce. ② Sundajte hlavici kartáčku z rukojeti a poté ji znovu nasuňte na výstupní osu. Mezi hlavici kartáčku a rukojetí nechte mezeru.
Zubní kartáček lze používat pouze krátkou dobu, i když je plně nabitý.	Kartáček je bez energie.	① Kartáček není plně nabit. ② Kartáček nebyl použit déle než 6 měsíců. ③ Baterie dosáhla životnosti.
Kartáček přestává fungovat.	① Kartáček bez elektiny ② Kartáček s poruchami.	① Nabijte baterii a zkontrolujte, jaké červenou kontrolku. ② Údržba pouze v zákaznickém servisním středisku autorizovaném společností blue™. Další informace získáte od zákaznického servisu blue™ (info@bluemcare.com).

* Díky rychlé diagnostice závad bude výrobek opět fungovat rychleji.

ZÁRUKA A PODPORA
 Na sonický kartáček značky blue™ se vztahuje záruka na dva roky. Pokud narazíte na neřešitelné problémy, prosím obraťte se na Vašeho lokálního distributora či zákaznický servis blue™ prostřednictvím emailu info@bluemcare.com.

TESTY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Název součásti	Nebezpečná látka					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Strukturální část	○	○	○	○	○	○
Sestavy PCBA	×	○	○	○	○	○
Nabíjecí adaptérwer	×	○	○	○	○	○
Nabíjecí kabel	×	○	○	○	○	○
Podpůrné zařízení	○	○	○	○	○	○

*Sestavy PCB (desek plošných spojů) zahrnují desku plošných spojů a její elektronické součásti, jako je rezistor, kondenzátor, integrovaný čip atd.

Tato tabulka je sestavena v souladu s ustanoveními SJ/T11364-2014 „Označení pro omezení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích“.

○: Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech součásti vyhovuje požadavkům na koncentrační limity stanovené v normě GB/T26572-2011 „Požadavky na koncentrační limity pro určité omezené látky v elektrických a elektronických výrobcích“.

×

×: Označuje, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu součásti překračuje požadavky na koncentrační limity stanovené v normě GB/T26572-2011 „Požadavky na koncentrační limity pro určité omezené látky v elektrických a elektronických výrobcích“.

* je uvedeno výše, protože nahraďou nebo snížení netze prozrazit realizovat kvůli globálnímu omezení průmyslové technologie.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento zubní kartáček s vestavěnou dobíjecí baterií obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Naším posláním je zdravější planeta, a proto se po skončení životního cyklu řádně postarejte o likvidaci sonického zubního kartáčku blue™.Nedávejte prosím likvidované výrobky a odpady z běžného života dohromady, měly by být vyjmuty do recyklačního suda a výrobky blue™ by měly být doručeny do příslušného recyklačního centra, které je v souladu s ochranou životního prostředí.

11