

Elektrická zubná kefka pre deti

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Tieto bezpečnostné pokyny vám pomôžu pri používaní tohto výrobku používať tento výrobok bezpečne a správne, ale aj zabrániť tomu, aby ste sa zranili. alebo niekto iný.

Pri používaní elektrických zariadení, najmä v prítomnosti detí, je potrebné vždy by sa mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY:

Aby sa znížilo riziko popálenia, požiaru alebo zranenia osôb:

Tento výrobok nie je určený pre osoby s fyzickými, zmyslovými alebo nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý primeraný dohľad alebo inštrukcie o používaní výrobku, dospelou osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti by mali výrobok používať pod dohľadom, aby sa s ním nehrali, nie je to hračka.

Tento výrobok používajte len na určené použitie a podľa pokynov. napísané v tejto príručke. Tento výrobok je určený len na čistenie zuby a ďasná. Nepoužívajte žiadne príslušenstvo ani hlavicu kefky na iné účely, ako odporúča výrobca.

Táto zubná kefka je pomôcka na osobnú starostlivosť a nie je určená na používanie viacerými osobami.

Ak vaša zubná pasta obsahuje peroxid, sódu bikarbónu alebo iné bikarbonát (bežný v bieliacich zubných pastách), potom dôkladne čistite hlavu a rukoväť kefky, aby ste zabránili prasknutiu plastových častí výrobku.

Výrobok uchovávajte mimo horúcich povrchov.

Ak sa vyskytnú nepríjemné pocity alebo bolesť v ústach, prestaňte ich používať zubnú kefku a kontaktujte svojho zubára.

Tento výrobok nečistite v umývačke riadu.

AKO POUŽÍVAŤ

1. Naneste zubnú pastu na hlavu zubnej kefky.
2. Vložte hlavu zubnej kefky do úst.
4. Zľahka stlačte tlačidlo zo spodnej časti kefky.

a začnite si čistiť zuby.

Odporúčanie:

Rovnomerné čistenie zubov

. Horná časť zvonka a spodná časť zvonka

. Vrchná časť z vnútornej strany a spodná časť z vnútornej strany. Hlavu kefky pomaly vedte od jedného zuba na druhú stranu.

Niekoľko sekúnd čistite jedno miesto a až potom sa pohnite.

na ďalší zub.

Na kefu netlačte príliš silno ani ju príliš nedrhňte, jednoducho nechajte kefu pracovať samostatne.

Počas kefovania zľahka stlačte tlačidlo , čím kefovanie zastavíte.