

TheraCup™

Advanced Cupping Therapy

Powered by **ThermaVibration** Technology™

PN: TB03285-01

Návod k použití

Začínáme

Krok 1 - Použití technologie baňkování

1. Zvolte velikost kalíšku (malý, střední, velký), která je nejvhodnější pro oblast, kde chcete TheraCup™ používat. Další informace o tom, jak vybrat vhodnou velikost košíčku, naleznete níže. Zajistěte kontakt mezi kalíškem a černým kroužkem na zařízení pro utěsnění.
2. Jakmile se cítíte pohodlně, zapněte TheraCup™ přetažením posuvníku MasterSwitch doprava. Kontrolka stavu baterie ukazuje, že je zařízení zapnuté.
3. Krátkým stisknutím sacího (prostředního) tlačítka zahájíte baňkování. Krátkým stisknutím tlačítka odsávání přepínáte mezi nastaveními tlaku (nízký, střední, vysoký). Zapnutím odsávání se zároveň zapne první úroveň tepla a vibrací.
4. Před použitím položte šálek na předloktí, abyste si mohli upravit nastavení, nebo jej umístěte přímo na určené místo, například na záda, paže a nohy, a začněte používat. Po umístění zatlačte kalíšek do kůže, aby se silně přisál. Po nasátí můžete během ošetření uvolnit úchop.
5. Krátkým stisknutím tlačítka vibrací přepínáte nastavení rychlosti. Dlouhým stisknutím se ošetření vypne.
6. Krátkým stisknutím tlačítka ohřevu přepínáte mezi třemi teplotami. Dlouhým stisknutím se ošetření vypne.
7. Po třech minutách uslyšíte krátké pípnutí, které znamená, že ošetření TheraCup™ je dokončeno. Pět sekund po pípnutí se odsávání zastaví. Pokud chcete léčbu kdykoli přerušit, dlouze stiskněte tlačítko odsávání (prostřední) nebo přetáhněte posuvník MasterSwitch doleva (vypnuto).
8. Chcete-li zařízení TheraCup™ vypnout, přetáhněte posuvník MasterSwitch doleva.

Popis produktu

TheraCup™

Pokročilá baňková terapie snadno.

Od tvůrců Theragun® přichází TheraCup™, digitalizovaná baňková terapie využívající vědecky podloženou technologii pro kontrolovanější, účinnější a bezpečnější řešení. TheraCup™ kombinuje baňkování s vibracemi a teplem pro účinnější a snadno použitelné řešení regenerace. Pokročilou, účinnou a přenosnou inovativní technologii TheraCup™ mohou využívat profesionálové nebo ji lze použít v domácích podmínkách.

Určeno k použití:

TheraCup™ inovuje tradiční metodu baňkování. TheraCup™ má pomoci uvolnit svalové napětí a napětí a snížit bolest a bolestivost. Tento přístroj má stimulovat přirozený proces hojení zvýšením průtoku krve do ošetřované oblasti, což pomáhá snížit bolest a bolestivost a zlepšit pohyblivost. TheraCup™ kombinuje vibrace a teplo dohromady a poskytuje tak automatizovanou, účinnou a tlakem řízenou metodu provádění baňkové terapie.



Krok 2 - Objevte ošetření v režimu Pro

1. Zvolte velikost kalíšku (malý, střední, velký), která je nejvhodnější pro oblast, kde chcete TheraCup™ používat. Další informace o tom, jak vybrat vhodnou velikost košíčku, naleznete níže. Zajistěte kontakt mezi kalíškem a černým kroužkem na zařízení pro utěsnění. .
2. Jakmile se cítíte pohodlně, zapněte TheraCup™ přetažením posuvníku MasterSwitch doprava. Kontrolka stavu baterie ukazuje, že je zařízení zapnuté.
3. Režim Pro můžete používat dvěma způsoby: Bleskové baňkování a klouzavé baňkování.
4. Dlouhým současným stisknutím tlačítek vibrací a tepla po dobu přibližně pěti sekund přejdete do režimu Pro. V režimu Pro Mode se rozsvítí dvě bílá světla a přístroj začne odsávat. V režimu Pro Mode není možné nastavit úroveň odsávání. Výchozí nastavení v režimu Pro Mode je Klouzavé baňkování. Chcete-li přejít do režimu Flash Cupping, stiskněte tlačítko odsávání (prostřední tlačítko). Rozsvítí se tři bílé kontrolky, které signalizují, že je zapnutý režim Flash Cupping.
5. Vibrace zapnete krátkým stisknutím tlačítka vibrací. Krátkým stisknutím tlačítka vibrací přepínáte nastavení rychlosti. Dlouhým stisknutím se ošetření vypne.
6. Krátkým stisknutím tlačítka ohřevu zapněte tepelnou úpravu. Krátkým stisknutím tlačítka ohřevu přepínáte mezi třemi teplotami. Dlouhým stisknutím se ošetření zastaví.
7. Klouzavý režim: Na ošetřovanou oblast naneste masážní prostředek, například olej nebo pleťové mléko. Umístěte pohárek na zamýšlenou oblast, například na IT pásy, kvadricepsy a lýtky. Jakmile je pohárek plně přisátý, lehce jej zvedněte nahoru a směrem od pokožky a pomalu klouzejte po ošetřované oblasti.
8. Bleskový režim baňkování: Přiložte baňku na zamýšlenou oblast, například na IT pásy, kvadricepsy a lýtky. Nechte 2-5 vteřin působit tlak a poté tahem baňku uvolněte. Při použití menšího kalíšku jej uvolněte přibližně po dvou sekundách. Při použití většího kalíšku uvolněte tlak přibližně po pěti sekundách.
9. Po pěti minutách uslyšíte krátké pípnutí, které signalizuje, že ošetření TheraCup™ je dokončeno. Pět sekund po pípnutí se odsávání zastaví. .
10. Chcete-li přístroj TheraCup™ během ošetření nebo po něm vypnout, přetáhněte posuvník MasterSwitch doleva.

Začínáme

Krok 3 - Pociťte ten rozdíl.™ Každý den.

Ať už se TheraCup™ používá ke zlepšení bolestivosti a napětí, po tréninku nebo k celkové pohodě, pomůže vám, abyste se cítili co nejlépe..

Obecné informace:

1. Přehled velikostí pohárků
 - a. Malý: (35 mm) doporučený pro menší svaly, např. levator scapulae (zadní část krku), trapézy, kolena, lýtka.
 - b. Střední: (45 mm) doporučeno pro střední svaly, např. deltové svaly, tricepsy, předloktí, trapézy.
 - c. Velký: (55mm) kelímek) doporučený pro větší svaly, např. trapézy, záda, spodní část zad, hamstringy, kvadricepsy, lýtka.
2. Stejně jako při baňkování obecně se po použití TheraCup™ objeví modřiny.

Důležité bezpečnostní pokyny naleznete v příbalovém letáku Upozornění

Seznámení s baňkovacím zařízením

Nabíjení

- TheraCup™ je vybaven rozhraním USB-C.
- TheraCup™ obsahuje kabel USB-C na USB-A.
- Zařízení můžete připojit k jakémukoli standardnímu adaptéru USB.
- Port USB se nachází naproti přepínači MasterSwitch.
- Stav nabití baterie je indikován na LED indikátoru baterie:
 - Oranžová: nízké nabití, modrá: střední nabití, zelená: plné nabití.
 - Při nabíjení bliká kontrolka LED, která signalizuje správné připojení, a po dokončení nabíjení se rozsvítí zeleně.
 - Úroveň nabití baterie můžete kdykoli zkontrolovat vložení přepínače doprava, když je zařízení zapnuté. Kontrolka baterie se při vypnutí zařízení vypne.

Poznámka: Pokud používáte nabíječku od třetí strany, ujistěte se, že je od certifikovaného výrobce a že nedošlo k jejímu konstrukčnímu poškození. Během nabíjení se nepokoušejte zařízení používat.

Seznámení s baňkovacím zařízením



Obrázek 1.

- | | |
|---|-----------------------------|
| A Sací zařízení | C USB-C Kabel |
| B Tři vyměnitelné průhledné kalíšky: 35 mm, 45 mm, 55 mm | D Neoprenové pouzdro |

Přehled nastavení intenzity sání

Úroveň 1 = nízká intenzita
Úroveň 2 = střední intenzita
Úroveň 3 = vysoká intenzita

Přehled nastavení vibrací

Úroveň 1 = nízká úroveň vibrací
Úroveň 2 = vysoká úroveň vibrací
Úroveň 3 = vlnová vibrační terapie

Přehled nastavení teploty

Úroveň 1 = nízká teplota
Úroveň 2 = střední teplota
Úroveň 3 = vysoká teplota

Pokyny k čištění:

1. Přepnutím přepínače MasterSwitch doleva vypnete TheraCup™. Zkontrolujte, zda je kontrolka stavu baterie vypnutá.
2. K dezinfekci šálků a topného tělesa použijte dezinfekční ubrousky.
3. TheraCup™ čistěte lehce navlhčeným hadříkem nebo roztokem na bázi alkoholu, pokud se dostane do kontaktu s čímkoli, co může způsobit skvrny nebo jiné poškození, jako jsou: špína nebo písek, make-up, inkoust, mýdlo, detergenty, kyseliny nebo kyselé potraviny, nebo s jinými tekutinami než sladkou vodou, včetně těch, které mohou vést k podráždění pokožky, jako jsou: pot, slaná voda, mýdlová voda, voda v bazénu, parfém, repelent proti hmyzu, pleťové krémy, opalovací krémy, olej, odstraňovač lepidel, barva na vlasy nebo rozpouštědla.
4. TheraCup™ osušte neabrazivním hadříkem, který nepouští vlákna.
5. TheraCup™ je dodáván s vyměnitelnými filtry, které zabraňují poškození přístroje cizími látkami. Chcete-li filtr vyměnit, sejměte malou gumovou krytku umístěnou v horní části vyhřívané podložky. Filtr vyměňte jednou za šest měsíců.

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.



Dovozce/dovozca: Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika
Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.