

UBrush!

ELEKTRICKÝ MEZIZUBNÍ
KARTÁČEK



NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití

- Otočením spodní části přístroje otevřete prostor s baterií. Baterie AA je součástí balení. Před prvním použitím přístroje odstraňte izolační pásku.
- Z přiložené sady vyberte správnou velikost kartáčku pro Vaše mezizubní prostory a nasadte jej do adaptéru. Adaptér nasadte na koncovku přístroje.
- Stiskněte tlačítko s ikonou světla (spodní tlačítko v šedé části přístroje).
- Při používání přístroje používejte přídavné zrcátko, abyste mohli průběžně kontrolovat kvalitu čištění špatně dostupných míst. Zrcátko se snadno nasadí na prst a umožňuje tak práci jednou rukou.
- Spusťte vibrace stiskem tlačítka s ikonou vibrací (horní tlačítko v šedé části), zasuněte opatrně kartáček do prostoru mezi zuby a asi pětkrát posuňte mezi zuby kartáček tam a zpět. Systematicky vyčistěte všechny mezizubní prostory v obou čelistech. Kartáček rychlými vibracemi odstraňuje efektivně plak a zároveň masíruje dásně. Použití vhodného mezizubního gelu zlepšuje komfort čištění a zlepšuje péči o zdravé dásně.
- Pokud jsou mezery mezi zuby různě velké, přizpůsobujte tomu i výběr kartáčků a pro každý prostor vyberte adekvátní velikost kartáčku. V sadě jsou dva adaptéry a pro větší komfort je možné mít v každém z nich připravený kartáček jiné velikosti.
- Pokud na kartáčku ulpí plak či krev, můžete jej během čištění mezizubních prostor průběžně omývat vodou nebo otřít. Krev se může zpočátku objevit, pokud jsou Vaše dásně zanícené. Na očištěný kartáček naneste opět mezizubní gel. Pro komplexní ústní hygienu je vhodné kartáček používat denně.
- Po ukončení čištění je třeba kartáček vyčistit, opláchnout, osušit a nechat na suchém místě. Předejdete tak množení bakterií. Po umytí kartáčku uložte přístroj a adaptér do stojanu, aby byl připravený pro další použití.
- Když se kartáček používáním poškodí nebo opotřebuje, vyměňte jej za nový.