

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ЕДНО УСТРОЙСТВО. ДВЕ СТРАНИ ЧЕТИРИ ИНДИВИДУАЛНИ РЕЖИМА

Почистване:

Режим 1: Лека вибрация

Режим 2: Интензивна вибрация

Против стареене:

Режим 3: Лека пулсация

Режим 4: Интензивна пулсация

НАЧИН НА УПОТРЕБА

СТЪПКА 1: ИЗПЛАКНЕТЕ И НАНЕСЕТЕ ПОЧИСТВАЩИЯ ПРОДУКТ

Изплакнете лицето с топла вода и внимателно втрийте почистващия продукт.

СТЪПКА 2: НАМОКРЕТЕ И ВКЛЮЧЕТЕ УРЕДА

Изплакнете PMD Clean под вода и включете уреда. Препоръчваме режими 1 и 2 за оптимални почистващи резултати.

СТЪПКА 3: СМАРТ (УМНО) ПОЧИСТВАНЕ

Движете главата на четката с кръгови движения, почиствайки цялото лице. Безопасно е да прекарате повече време в области, за които се притеснявате.

СТЪПКА 4: ИЗПЛАКНЕТЕ И ПОДСУШЕТЕ С ПОТУПВАЩИ ДВИЖЕНИЯ

Изплакнете лицето и PMD Clean от излишния почистващ продукт, след което подсушете с потупващи движения.

МАСАЖ В СЕРУМИ

Нанесете продукти за грижа за кожата и използвайте задната страна на PMD Clean в режим 3 или 4 за леко масажирание.

ПОВДИГАНЕ, СТЯГАНЕ И ТОНИЗИРАНЕ

Препоръчваме да използвате режим 3 или 4 за масажирание. Работейки на перфектна честота, PMD Clean повдига, стяга и тонизира кожата. Чрез пулсациите на уреда се стимулира притокът на кръв и се увеличава производството на колаген.

БЪДЕТЕ СВЕЖИ. БЪДЕТЕ ЛЪЧЕЗАРНИ.

#brilliantconfidence