

MANUEL D'INSTRUCTIONS

PERSONNALISEZ VOTRE TRAITEMENT

kissfoliator™ Kisser

Le kissfoliator élimine les cellules mortes de la peau en utilisant des cristaux d'oxyde d'aluminium antibactériens pour des lèvres lisses et irrésistibles.

Vitesses de traitement intelligentes

Mode 1 : vitesse standard pour un traitement rapide

Mode 2 : vitesse faible pour un traitement ciblé plus intense

Sélectionnez votre Kissser

Deux tailles d'embouts Kissser sont disponibles. Testez les deux embouts et décidez lequel convient le mieux à vos lèvres.

Masque pour les lèvres hydrakiss™

Pour une hydratation supplémentaire des lèvres et pour améliorer les résultats anti-âge du traitement, utilisez un masque hydrakiss™ dès que vous le souhaitez.

COMMENT L'UTILISER



Étape 1 Insérez l'embout Kissfoliator dans le PMD Kiss.

Étape 2 Allumez le PMD Kiss. Glissez doucement le PMD Kiss sur les lèvres propres et sèches pendant que l'appareil pulse. Pour un traitement plus intense, essayez d'exercer une pression ou effectuez un gommage. Utilisez comme vous le souhaitez sur les lèvres sèches et gercées.

Étape 3 Appliquez le sérum Smart Lip Plumping Serum sur les lèvres propres et sèches.

Étape 4 Changez l'embout du PMD Kiss. Pendant que le sérum Smart Lip Plumping Serum fait effet, retirez l'embout Kissfoliator et insérez l'embout Kissser.



Étape 5 Allumez le PMD Kiss. Placez l'embout Kissser fermement et directement sur la lèvre en créant une étanchéité pour l'aspiration. Laissez le PMD Kiss pulser et glisser sur vos lèvres jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint.

Étape 6 Appliquez le masque-tissu pour les lèvres Hydrakiss sur les lèvres pendant au moins 5 minutes pour améliorer les résultats anti-âge.

Étape 7 Appliquez votre brillant à lèvres ou votre rouge à lèvres préféré pour mettre en valeur vos lèvres.

Étape 8 Profitez de votre journée avec un sentiment renouvelé de #brilliantconfidence.

SOYEZ FRAÎCHE. SOYEZ RAYONNANTE.
#brilliantconfidence