

x

PERSONALIZZA IL TUO TRATTAMENTO

Testina esfoliante Kissfoliator™ Kissser

La testina esfoliante *Kissfoliator* rimuove le cellule morte della pelle grazie ai cristalli antibatterici di ossido di alluminio, donandoti labbra lisce da baciare.

Velocità di trattamento intelligente

Modalità 1: velocità standard per un trattamento rapido

Modalità 2: velocità bassa per un trattamento mirato più intenso

Seleziona il Kissser

Sono disponibili testine *Kisser* di due misure. Prova entrambe e decidi qual è la più adatta alle tue labbra.

Maschera idratante hydrakiss™ Maschera Labbra

Per una maggiore idratazione delle labbra e per migliorare i risultati anti-invecchiamento del trattamento, utilizza la maschera idratante *hydrakiss* a tuo piacimento.

MODO D'USO



Fase 1 Inserire la testina esfoliante *Kissfoliator* nel *PMD Kiss*

Fase 2 Accendere il *PMD Kiss*. Iniziare il trattamento con le labbra pulite e asciutte. Muovere delicatamente il *PMD Kiss* sulle labbra mentre il dispositivo pulsa. Per un trattamento più intenso, provare ad esercitare una pressione maggiore o ad applicare dell'esfoliante. Usare a proprio piacimento su labbra secche e screpolate.

Fase 3 Applicare il siero rimpolpante *Smart Lip* sulle labbra pulite e asciutte.

Fase 4 Cambiare la testina del *PMD Kiss*. Mentre il siero rimpolpante fa effetto, rimuovere la testina *Kissfoliator* e inserire la *Kisser*.



Fase 5 Accendere il *PMD Kiss*. Posizionare saldamente la testina *Kisser* direttamente sul labbro creando una chiusura ermetica necessaria per l'aspirazione. Consentire a *PMD Kiss* di pulsare e muoversi sulle tue labbra fino a raggiungere il risultato desiderato.

Fase 6 Applicare la maschera idratante *hydrakiss* sulle labbra per almeno 5 minuti per migliorare i risultati anti-invecchiamento.

Fase 7 Applicare il proprio lucida labbra o rossetto preferito per migliorare l'aspetto delle labbra.

Fase 8 Iniziare la giornata con un rinnovato senso di #brilliantconfidence.

SII FRESCA E RADIOSA
#brilliantconfidence