

HANDLEIDING

PAS DE BEHANDELING AAN UW EIGEN BEHOEFTE AAN

kissfoliator™ Kisser

De kissfoliator verwijdt dode huidcellen met behulp van antibacteriële aluminiumoxidekristallen voor gladde lippen om te kussen.

Slimme behandelingssnelheden

Modus 1: Standaard snelheid voor een snelle behandeling

Modus 2: Lage snelheid voor een intensievere, gerichte behandeling

Selecteer uw Kisser

Er zijn twee maten Kisser-opzetstukken beschikbaar. Test beide opzetstukken en beslis welke het beste is voor uw lippen.

hydrakiss™ Lip Mask

Gebruik voor extra liphydratatie en om de anti-verouderingsresultaten van de behandeling te verbeteren een hydrakiss™-masker.

HOE TE GEBRUIKEN



Step 1 Plaats het opzetstuk van de Kissfoliator in de PMD Kiass.

Step 2 Schakel de PMD Kiss in. Begin met schone, droge lippen; schuif de PMD Kiss zachtjes over de lippen terwijl het apparaat pulseert. Probeer voor een intensere behandeling druk uit te oefenen of te scrubben. Naar wens te gebruiken op droge, schrale lippen.

Step 3 Breng Smart Lip Plumping Serum aan op schone, droge lippen.

Step 4 Verwissel de PMD Kiss-opzetstukken. Terwijl het Smart Lip Plumping Serum begint te werken, verwijdt u het Kissfoliator-opzetstuk en stopt u er het Kisser-opzetstuk in.



Step 5 Schakel de PMD Kiss in. Plaats het Kisser-opzetstuk stevig en direct op de lip om een strakke afdichting voor zuigkracht te creëren. Laat de PMD Kiss pulseren en over de lippen glijden totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Step 6 Breng een hydrakiss lipbladmasker aan op de lippen gedurende minimaal 5 minuten om de anti-verouderingsresultaten te verbeteren.

Step 7 Breng uw favoriete lipgloss of lipstick aan om het uiterlijk van uw lippen te verbeteren.

Step 8 Begin de dag met een hernieuwd gevoel van #brilliantconfidence (briljant zelfvertrouwen).

WEES FRIS. WEES STRALEND.
#brilliantconfidence