

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, πριν τη πρώτη χρήση.

Σημαντικό

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να βυθιστεί μέσα στο νερό ή να πέσει στο πάτωμα.

Η πρίζα πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμη. Περιοδικά να ελέγχετε το καλώδιο για τυχόν φθορές. Χαλασμένη συσκευή ή συσκευή που δεν λειτουργεί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, απευθυνθείτε με τη μονάδα φόρτισης σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 12 ετών.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες, σωματικές ή πνευματικές, ικανότητες εκτός αν επιβλέπονται από άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Γενικά, συνιστούμε να φυλάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Σε περίπτωση που η λαβή της οδοντόβουρτσας πέσει κάτω, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή πριν από την επόμενη χρήση, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ορατές φθορές.

Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει κάτω, ή σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει μέσα στη μπανιέρα ή στο

νιπτήρα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην προσπαθήσετε να πιάσετε τη συσκευή εάν έχει πέσει μέσα σε νερό. Βγάλτε την από την πρίζα αμέσως.

Μην προσπαθείτε να μετατρέψετε ή να επισκευάσετε το προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Συμβουλευτείτε το τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών ή απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της Oral-B Braun.

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν εκτός και αν πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες. Όταν απομακρύνετε την μπαταρία από τη λαβή της οδοντόβουρτσας για να την πετάξετε, δώστε προσοχή να μην βραχυκυκλώσετε τον

θετικό (+) με τον αρνητικό (-) πόλο.

Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μέσα σε ανοίγματα της συσκευής.

Μην αγγίζετε την ηλεκτρική πρίζα με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Όταν βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα, πάντα να κρατάτε την πρίζα αντί για το καλώδιο.

Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή φορτιστές που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Εάν ακολουθείτε κάποια θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα στοματικής υγιεινής, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση.

Περιγραφή

Οδοντόβουρτσα

- 1 Βάση Φόρτισης
- 2 Φωτεινή ένδειξη χαμηλής φόρτισης
- 3 Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- 4 Λαβή οδοντόβουρτσας (επαναφορτιζόμενη)
- 5 Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος
- 6 Φωτεινή ένδειξη αισθητήρα πίεσης
- 7 Κεφαλή βουρτσίσματος (δείτε «Κεφαλές βουρτσίσματος και εξαρτήματα»)
- 8 Θήκη κεφαλής βουρτσίσματος Συσκευή Καταιονισμού

- 9 Θήκη ακροφυσίου καταιονισμού
- 10 Ακροφύσιο καταιονισμού
- 11 Διακόπτης ακροφυσίου καταιονισμού
- 12 Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου καταιονισμού
- 13 Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος
- 14 Επιλογέας της πίεσης του νερού
- 15 Διακόπτης λαβής (εκτόξευση ή μη του νερού)
- 16 Λαβή της συσκευής καταιονισμού
- 17 Δοχείο νερού (600ml)
- 18 Αποθηκευτικός χώρος καλωδίου συσκευής

Προδιαγραφές

Για τις προδιαγραφές της τάσης του ρεύματος:

βλέπε τη βάση της μονάδας φόρτισης.

Α Χρήση της οδοντόβουρτσας

Σύνδεση και φόρτιση

Η οδοντόβουρτσά σας έχει μια αδιάβροχη λαβή, είναι ασφαλής από το ηλεκτρικό ρεύμα και είναι σχεδιασμένη για χρήση στο μπάνιο. Συνδέστε τη συσκευή με μια ηλεκτρική πρίζα και

τοποθετήστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας (4) στη μονάδα φόρτισης (1) (a).

Η πράσινη φωτεινή ένδειξη φόρτισης (3) αναβοσβήνει, κατά τη διάρκεια φόρτισης της λαβής. Όταν αυτή φορτιστεί πλήρως, η πράσινη φωτεινή ένδειξη ανάβει συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει. Μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται το λιγότερο 17 ώρες και

επιτρέπει περίπου μία εβδομάδα κανονικού βουρτσίσματος (2 φορές την ημέρα, για 2 λεπτά).

Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης όταν η φωτεινή ένδειξη του φορτιστή είναι σβηστή, σηκώστε σύντομα τη λαβή και επιστρέψετε την στην βάση φόρτισης. Η φωτεινή ένδειξη του φορτιστή θα ανάψει μόνιμα για 5 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει όταν η λαβή της οδοντόβουρτσας σας είναι πλήρως φορτισμένη.

Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αδειάσει, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη χαμηλής φόρτισης (2) αρχίζει να αναβοσβήνει μετά την απενεργοποίηση της οδοντόβουρτσας σας.

Για την καθημερινή χρήση, η λαβή της οδοντόβουρτσας μπορεί να φυλάσσεται στη μονάδα φόρτισης, για να διατηρείται σε πλήρη ισχύ.

Η υπερφόρτιση είναι αδύνατη. Ωστόσο, για περιβαλλοντικούς λόγους, η Oral-B συνιστά να βγάζετε από την πρίζα τον φορτιστή μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να φορτίσετε τη λαβή. Παρακαλώ προσέξτε ότι θα πρέπει, όταν

χρησιμοποιείτε την συσκευή καταιονισμού, να την έχετε συνδεδέσει με το ρεύμα.

Για να διατηρηθεί η χωρητικότητα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο μέγιστο, να αποσυνδέετε τη μονάδα φόρτισης από το ρεύμα, αφήνοντας τη λαβή να αποφορτιστεί πλήρως με κανονική χρήση, τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Παρακαλώ προσέξτε: Εάν η φωτεινή ένδειξη φόρτισης δεν αναβοσβήσει αμέσως, συνεχίστε την φόρτιση. Θα εμφανιστεί σε 10–15 λεπτά.

Τρόποι βουρτσίσματος (εξαρτάται από το μοντέλο)

Η οδοντόβουρτσά σας προσφέρει διαφορετικούς τρόπους βουρτσίσματος για να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες της στοματικής σας φροντίδας.

«Καθημερινός Εξαιρετικός καθαρισμός του Καθαρισμός» στόματος

«Ευαίσθητες Απαλός αλλά αποτελεσματικός Περιοχές» καθαρισμός για ευαίσθητες περιοχές

«Γυάλισμα» Εξαιρετικό γυάλισμα για περιστασιακή ή καθημερινή χρήση

Πώς να αλλάζετε διαφορετικούς τρόπους

βουρτσίσματος:

Όταν πιέζετε το κουμπί ανοίγμ./κλεισίμ. (5) η οδοντόβουρτσα σας ξεκινάει να λειτουργεί αυτόματα

στο πρόγραμμα «Καθημερινός Καθαρισμός».

Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα «Ευαίσθητες Περιοχές» και «Γυάλισμα», πιέστε διαδοχικά το κουμπί ανοίγμ./κλεισίμ.

Για να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα σας από το πρόγραμμα «Γυάλισμα» πιέστε το κουμπί ανοίγμ./κλεισίμ. άλλη μια φορά.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα σας από το πρόγραμμα «Καθημερινός Καθαρισμός» ή «Ευαίσθητες Περιοχές», πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανοίγμ./κλεισίμ. μέχρι να σταματήσει η λειτουργία του.

Τεχνική βουρτσίσματος

Τοποθετήστε την κεφαλή βουρτσίσματος (7) στη λαβή της οδοντόβουρτσας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε

οποιαδήποτε οδοντόκρεμα. Για την αποφυγή πιτσιλίσματος, οδηγείτε την κεφαλή βουρτσίσματος στα δόντια σας, πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Οδηγείτε αργά την κεφαλή βουρτσίσματος από δόντι σε δόντι, αφιερώνοντας μερικά δευτερόλεπτα σε κάθε επιφάνεια του δοντιού. Βουρτσίστε τόσο τα ούλα όσο και τα δόντια, πρώτα τις εξωτερικές, κατόπιν τις εσωτερικές και τελικά τις μασητικές επιφάνειες. Μην εξασκείτε μεγάλη πίεση ή τριβή, απλά αφήστε την οδοντόβουρτσα να κάνει όλη τη δουλειά.

Αισθητήρας πίεσης

Για να βοηθά να προστατεύετε τα δόντια σας και τα ούλα σας από το έντονο βούρτσισμα, η οδοντόβουρτσα σας έχει εγκατεστημένο έναν αισθητήρα πίεσης (c). Εάν εξασκείται μεγάλη πίεση, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη της πίεσης (6) θα ανάψει υπενθυμίζοντας σας να μειώσετε την πίεση.

Επιπλέον, θα ακούσετε έναν διαφορετικό ήχο κατά την διάρκεια βουρτσίσματος. Περιοδικά, ελέγχετε την λειτουργία του αισθητήρα πίεσης πιέζοντας ελαφρά την κεφαλή βουρτσίσματος κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Επαγγελματικός χρονοδιακόπτης

Ένας σύντομος διακεκομμένος ήχος σε διαστήματα 30 δευτερολέπτων, σας υπενθυμίζει να βουρτσίζετε εξίσου και τα τέσσερα τεταρτημόρια του στόματος σας. Ένας μακρύς διακεκομμένος ήχος σας υποδεικνύει το τέλος του συνιστώμενου, από τους οδοντιάτρους, χρόνου βουρτσίσματος των 2 λεπτών (d). Ο χρονοδιακόπτης κρατάει στη μνήμη τον διανυόμενο χρόνο βουρτσίσματος, ακόμα και εάν η λαβή απενεργοποιηθεί σύντομα κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Εάν η διακοπή είναι μεγαλύτερη των 30 δευτερολέπτων ο χρονοδιακόπτης ξεκινάει από την

αρχή.

Κατά τις πρώτες μέρες χρήσης της οδοντόβουρτσας σας, τα ούλα σας μπορεί να αιμορραγήσουν ελαφρά. Γενικά, η αιμορραγία θα πρέπει να σταματήσει μετά από μερικές ημέρες. Εάν συνεχιστεί μετά από διάστημα 2 εβδομάδων, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο σας. Εάν έχετε ευαίσθητα δόντια και ούλα, η Oral-B συνιστά να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για «Ευαίσθητες Περιοχές» (εξαρτάται από το μοντέλο).

Κεφαλές βουρτσίσματος και εξαρτήματα (εξαρτάται από το μοντέλο)

Η Oral-B ProfessionalCare σας προσφέρει μια ποικιλία κεφαλών βουρτσίσματος και εξαρτημάτων, επιτρέποντας σας να διαλέξετε εκείνα που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες της στοματικής σας φροντίδας. Ανταλλακτικά κεφαλών βουρτσίσματος και εξαρτήματα θα βρείτε διαθέσιμα σε καταστήματα που πωλούν τα

προϊόντα της Oral-B.

Κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B Precision Clean

Η κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B

Precision Clean έχει εξαιρετική παλμική

– περιστροφική κίνηση για να καθαρίζει αποτελεσματικά τα δόντια, να καθαρίζει κατά μήκος της γραμμής των ούλων και στις δυσπρόσιτες περιοχές όπως αυτές πίσω από τα δόντια. Η στρογγυλή συμπαγής κεφαλή βουρτσίσματος περιβάλλει κάθε δόντι για έναν πλήρη καθαρισμό.

Κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B Sensitive

Η κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B

Sensitive προσφέρει έναν πλήρη καθαρισμό για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Έχει μια πολύ μαλακιά

υφή στις ίνες της, η οποία είναι απαλή με τα δόντια και τα ούλα.

Κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B 3D White

Η κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B 3D White είναι ειδικά σχεδιασμένη για να γυαλίζει και να λευκαίνει με φυσικό τρόπο τα δόντια σας αφαιρώντας τους λεκέδες της επιφάνειας των δοντιών που προέρχονται από καφέ, τσάι και καπνό.

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την κεφαλή βουρτσίσματος Oral-B 3D White με σιδεράκια δοντιών. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την κεφαλή βουρτσίσματος

Braun Oral-B 3D White.

Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος έχουν χαρακτηριστικές μπλε ίνες INDICATOR® για να σας βοηθούν να ελέγχετε

πότε πρέπει να αντικατασταθούν. Με πλήρες βούρτσισμα, δύο φορές τη μέρα για δύο λεπτά, το μπλε χρώμα θα αποχρωματιστεί κατά το ήμισυ σε περίοδο περίπου 3 μηνών, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αλλάξετε την κεφαλή βουρτσίματος.

Εξάρτημα Καθαρισμού Γλώσσας

Το εξάρτημα Καθαρισμού Γλώσσας βοηθά να έχετε δροσερή αναπνοή. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην καταπολέμηση της κακοσμίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά – πριν ή μετά το βούρτσισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοματικό διάλυμα μαζί με το εξάρτημα Καθαρισμού Γλώσσας. Τοποθετήστε το στην λαβή, ενεργοποιείστε την συσκευή και σύρετε το κατά μήκος της γλώσσας από πίσω προς τα μπροστά.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα «Ευαίσθητες Περιοχές» (εξαρτάται από το μοντέλο) για

καλύτερο έλεγχο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Ξεβγάλτε μετά τη χρήση. Αντικαταστήστε το εξάρτημα
Καθαρισμού Γλώσσας όταν το υλικό φθαρεί.

Εξάρτημα Καθαρισμού Μεσοδόντιων Διαστημάτων

Το εξάρτημα Καθαρισμού Μεσοδόντιων

Διαστημάτων καθαρίζει αποτελεσματικά ανάμεσα στα
δόντια και βοηθά να διατηρήσετε τα ούλα σας υγιή. Θα
πρέπει να χρησιμοποιείται πριν το βούρτσισμα των
δοντιών. Αποκόψτε μια οδοντογλυφίδα καθαρισμού
από τη βάση και τοποθετήστε τη στην εγκοπή του
κορμού του άσπρου εξαρτήματος συγκράτησης της.
Τοποθετήστε το εξάρτημα Καθαρισμού Μεσοδόντιων
Διαστημάτων στη λαβή και ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Ανάλογα με ποιο σημείο του στόματός σας θέλετε να
καθαρίσετε, προσαρμόστε το εξάρτημα συγκράτησης
της οδοντογλυφίδας περιστρέφοντας το, έτσι ώστε το
αμβλύ μέρος της να δείχνει πάντα προς τα ούλα.

Οδηγήστε το εξάρτημα καθαρισμού ανάμεσα στα δόντια σας και καθαρίστε συστηματικά από κενό σε κενό. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα «Ευαίσθητες Περιοχές» (εξαρτάται από το μοντέλο), για καλύτερο έλεγχο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μια οδοντογλυφίδα καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου τρεις φορές, μέχρι να μαλακώσει τόσο, ώστε να μη μπορεί να εισχωρήσει αποτελεσματικά και να καθαρίσει ανάμεσα στα δόντια. Ανταλλακτικές οδοντογλυφίδες καθαρισμού διατίθενται ξεχωριστά.

Συμβουλές καθαρισμού της οδοντόβουρτσας

Μετά το βούρτσισμα ξεβγάλετε προσεκτικά την κεφαλή βουρτσίσματος ή το εξάρτημα για μερικά δευτερόλεπτα κάτω από τρεχούμενο νερό με τη λαβή ενεργοποιημένη. Απενεργοποιείτε τη λαβή και αφαιρέστε την κεφαλή βουρτσίσματος ή το εξάρτημα. Καθαρίστε και τα δύο μέρη ξεχωριστά κάτω από

τρεχούμενο νερό (e) και στη συνέχεια στεγνώστε τα πριν συναρμολογήσετε πάλι την οδοντόβουρτσα. Τοποθετείστε τη λαβή της οδοντόβουρτσας πίσω στην βάση φόρτισης.

B Χρήση της συσκευής καταιονισμού

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή καταιονισμού για πρώτη φορά, γεμίστε το δοχείο νερού (17) και αφήστε το νερό να διατρέξει πλήρως κρατώντας τη λαβή της συσκευής καταιονισμού (16) πάνω από τον νιπτήρα.

Συνδέστε ένα από τα ακροφύσια καταιονισμού (10) στη λαβή μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως (f). Γεμίστε το δοχείο νερού με χλιαρό νερό και προσθέστε, εάν επιθυμείτε, στοματικό διάλυμα (g).

Ενεργοποιείτε την συσκευή καταιονισμού πιέζοντας τον διακόπτη on/off (13) (h). Όταν την ενεργοποιείτε, ο διακόπτης της λαβής θα πρέπει να βρίσκεται στην

χαμηλότερη θέση = μη εκτόξευση του νερού.

Επιλέξτε την πίεση του νερού με τον επιλογέα της πίεσης του νερού (14) (1 = ήπια πίεση, 5 = δυνατή πίεση) (i). Συνιστούμε να ξεκινήσετε επιλέγοντας την θέση 1, ειδικά εάν τα ούλα σας έχουν την τάση να αιμορραγούν ή εάν χρησιμοποιούν τη συσκευή καταιονισμού παιδιά.

Σκύψτε πάνω από το νιπτήρα και κατευθύνετε το ακροφύσιο καταιονισμού προς τα δόντια και τα ούλα σας. Γυρίστε τον διακόπτη της λαβής (15) προς τα πάνω για να ξεκινήσει η ροή του νερού (j). Κρατήστε το στόμα σας ελαφρά ανοιχτό ώστε το νερό να πέφτει στον νιπτήρα.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές λειτουργίες του ακροφυσίου καταιονισμού γυρνώντας τον διακόπτη του ακροφυσίου (11) κάτω ή πάνω (πριν πράξετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε την ροή του

νερού γυρνώντας τον διακόπτη της λαβής προς τα κάτω):

Περιστρεφόμενη ροή για γενικό καθαρισμό και μασάζ ούλων (ο διακόπτης του ακροφυσίου στην κάτω θέση): Η περιστροφή της ροής του νερού και οι μικρο-φυσαλίδες που δημιουργούνται έχουν σχεδιαστεί για εύκολη διεύθυνση και ελαφρύ μασάζ ούλων (I).

Απλή ροή (ο διακόπτης του ακροφυσίου στην πάνω θέση): Η ευθύγραμμη ροή νερού έχει σχεδιαστεί για στοχευμένο καθαρισμό (m).

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: 15 λεπτά

Χρόνος ψύξεως της συσκευής: 2 ώρες

Για να διασφαλίζετε τις λειτουργίες του ακροφυσίου, ένα μικρό κόσκινο έχει ενσωματωθεί στο κάτω άκρο της λαβής. Εάν παρατηρήσετε μειωμένη πίεση στο νερό,

παρακαλώ ελέγξτε το κόσκινο για τυχόν υπολείμματα. Αφαιρέστε τα υπολείμματα χτυπώντας, για παράδειγμα, προσεκτικά τη λαβή σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Μετά τη χρήση

Αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού πλήρως για να εμποδίσετε τη συσσώρευση βακτηρίων στο λιμνάζων νερό. Εάν ο οδοντίατρος σας έχει συστήσει τη χρήση διαλύματος χλωρεξιδίνης με τη συσκευή καταιονισμού, αφήστε ορισμένη ποσότητα νερού να διατρέξει τη συσκευή μετά τη χρήση, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση τυχόν υπολειμμάτων.

Πιέστε τον διακόπτη ανοίγμ./κλεισίμ. για να απενεργοποιήσετε την συσκευή καταιονισμού.

Για να απομακρύνετε το ακροφύσιο, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του ακροφυσίου καταιονισμού (12)

(k). Τα ακροφύσια μπορούν να αποθηκεύονται στον ειδικό χώρο ακροφυσίων (9).

Στεγνώστε τη λαβή και τοποθετήστε την πίσω στην βάση της.

Συμβουλές καθαρισμού της συσκευής

Να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα υγρό πανί. Το δοχείο νερού και ο χώρος αποθήκευσης των ακροφυσίων είναι αποσπώμενα και μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.

Δικαίωμα αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό το προϊόν περιέχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, παρακαλούμε να μην πεταχτεί το προϊόν στα σκουπίδια κατά το τέλος της διάρκειας ζωής του. Η αποκομιδή μπορεί να γίνει σε ένα εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun ή στα ειδικά σημεία αποκομιδής που υπάρχουν στη χώρα σας.

Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής, προερχόμενο από κακή συσκευασία ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας, είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη την συσκευή, σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun ή από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: Καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά από τη χρήση, ειδικά όσον αφορά τις κεφαλές βουρτσίσματος, επίσης βλάβες οι οποίες έχουν αμελητέα επίπτωση στην αξία ή στη λειτουργία της συσκευής. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν έχουν γίνει

επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε Service μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε ολόκληρη τη συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Oral-B Braun.