

Vi raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni prima del primo uso.

Importante

Posizionate l'apparecchio in modo che non rischi di cadere nell'acqua o a terra. La spina dovrebbe essere sempre raggiungibile.

Controllate periodicamente che il cavo elettrico non sia danneggiato. Non usare basi danneggiate o non funzionanti. Se il cavo è danneggiato, portare la base di ricarica presso un centro di assistenza Oral-B Braun.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 12 anni.

Questo prodotto non deve essere usato da bambini o

persone con ridotte capacità fisiche o mentali, a meno che non ci sia la supervisione da parte di un adulto per la loro sicurezza. In generale, raccomandiamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Controllate i bambini mentre usano lo spazzolino per assicurarsi che non lo usino come un giocattolo.

In caso di caduta del corpo motore dello spazzolino, sostituite la testina prima del successivo utilizzo anche in caso non vi siano danni visibili.

Non sistemate o riponete lo spazzolino in un punto in cui potrebbe cadere o essere spinto nella vasca o nel lavandino.

Non immergete lo spazzolino in acqua o in altro liquido.

Non cercate di afferrare lo spazzolino eventualmente caduto in acqua. Scollegate immediatamente la spina

dalla presa.

Non modificate o riparate il prodotto. Ciò potrebbe causare incendio, scossa elettrica o altre lesioni. Per le riparazioni consultare il proprio rivenditore o contattare un centro assistenza Oral-B. Non smontate il prodotto.

Quando si tolgono le batterie, fare attenzione a non cortocircuitare il polo positivo (+) e negativo (-).

Non inserite oggetti nelle aperture dello spazzolino.

Non toccate la spina di alimentazione con le mani bagnate. Pericolo di scossa elettrica.

Quando si toglie la spina di alimentazione, tirare la spina e non il cavo.

Usate il prodotto solo per l'uso previsto descritto nel presente manuale. Non usate collegamenti diversi da

quelli raccomandati dal fabbricante.

Se si sta seguendo un trattamento di tipo dentistico, prima di usare lo spazzolino consultare il proprio dentista.

Descrizione

Spazzolino

1 Base di ricarica

2 Spia di basso livello di carica

3 Spia del livello di carica

4 Corpo motore dello spazzolino (ricaricabile)

5 Interruttore accensione/spegnimento

6 Spia del sensore di pressione

7 Testina (vedere «Testine e accessori»)

8 Contenitore per testine

Idropulsore

9 Contenitore per beccucci

10 Beccuccio

11 Pulsante del beccuccio

12 Tasto di sgancio del beccuccio

13 Interruttore accensione/spegnimento

14 Selettore per la regolazione della pressione

dell'acqua

15 Tasto scorrevole (attiva/interrompe l'acqua)

16 Corpo motore dell'idropulsore

17 Serbatoio d'acqua (600 ml)

18 Contenitore per filo

Specifiche:

Per le specifiche di potenza consultare il fondo della base di ricarica.

A Utilizzo dello spazzolino

Allacciamento e ricarica

Lo spazzolino è dotato di un corpo motore impermeabile, è elettricamente sicuro e progettato per essere usato in bagno.

Collegate l'unità di ricarica ad una presa di corrente e mettete il corpo motore dello spazzolino (4) sulla base

di ricarica. (1) (a).

La spia verde dell'indicatore di ricarica (3) lampeggia mentre il corpo motore si sta caricando.

Quando il sistema è completamente carico, la spia verde dell'indicatore resta accesa fissa per 5 secondi e poi si spegne. Una ricarica completa richiede almeno 17 ore e consente approssimativamente l'utilizzo regolare (due volte al giorno, 2 minuti) per una settimana. Per controllare lo

stato della carica quando la spia di carica è spenta, sollevate per un attimo il manico e rimetterlo sull'unità di ricarica. La spia di carica resterà accesa fissa per 5 secondi e poi si spegnerà quando il manico è completamente carico.

Se la batteria ricaricabile si sta scaricando, la spia rossa dell'indicatore di batteria scarica (2) inizia a

lampeggiare dopo lo spegnimento dello spazzolino.

Per l'utilizzo quotidiano, il manico può essere lasciato inserito nell'unità di ricarica per mantenere la massima potenza dello spazzolino.

Non è più possibile sovraccaricare le batterie.

Tuttavia, per motivi ambientali, Oral-B raccomanda di scollegare la base di ricarica finché non è necessaria la ricarica successiva. Si ricorda che per usare l'idropulsore occorre collegare il sistema ad una presa di alimentazione.

Per mantenere la massima efficienza delle batterie ricaricabili, scollegate almeno ogni 6 mesi l'unità ricaricata dalla presa di corrente e scaricate completamente il manico con il normale utilizzo.

Attenzione: Se la spia dell'indicatore di carica non

lampeggia immediatamente, continuate a caricare.

La luce apparirà entro 10–15 minuti.

Modalità di spazzolamento (a seconda del modello)

Il vostro spazzolino offre diverse modalità di spazzolamento per le diverse esigenze personali di igiene orale:

«Pulizia giornaliera» Per una pulizia eccezionale

«Delicato» Per una pulizia delicata ma profonda delle aree sensibili

«Lucidatura» Per un'eccezionale lucidatura, per uso occasionale o per tutti i giorni

Come cambiare modalità di spazzolamento:

Premendo il pulsante acc./spegn. (5) lo spazzolino inizia

automaticamente in modalità «Pulizia Giornaliera».

Per passare alle modalità «Delicato» e «Lucidatura», premete in successione il pulsante acc./spegn.

Per spegnere lo spazzolino in modalità «Lucidatura», premete di nuovo il pulsante acc./spegn.

Per spegnere lo spazzolino in modalità di «Pulizia giornaliera» o «Delicato», tenete premuto il pulsante di acc./spegn. fino a quando il motore non si fermerà.

Tecnica di spazzolamento

Collegate la testina (6) al manico dello spazzolino.

Si può usare qualsiasi tipo di dentifricio. Per evitare schizzi, accendete lo spazzolino dopo aver posizionato la testina sui denti. Guidate lentamente la qualche secondo sulla superficie di ogni dente. Spazzolate sia il bordo gengivale sia i denti; prima la parte esterna, poi

la parte interna, quindi la superficie di masticazione. Non esercitate una pressione eccessiva e non strofinare, lasciate semplicemente che lo spazzolino svolga la sua azione.

Sensore di pressione

Per aiutare a proteggere i denti e le gengive da uno spazzolamento troppo forte, lo spazzolino è dotato di un controllo di pressione (c). Se si applica troppa pressione, la spia rossa del sensore di pressione (6) si accenderà per ricordare a chi usa lo spazzolino di ridurre la pressione. Inoltre verrà emesso un rumore diverso durante lo spazzolamento. Controllate periodicamente il funzionamento del sensore di pressione premendo leggermente la testina durante l'uso.

Timer professionale

Ad intervalli di 30 secondi, un breve segnale vi indica di passare al quadrante successivo della bocca, per aiutarvi ad effettuare una pulizia uniforme di tutti e quattro i quadranti. Un lungo segnale acustico (d) vi indica che avete raggiunto i 2 minuti di spazzolamento, tempo raccomandato dai dentisti. Il tempo di spazzolamento trascorso viene memorizzato, anche quando lo spazzolino si spegne momentaneamente durante l'uso. Quando lo spazzolino rimane spento per più di 30 secondi, il timer si azzerà.

Durante i primi giorni di utilizzo dello spazzolino, le gengive potrebbero sanguinare leggermente. In generale dopo qualche giorno il sanguinamento dovrebbe cessare. Se il disturbo dovesse persistere per più di 2 settimane, consultare il vostro dentista o igienista. Per denti e gengive sensibili, si consiglia di utilizzare la modalità di spazzolamento «Delicato» (a

seconda del modello).

Testine e accessori (a seconda del modello). La serie di spazzolini Oral-B Professional Care vi offre una varietà di testine ed accessori, creati per l'uso quotidiano, tra cui scegliere quello che meglio risponde alle vostre esigenze personali di igiene orale. Le testine di ricambio e gli accessori sono disponibili presso i rivenditori e i centri di assistenza Oral-B.

Testina Oral-B Precision Clean

La testina Oral-B Precision Clean, grazie alla straordinaria azione oscillanterotante, pulisce efficacemente tra i denti e lungo il bordo gengivale e nelle aree più difficili da raggiungere. La testina rotonda e compatta avvolge ogni dente per una pulizia profonda.

Testina Oral-B Sensitive

La testina Oral-B Sensitive offre una pulizia accurata per denti e gengive sensibili. E' dotata di setole ultra morbide per una pulizia delicata di denti e gengive.

Testina Oral-B 3D White

La testina 3D White è appositamente studiata per lucidare e rimuovere le macchie superficiali di caffè, tè e tabacco per denti naturalmente bianchi. E' consigliabile usare la testina Oral-B 3D White in caso di apparecchi ortodontici. La testina Braun Oral-B 3D White non è indicata per i bambini al di sotto dei 12 anni. Tutte le testine sono dotate delle setole blu INDICATOR® per aiutarvi a monitorare l'usura della testina. Utilizzando la testina 2 volte al giorno per 2 minuti, le setole blu scoloriranno entro 3 mesi per segnalare che è il momento di sostituire la testina.

Nettalingua

Il nettalingua aiuta a rinfrescare il vostro alito. E' progettato per aiutare ad eliminare i cattivi odori e può essere usato quotidianamente – prima e dopo lo spazzolamento. E' possibile usare un collutorio insieme al nettalingua. Agganciate il nettalingua al manico, accendete lo spazzolino e passatelo lungo la lingua partendo dal retro in avanti. E' consigliabile usare la modalità «Delicato» (a seconda del modello) per migliorare il controllo durante l'uso. **Risciacquate**

dopo l'uso. Sostituite il nettalingua quando si è consumato.

Stuzzicadenti Interdentale

Lo stuzzicadenti interdentale pulisce efficacemente tra i denti ed aiuta a mantenere le gengive sane. Si consiglia

di utilizzarlo prima dello spazzolamento.

Prendete uno stuzzicadenti dalla custodia e inseritelo nell'apposito accessorio bianco. Agganciate quindi l'accessorio al corpo motore ed accendete lo spazzolino. In base all'area della bocca che state pulendo, lo stuzzicadenti dovrebbe essere orientato in modo che la parte con il lato smussato sia sempre rivolta verso i denti. Guidate lo stuzzicadenti tra i denti e pulite sistematicamente tra gli spazi. Si consiglia di utilizzare la modalità «Delicato» (a seconda del modello) per migliorare il controllo durante l'uso.

Uno stuzzicadenti può essere usato indicativamente due o tre volte finché non diventa troppo morbido per essere inserito efficacemente e pulire tra i denti.

Gli stuzzicadenti di ricambio sono disponibili separatamente.

Raccomandazioni di pulizia

Dopo aver spazzolato i denti, risciacquate la testina o l'accessorio accuratamente sotto l'acqua corrente per alcuni secondi, lasciando il manico acceso.

Risciacquate entrambe le parti separatamente sotto l'acqua corrente (e); asciugatele prima di riassembleare lo spazzolino. Riporre il manico dello spazzolino sulla base di ricarica.

B Utilizzo dell'idropulsore

Prima di utilizzare l'idropulsore per la prima volta, riempite il contenitore dell'acqua (17) e lasciate che l'acqua scorra fino a completo svuotamento, mantenendo l'impugnatura dell'idropulsore (16) su di un lavandino.

Inserite un beccuccio (10) dell'idropulsore

sull'impugnatura finché si blocca in posizione.

Riempite di nuovo il contenitore con dell'acqua tiepida aggiungendo, se desiderate, del collutorio. (g).

Accendete l'idropulsore premendo il tasto di accensione (13) (h). (In questo momento il tasto scorrevole dell'impugnatura non deve essere spinto in alto).

Selezionate la pressione dell'acqua con il selettore di controllo della pressione (14) (1 = delicata, 5 = forte) (i). E' consigliabile iniziare con il livello 1, specialmente se le vostre gengive tendono a sanguinare o se l'apparecchio è utilizzato da bambini.

Chinatevi leggermente sul lavandino ed avvicinate il beccuccio ai denti e alle gengive. Spostate il tasto scorrevole (15) dell'impugnatura verso l'alto per avviare il getto d'acqua. Tenete la bocca leggermente aperta

per permettere all'acqua di scorrere nel lavandino.

Potete scegliere tra due differenti funzioni del getto semplicemente spostando il pulsante del beccuccio (11) in alto e in basso (prima interrompete il getto d'acqua spingendo il tasto scorrevole verso il basso):

Getto rotante per la pulizia generale e il massaggio gengivale (interruttore del beccuccio nella posizione bassa): la rotazione del getto d'acqua unita alle microbolle è stata appositamente studiata per penetrare facilmente negli spazi e per massaggiare le gengive delicatamente (l). Getto singolo (interruttore del beccuccio nella posizione alta): il getto d'acqua fisso è stato studiato per una pulizia mirata (m).

Tempo di utilizzo massimo: 15 minuti

Tempo di raffreddamento: 2 ore

Per assicurare il corretto funzionamento dell'idropulsore, è stato inserito un filtro nella parte inferiore dell'impugnatura. Se si nota una diminuzione della pressione dell'acqua, verificate il filtro e rimuovete eventuali depositi. Rimuovete i depositi, battendo leggermente l'impugnatura su una superficie piana.

Dopo l'uso

Svuotare sempre completamente il contenitore dell'acqua. Diversamente i batteri potrebbero raccogliersi nell'acqua residua, se il prodotto rimane inutilizzato per un certo periodo di tempo. Se il vostro dentista vi ha raccomandato di usare una soluzione di clorexidina con l'idropulsore, fate scorrere dell'acqua attraverso lo strumento dopo l'uso della clorexidina, per evitare la formazione di depositi.

Premete il tasto acc./spegn. per spegnere l'idropulsore.

Per rimuovere il beccuccio dell'idropulsore, premete il tasto di sgancio del beccuccio (12) (k). I beccucci possono essere riposti nel comparto porta beccucci (9). Asciugate l'impugnatura e riponetela sull'apposita base.

Raccomandazioni di pulizia

Pulite regolarmente la base con un panno umido.

Il contenitore dell'acqua ed il contenitore per i beccucci sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Soggetto a cambiamenti senza comunicazione. Il presente prodotto contiene batterie ricaricabili.

Nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, al termine della vita utile si prega di non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Lo smaltimento può essere realizzato presso un centro di assistenza tecnica

Oral-B Braun oppure presso centri di raccolta appositamente predisposti.

Garanzia

Forniamo una garanzia valida per la durata di 2 anni dalla data di acquisto del prodotto. Nel periodo di garanzia verranno risolti, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica, riparando il prodotto o sostituendo l'intero apparecchio.

Questa garanzia è estesa a tutti i paesi in cui il prodotto è fornito da Braun o da un suo distributore autorizzato.

Questa garanzia non copre: i danni derivanti da uso improprio del prodotto, la normale usura di funzionamento – in particolare delle testine – e difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sul valore o

sul funzionamento dell'apparecchio. La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da persone non autorizzate o con parti non originali Braun.

Per usufruire del servizio durante il periodo di

garanzia, portare o spedire il prodotto con la ricevuta d'acquisto (fattura, ricevuta o scontrino fiscale) ad un Centro di Assistenza Oral-B Braun autorizzato.

Garanzia 30 giorni Soddisfatti o Rimborsati

Provate l'idropulsore Oral-B ProfessionalCare

OxyJet a partire dal giorno dell'acquisto. Se non siete soddisfatti del prodotto, rinviateci il manico, le testine di ricarica e la base di ricarica nella confezione originale insieme allo scontrino di acquisto all'indirizzo sottostante entro 30 giorni dalla data di acquisto