

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед тим, як почати користуватися цією щіткою.

ВАЖЛИВО

- Цей пристрій має бути встановлений так, щоб попередити падіння у воду або на підлогу. Штекер завжди повинен знаходитися в зоні досяжності.
- Періодично перевіряйте шнур електроживлення на наявність пошкоджень. У випадку виявлення пошкоджень, віднесіть зарядний пристрій в сервісний центр Oral-B Braun. Не використовуйте пошкоджений або непрацюючий пристрій. Не удосконалюйте і не розбирайте пристрій самостійно. Це може призвести до загорання, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.

- Цей продукт не призначений для використання дітьми до 12-ти років. Не призначений для використання особами з обмеженими фізичними або розумовими здібностями за винятком випадків, коли вони знаходяться під спостереженням осіб, які відповідають за їх загальну безпеку або після інструктування з питань використання і заходів безпеки.
- Не іграшка.
- Використовуйте тільки рекомендо- вані виробником рідкі засоби, які підходять до іригатора.
- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цій інструкції. Не використовуйте запасні або додаткові деталі, не рекомендовані виробником.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Якщо пристрій падав, насадка повинна бути замінена перед наступним використанням, навіть якщо немає видимих пошкоджень
- Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину. Не рекомендується розміщувати або зберігати пристрій в місцях, звідки пристрій може впасти в раковину або ванну з водою. Не намагайтеся дістати пристрій, що впав у воду. Негайно відключіть його від електромережі .
- Не розбирайте даний пристрій самостійно, за винятком випадків заміни акумулятора.

При заміні акумулятора дійте обережно, намагаючись не замкнути позитивний (+) і негативний (–) контакти.

- Під час відключення пристрою від електромережі, завжди тримайтесь за штекер, а не за сам шнур.
- Не торкайтесь штекера шнура електроживлення вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Якщо ви проходитье стоматологічне лікування, проконсультуйтеся з Вашим лікарем стоматологом перед початком використання даної зубної щітки.

Опис

Зубна щітка

- 1 База зарядного пристрою
- 2 Індикатор низького рівня заряду
- 3 Індикатор рівня заряду

4 Рукоятка зубної щітки (акумуляторна)

5 Кнопка увімкнення/вимкнення

6 Індикатор датчика тиску

7 Змінна насадка

(див. «Змінні насадки і аксесуари»)

8 Контейнер для насадок

Іригатор

9 Контейнер для насадок

10 Насадка для іригатора

11 Перемикач режимів іригатора

12 Кнопка для зняття насадки

13 Кнопка увімкнення/вимкнення

14 Регулювальник тиску води

15 Перемикач на рукоятці увімкнення/ вимкнення води

16 Рукоятка іригатора

17 Контейнер для води (600 мл)

18 Відсік для зберігання шнура

Специфікація:

Специфікацію електроживлення див. також на дні зарядного пристрою.

А Використання електричної

щітки Підключення і зарядка Рукоятка Вашої зубної

щітки водонепроникна, електрично безпечна і Ви можете без сумнівів використовувати її у ванній кімнаті.

- Включить прилад в електричну розетку і поставте рукоятку (4) на зарядний пристрій (1) (а).

- Зелений індикатор рівня заряду (3) блимає, поки ручка заряджається. Коли ручка буде повністю заряджена, зелений індикатор зарядки буде світитися безперервно протягом 5 секунд і потім вимкнеться. Після повної зарядки Ви можете чистити зуби щіткою, приблизно, один тиждень (2 рази в день по 2 хвилини) до повної її розрядки. Щоб перевірити рівень заряду після того, як індикатор вимкнеться, підніміть ручку ненадовго і поставте її назад на зарядний пристрій. Індикатор заряду буде світитися протягом 5 секунд і потім вимкнеться, якщо ручка заряджена повністю.

- При низькому рівні заряду акумулятора засвітиться червоний індикатор (2), він почне блимати після вимкнення пристрою.

- При щоденному використанні щітки Ви можете зберігати рукоятку на зарядному пристрої, щоб підтримувати повний рівень заряду щітки.

Перезарядка акумулятора неможлива. Проте в цілях захисту довкілля, Oral-B рекомендує Вам відключати зарядний пристрій від електроживлення до того моменту, коли знадобиться наступне заряджання акумулятора.

- Для того, щоб підтримувати максимальну ємність акумуляторної батареї, не рідше ніж 1 раз в 6 місяців відключайте зарядний пристрій від мережі і використовуйте щітку регулярно до її повної розрядки.

Увага: Якщо індикатор заряду не засвітився відразу, продовжуйте заряджати рукоятку, індикатор знову почне блимати через 10–15 хвилин.

Режими чищення (залежно від моделі) Ваша щітка має різні режими чищення, з яких Ви можете вибрати найбільш відповідний для Вас:

«Щоденне Ретельне чищення чищення»

«Чутливий» М'яке, але ретельне чищення чутливих областей ротової порожнини.

«Поліровка» Виняткова поліровка і природне відбілювання зубів в особливих випадках або щодня.

Для перемикання між режимами:

- Натискайте кнопку увімкнення/вимкнення (5), і щітка автоматично увімкне режим «Щоденне

чищення».

- Для перемикання в режими «Чутливий» і «Поліровка», натискайте кнопку увімкнення/вимкнення кілька разів підряд.
- Щоб відключити режим «Поліровка», натискайте кнопку включення/виключення ще раз.
- Щоб вимкнути щітку з режиму «Щоденне чищення» або «Чутливий», натискайте кнопку увімкнення/вимкнення і утримуйте до тих пір, поки вона не зупинить роботу.

Техніка чищення

Приєднайте насадку до рукоятки Вашої зубної щітки. Ви можете користуватися будь-яким типом зубної пасти. Щоб уникнути розбризкування, торкніться насадкою зубів до увімкнення щітки. Повільно

пересувайте щітку від одного зуба до іншого, затримуючись на поверхні кожного зуба декілька секунд. Чистіть ясна так само, як і зуби, спочатку зовні, а потім усередині. На завершальному етапі почистіть жувальні поверхні зубів. Не натискайте на щітку дуже сильно і не намагайтеся терти.

Протягом перших днів використання ясна можуть кровоточити. Якщо кровоточивість триває більше двох тижнів, зверніться до стоматолога. Якщо у вас чутливі зуби і ясна, Oral-B рекомендує використовувати режим «Чутливий» (залежно від моделі).

Датчик тиску

Для захисту Ваших зубів і ясен від надмірного навантаження, Ваша щітка має датчик тиску (с). Якщо Ви дуже сильно натискаєте на щітку,

датчик тиску спалахує червоним (6), нагадуючи Вам, що потрібно зменшити тиск. Ви відчуєте і почуєте це. Періодично необхідно перевіряти функціонування датчика тиску, злегка натискуючи на голівку щітки під час використання.

Професійний таймер

Короткий звук, який Ви можете почути через кожних 30 секунд, нагадує про необхідність рівномірного чищення кожного квадранта Вашого рота.

Довший звук сповіщає про те, що з початку часу чищення минуло 2 хвилини (оптимальний час чищення, що рекомендується стоматологами).

Пройдений час чищення фіксується вбудованим таймером навіть при короткочасному вимиканні щітки (не більше 30 секунд) під час чищення. При паузі під час чищення понад 30 секунд, таймер

обнуляється.

Змінні насадки і аксесуари (залежно від моделі)

Oral-B Professional Care пропонує різні насадки, що дозволяють вибрати найбільш відповідні саме для Вас. Змінні насадки і аксесуари можна

придбати в магазинах, що мають в своєму асортименті продукти Oral-B.

Насадка Oral-B Precision Clean

Насадка Oral-B Precision Clean

за допомогою чудової комбінації поворотно-обертальних і пульсуючих рухів ефективно чистить Ваші зуби, чистить уздовж лінії ясен і у важкодоступних місцях ротової порожнини, таких, наприклад, як задні зуби. Компактна кругла голівка

забезпечує обхват і чищення зубів з усіх боків.

Насадка Oral-B Sensitive

Насадка Braun Oral-B Sensitive дає чудові результати чищення для чутливих зубів і ясен. Для виготовлення цієї насадки використовуються надм'які щетини, які дбайливо очищають Ваші зуби і ясна.

Насадка Oral-B 3D White

Для щоденної або нерегулярної поліровки зубів використовуйте насадку Oral-B 3D White. Наявність спеціально розробленої разом із стоматологами поліруючої чашки сприяє поверненню природної білизни зубам за допомогою видалення потемнінь (від кави, чаю і тютюну) з поверхні емалі.

Не рекомендується використовувати насадку Oral-B

3D White, якщо у вас є брекети. Насадка Oral-B 3D White не повинна використовуватися дітьми до 12 років. Зубна щітка ORAL-B містить блакитні щетини INDICATOR® для того, щоб допомогти Вам дізнатися про час, коли Вам необхідно замінити насадку. При щоденному ретельному чищенні зубів двічі на день по 2 хвилини, блакитні щетини поступово знебарвлюються протягом 3 місяців, таким чином інформуючи Вас про необхідність заміни насадки.

Рекомендації по чищенню

Після використання промийте голівку щітки або насадку під струменем води протягом декількох секунд. Рукоятка має бути увімкнена. **Вимкніть**

рукоятку і зніміть насадку. Промийте всі частини окремо під струменем води (e), потім витріть їх досуха перед тим, як Ви знову зберете щітку.

Поставте рукоятку на зарядний пристрій.

В Використання іригатора

Перед першим використанням іригатора наповніть контейнер для води (17) і пропустіть всю воду повністю через пристрій, тримаючи рукоятку іригатора (16), над раковиною.

- Приєднайте одну з насадок (10) до ручки, щоб відчувати клік (f). Наповніть контейнер теплою водою, за бажанням додайте ополіскувач для порожнини рота. Переконайтеся, що Ви спочатку налили теплу воду, а потім додайте ополіскувач для ротової порожнини (g).
- Увімкніть іригатор, натискує кнопку увімкнення/вимкнення (13) (h). (Перемикач на ручці повинен знаходитися в нижньому положенні =

перекрити воду).

- Виберіть інтенсивність натиску водяного струменя за допомогою регулятора тиску (14) (1=слаба, 5=сильная) (i). Рекомендується починати з рівня 1, особливо, якщо Ваші ясна кровоточать або якщо іригатор використовується дітьми.
- Нахиліться над раковиною і направте іригатор на Ваші зуби і ясна. Пересуньте перемикач (15) у верхнє положення, щоб відкрити воду (j).

Відкрийте злегка рот, щоб вода стікала в раковину.

Ви можете вибрати один з двох режимів роботи іригатора, пересуваючи перемикач (11) у верхнє або нижнє положення (перед тим, як робити це, перекрийте водний потік, поставивши перемикач на рукоятці в нижнє положення):

Турбо потік (душ) для чищення і масажу ясен (перемикач турбіни – в нижньому положенні):

турбо потік (душ) з мікробульбашками розроблений для м'якого масажу ясен, для ефективного проникнення під край ясен і незнімні зубні конструкції (l).

Монопотік (струмінь) (перемикач турбіни – у верхньому положенні): монопотік (струмінь) розроблений для видалення залишків їжі і зубного нальоту з міжзубних проміжків (m).

Максимальний час роботи: 15 хвилин

Час охолодження: 2 години

Рекомендується замінювати насадку для іригатора кожні 3 місяці.

Після використання

Завжди повністю виливайте воду із контейнеру. Якщо Ваш стоматолог рекомендує, використовуйте ополіскувач для порожнини рота, промивайте іригатор чистою водою до того, як Ви спустошите контейнер повністю, щоб не допустити відкладення осаду. Переконайтеся, що Ви тримаєте іригатор ввімкненим до того моменту, поки вода не перестане текти через насадку іригатора, щоб запобігти розмноженню бактерій у стоячій воді.

Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб вимкнути іригатор.

Натисніть кнопку для знімання насадки (12) (k). Завжди витирайте ручку іригатора досуха і ставте її назад на базу-підставку. Зберігайте насадки для

іригатора в спеціальному контейнері (9).

Чищення

Регулярно протирайте корпус пристрою вологою ганчіркою. Контейнер для води і контейнер для насадок знімаються і їх можна мити в посудомийній машині.

В інструкцію можуть бути внесені зміни без повідомлення.

Не утилізуйте продукт як побутовий відхід.

Утилізація може бути виконана в Сервісному центрі Oral-B Braun або відповідно до вимог країни.

Гарантійні зобов'язання виробника

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або

неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на

останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути

гарантійним талоном.Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб'ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не стосується таких випадків:

ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні

запасні частини виробника.

У випадку пред'явлення рекламачії за умовами даної гарантїї, передайте вирїб у повному комплектї згїдно опису в оригїнальній їнструкції з експлуатації разом з гарантїйним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанїї виробника.

Всї їнші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантїя:

- дефекти, викликанї форс-мажорними обставинами;
- використання з професїйною метою або з метою

отримання прибутку;

– порушення вимог інструкції з експлуатації;

– невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);

– здійснення технічних змін;

– механічні пошкодження;

– для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;

– пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів);

– для бритв – зім'ята або порвана сітка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. **Після**

проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк продовжується на термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного

обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника

компанії виробника в Україні.

Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора. Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті www.service.braun.com

Гарантія на змінні насадки і аксесуари
Гарантія ORAL-B буде недійсна, якщо пошкодження електричної щітки ORAL-B пов'язане з використанням змінних насадок і / або аксесуарів, не вироблених ORAL-B. ORAL-B не рекомендує використання таких змінних насадок і / або аксесуарів:

- ORAL-B не може контролювати якість змінних насадок і / або аксесуарів, не вироблених ORAL-B. Таким чином, ми не можемо гарантувати

ефективність чищення зубів з використанням таких змінних насадок і / або аксесуарів, про що споживач був проінформований під час покупки електричної щітки ORAL-B.

- ORAL-B не може забезпечити той факт, що змінні насадки і / або аксесуари, не вироблені ORAL-B, підійдуть до електричної щітки ORAL-B.
- ORAL-B не може передбачити довгострокові наслідки заміни насадок і / або аксесуарів на ручці або голівці щітки на насадки і / або аксесуари, не вироблені ORAL-B. Всі змінні насадки і / або аксесуари, що використовуються на щітці ORAL-B, повинні мати логотип ORAL-B і відповідати високим стандартам якості ORAL-B. ORAL-B не продає змінні насадки і / або аксесуари під будь-яким іншим ім'ям або брендом, окрім ORAL-B.