

Mova a escova ao longo dos dentes, deixando-a escovar os dentes. Se exercer demasiada pressão a efetividade da escova ficará comprometida. Para uma limpeza eficiente use pasta de dentes. Depois da utilização bocheche com água.

1 Introduza as pilhas como demonstrado.

Necessita de duas pilhas de 1,5 V tipo AA (LR 6). Para uma melhor performance, recomendamos pilhas alcalinas Duracell® Ultra. As pilhas durarão aproximadamente 3 meses, em caso de escovagem duas vezes por dia durante 2 minutos.

2 Retire a tampa de protecção, molhe a cabeça da escova e aplique a pasta dentífrica.

3 Coloque a cabeça da escova sobre os dentes e ligue-a.

4 Escove os dentes durante pelo menos dois minutos

(tempo recomendado pelos dentistas).

Conduza a cabeça da escova de dente para dente, primeiro por fora (a), depois por dentro (b) e finalmente nas superfícies de mastigação (c).

Durante os primeiros dias de uso, as gengivas podem sangrar um pouco. Se a hemorragia persistir após duas semanas, contacte o seu dentista.

5 Substitua a cabeça de escova quando indicado (a = nova, b/c = substituir)

6 Limpe sob água corrente, como demonstrado, e seque a seguir.

7 Deite fora as pilhas descarregadas de acordo com a legislação local ou nacional.

Recomenda-se a supervisão de adultos quando utilizada por crianças.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.

Este produto cumpre com as normas de Compatibilidade Electromagnética (CEM) estabelecidas pela directiva do Conselho 89/336 da CE.

**Garantia do fabricante:** Em caso de falhas nos materiais ou no funcionamento, o aparelho será substituído até 2 anos após a data de compra.

**Não cobre:** pilhas e cabeças de escova usadas e/ou gastas.