

Kefku prikladajte postupne k jednotlivým zubom, netlačte a nechajte kefku pracovať. Tlak znižuje účinnosť kefky pri čistení zubov. K dokonalému čisteniu používajte zubnú pastu. Po použití kefku dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

Tento výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektroodpad.

V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok ako súčasť bežného odpadu domácnosti. Na účely recyklácie ho odovzdajte na recyklačných alebo zberných miestach zriadených podľa miestnych predpisov a noriem.

Tento výrobok sa neodporúča deťom do 3 rokov. Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom

skúseností a vedomostí môžu používať zubnú kefku pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu prístroja.

Deti nesmú používať prístroj na hranie.

Batérie môžu vytiecť, ak sú vybité alebo sa dlho nepoužívali. Pri narábaní s vytekajúcimi batériami sa vyhýbajte kontaktu s pokožkou. Uchovávať mimo dosahu detí.

Neprehltajte.- prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ihneď odstráňte úplne vybité batérie. Vymieňajte všetky batérie naraz. Nepoužívajte spoločne staré a nové batérie.

Nepoužívajte rozdielne typy a značky batérií spoločne.  
Nerozoberajte ich, nenabíjajte a neodhadzujte do ohňa.

Nepoužívajte nadstavce, ktoré neodporúča výrobca.

Čistiacu hlavicu vymeňte za novú každé 3 mesiace alebo  
aj skôr, ak sa opotrebuje.

Iba na čistenie zubov. Zubnú kefku nežujte ani nehryzte.  
Nepoužívajte ju na hranie. Deti nesmú používať zubnú  
kefku bez dohľadu dospelšej osoby.