

Преди първото ползване внимателно прочетете инструкцията за употреба.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Уредът трябва да е поставен така, че да не съществува опасност от падане във вода или на пода. Щепселът трябва винаги да е достъпен. Редовно проверявайте дали мрежовият кабел не е повреден. Ако се появи повреда, предайте зарядното устройството в оторизирания сервизен център на Oral-B Braun.

Не ползвайте уред, който е повреден или не работи. Не променяйте и не поправяйте продукта. Това може да причини пожар, токов удар или нараняване. Този продукт не е предназначен за

употреба от деца под 12-годишна възраст.

Лица с намалена физическа, сетивна или умствена способност могат да ползват прибора под наблюдение на лице, отговорно за тяхната безопасност или след инструктиране за неговото безопасно ползване и запознаване с възможните рискове. Децата на трябва да ползват уреда за игра.

Душовете за устна хигиена могат да се ползват само с течности, посочени в инструкциите на производителя. Ползвайте уреда само в съответствие с предназначението му, както е описано в тази инструкция за употреба. Не ползвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя.

ВНИМАНИЕ

Ако уредът падне, сменете главата на четката преди

следващо ползване, дори ако видимо не е повредена. Не потапяйте зарядното устройство във вода или други течности, не съхранявайте на място, от което може да падне или да го дръпнете във ваната или мивката. Не докосвайте зарядното устройство, което е паднало във водата. Незабавно изключете зарядното устройство от електрическата мрежа.

Не разглобявайте уреда. При изключване на уреда от електрическата мрежа, винаги хващайте щепсела, никога не дърпайте захранващия кабел. Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.

Ако преминавате лечение от заболявания на устната кухина, консултирайте се със зъболекар преди да ползвате уреда.

Описание

A Дюза на душа

B Бутон на дюзата

C Отделение за съхранение на дюзите

D Бутон за освобождаване дюзата на душа

E Бутон включване/изключване

F Регулатор на налягането на водата

G Плъзгащ превключвател (за спиране и пускане на водата)

H Ръкохватка

I Резервоар за вода (600 мл)

J Контейнер за мрежовия кабел

Технически характеристики

Захранващото напрежение е посочено на долната страна на устройството за зареждане. Ниво на шум: 68 dB (A)

Ползване на душа за устна хигиена (иригатора)

Преди първата употреба, напълнете резервоара за вода (i) и оставете водата да протече през душа за устна хигиена. През това време дръжте ръкохватката на душа за устна хигиена (h) над мивката.

Поставете една дюза (a) на ръкохватката, докато щракне на място (1). Напълнете резервоара за вода с хладка вода. Ако искате във водата да добавите вода за уста, първо напълнете резервоара с хладка вода и след това към нея добавете вода за уста.

Включете душа за устна хигиена с натискане на бутона включване/изключване (e) (2). Преместете плъзгащия превключвател в долна позиция = спиране на водата.

С помощта на регулатора за налягане на водата (f) настройте налягането на водата (1 = слабо, 5 = силно) (3). За начало, препоръчваме настройка на позиция 1, особено ако венците ви кървят или ако душът за устна хигиена се ползва от деца.

Наклонете се над мивката и насочете дюзата към зъбите и венците. Предвижете плъзгащия превключвател (g) нагоре, за да пуснете поток вода (4). Дръжте устата леко отворена, за да може водата да оттича в мивката. С преместването на бутона на дюзата (b) надолу или нагоре, можете да избирате между двете функции на дюзата (преди това обаче, спрете потока на водата с предвижване на

плъзгащия превключвател в посока надолу):
Въртящ се поток за цялостно почистване и масаж на венците (бутона на дюзата в долна позиция):
Въртящ се воден поток с микро-мехурчета позволяващи лесно проникване на водата и лек масаж на венците (6).

Равномерен поток (бутона на дюзата в горна позиция): Прекият поток на водата е предназначен за целенасочено почистване (7).

Максимална време на работа: 15 минути.

Време за охлаждане на уреда: 2 часа.

Препоръчваме смяна на дюзата на душа с нова на всеки три месеца.

След употреба

Винаги изпразвайте резервоара за вода. Ако вашият

зъболекар е препоръчал да ползвате иригатора с вода за уста, преди изпразването на резервоара за вода оставете през иригатора да протече чиста вода, за да се предотврати образуването на отлагания.

Оставете душа за устна хигиена включен, докато през дюзата не изтече всичката вода, за да се предотврати натрупването на бактерии в остатъчната вода.

Изключете душа за устна хигиена с натискане на бутона включване/изключване. Свалете дюзата от ръкохватката като натиснете бутона за освобождаване на дюзата на душа (d) (5). Винаги подсушавайте ръкохватката и дюзите, поставете ръкохватката обратно на основата, а дюзата върнете в отделението за съхранение на дюзите на душа (c).

Почистване

Редовно почиствайте външната повърхност на уреда с влажна кърпа. Резервоарът за вода и отделението за съхранение на дюзите са свалящи се, и е възможно измиването им в съдомиялна машина. Декларираната емисия на шум на този прибор е 68 dB(A), което представлява ниво А на акустична мощност спрямо акустична мощност 1 pW.

Промените са запазени.

След приключване на експлоатационния живот, не изхвърляйте този продукт в обикновените битови отпадъци. Можете да го предадете в сервизните центрове на Braun Oral-B или на съответните събирателни пунктове във вашата страна, създадени по местните разпоредби и стандарти.

Гаранция

Предоставяме гаранция на този продукт за период

от 2 години от датата на продажба на потребителя. В гаранционния срок безплатно ще отстраняваме всички повреди на уреда, причинени по вина на материала или производството. Гаранцията е валидна във всяка страна, в която уредът се доставя от Braun или негов оторизиран дистрибутор.

Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от неправилна употреба и поддръжка, за нормално износване при употреба, особено на главите на четките, както и дефекти, които имат незначително въздействие върху използваемостта или функционирането на уреда. Валидността на гаранцията се прекратява при ремонт от неоторизирано лице или ако не са ползвани оригинални резервни части на Braun. Ако в гаранционния срок изисквате извършване на сервизен ремонт предайте или изпратете комплектния уред с потвърждение за покупката в оторизиран сервизен център на Braun Oral-B.

Гаранция, относяща се за главите на четките и аксесоарите. Гаранцията Oral-B е невалидна ако се установи, че повредата на ръкохватката на акумулаторната четка за зъби е била причинена от употребата на резервни глави на четките и/или аксесоари от друга марка, различна от Oral-B. Oral-B не препоръчва ползване на глави на четки и/или аксесоари на друга марки, освен Oral-B.

Oral-B няма контрол на качеството на главите на четките и/или аксесоарите на други марки. Затова не можем да гарантираме почистващия ефект на главите на четките и/или аксесоарите на други марки, освен Oral-B, който декларираме за акумулаторната четка за зъби в момента на нейното закупуване. Oral-B не може да гарантира, че главите на четките и/или аксесоарите на друга марка, различна от Oral-B, ще могат да се поставят правилно на ръкохватката Oral-B. Oral-B не може да

предвиди дългосрочното въздействие на главите на четките и/или аксесоарите на друга марка, различна от Oral-B, върху износването на ръкохватката.

Главите на четките и/или аксесоарите Oral-B носят логото Oral-B и отговарят на най-високите изисквания за качество на марката Oral-B. Oral-B не продава резервни глави на четки и/или аксесоари, нито ръкохватки, под никакво друго наименование или марка.