

Добре дошли в Oral-B!

Преди да използвате тази четка за зъби, моля, прочетете указанията и запазете това ръководство за бъдещи справки.

ВАЖНО

- Периодично проверявайте кабела за повреди. В случай, че кабелът е повреден, занесете зарядното устройство в сервизен център на Oral-B Braun. Уред, който не работи или е повреден, не бива да се използва. Не променяйте и не поправяйте продукта. Това може да причини пожар, токов удар или нараняване.
- Продуктът не е предназначен за употреба от деца на възраст под 3 години. Деца между 3 и 14 години

и хора с ограничени физически, сензорни или ментални способности, или без опит и знания могат да използват четката за зъби, ако са под наблюдение или са били инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности.

- Почистване и поддръжка не трябва да се осъществява от деца.
- Децата не трябва да използват уреда за игра.
- Използвайте уреда само по предназначение, съгласно инструкциите за употреба. Не използвайте зарядни устройства или уреди, които не са препоръчани от производителя.

ВНИМАНИЕ

- В случай, че изпуснете уреда, главата на четката

трябва да се смени, дори и да няма видима повреда.

- Не поставяйте зарядното устройство във вода или течност и не съхранявайте на място, където може да падне или да го дръпнете във ваната или умивалника. Не посягайте да извадите зарядното устройство, ако е паднало във вода. Изключете незабавно.
- Не разглобявайте продукта, освен ако не се опитвате да свалите батерията, за да я изхвърлите. Когато изваждате батерията на уреда, за да я изхвърлите внимавайте да не свържете (+) и (-) полюсите.
- Когато изключвате уреда, винаги дръжте и дърпайте щепсела, вместо захранващия кабел. Не пипайте щепсела с мокри ръце, това може да

доведе до токов удар.

- В случай, че преминавате курс на лечение на оралната кухина, преди да използвате уреда се консултирайте с лекуващия Ви зъболекар.
- Тази четка за зъби е устройство за лична грижа и не е предназначено за употреба от множество пациенти в стоматологична практика или институция.
- Подменяйте главата на всеки 3 месеца или по-рано, ако се износи.

Описание

А Четкаща глава

В Бутон за включване/изключване

C Ръкохватка

D Зарядно устройство

E Поставка за четкаща глава (зависи от модела)

Спецификации

Електрическо захранване: виж дъното на зарядното устройство. Ниво на шума: ≤ 65 dB (A) Свързване и зареждане Вашата четка за зъби има водонепромокаема ръкохватка, електрически обезопасена е и е предназначена за ползване в банята.

- Включете зарядно устройство (D) в контакта и поставете ръкох- ватката на четката (C) върху зарядното устройство. Пълно зареждане отнема около 16 часа и осигурява до пет дни редовно ползване на четката (два пъти на ден за по 2

минути) (снимка 1).

- За ежедневна употреба ръкохват- ката на четката за зъби може да се съхранява върху зарядното устройство, за да е постоянно заредена. Няма опасност от презареждане на батерията.
- За поддръжка на максималния капацитет на акумулаторната батерия, най-малко веднъж на 6 месеца изключете зарядното устройство и оставете ръкохват- ката да се изтощи напълно в процеса на обичайната употреба. Използване на Вашата четка
Техника за миене на зъбите
- Намокрете четкащата глава и използвайте всякакъв вид паста за зъби. За да избегнете пръскането, поставете четкащата глава до зъбите си преди да включите уреда (B) (снимка 2).
- Когато миете зъбите си с някоя от трептящо-

въртящите се четкащи глави на Oral-B, плъзгайте бавно от зъб към зъб, като задържате четкащата глава на повърхността на всеки зъб за няколко секунди.

- Когато използвате четкащата глава Oral-B «TriZone», поставете снопчетата върху зъбите под лек ъгъл към венеца. Натискайте леко и мийте зъбите с движения напред и назад, както обикновено бихте правили с обикновена механична четка за зъби.

- С всяка четкаща глава започвайте като миете външната страна, после вътрешната и накрая дъвка-телните повърхности. Четкайте всички четири квадранта на устата еднакво. Не натискайте твърде силно, просто оставете четката да свърши цялата работа. Можете също така да се консултирате със стоматолог относно правилната техника за Вас

(снимка 3). През първите няколко дни, докато използвате четката за зъби, венците Ви може да кървят леко. По принцип кървенето спира след няколко дни. Ако кървенето продължи повече от 2 седмици, обърнете се към Вашия стоматолог. Таймер (зависи от модела) Вграден таймер запаметява изминалото време за миене. Кратък, прекъсващ звук показва, че препоръчителните 2 минути за миене на зъбите са изтекли.

Четкащи глави Нашите трептящо-въртящите се четкащи глави могат да се използват за прецизно почистване, зъб по зъб. Четкаща глава Oral-B CrossAction Нашата най-усъвършенствана четкаща глава. Снопчета, разположени под ъгъл, за прецизно почистване. Отстранява плаката. Четкаща глава Oral-B FlossAction Със специални микропулс снопчета, които позволяват отлично премахване на плаката в

междузъбните пространства.

Четкаща глава Oral-B Sensitive Със снопчета с допълнително омекотена структура, която е нежна към зъбите и венците Нашата четкаща глава TriZone с тройно действие може да се използва с всякакви общи техники за миене. Четкаща глава Oral-B TriZone С действие за почистване на три зони и с отлично отстраняване на плаката, дори между зъбите. Четкащите глави имат светлосини INDICATOR® снопчета, които помагат да следите кога е време за смяната им. С редовно четкане, два пъти дневно за две минути, синият цвят ще избледнее наполовина за около 3 месеца, показвайки, че трябва да смените четкащата глава. Ако снопчетата се смачкат преди цветът да избледнее, може да упражнявате твърде голям натиск върху зъбите и венците (снимка 3). Не препоръчваме да използвате четкащите глави Oral-B «FlossAction» или Oral-B «3D

White» с брекети. Можете да използвате Oral-B «Ortho», която е специално създадена да почиства около брекети и шини. Препоръки за почистване
След като приключите с миенето на зъбите, изплакнете добре четкащата глава под течаща вода при включена ръкохватка.

Изключете ръкохватката и свалете четкащата глава. Изплакнете двете части поотделно под течаща вода и ги подсушете преди да сглобите четката. От време на време почиствайте и зарядното устройство с влажна кърпа; никога не поставяйте зарядното устройство във вода. Поставката за четкащата глава (E) е подходяща за съдомиялна (снимка 4). Промени в уреда и/или тази инструкция могат да се извършват без предизвестие.

Опазване на околната среда Този продукт съдържа батерии и/или електрически отпадък от

рециклиране. С цел опазване на околната среда, не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци след употреба, а го оставяйте на специализираните места, определени за такива отпадъци във Вашата страна. Гаранция Предоставяме 2 години ограничена гаранция на продукта, започвайки от датата на покупката.

В рамките на гаранционния срок безплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център.

Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговия изключителен дистрибутор доставят този уред.

Тази гаранция не покрива: повреди от неправилна употреба; нормално- то износване особено по отноше- ние на четкащите глави, както и

незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията е невалидна и при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun. За всички рекламации, възникнали в гаранционния срок, занесете или изпратете целия уред както и касовата бележка в оторизиран сервиз на Oral-B Braun. Гаранция за подмяна на четкащите глави
Гаранцията на Oral-B ще бъде обявена за невалидна, ако се установи, че електрическата презареждаща ръкохватка се използва с четкащи глави, които са различни от марката Oral-B. Не се препоръчва използването на четкащи глави, които не са от марката Oral-B.

- Oral-B няма контрол върху качеството на сменяемите четкащи глави, които не са от марката Oral-B. Затова не можем да гарантираме почистващата способност на тези четкащи глави,

както е уточнено за електрическата презареждаща ръкохватка по време на покупката.

- Oral-B не може да гарантира, че сменяемите четкащи глави, които не са от марката Oral-B, прилягат добре.
- Oral-B не може да предвиди дългосрочния ефект на износване на ръкохватката, вследствие на използването на сменяеми четкащи глави, които не са от марката Oral-B. Всички сменяеми четкащи глави носят логото на Oral-B и отговарят на висококачествените стандарти на Oral-B. Oral-B не продава сменяеми четкащи глави или части за ръкохватки под друга марка.