

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnhinweise

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 3. Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt.
 4. Halten Sie das Gerät trocken.
 5. Sollte die abnehmbare Steckklinge des Adapters oder des Stromkabels beschädigt sein, muss sie durch den Hersteller, seinen Dienstleister oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
 6. Verwenden Sie ausschließlich mitgelieferte Adapter oder Teile.
 7. Das Gerät immer vom Strom trennen, bevor Sie es reinigen.
-

Auswahl der Scheibe

Beginnen Sie die Behandlung auf der Hand oder auf der Rückseite des Halses, bevor Sie eine stärker exfolierende Scheibe verwenden. Diese Scheibe wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, sich mit dem Gerät vertraut zu machen und die Reaktion Ihrer Haut zu testen.

Nachdem Sie mit der weißen Scheibe geübt haben, wechseln Sie zur grauen Scheibe, die die sanfteste ist. Verwenden Sie die kleine Scheibe für das Gesicht und empfindliche Körperpartien. Die große Scheibe ist für die Verwendung am Körper bestimmt.

Kleine Scheibe

Für das Gesicht und empfindliche Körperpartien

Große Scheibe

Für den Körper und größere Flächen

WICHTIG: Die weiße Scheibe ist zum Üben bestimmt. Verwenden Sie die graue Scheibe für Ihre erste Behandlung.

Auswahl der Scheibe



Scheiben-Optionen

Weißer Scheibe

Für extrem empfindliche Haut

Graue Scheibe

Für sehr empfindliche Haut

Blaue Scheibe

Für empfindliche Haut

Grüne Scheibe
Für normale bis unempfindliche Haut

Rote Scheibe
Für normale bis sehr raue Haut

Anwendung

1. Reinigen und trocknen Sie Ihre Haut gründlich
2. Üben Sie mit der weißen Scheibe auf einem Arm oder Bein, bevor Sie das Gerät am Gesicht verwenden
3. Straffen Sie die Haut durch Ziehen, um dem Gerät ein sanftes Gleiten über die Haut zu ermöglichen
4. Bewegen Sie das Gerät in einer Aufwärtsbewegung über die Haut
- ANMERKUNG: Streichen Sie während der Behandlung nicht mehr als 2 Mal über dieselbe Stelle**
5. Tragen Sie nach jeder Behandlung einen Toner und Feuchtigkeitspflege auf
6. Waschen Sie die Kappe und den Filter nach jeder Anwendung
7. Lassen Sie zwischen den Anwendungen 6-7 Tage vergehen.