

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Advertencias

1. Este dispositivo no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan la experiencia o el conocimiento suficiente, a menos que lo hagan bajo supervisión o después de haber recibido las instrucciones necesarias sobre el uso del dispositivo por parte de la persona responsable de su seguridad.
 2. Debe vigilarse a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
 3. Este dispositivo es únicamente para uso en el interior.
 4. Mantén seco el dispositivo.
 5. Si la clavija desmontable del adaptador o el cable de alimentación estuvieran dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, el personal del servicio técnico o una persona con una cualificación similar para evitar daños.
 6. Utiliza únicamente los adaptadores o las piezas suministradas en el paquete.
 7. Desconéctalo siempre de la red de alimentación cuando lo limpies.
-

Seleccionar un disco

Comienza siempre el tratamiento en la mano o detrás del cuello antes de utilizar un disco exfoliante superior. Este disco ha sido desarrollado para ayudarte a practicar y a sentirte a gusto con el dispositivo, además de para ver cómo reacciona tu piel.

Después de practicar con el disco blanco, pasa al disco gris, que es el más suave. Utiliza el disco pequeño para el rostro y las zonas delicadas y el disco grande para el cuerpo.

Disco pequeño

Para el rostro y las zonas delicadas

Disco grande

Para usar en el cuerpo y en zonas más grandes

IMPORTANTE: el disco blanco es para practicar. Utiliza el disco gris para tu primer tratamiento.

Seleccionar un disco



Opciones de disco

Disco blanco

Para pieles ultrasensibles

Disco gris

Para pieles muy sensibles

Disco azul

Para pieles sensibles

Disco verde

Para pieles normales y no sensibles

Disco rojo
Para pieles normales o ásperas

Modo de uso

1. Limpia y seca bien la piel
 2. Usa el disco blanco, practica sobre un brazo o una pierna antes de usarlo en el rostro
 3. Estira bien la piel para ayudar a que el dispositivo se deslice sobre la piel con suavidad
 4. Pasa el dispositivo por la piel con movimientos ascendentes
- NOTA: no realices más de 2 pasadas sobre la misma zona durante el tratamiento**
5. Después del tratamiento, aplica el tónico y la crema hidratante
 6. Limpia la cubierta y el filtro después de cada uso
 7. Espera unos 6-7 días entre un tratamiento y otro.