

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Avertissements

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 3. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
 4. Gardez l'appareil au sec.
 5. Si la fiche amovible de l'adaptateur ou du cordon d'alimentation a été endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
 6. Utilisez uniquement les adaptateurs ou les pièces fournis dans l'emballage.
 7. Débranchez toujours du secteur lors du nettoyage.
-

Choix du disque

Commencez le traitement sur la main ou derrière le cou avant d'utiliser un disque exfoliant supérieur. Ce disque a été développé pour vous aider à vous entraîner et à vous sentir à l'aise avec l'appareil, ainsi qu'à voir la réaction de votre peau.

Après avoir utilisé le disque blanc, passez au disque gris, qui est le plus doux. Utilisez le petit disque pour le visage et les zones délicates et le grand disque sur votre corps.

Petit disque

Pour le visage et les zones délicates

Grand disque

Pour le corps et les surfaces plus grandes

IMPORTANT : le disque blanc est destiné à l'entraînement. Utilisez le disque gris pour votre premier traitement.

Choix du disque



Options de disques

Disque blanc

Pour les peaux ultra sensibles

Disque gris

Pour les peaux très sensibles

Disque bleu

Pour les peaux sensibles

Disque vert

Pour les peaux normales à non sensibles

Disque rouge
Pour les peaux normales à très rugueuses

Utilisation

1. Nettoyez et séchez la peau minutieusement
 2. En utilisant le disque blanc, exercez-vous sur le bras ou la jambe avant de l'utiliser sur le visage
 3. Tirez la peau pour aider l'appareil à correctement glisser sur la peau
 4. Déplacez l'appareil sur la peau par mouvements ascendants
- REMARQUE : ne passez pas plus de 2 fois sur une zone pendant le traitement**
5. Après le traitement, appliquez une lotion tonique et une crème hydratante
 6. Lavez le capuchon et le filtre après chaque utilisation
 7. Attendez 6 à 7 jours entre les traitements.