

UPUTA ZA UPOTREBU

Upozorenja

1. Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenom pokretljivošću ili smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim kapacitetom, ni osobama bez iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost koja im daje upute za upotrebu uređaja.
 2. Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
 3. Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
 4. Držite uređaj na suhom mjestu.
 5. Ako su utikač odvojiv od adaptera ili kabel oštećeni, moraju ih zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili stručna osoba, kako bi se izbjegla opasnost od ozljede.
 6. Koristite samo adaptere i dijelove iz originalnog pakiranja.
 7. Uvijek isključite iz struje kad čistite uređaj.
-

Biranje diska

Prije upotrebe diska za intenzivniju ekfolijaciju, tretman isprobajte na ruci ili iza vrata. Disk je napravljen za upoznavanje s radom uređaja i vježbanje, te da biste ispitali kako će vaša koža reagirati.

Nakon vježbe s bijelim diskom, počnite koristiti sivi, koji je najnježniji. Koristite mali disk za lice i osjetljiva područja, a veliki za tijelo.

Mali disk

Za lice i osjetljiva područja

Veliki disk

Za korištenje na cijelom tijelu i većim površinama

VAŽNO: Bijeli disk se koristi za vježbanje rada s uređajem. Sivi disk koristite za prvi tretman.

Biranje diska



Načini rada diskova

Bijeli disk

Za izrazito osjetljivu kožu

Sivi disk

Za vrlo osjetljivu kožu

Plavi disk

Za osjetljivu kožu

Zeleni disk

Za normalnu i neosjetljivu kožu

Crveni disk

Za normalnu i grubu kožu

Upute za upotrebu

1. Temeljito očistite i osušite kožu
2. Koristeći bijeli disk, uređaj isprobajte na ruci ili nozi prije upotrebe na licu
3. Čvrsto zategnite kožu kako bi uređaj nježno klizio preko nje
4. Uređaj pomičite po koži prema gore

NAPOMENA: Ne prelazite uređajem preko određenog područja više od dva puta tijekom tretmana

5. Nakon tretmana nanesite tonik i hidratantnu kremu
6. Operite poklopac i filter nakon svake upotrebe
7. Pričekajte šest do sedam dana između tretmana.