

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Figyelmeztetés

1. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, valamint kellő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is) kizárólag felügyelet mellett, vagy a biztonságukért felelős személy által a készülék használatára vonatkozó kioktatás mellett használhatják.
 2. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
 3. A készülék csak belső térben használható.
 4. Tartsa szárazon a készüléket.
 5. Amennyiben az adapter vagy a tápkábel levehető konnektora megsérül, a veszély elhárítása érdekében cseréltesse le a gyártóval, a megbízott szervizzel vagy megfelelő szakértelemmel rendelkező személlyel.
 6. Csak a csomagban található adaptereket illetve alkatrészeket használja.
 7. Tisztítás közben mindig csatlakoztassa le a készüléket konnektorról.
-

Tárcsa megválasztása

Kezdje a kezelést a kezén vagy hátul a nyakán, mielőtt erősebb hámlasztó tárcsát használna. A tárcsát arra fejlesztettük ki, hogy begyakorolja és megismerje az eszköz használatát, emellett azt is megtudhatja, hogy hogyan reagál rá a bőre.

A fehér tárcsával való gyakorlás után folytassa a kezelést a leggyengébb hatású szürke tárcsával. A kis tárcsát az arcára és az érzékeny területekre használja, a nagy tárcsát pedig a testére.

Kis tárcsa

Arcra és érzékeny területekre

Nagy tárcsa

Testre és nagyobb felületekre

FONTOS: A fehér tárcsa gyakorlásra szolgál. Az elő kezelést a szürke tárcsával tudja elvégezni.

Tárcsa megválasztása



Tárcsaválasztási lehetőségek

Fehér tárcsa

Ultra érzékeny bőrre

Szürke tárcsa

Fokozottan érzékeny bőrre

Kék tárcsa

Érzékeny bőrre

Zöld tárcsa

Normál és nem érzékeny bőrre

Piros tárcsa
Normál és durva bőre

Használata

1. Tisztítsa meg és szárítsa meg alaposan a bőrét.
 2. A fehér tárcsával gyakoroljon a karján vagy lábán, mielőtt az arcán használná a készüléket
 3. Húzza feszesre a bőrét, hogy az eszköz finoman tudjon siklani a bőrén
 4. Az eszközt felfelé mozgassa a bőrén
- MEGJEGYZÉS: A kezelés során legfeljebb 2-szer haladjon át a készülékkel egy adott felületen**
5. A kezelés után használjon tonikot vagy hidratálót.
 6. Minden használat után mossa le a kupakot és a szűrőt
 7. Tartson 6-7 nap szüneteket a kezelések között.