

x

Avvertenze

1. L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (o bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte o poco informate, a meno che non siano tenuti sotto controllo o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
 2. I bambini devono essere tenuti d'occhio per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 3. L'apparecchio è solo per un uso interno.
 4. Conservare l'apparecchio ben asciutto.
 5. Se la lama rimovibile della spina dell'adattatore o del cavo di alimentazione è stata danneggiata, dovrà essere sostituita dal produttore, dal responsabile del servizio clienti o da persone analogamente qualificate allo scopo di evitare pericoli.
 6. Utilizzare solo adattatori o parti inclusi nella confezione.
 7. Staccare sempre la spina dalla presa di corrente durante la pulizia dell'apparecchio.
-

Scelta del disco

Iniziare il trattamento sulla mano o dietro il collo prima di utilizzare un disco esfoliante più intenso. Questo disco è stato creato per aiutare a far pratica e per farsi sentire a proprio agio con il dispositivo, oltre che per verificare eventuali reazioni sulla pelle.

Dopo aver fatto pratica con il disco bianco, passare al disco grigio, che è il più delicato. Usare il disco piccolo per il viso e le aree più sensibili e il disco grande per il resto del corpo.

Disco piccolo

Per il viso e le aree più sensibili

Disco grande

Per il resto del corpo

IMPORTANTE: il disco bianco è per fare pratica. Usare il disco grigio per il primo trattamento.

Scelta del disco



Tipi di dischi

Disco bianco

Per pelli ultra sensibili

Disco grigio

Per pelli molto sensibili

Disco blu

Per pelli sensibili

Disco verde

Per pelli normali o poco sensibili

Disco rosso
Per pelli normali o danneggiate

Modo d'uso

1. Detergere e asciugare accuratamente la pelle
 2. Prendere il disco bianco e far pratica su braccia o gambe prima di usare il dispositivo sul viso
 3. Sollevare la pelle per aiutare il dispositivo a muoversi in modo uniforme
 4. Muovere il dispositivo sulla pelle con un movimento verso l'alto
- NOTA: durante il trattamento, non effettuare più di 2 passaggi sulla stessa zona**
5. Dopo ogni trattamento, applicare il tonico e la crema idratante. 6. Lavare il tappo e il filtro dopo ogni utilizzo
 7. Attendere 6-7 giorni tra un trattamento e l'altro