

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Ostrzeżenia

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie działają oni pod nadzorem lub nie uzyskali instrukcji dotyczących stosowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 2. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
 3. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
 4. Chronić urządzenie przed wilgocią.
 5. Jeśli odłączana wtyczka zasilacza lub przewód zasilania ulegną uszkodzeniu, muszą zostać wymienione przez producenta, jego serwisanta lub podobną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
 6. Używać wyłącznie zasilaczy lub części dostarczonych w opakowaniu.
 7. Przystępując do czyszczenia, zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci.
-

Wybór tarczy

Rozpocznij zabieg na dłoni lub na karku przed użyciem silniej ścierającej tarczy. Tarcza ta została zaprojektowana do umożliwienia przećwiczenia korzystania z urządzenia i nabycia pewności siebie podczas korzystania z urządzenia oraz ustalenia reakcji skóry na zabieg.

Po próbie z zastosowaniem białej tarczy użyj szarej tarczy, która jest najdelikatniejsza. Użyj małej tarczy do twarzy i obszarów delikatnych oraz dużej tarczy do ciała.

Mała tarcza

Do twarzy i obszarów delikatnych

Duża tarcza

Do ciała i większych powierzchni

WAŻNE: biała tarcza jest przeznaczona do ćwiczeń. Użyj szarej tarczy podczas pierwszego zabiegu.

Wybór tarczy



Dostępne tarcze

Biała tarcza

Do ultrawrażliwej skóry

Szara tarcza

Do bardzo wrażliwej skóry

Niebieska tarcza

Do wrażliwej skóry

Zielona tarcza

Do skóry normalnej do niewrażliwej

Czerwona tarcza
Do skóry normalnej do bardzo szorstkiej

Sposób użycia

1. Dokładnie oczyść i osusz skórę
 2. Za pomocą białej tarczy poćwicz na ramieniu lub nodze przed użyciem na twarzy
 3. Naciągnij skórę, aby ułatwić płynne przesuwanie urządzenia po skórze
 4. Przesuwaj urządzeniem po skórze w kierunku ku górze
- UWAGA: nie wykonuj więcej niż 2 przejść w jednym obszarze w trakcie zabiegu**
5. Po zabiegu nałóż tonik i produkt nawilżający
 6. Umyj nasadkę i filtr po każdym użyciu
 7. Poczekać 6-7 dni przed wykonaniem kolejnego zabiegu.