

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Avertizări

1. Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în timpul utilizării sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului, de la o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
 2. Copiii necesită supraveghere, pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
 3. Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz interior.
 4. Mențineți aparatul uscat.
 5. În cazul deteriorării lamei de priză detașabile a adaptorului sau a cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite de către producător, de către agentul de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.
 6. Folosiți numai adaptoarele și piesele furnizate în pachet.
 7. Deconectați întotdeauna de la priză, pe durata curățării.
-

Selectarea unui disc

Înainte de a utiliza un disc cu putere de exfoliere mai mare, începeți prin a-l testa pe mână sau la ceafă. Rolul discului este de a vă ajuta să exersați și să vă deprindeți cu aparatul, dar și acela de a testa reacția pielii dvs. la tratament.

După ce ați exersat folosind discul alb, treceți la discul gri, care este cel mai delicat. Folosiți discul mic pentru față și zonele delicate și discul mare pentru corp.

Disc mic

Pentru față și zonele delicate

Disc mare

Pentru corp și suprafețe mai mari

IMPORTANT: Discul alb este pentru testare. Utilizați discul gri pentru primul dvs. tratament.

Selectarea unui disc



Variante de discuri

Disc alb

Pentru piele extrem de sensibilă

Disc gri

Pentru piele foarte sensibilă

Disc albastru

Pentru piele sensibilă

Disc verde

Pentru piele normală spre nesensibilă

Disc roșu

Pentru piele normală spre foarte aspră

Cum procedăm

1. Curățați și uscați foarte bine pielea
 2. Folosind discul alb, exersați utilizarea aparatului pe braț sau pe picior, înainte de a trece la față
 3. Întindeți bine pielea, pentru a ajuta aparatul să gliseze mai bine peste piele
 4. Deplasați aparatul peste piele, într-o mișcare în sus
- NOTĂ: Nu efectuați mai mult de 2 treceri peste aceeași zonă, în cadrul aceluiași tratament**
5. După tratament, aplicați o loțiune tonică și un produs hidratant
 6. Spălați capacul și filtrul după fiecare utilizare
 7. Faceți o pauză de 6-7 zile între tratamente.