

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenia

1. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba neoboznámila s pokynmi o používaní spotrebiča.
 2. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
 3. Tento spotrebič je určený iba na použitie v interiéri.
 4. Udržujte spotrebič v suchu.
 5. Ak bola poškodená odpojiteľná zástrčka adaptéra alebo napájacieho kábla, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 6. Používajte iba adaptéry alebo diely dodávané v balení.
 7. Pri čistení vždy vytiahnite zástrčku zo siete.
-

Výber disku

Pred použitím vyššieho exfoliačného disku začnite s oštrením na ruke alebo za krkom. Tento disk bol vyvinutý s cieľom pomôcť vám precvičiť si túto činnosť, cítiť sa pri práci so spotrebičom pohodlne a tiež sledovať, ako bude reagovať vaša pokožka.

Po nácviku s bielym diskom prejdite na sivý disk, ktorý je najjemnejší. Malý disk používajte na tvár a citlivé oblasti a veľký disk na telo.

Malý disk

Na tvár a citlivé oblasti

Veľký disk

Na telo a väčšie plochy

DÔLEŽITÉ: Biely disk je určený na nácvik. Na prvé oštrenie použite sivý disk.

Výber disku



Možnosti disku

Biely disk

Na extrémne citlivú pokožku

Sivý disk

Na veľmi citlivú pokožku

Modrý disk

Na citlivú pokožku

Zelený disk

Na normálnu až necitlivú pokožku

Červený disk
Na normálnu až veľmi hrubú pleť

Použitie

1. Pokožku dôkladne očistite a osušte
 2. Pred použitím na tvári si pomocou bieleho disku nacvičte použitie na ruke alebo nohe
 3. Napnite pokožku, aby po nej prístroj hladko kĺzal
 4. Pohybujte prístrojom po celej pokožke v smere zdola nahor
- POZNÁMKA: Počas jedného ošetrenia neprechádzajte rovnakú oblasť viac ako dvakrát**
5. Po ošetrení naneste tónovací a hydratačný prípravok
 6. Po každom použití umyte uzáver a filter
 7. S ďalším ošetrením počkajte 6 až 7 dní.