

NAVODILA ZA UPORABO

Opozorila

1. Ta naprava ni namenjena uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali kognitivnimi sposobnostmi ali oseb brez ustreznih izkušenj oziroma znanja, razen če so pod nadzorom odgovorne osebe ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, podala navodila glede uporabe naprave.
 2. Otroci morajo biti pod nadzorom, saj se z napravo ne smejo igrati.
 3. Ta naprava je samo za notranjo uporabo.
 4. Naprava naj bo suha.
 5. Če pride do poškodbe snemljivega adapterja vtikača ali napajalnega kabla, mora poškodovani del zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali ustrezno usposobljena oseba, da se izognemo tveganju.
 6. Uporabite le adapterje ali dele, ki so ob nakupu priloženi izdelku.
 7. Pri čiščenju napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
-

Izbira diska

Pred uporabo močnejšega diska za piling začnite z nego na roki ali vratu. Osnovni disk je zasnovan za uporabo na bolj dostopnih delih, s tem pa se z napravo tudi dodobra seznanite in jo ustrezno uporabljate, hkrati pa spremljate odziv svoje kože.

Po uporabi belega diska preidite na sivi disk, ki je najbolj nežen. Za nego obraza uporabite majhen disk, za nego telesa pa velikega.

Majhen disk

Za obraz in občutljive predele

Velik disk

Za uporabo na večjih delih telesa

POMEMBNO: Beli disk je namenjen seznanitvi z uporabo naprave. Za prvo nego uporabite sivi disk.

Izbira diska



Možnosti diska

Beli disk

Za posebej občutljivo kožo

Sivi disk

Za zelo občutljivo kožo

Modri disk

Za občutljivo kožo

Zeleni disk

Za normalno in neobčutljivo kožo

Rdeči disk
Za normalno in mastno kožo

Uporaba

1. Temeljito očistite in osušite kožo
 2. Pred uporabo na obrazu beli disk za vajo uporabite na roki ali nogi
 3. Nežno napnite kožo in napravi omogočite gladko drsenje po koži
 4. Premikajte napravo po koži navzgor
- OPOMBA: Med posamezno nego se prek enega predela ne premikajte več kot dvakrat**
5. Po negi nanesite tonik in vlažilno kremo
 6. Po vsaki uporabi operite nastavek in filter
 7. Med posameznimi negami počakajte 6–7 dni.