

BRUKSANVISNING

Varning

1. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
 2. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
 3. Denna applikation är endast avsedd för inomhusbruk.
 4. Håll applikationen torr.
 5. Om den avtagbara pluggen på adaptern eller nätsladden har skadats, så måste denna bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
 6. Använd endast den adapter som följer med förpackningen.
 7. Dra alltid ut kontakten innan rengöring.
-

Välj en skiva

Börja behandlingen på handen eller baktom nacken innan du använder en högre exfolierande skiva. Denna skiva har utvecklats för att hjälpa dig att träna och få dig att känna dig bekväm med enheten samt för att se hur din hud kommer att reagera.

När du har tränat med den vita skivan, gå vidare till den gråa skivan, som är den mest skonsamma. Använd den lilla skivan för ansiktet och känsliga områden och den stora skivan på kroppen.

Liten skiva

För ansiktet och för känsliga områden

Stor skiva

För kroppsbruk och större ytor

VIKTIGT: Den vita skivan är för träning. Använd den gråa skivan för din första behandling.

Välj en skiva



Valbara skivor

Vit skiva

För hyperkänslig hud

Grå skiva

För mycket känslig hud

Blå skiva

för känslig hud

Grön skiva

För normal till icke-känslig hud

Röd skiva

För normal till mycket grov hud

ANVÄNDNING

1. Rengör och torka huden noggrant

2. Använd den vita skivan och träna på arm eller ben innan du använder den på ansiktet

3. Strama åt huden så att enheten mjukt kan glida över huden

4. Flytta enheten över huden i uppåtgående rörelse

ANMÄRKNING: Låt inte enheten passera mer än 2 varv över samma område under behandlingen

5. Applicera toner och fuktighetskräm efter varje behandling 6. Tvätta locket och filtrera efter varje användning

7. Vänta 6-7 dagar mellan behandlingarna.