

Philips Lumea Advanced 1997

Vitajte vo svete krásy Lumea! Od hodvábne hebkej pleti vás delí len niekoľko týždňov. Philips Lumea používa technológiu IPL (Intense Pulsed Light čiže intenzívne pulzné svetlo), ktorá predstavuje jednu z najúčinnnejších metód, ako sa zbaviť neželaného ochlpenia. Túto svetelnú technológiu, pôvodne používanú v salónoch krásy, sme v úzkej spolupráci s poprednými dermatológmi prispôsobili na jednoduché a účinné použitie v bezpečí vášho domova. Philips Lumea je jemný a ponúka pohodlnú a účinnú terapiu pri intenzite svetla, ktorá je vám príjemná. Nežiaduce chĺpky sú odsunuté do prepadliska dejín. Užívajte si pocit pokožky bez chĺpkov, vyzerajte úžasne a zažívajte úžasné pocity každý deň.

Ak chcete plne využívať výhody, ktoré ponúka

spoločnosť Philips, zaregistrujte výrobok na lokalite www.philips.com/welcome. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.philips.com/lumea, kde nájdete naše odborné rady, výučbové videá a časté otázky, aby ste prístroj Lumea mohli využiť naplno.

Prehľad zariadení

Okienko pre vyžarovanie svetla s integrovaným UV filtrom

Nadstavce

Nadstavec na ošetrovanie tela

Presný nadstavec

Reflektor vnútri nadstavca

Integrovaný bezpečnostný systém

Snímač odtieňa pleti

Elektronické kontakty

Tlačidlo záblesku

Otvor pre elektrické kontakty

Tlačidlo zap./vyp.

Ukazovatele intenzity (1 – 5)

Kontrolka „Pripravené na záblesk“

Ventilačné otvory

Konektor zariadenia

Adaptér

Malá zástrčka

Kto by nemal zariadenie Lumea používať?

Kontraindikácie

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak máte typ pokožky V a VI (málokedy alebo vôbec nikdy sa nespálite na slnku a vaša pokožka získava veľmi tmavé opálenie). V takom prípade vám hrozí veľké riziko reakcií pokožky, ako je napríklad nadmerná alebo nedostatočná pigmentácia, značné začervenanie alebo popáleniny.

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak ste tehotná alebo dojčíte, pretože zariadenie nikdy nebolo skúšané u tehotných ani dojčiacich žien.

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak trpíte akoukoľvek z nasledujúcich chorôb: Ak máte ochorenie pokožky, ako je napríklad aktívna rakovina kože, máte rakovinu kože v anamnéze alebo máte akékoľvek iné lokalizované ohnisko rakoviny v oblastiach, ktoré chcete ošetriť. Ak máte prekancerózne lézie alebo viac atypických

materských znamienok v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.

Ak ste prekonalí poruchu kolagénu vrátane tvorby keloidných jaziev alebo zlého hojenia rán.

Ak máte v anamnéze žilovú poruchu, napríklad kŕčové žily alebo rozšírené žilky v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.

Ak máte pokožku citlivú na svetlo, ktoré ľahko spôsobuje vyrážku alebo alergickú reakciu.

Ak máte zápal, ekzém, popáleniny, zapálené vačky chĺpkov, otvorené rany, abrázie, vírus herpes simplex, poranenie alebo lézie a hematómy v oblastiach, ktoré chcete ošetriť.

Ak ste podstúpili chirurgický zákrok v oblastiach, ktoré chcete ošetriť, v priebehu posledných troch týždňov.

Ak trpíte epilepsiou s citlivosťou na svetlo.

Ak máte diabetes, lupus erythematosus, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo srdcovú nedostatočnosť.

Ak máte akúkoľvek poruchu krvácanosti.

Ak máte v anamnéze imunosupresívnu chorobu (vrátane infekcie HIV alebo AIDS).

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak beriete akékoľvek z nasledujúcich liekov: Ak je vaša pokožka ošetrovaná alebo bola v poslednom týždni ošetrená alfahydroxidovými kyselinami (AHA), betahydroxidovými kyselinami (BHA), topickým izotretinoínom a kyselinou azelaovou.

Ak ste počas posledných šiestich mesiacov užívali akúkoľvek formu izotretinoínu Accutane alebo Roaccutane. Táto liečba stenčuje pokožku, takže tá

môže byť náchylnejšia na trhliny, poranenia a podráždenie.

Ak užívate analgetiká, ktoré znižujú citlivosť pokožky na teplo.

Ak užívate fotosenzitívne prostriedky alebo lieky, skontrolujte príbalovú informáciu lieku a nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je v informácii uvedené, že liek spôsobuje fotoalergické reakcie, fototoxické reakcie alebo ak sa pri užívaní tohto lieku máte vyhýbať slnku.

Ak užívate lieky proti zrážavosti krvi (vrátane užívania veľkých dávok aspirínu) spôsobom, ktorý neumožňuje aspoň týždenné obdobie vysadenia lieku pred každým ošetrením.

Ak užívate imunosupresívne lieky.

Zariadenie nikdy nepoužívajte na nasledujúcich

oblastiach: V okolí očí a blízko obočia.

Na prsných bradavkách, dvorcoch prsných bradaviek, malých pyskoch ohanbia, vagíne, análnom otvore a vnútrajšku nosa a uší.

Muži ho nesmú používať na miešku a tvári.

Na alebo v blízkosti umelých predmetov, napríklad silikónových implantátov, kardiostimulátorov, podkožných portov (dávkovačov inzulínu) alebo piercingov.

Pri materských znamienkach, pehách, rozšírených žilkách, tmavších pigmentovaných oblastiach, jazvách, nepravidielnostiach pokožky bez konzultácie s lekárom. Použitie na tieto oblasti môže viesť k popáleniu a k zmenám farby pokožky, čo by mohlo prípadne spôsobiť ťažšiu identifikáciu kožných chorôb.

Na bradavice, tetovanie alebo permanentný make-up.
Použitie na tieto oblasti môže viesť k popáleniu a k zmenám farby.

V oblastiach, kde používate dezodoranty s dlhodobým účinkom.

Môže dôjsť k reakciám pokožky.

Zariadenie nikdy nepoužívajte na slnkom spálenú, nedávno opálenú alebo umelo opálenú pokožku.

Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. Ak si nie ste istí, či môžete zariadenie používať, odporúčame vám poradiť sa s lekárom.

DÔLEŽITÉ

Nebezpečenstvo

Zariadenie a adaptér udržiavajte vždy v suchu.

Ak je zariadenie pokazené, nedotýkajte sa vnútorných častí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Nikdy do zariadenia nevkladajte žiadne predmety.

Varovanie

Osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými a duševnými schopnosťami by nemali s týmto zariadením manipulovať, pokiaľ neboli o používaní zariadenia vopred inštruované alebo nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

Dohliadnite na to, aby sa so zariadením nehrali deti.

Zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 15 rokov. Mladiství vo veku od 15 do 18 rokov môžu zariadenie používať so súhlasom alebo pomocou rodičov či osôb, ktoré na ne v tejto úlohe dohliadajú. Dospelí vo veku 18

rokov a starší môžu zariadenie používať bez obmedzenia.

Pred použitím zariadenie vždy skontrolujte. Zariadenie ani adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené. Poškodenú súčiastku vymieňajte vždy za pôvodný typ.

Adaptér obsahuje transformátor. Adaptér nikdy nenahrádzajte inou zástrčkou. Mohlo by tak dôjsť k nebezpečnej situácii.

Ak je pokazený UV filter alebo okienko pre vyžarovanie svetla, zariadenie nepoužívajte.

Nepoužívajte presný nadstavec, ak je jeho filter pokazený.

Upozornenie

Toto zariadenie nie je možné umývať. Zariadenie nesmiete nikdy ponoriť do vody ani ho umývať pod

tečúcou vodou.

Z hygienických dôvodov by mala zariadenie používať iba jedna osoba.

Zariadenie používajte iba s nastaveniami, ktoré sú vhodné pre váš typ pokožky. Pri použití s vyšším nastavením, ako sa odporúča, sa môže zvýšiť riziko reakcií pokožky a vedľajších účinkov.

Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určené, ako je zobrazené v používateľskej príručke.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné ani agresívne čistiace prostriedky, ako je napríklad benzín alebo acetón.

Kontrolu alebo opravu zariadenia zverte vždy servisu spoločnosti Philips. Opravy vykonané nekvalifikovanými ľuďmi môžu používateľa vystaviť nebezpečným

situáciám.

Elektromagnetické polia (EMP)

Toto zariadenie Philips vyhovuje všetkým platným normám a predpisom týkajúcim sa elektromagnetických polí.

Ako funguje technológia IPL

Technológia IPL aplikuje na pokožku jemné svetelné impulzy, ktoré sú pohlcované koreňmi chĺpkov. Čím sú chĺpky tmavšie, tým lepšie vstrebávajú svetelné impulzy.

Tieto svetelné impulzy stimulujú vačok chĺpku, aby prešiel do pokojovej fázy.

V dôsledku toho chĺpky prirodzene vypadávajú a už znova nedorastajú, takže pokožka zostáva stále hodvábne hebká.

Cyklus rastu chĺpkov sa skladá z rôznych fáz.

Technológia IPL je účinná len v čase, keď sa chĺpky nachádzajú v rastovej fáze. V rastovej fáze sa nikdy nenachádzajú všetky chĺpky súčasne. Preto odporúča osemtyždňový plán terapie nasledovaný opravami, ktoré zaručia účinnú terapiu pri všetkých chĺpkoch v ich rastovej fáze.

Poznámka: Terapia zariadením Lumea nie je účinná, ak máte farbu chĺpkov svetlú blond alebo blond, pretože svetlé chĺpky nepohlcujú dostatok svetla. Nižšie sú uvedené farby chĺpkov, pre ktoré je zariadenie Lumea vhodné a účinné.

Čo môžete očakávať

Bezprostredne po 1. ošetrení

Po prvom ošetrení môžu chĺpky vypadnúť za 1 až 2 týždne. V prvých týždňoch po prvom ošetrení bude časť

chĺpkov stále dorastať. Pravdepodobne pôjde o chĺpky, ktoré sa počas prvých ošetroení nenachádzali v rastovej fáze.

Po 2 – 3 ošetroeniach

Po 2 – 3 ošetroeniach by ste mali pozorovať znateľný úbytok rastu chĺpkov.

Pokiaľ však chcete účinne ošetriť všetky chĺpky, je dôležité pokračovať v terapii podľa odporúčaného plánu terapie.

Po 4 – 5 ošetroeniach

Po 4 – 5 ošetroeniach by ste mali pozorovať významný úbytok rastu chĺpkov v oblastiach ošetrovaných pomocou prístroja Lumea. Mal by byť viditeľný tiež pokles hustoty chĺpkov. Pokračujte v terapii častými opravami (každých 4 – 8 týždňov), aby ste výsledok

udržali.

Rady pre opaľovanie

OPAľovanie prirodzeným alebo umelým svetlom

Zámerné vystavovanie pokožky prírodnému alebo umelému svetlu, aby ste dosiahli opálenie, ovplyvňuje citlivosť a farbu pokožky. Preto je veľmi dôležité nasledujúce

Po každom ošetrení počkajte pred opaľovaním aspoň 48 hodín. Aj po uplynutí 48 hodín sa uistíte, že sa na pokožke už neobjavuje žiadne začervenanie spôsobené ošetrením.

Pokiaľ do 48 hodín po ošetrení vystavíte pokožku slnečnému žiareniu (bez toho, aby ste mali v úmysle sa opaľovať), použite na ošetrenej oblasti prostriedok na opaľovanie s ochranným faktorom minimálne SPF 50.

Po tomto období môžete použiť prostriedok na opaľovanie s ochranným faktorom minimálne SPF 30.

Po opaľovaní počkajte pred použitím zariadenia Lumea aspoň 2 týždne.

Vykonajte test pokožky a určte vhodné nastavenie intenzity svetla.

Nepoužívajte prístroj Philips Lumea na oblasti tela spálené slnkom.

Poznámka: Príležitostné a nepriame vystavenie pôsobeniu slnka sa nepovažuje za opaľovanie.

Opaľovanie pomocou krémov

Ak ste použili umelé samoopaľovacie telové mlieko, počkajte, kým umelé opálenie úplne nezmizne. Až potom zariadenie použite.

Pred použitím prístroja Lumea

Príprava pokožky vopred

Pred použitím prístroja Lumea by ste mali svoju pokožku pripraviť odstránením chĺpkov na povrchu pokožky. Tým umožníte, aby svetlo pohlcovalo časti chĺpkov pod povrchom pokožky, a zaručíte účinnú terapiu. Môžete použiť holenie, zastrihnutie, epiláciu alebo vosk. Nepoužívajte depilačné krémy, pretože chemikálie môžu spôsobiť reakcie pokožky.

Ak sa rozhodnete pre vosk, pred použitím prístroja Lumea počkajte 24 hodín, aby si pokožka oddýchla. Pred ošetrovaním odporúčame sa osprchovať, zaručíte tak odstránenie všetkých prípadných zvyškov vosku z pokožky.

Oblasti, ktoré chcete ošetrovať prístrojom Lumea,

vopred priprave.

Pokožku očistite a zaistite, aby bola úplne bez chĺpkov, suchá a bez mastných látok.

Poznámka: Len čo chĺpky prestanú dorastať (zvyčajne po štyroch až piatich ošetreniach), nebudete musieť pokožku pred použitím zariadenia pripravovať.

Test pokožky

Pri prvom použití prístroja Lumea alebo v prípade, že ste sa nedávno opaľovali, urobte test pokožky na každej oblasti, ktorú chcete ošetriť. Test pokožky je nevyhnutný na zistenie reakcie vašej pokožky na ošetrenie a na určenie správneho nastavenia intenzity svetla pre každú oblasť tela.

Vyberte oblasť blízku tej oblasti, ktorú mienite ošetrovať.

Zapnite zariadenie. Presvedčte sa, že ste vybrali nastavenie 1.

Priložte zariadenie na pokožku a stlačením tlačidla záblesku vyšlite záblesk.

Presuňte zariadenie po pokožke na ďalšiu oblasť, ktorú chcete ošetriť.

Zvýšte nastavenie o jednu úroveň, vyšlite záblesk a presuňte zariadenie na ďalšiu oblasť. Opakujte postup pre ostatné úrovne v rámci rozsahu odporúčaného pre váš typ pokožky.

Po teste pokožky počkajte 24 hodín a skontrolujte, či sa na pokožke objavila nejaká reakcia. Ak sa reakcia objavila, vyberte pre následné použitie to najvyššie nastavenie, ktoré nevedlo k žiadnej reakcii pokožky.

Používanie prístroja Philips Lumea

Snímač odtieňa pleti

Integrovaný snímač odtieňa pleti s ohľadom na vyššiu bezpečnosť meria odtieň pleti na začiatku každého sedenia a príležitostne aj počas sedenia. Ak deteguje odtieň pleti, ktorý je pre terapiu zariadením Lumea príliš tmavý, zariadenie sa automaticky deaktivuje, aby zabránilo riziku reakcie pokožky. To znamená, že po stlačení tlačidla záblesku nevysiela impulzy.

Nástavce

Nasadenie a zloženie

Nástavce nasadíte jednoducho zaklapnutím na okienko pre vyžarovanie svetla.

Ak chcete nástavec zložiť, vysuňte ho z okienka pre vyžarovania svetla Nástavec na ošetrovanie tela.

Nástavec na ošetrovanie tela možno použiť na ošetrovanie

nežiaducich chlípok na niekoľkých oblastiach tela od krku dole. Môžete ho použiť napríklad na rýchle ošetrovanie väčších oblastí, napríklad nôh.

Presný nadstavec

Presný nadstavec obsahuje pre vyššiu bezpečnosť doplnkový integrovaný svetelný filter, ktorý možno využiť na ošetrovanie nežiaducich chlípok na tvári nad hornou perou, na brade a kotletách. Presný nadstavec môžete tiež použiť na jednoduché ošetrovanie ťažko dosiahnuteľných miest, napríklad na prstoch na nohách, v oblasti slabín alebo v podpazuší.

Pomocou prístroja Lumea však neošetrujte obočie.

Výber správnej intenzity svetla

Zariadenie Lumea poskytuje 5 rôznych intenzít. Podľa typu pokožky a úrovne intenzity svetla nastavte správnu

intenzitu svetla, ktorá vám bude príjemná.

Správne nastavenie vyberte pomocou nasledujúcej tabuľky.

Ak chcete nastaviť intenzitu svetla, raz alebo viackrát stlačte vypínač, kým nedosiahnete požadované nastavenie. Kontrolka zodpovedajúcej intenzity svetla sa rozsvieti na bielo.

Poznámka: Ak je váš odtieň pleti príliš tmavý, zariadenie sa automaticky deaktivuje, aby zabránilo riziku reakcie pokožky.

Integrovaný snímač odtieňa pleti vám neoznami, aké nastavenie intenzity svetla použiť, pretože zariadenie Philips Lumea vám dáva možnosť vybrať si intenzitu svetla, ktorá je pre vás najvhodnejší.

Zariadenie Lumea by nikdy nemalo spôsobovať bolesť.

Ak máte nepríjemné pocity, znížte nastavenie intenzity svetla.

Ak ste sa nedávno opaľovali, urobte test pokožky a určte správne nastavenie intenzity svetla.

Typ pleti

Odtieň pleti

Nastavenie intenzity svetla

I. Biela; vždy sa spáli, nikdy sa neopáli. 4/5

II. Svetlá; ľahko sa spáli, mierne sa opáli. 4/5

III. Svetlohnedá; ľahko sa spáli, opaľuje sa pomaly na svetlohnedú. 4/5

IV. Stredne hnedá; zriedkakedy sa spáli, ľahko sa

opaľuje. 3/4

V. Tmavohnedá; zriedkakedy sa spáli, veľmi ľahko sa opaľuje. Zariadenie nemôžete používať.

VI. Hnedočierna alebo tmavšia; zriedka sa spáli alebo sa nikdy nespáli, veľmi tmavé opálenie. Zariadenie nemôžete používať.

Manipulácia so zariadením

Pred použitím očistite nadstavce a okienko pre vyžarovanie svetla.

Zasuňte malú zástrčku do zariadenia a adaptér do zásuvky v stene.

Zapnite zariadenie a vyberte správnu intenzitu svetla, ktorá zodpovedá vášmu odtieňu pleti.

Zariadenie pritlačte kolmo k pokožke tak, aby nadstavec

a integrovaný bezpečnostný systém boli v kontakte s vašou pokožkou.

Integrovaný bezpečnostný systém zabraňuje neúmyselným zábleskom bez kontaktu s pokožkou.

Pritlačte zariadenie pevne na pokožku, aby ste zabezpečili správny kontakt s pokožkou. Zariadenie potom automaticky vykoná analýzu odtieňa pleti a kontrolka „Pripravené na záblesk“ sa rozsvieti na bielo na znamenie, že môžete pokračovať s ošetrováním.

Poznámka: Keď sa kontrolka „Pripravené na záblesk“ rozsvieti na oranžovo, vaša pokožka nie je vhodná na ošetrovanie. V takom prípade sa zariadenie automaticky deaktivuje. Môžete skúsiť použiť zariadenie na ostatné oblasti tela so svetlejšími odtieňmi pleti.

TIP: Pokiaľ chcete zariadenie Lumea použiť na oblasť slabín a ponechať časť chlípok na mieste, uistite sa, že

snímač odtieňa pleti nie je počas ošetrovania umiestnený nad zostávajúcimi chlčkami, pretože by mohlo dôjsť k zablokovaniu zariadenia.

Stlačením tlačidla záblesku vyšlite záblesk. Záblesk by mal vyvolať pocit tepla.

Poznámka: Svetlo vyžarované zariadením nepoškodzuje zrak. Počas použitia nie je nutné nosiť ochranné okuliare. Zariadenie používajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby vás príliš neoslňovalo.

Priložte zariadenie na ďalšiu oblasť, ktorú chcete ošetriť. Po každom záblesku trvá až 3,5 sekundy, kým je zariadenie pripravené na ďalší záblesk. Záblesk môžete vyslať, keď sa znovu rozsvieti kontrolka „Pripravené na záblesk“.

Aby ste zaistili úplné ošetrenie všetkých oblastí, vysielajte záblesky blízko vedľa seba. Účinné svetlo

vychádza iba z okienka pre vyžarovanie svetla, preto je potrebné, aby sa ošetrované oblasti prekrývali. Vždy sa však uistite, že záblesk vyšlete na rovnakú oblasť iba raz. Ožiarenie rovnakej oblasti dvakrát nezvyšuje účinnosť ošetrovania, zvyšuje však riziko reakcií pokožky.

Len čo dokončíte ošetrovanie, stlačte na 2 sekundy vypínač a vypnite zariadenie.

Dva režimy ošetrovania: Pritlačenie a záblesk a Posunutie a záblesk

Prístroj Philips Lumea ponúka dva režimy ošetrovania, ktoré umožňujú pohodlné použitie na rôznych oblastiach tela:

Režim Pritlačenie a záblesk je vhodný na ošetrovanie malých prehnutých oblastí, ako sú napríklad kolená alebo podpazušie. Stačí stlačením a uvoľnením tlačidla

záblesku vyslať jeden záblesk.

Režim Posunutie a záblesk ponúka pohodlné použitie na väčšie oblasti, ako sú napríklad nohy. Tlačidlo záblesku držte stlačené a posúvaním zariadenia po pokožke vyšlite niekoľko zábleskov za sebou.

Odporúčaný plán terapie

Počiatočná fáza

Pri prvých 4 až 5 ošetreniach odporúčame používať prístroj Philips Lumea raz za dva týždne; zaistíte tak ošetrovanie všetkých chlpkov.

Fáza úprav

Po počiatočnej fáze terapie (4 až 5 ošetrení) odporúčame úpravy každých 4 až 8 týždňov, keď zaznamenáte dorastanie chlpkov. Táto fáza pomáha udržať dosiahnuté výsledky a udržať si hladkú pleť

mnoho mesiacov. Čas medzi ošetreniami sa môže líšiť s ohľadom na individuálne dorastanie chĺpkov a tiež na konkrétnu oblasť tela.

Po použití

Bežné reakcie pokožky

Pokožka môže byť mierne začervenaná a brnieť, štipať alebo sa zahrievať. Tieto reakcie sú úplne neškodné a rýchlo odznejú.

Pri kombinácii holenia a svetelnej procedúry sa pokožka môže zdať suchá a svrbieť. Príslušnú oblasť môžete chladiť ľadom alebo mokrým obkladom.

Ak suchosť pokožky pretrváva, môžete po uplynutí 24 hodín od ošetrenia naniesť na ošetrovanú oblasť neparfumovaný hydratačný krém.

Následná starostlivosť

Po použití môžete na ošetrenej oblasti bezpečne naniest pleťové mlieko, krém, dezodorant, hydratačný alebo iný kozmetický prípravok. Pokiaľ po ošetrení zaznamenáte podráždenie alebo sčervenanie pokožky, pred nanesením akéhokoľvek prípravku na pokožku počkajte, kým tieto príznaky nezmiznú.

Pokiaľ zaznamenáte podráždenie alebo začervenanie pokožky po nanesení prípravku, opláchnite ho vodou.

Čistenie a skladovanie

Po použití zariadenie vypnite a nechajte ho vychladnúť.

Zložte nadstavec.

Navlhčite mäkkú handričku dodanú spolu so zariadením niekoľkými kvapkami vody a použite ju na vyčistenie

nasledujúcich častí:

okienka pre vyžarovanie svetla,

vonkajšieho povrchu nadstavcov,

reflektora vnútri nadstavca,

červenkasté sklo filtra vnútri presného nadstavca.

Všetky diely nechajte náležite oschnúť.

Zariadenie skladujte na suchom mieste, kde sa naň nebude prášiť, pri teplote 0 °C až 60 °C.

Záruka a podpora

Viac informácií alebo podporu nájdete na adrese www.philips.com/support alebo na samostatnom záručnom liste s celosvetovou platnosťou.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že výrobok nemožno likvidovať s bežným komunálnym odpadom (2012/19/EÚ).

Dodržujte predpisy vašej krajiny týkajúce sa zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických výrobkov. Správnou likvidáciou pomôžete zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Technická špecifikácia

Menovité napätie 100 – 240 V

Menovitá frekvencia 50 – 60 Hz

Menovitý príkon 36 W

Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom Trieda II

Hodnotenie ochrany IP 30 (EN 60529)

Podmienky prevádzky Teplota: +15 °C až 35 °C

Relatívna vlhkosť: 30 % až 95 %

Spektrum nastavca pre ošetrovanie tela > 530 nm

Spektrum presného nastavca > 600 nm

Riešenie problémov

V tejto kapitole sú zhrnuté najbežnejšie problémy, s ktorými sa môžete pri zariadení stretnúť. Ak sa vám nepodarí problém vyriešiť podľa nasledujúcich informácií, navštívte web www.philips.com/support, kde sú uvedené odpovede na najčastejšie otázky, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém

Možná příčina

Riešenie

Zariadenie alebo adaptér sa počas použitia zahrieva. To je normálny jav. Nie je nutná žiadna akcia.

Po priložení zariadenie k pokožke nevyšle zariadenie záblesk. Kontrolka „Pripravené na záblesk“ bliká na oranžovo a potom svieti oranžovo nepretržite. Odtieň vašej pleti v oblasti, ktorú chcete ošetriť, je príliš tmavý. Zariadením Lumea ošetríte ostatné oblasti tela so svetlejšími odtieňmi pleti.

Po priložení nadstavca k pokožke sa nerozsvieti kontrolka „Pripravené na záblesk“, ale ventilátor funguje. Bola aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Po aktivácii ochrany proti prehriatiu bude ventilátor stále

spustený. Zariadenie nevypínajte, ale nechajte ho približne 15 minút vychladnúť; až potom pokračujte v používaní.

Kontrolka „Pripravené na záblesk“ svieti na bielo, ale zariadenie nevygeneruje záblesk po stlačení tlačidla záblesku. Zariadenie je potrebné resetovať. Pokiaľ chcete zariadenie resetovať, vypnite ho a znova zapnite.

Nemôžem zvýšiť alebo znížiť nastavenie intenzity svetla.
/ Všetky kontrolky intenzity striedavo blikajú. Zariadenie je potrebné resetovať. Pokiaľ chcete zariadenie resetovať, vypnite ho a znova zapnite.

Zariadenie vydáva divný zápach. Nástavec starostlivo vyčistite. Nadstavec alebo sklo filtra sú znečistené.

Alebo ste nedostatočne odstránili chlípky z oblasti, ktorú chcete ošetriť. Tieto chlípky sa môžu spáliť a spôsobiť zápach. Pred použitím zariadenia Lumea svoju pokožku

pripravte.

Zdá sa, že pokožka je počas ošetrenia citlivejšia ako obvykle. / Pri použití zariadenia pociťujem neznesiteľnú bolesť. Nastavená intenzita svetla je príliš vysoká. Skontrolujte, či ste vybrali správne nastavenie intenzity svetla. V prípade potreby nastavíte nižšiu hodnotu. Neodstránili ste chlípky z oblastí, ktoré chcete ošetriť. Pred použitím zariadenia Lumea svoju pokožku pripravte.

Sklo UV filtra v okienku pre vyžarovanie svetla je rozbité. Ak je sklo UV filtra rozbité, zariadenie už nepoužívajte. Obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine, predajca produktov Philips alebo servisné stredisko Philips.

Zariadenie používate na oblasť, pre ktorú nie je určené. Zariadenie nikdy nepoužívajte na nasledujúcich oblastiach: vnútorný pysky ohanbia, ritný otvor, prsné

bradavky, dvorce prsných bradaviiek, pery, vnútrajšok nosa a uší, okolie očí a blízko obočia. Muži ho nesmú používať na tvár a na miešok.

Reakcia pokožky po aplikácii pretrváva dlhšie ako zvyčajne. Použili ste nastavenie intenzity svetla, ktoré je pre vás príliš vysoké. Nabudúce použite nižšiu intenzitu svetla. Pozri kapitolu Používanie zariadenia Philips Lumea, časť Výber správnej intenzity svetla.

Výsledky terapie nie sú uspokojujivé. Použili ste nastavenie intenzity svetla, ktoré je pre vás príliš nízke. Nabudúce zvolte vyššie nastavenie. Nevysielali ste záblesky na oblasť susediacu s oblasťou, ktorú ste ošetrili predtým. Je potrebné, aby ste záblesky vysielali blízko vedľa seba. Toto zariadenie nie je pre vašu farbu chĺpkov účinné. Ak máte farbu chĺpkov svetlú blond, blond alebo hrdzavú, terapia nie je účinná.

Nepoužívate zariadenie tak často, ako sa odporúča. Ak

chcete úspešne odstrániť všetky chlípky, odporúčame vykonávať terapiu podľa odporúčaného plánu. Interval medzi ošetreniami môžete skrátiť, terapiu však nerobte častejšie ako raz za dva týždne.

Na ošetrenie technológiou IPL reagujete pomalšie. Používajte zariadenie aspoň ďalších 6 mesiacov, pretože aj počas tohto obdobia môže ešte dôjsť k zníženiu rastu chlípok.

Môj nadstavec na ošetrenie tela nemá integrované žiadne sklo/filter/okienko. To je normálny jav. Nástavec na ošetrenie tela neobsahuje sklo/filter/okienko.