

Philips Lumea Advanced 1997

Вітаємо у світі краси Lumea! Від шовковисто-ніжної шкіри вас відділяють лише декілька тижнів. Philips Lumea використовує технологію IPL (Intense Pulsed Light або інтенсивного імпульсного світла), яка є одним із найефективніших методів позбавлення небажаного волосся. У тісній співпраці з провідними дерматологами ми пристосували цю світлову технологію, яка досі використовувалася лише у професійних салонах краси, для легкого та ефективного використання в домашніх умовах. Лагідний епілятор Philips Lumea є зручним і ефективним, а також пропонує широкий вибір комфортної інтенсивності світла. Залиште небажане волосся в минулому! Насолоджуйтесь відчуттям гладкої шкіри без волосся та виглядайте

неперевершено щодня!

Щоб сповна скористатися перевагами, які пропонує компанія Philips, зареєструйте свій пристрій на веб-сайті www.philips.com/welcome. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт www.philips.com/lumea, де ви знайдете поради наших експертів, відеоуроки, а також відповіді на питання, що часто задаються, щоб отримати максимальне задоволення від пристрою Lumea.

Огляд пристрою

Віконце для випромінювання світла із вбудованим ультрафіолетовим фільтром

Насадки

Насадки для тіла

Точна насадка

Рефлектор всередині насадки

Вбудована система безпеки

Давач відтінку шкіри

Електронні контакти

Кнопка спалаху

Отвір для електронних контактів

Кнопка «Увімкнути/Вимкнути»

Індикатори інтенсивності (1-5)

Індикатор «Готовий до випромінювання»

Вентиляційні отвори

Роз'єм пристрою

Адаптер

Мала вилка

Кому не можна використовувати пристрій Lumea?

Протипоказання

У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо у вас V або VI тип шкіри (шкіра рідко або ніколи не обгорає та має темний колір). У такому разі використання епілятора може спричинити шкірні реакції, зокрема гіперпігментацію, гіпопігментацію, сильне почервоніння або опіки.

У жодному разі не використовуйте пристрій під час вагітності або лактації, оскільки пристрій не було перевірено на таких жінках.

У жодному разі не використовуйте пристрій в

наведених нижче випадках: Якщо у вас захворювання шкіри, таке як рак шкіри в активній стадії, якщо у вас був рак шкіри чи інші ракові захворювання на ділянках, які потрібно обробити. Якщо ділянки, які потрібно обробити, перебувають у передраковому стані або на них багато нетипових родимих плям.

Якщо у вас був колагеноз, зокрема утворювалися келоїдні рубці чи спостерігалось погане загоювання ран.

Якщо у вас були судинні захворювання, наприклад варикозне розширення вен або ектазія судин, на ділянках, які потрібно обробити.

Якщо ваша шкіра чутлива до світла, яке легко викликає висипання або алергічні реакції.

Якщо ви страждаєте на інфекційні захворювання,

екзему, маєте опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подряпини, простий герпес, поранення, ураження шкіри або гематоми на ділянках, які потрібно обробити.

Якщо ділянки, які потрібно обробити, було прооперовано впродовж останніх трьох тижнів.

Якщо ви страждаєте на епілепсію з чутливістю до миготіння світла.

Якщо ви страждаєте на діабет, червоний вовчак, порфірію чи серцеву недостатність.

Якщо у вас порушення згортання крові.

Якщо у вас є хвороби, які пригнічують імунну систему (у тому числі ВІЛ-інфекція або СНІД).

У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо ви приймаєте будь-який з перелічених препаратів:

Якщо ваша шкіра обробляється або впродовж останнього тижня її було оброблено препаратами, які містять альфагідроксидну кислоту (АНА), бетагідроксидну кислоту (ВНА), ізотретиноїн для місцевого застосування та азелаїнову кислоту.

Якщо ви впродовж останніх шести місяців приймали ізотретиноїн Accutane або Roaccutane. Ці препарати можуть спричиняти вразливість шкіри до тріщин, травм і подразнень.

Якщо ви вживаєте анальгетики, які зменшують чутливість шкіри до високих температур.

Якщо ви приймаєте фотосенсибілізуючі препарати, уважно ознайомтесь з інструкцією із застосування препарату та ніколи не використовуйте пристрій, якщо в інструкції вказано, що прийом препарату може спричинити фотоалергічні або фототоксичні реакції, а також якщо в разі його прийому потрібно

уникати перебування на сонці.

Якщо ви приймаєте антикоагулянти (зокрема великі дози аспірину) та лікування не передбачає можливості зробити однотижневу перерву перед кожним використанням пристрою, щоб вивести препарат з організму.

Якщо ви приймаєте препарати, які пригнічують імунну систему.

У жодному разі не використовуйте пристрій на описаних нижче ділянках тіла: Навколо очей та близько до брів.

На сосках, ареолах, малих статевих губах, піхві, анусі та всередині носа та вух.

Чоловікам забороняється використовувати пристрій на обличчі та мошонці.

Поверх або біля таких чужорідних тіл, як силіконові імпланти, кардіостимулятори, місця для підшкірних ін'єкцій (для введення інсуліну) чи пірсинг.

На родимих плямах, веснянках, збільшених венах, потемнілих пігментованих ділянках шкіри, рубцях, аномаліях на шкірі без консультації лікаря. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри, й ускладнити виявлення хвороб, пов'язаних зі шкірою.

На бородавках, татуюваннях або перманентному макіяжі. Це може призвести до опіку та зміни кольору шкіри.

На ділянках, для яких використовуються дезодоранти тривалої дії.

Це може спричинити шкірні реакції.

У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо ви обгоріли на сонці, недавно засмагали або застосовували засоби для автозасмаги.

Примітка: Цей перелік не є вичерпним. Якщо ви не впевнені, чи можете користуватися пристроєм, рекомендуємо звернутися до лікаря.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Небезпечно

Зберігайте пристрій та адаптер сухими.

Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся внутрішніх частин пошкодженого пристрою.

Не вставляйте у пристрій жодних предметів.

Увага

Пристрій не призначено для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, окрім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їхнього життя.

Не дозволяйте дітям гратися пристроєм.

Пристрій не призначено для дітей віком до 15 років. Підлітки у віці від 15 до 18 років можуть використовувати пристрій за згодою чи за допомогою батьків або осіб, які за них відповідають. Особи віком від 18 років можуть використовувати пристрій без жодних обмежень.

Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Не використовуйте пристрій або адаптер, якщо він пошкоджений. Завжди замінюйте пошкоджену

деталь пристрою оригінальним відповідником.

Адаптер містить трансформатор. Ніколи не заміняйте вилку адаптера. Це може спричинити небезпечну ситуацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо пошкоджено ультрафіолетовий фільтр чи віконце для випромінювання світла.

Не використовуйте точну насадку, якщо її фільтр розбитий.

Увага

Пристрій не можна мити. Ніколи не занурюйте зарядний пристрій у воду та не промивайте його під проточною водою.

З гігієнічних міркувань пристроєм має користуватися

лише одна особа.

Вибирайте для пристрою лише ті налаштування, які підходять для вашого типу шкіри. Використання інших параметрів, ніж рекомендовано, може підвищити ризик виникнення алергічних реакцій та побічних ефектів.

Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в посібнику користувача.

Не використовуйте стиснене повітря, металеві губки, абразивні засоби та рідини для чищення, такі як бензин або ацетон, для чищення пристрою.

Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в авторизованому центрі компанії Philips. Ремонт, виконаний некваліфікованим персоналом, може призвести до ситуацій, надзвичайно

небезпечних для користувача.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Як працює технологія інтенсивного імпульсного світла

Технологія інтенсивного імпульсного світла надсилає до шкіри лагідні імпульси світла, які поглинаються коренями волосся. Що темніше волосся, то краще воно поглинає імпульси світла.

Імпульси світла стимулюють перехід волоссяних фолікулів у фазу спокою.

Внаслідок цього волосся випадає природним шляхом, а його ріст сповільнюється, залишаючи

шкіру шовковистою впродовж тривалого часу.

Цикл росту волосся складається з кількох фаз.

Технологія інтенсивного імпульсного світла ефективна лише у фазі росту волосся. Однак не все волосся перебуває у фазі росту одночасно. Тому, щоб ефективно видалити все волосся у фазі росту, рекомендуємо виконувати основну процедуру раз на вісім тижнів, а потім застосовувати пристрій точково.

Примітка: Епілятор Lumea неефективний на світлому волоссі, адже воно поглинає недостатньо світла.

Нижче наведено кольори волосся, для яких ефективно застосовувати пристрій Lumea.

Очікувані результати

Одразу ж після першого використання

Після першого використання волосся випаде впродовж 1-2 тижнів. Впродовж перших тижнів після початкових процедур волосся може продовжувати рости. Це відбувається тому що під час використання не все волосся перебувало у фазі росту.

Після 2-3 використань

Після 2-3 використань ріст волосся має помітно зменшитися.

Проте, щоб ефективно видалити все волосся, потрібно продовжувати обробку відповідно до рекомендованого графіку.

Після 4-5 використань

Після 4-5 використань ріст волосся на ділянках, оброблених за допомогою пристрою Lumea, має

суттєво зменшитися. Густота волосся також має зменшитися. Повторюйте процедуру кожні 4-8 тижнів, щоб забезпечити найкращий результат.

Поради щодо засмаги

Засмага на сонці або в солярії

Засмага на сонці або в солярії впливає на чутливість і колір вашої шкіри. Тому дуже важливо дотримуватися наведених нижче порад.

Після видалення волосся засмагати можна не раніше, ніж за 48 годин. Навіть після 48 годин переконайтеся, чи оброблена шкіра не червона.

Якщо після обробки не минуло 48 годин, а вам потрібно перебувати на сонці (не для засмаги), покрийте оброблені ділянки сонцезахисним кремом із сонцезахисним фактором захисту не менше SPF

50. Після закінчення цього терміну ви можете використовувати сонцезахисний крем із фактором захисту не менше SPF 30.

Після засмаги користуватися пристроєм Lumea можна щонайменше за два тижні.

Випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити відповідний рівень інтенсивності світла.

Не використовуйте пристрій Philips Lumea на ділянках тіла, що обгоріли на сонці.

Примітка: Якщо випадкові або непрямі сонячні промені потрапляють на шкіру, це не вважається засмагою.

Використання кремів для засмаги

Якщо ви використовували лосьйон для штучної засмаги, то почекайте, поки вона повністю зникне.

Використовуйте пристрій тільки після цього.

Перед використанням пристрою Lumea

Підготовка шкіри

Перед використанням пристрою Lumea потрібно підготувати шкіру шляхом видалення волосся з її поверхні. Це дозволить частинам волосся під шкірою поглинути світло та забезпечить ефективну обробку. Волосся можна поголити або видалити за допомогою тримера, епілятора чи воску. Не видаляйте волосся за допомогою спеціальних кремів, тому що хімічні речовини можуть спричинити шкірні реакції.

Якщо ви зробили воскову епіляцію, не використовуйте Lumea впродовж 24 годин, щоб ваша шкіра відпочила. Перед початком процедури ми також рекомендуємо вам прийняти душ, щоб

переконатися, що на шкірі не залишилося воску.

Підготуйте ділянки, які потрібно обробити за допомогою Lumea.

Очистіть шкіру та переконайтеся, що на ній немає волосся, вона повністю суха та без жирних речовин.

Примітка: Після того, як волосся припинить свій ріст (як правило, після чотирьох-п'яти процедур), готувати шкіру перед використанням пристрою Lumea більше не потрібно.

Випробування пристрою на шкірі

Якщо ви використовуєте пристрій Lumea вперше чи після недавньої засмаги, випробуйте його на кожній ділянці, яку потрібно обробити. Випробування необхідне, щоб перевірити реакцію шкіри та визначити потрібну інтенсивність світла для кожної

ділянки тіла.

Виберіть ділянку поблизу тієї, що потрібно обробити.

Увімкніть пристрій. Перевірте, що вибрано інтенсивність 1.

Прикладіть пристрій до шкіри та натисніть кнопку випромінювання, щоб подати імпульс світла.

Пересуньте пристрій по шкірі на наступну ділянку, яку потрібно обробити.

Збільште інтенсивність світла на один рівень, подайте імпульс і пересуньте пристрій на наступну ділянку. Повторіть ці дії для всіх рівнів у межах, рекомендованих для вашого типу шкіри.

Випробувавши пристрій, зачекайте 24 години та перевірте оброблені ділянки. Якщо виникають

шкірні реакції, для подальшого використання зменшіть інтенсивність до рівня, який не спричиняє шкірних реакцій.

Використання пристрою Philips Lumea

Давач відтінку шкіри

У цілях безпеки вбудований давач кольору шкіри визначає її колір на початку кожного сеансу, а іноді й під час сеансу. Якщо було виявлено, що колір шкіри є занадто темним для використання пристрою Lumea, останній автоматично вимикається, щоб уникнути ризику шкірної реакції. Це означає, що під час натискання кнопки випромінювання імпульс не ініціюється.

Насадки

Встановлення та знімання

Щоб встановити насадку, просто притисніть її до віконця випромінювання світла.

Щоб зняти насадку, витягніть її з віконця для випромінювання світла. Насадка для тіла.

Насадку для тіла може бути використано для видалення небажаного волосся на декількох ділянках тіла від шиї донизу. Її можна використовувати для обробки більших площ, наприклад ніг.

Точна насадка

Для кращого захисту точну насадку оснащено додатковим вбудованим світловим фільтром, який можна використати для видалення волосся над верхньою губою, на підборідді та скронях. Точну насадку також можна використовувати для полегшення роботи у важкодоступних місцях,

наприклад на пальцях ніг, у паховій області або пахвах.

Використовувати пристрій Lumea поблизу очей заборонено.

Вибір правильної інтенсивності світла

Пристрій Lumea має 5 різних рівнів інтенсивності світла. Можна налаштувати належний рівень інтенсивності світла відповідно до кольору вашої шкіри.

Рекомендовані параметри див. у таблиці нижче.

Щоб налаштувати інтенсивність світла, натискайте вимикач доки не буде вибрано потрібне налаштування. Відповідний індикатор інтенсивності буде світитись білим кольором.

Примітка: Якщо колір вашої шкіри занадто темний,

пристрій буде вимкнено автоматично, щоб уникнути ризику шкірної реакції.

Вбудований давач кольору шкіри у пристрої Philips Lumea не повідомляє, які налаштування інтенсивності світла слід використовувати, а надає можливість самостійно обрати ту, яка найбільше вам підходить.

Пристрій Lumea у жодному разі не має спричиняти біль. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, інтенсивність світла слід зменшити.

Якщо ви недавно засмагали, випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити оптимальний рівень інтенсивності світла.

Тип шкіри

Колір шкіри

Налаштування інтенсивності світла

I. Білий; завжди обгоряє, ніколи не засмагає. 4/5

II. Бежевий; легко обгоряє, засмагає злегка. 4/5

III. Світло-коричневий; легко обгоряє, засмагає повільно до світло-коричневого. 4/5

IV. Середньо-коричневий; рідко обгоряє, засмагає легко. 3/4

V. Темно-коричневий; рідко обгоряє, засмагає дуже легко. Ви не можете використовувати пристрій.

VI. Коричнево-чорний або темніший; рідко або ніколи не обгоряє, дуже темна засмага. Ви не можете використовувати пристрій.

Маніпуляції з пристроєм

Перед використанням очистіть насадки та віконце для випромінювання світла.

Під'єднайте малу вилку до пристрою, а адаптер — до електромережі.

Увімкніть пристрій та виберіть належний рівень інтенсивності світла, який підходить для кольору вашої шкіри.

Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб насадка та вбудована система безпеки торкалися шкіри.

Вбудована система безпеки запобігає випадковій подачі імпульсів світла без контакту зі шкірою.

Сильно притисніть пристрій, щоб забезпечити належний контакт зі шкірою. Пристрій автоматично аналізує колір шкіри, а індикатор «Готовий до

випромінювання» засвітиться білим, вказуючи на те, що пристрій готовий до використання.

Примітка: Якщо індикатор «Готовий до випромінювання» світиться помаранчевим, то пристрій не можна застосовувати на цій ділянці шкіри. У цьому випадку пристрій автоматично вимикається. Можна спробувати використати пристрій на інших ділянках тіла зі світлішим кольором шкіри.

ПІДКАЗКА: Якщо ви бажаєте використовувати пристрій Lumea в паховій області, залишаючи частину волосся на місці, переконайтеся, що давач кольору шкіри розміщений над волоссям, що залишилося, інакше він може заблокувати пристрій.

Натисніть кнопку випромінювання, щоб подати імпульс світла. Ви маєте відчути тепло.

Примітка: Світло, яке випромінює пристрій, безпечне для очей. Під час використання не потрібно одягати захисні окуляри. Використовуйте пристрій в добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей.

Прикладіть пристрій до наступної ділянки, яку потрібно обробити. Інтервал між подачами імпульсів світла становить до 3,5 секунд. Імпульс світла можна подавати, коли індикатор «Готовий до випромінювання» знову засвітиться.

Щоб обробити всі ділянки, подавайте імпульси близько один до одного. Діє тільки те світло, що виходить з віконця для випромінювання світла. Тому необхідно частково накривати попередньо оброблені ділянки. Але завжди стежте за тим, щоб одна ділянка оброблялася лише один раз.

Обробивши одну й ту саму ділянку тіла двічі, ви не

збільшите ефективність видалення волосся, а лише підвищите ризик виникнення шкірних реакцій.

Після завершення обробки, натисніть і утримуйте кнопку впродовж 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.

Два режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою та без відриву

Philips Lumea має два режими подачі імпульсу світла, щоб зручно видаляти волосся з різних ділянок тіла:

Режим подачі імпульсу світла з відривом пристрою від шкіри ідеально підходить для малих ділянок і вигинів, наприклад колін або пахв. Просто натисніть і відпустіть кнопку випромінювання, щоб подати одиничний імпульс світла.

Режим подачі імпульсу світла без відриву пристрою

зручний для обробки більших ділянок тіла, наприклад ніг. Утримуйте натисненою кнопку випромінювання, коли пересуваєте пристрій по шкірі, щоб подавати декілька імпульсів поспіль.

Рекомендований графік застосування

Початкова фаза

Щоб забезпечити видалення всього волосся, перші 4-5 разів рекомендуємо використовувати пристрій Philips Lumea раз на два тижні.

Фаза коригування

Після початкової фази (4-5 використань) рекомендуємо повторювати процедуру кожні 4-8 тижнів, якщо помітите, що волосся росте. Це забезпечить найкращі результати та гладеньку шкіру впродовж багатьох місяців. Інтервал між

процедурами може змінюватися залежно від індивідуальних особливостей організму та ділянки тіла.

Після використання

Звичайні шкірні реакції

Шкіра може трохи почервоніти та/або може виникнути відчуття поколювання чи тепла. Ці реакції абсолютно нешкідливі та швидко минають.

Гоління або обробка світлом одразу після нього можуть спричинити сухість та свербіж. Таку ділянку можна охолодити за допомогою льоду або вологого компресу.

Якщо сухість шкіри не минає, через 24 години після видалення волосся можна скористатися неароматизованим зволожувальним кремом.

Подальший догляд

Після закінчення процедури ділянки можна обробляти лосьйоном, кремом, дезодорантом, зволожувальним кремом або будь-який іншим косметичним засобом. Якщо після видалення волосся на шкірі з'явилося подразнення або почервоніння, зачекайте доки воно зникне, і лише потім наносіть будь-які засоби.

Якщо подразнення з'явилося після нанесення засобу, змийте його водою.

Чищення та зберігання

Після використання пристрою вимкніть його та дайте йому охолонути.

Зніміть насадку.

Змочіть м'яку ганчірку, що входить у комплект,

кількома краплями води та протріть нею такі частини:

віконце для випромінювання світла,

зовнішні поверхні насадок,

рефлектор всередині насадки,

червоний скляний фільтр всередині точної насадки.

Дайте всім частинам висохнути.

Зберігайте пристрій у сухому, захищеному від пилу місці за температури від 0 °C до 60 °C.

Гарантія та підтримка

Для отримання додаткової інформації або підтримки відвідайте веб-сайт

www.philips.com/support або прочитайте окремий

гарантійний талон, який діє по всьому світу.

Утилізація

Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (згідно з директивою 2012/19/ЄС). Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Технічні характеристики

Номінальна напруга 100-240 В

Номінальна частота 50-60 Гц

Номінальна потужність 36 Вт

Захист від ураження електричним струмом Клас II

Рівень захисту IP 30 (EN 60529)

Умови експлуатації Температура: +15 °C-35 °C

Відносна вологість: 30 %-95 %

Спектр насадки для тіла > 530 нм

Спектр точної насадки > 600 нм

Усунення несправностей

У цьому розділі розглянено найбільш поширені проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо наведена нижче інформація не допоможе вирішити проблему, відвідайте www.philips.com/support, де ви знайдете відповіді на найбільш поширені питання, або зверніться до центру обслуговування клієнтів у вашій

країні.

Проблема

Можлива причина

Вирішення

Пристрій або адаптер нагріваються під час використання. Це нормально. Жодних заходів вживати не потрібно.

Після прикладання пристрою до шкіри, він не подає імпульсу світла. Індикатор «Готовий до випромінювання» світиться помаранчевим кольором, після чого світить так безперервно. Колір шкіри на ділянці, де необхідно видалити волосся, занадто темний. Ви можете спробувати використати пристрій на інших ділянках тіла зі світлішим кольором шкіри.

Після прикладання насадки до шкіри індикатор «Готовий до випромінювання» не засвічується, але працює вентилятор. Спрацював захист від перегрівання. Коли вмикається захист від перегрівання, вентилятор продовжує працювати. Не вимикайте пристрій, але дайте йому охолонути впродовж приблизно 15 хвилин, перш ніж продовжити використання.

Індикатор «Готовий до випромінювання» світиться білим кольором, але пристрій не подає імпульсу світла після натискання кнопки випромінювання. Пристрій необхідно «перезавантажити». Для «перезавантаження» пристрою його слід вимкнути та знову увімкнути.

Я не можу збільшити або зменшити інтенсивність світла./Всі індикатори інтенсивності світла блимають поперемінно. Пристрій необхідно

«перезавантажити». Для «перезавантаження» пристрою його слід вимкнути та знову увімкнути.

Пристрій видає дивний запах. Потрібно ретельно вичистити насадку. Насадка або фільтрувальне скло забруднені.

Або ви недостатньо ретельно видалили волосся з ділянки, що обробляється. Це волосся може горіти та видавати запах. Перед використанням пристрою Lumea підготуйте шкіру належним чином.

Здається, що шкіра під час видалення волосся більш чутлива, ніж зазвичай./Під час використання пристрою я відчуваю нестерпний біль. Вибрано занадто високий рівень інтенсивності світла.

Перевірте, чи вибрано належну інтенсивність світла. За необхідності встановіть нижче значення. Ви не видалити волосся з ділянки, яку плануєте обробити. Перед використанням пристрою Lumea підготуйте

шкіру належним чином.

Пошкоджено ультрафіолетовий фільтр віконця для випромінювання світла. Якщо ультрафіолетовий фільтр випромінювання світла пошкоджено, не використовуйте пристрій. Зверніться до центру обслуговування клієнтів у вашій країні, дилера або сервісного центру Philips.

Пристрій використовується на ділянці, для якої він не призначений. У жодному разі не використовуйте пристрій для таких частин тіла: внутрішніх статевих губ, ануса, сосків, ареол, губ, всередині носа, вух, навколо очей і біля брів. Чоловікам забороняється використовувати пристрій на обличчі та мошонці.

Реакція на шкірі після процедури не зникає довше, ніж зазвичай. Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла. Наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла. Див. розділ

«Використання пристрою Philips Lumea», пункт «Налаштування належної інтенсивності світла».

Результати видалення волосся незадовільні.
Вибрано занадто низький рівень інтенсивності світла. Наступного разу виберіть вищий рівень інтенсивності світла. Ви не спрямовували імпульс на ділянку, прилеглу до раніше обробленої. Імпульси необхідно спрямовувати близько один до одного. Використання пристрою неефективне для вашого кольору волосся. Видалення волосся неефективне, якщо ваше волосся дуже світле, біле або руде.

Ви не використовуєте пристрій із рекомендованою частотою. Щоб успішно видалити все волосся, слід дотримуватися графіку застосування пристрою. Інтервал між процедурами можна скоротити, але не проводьте обробку частіше, ніж раз на два тижні.

Ваше волосся може реагувати на застосування

інтенсивного імпульсного світла повільніше.

Використовуйте пристрій впродовж щонайменше 6 місяців, оскільки в цей період ріст волосся може поступово уповільнюватися.

Насадка для тіла не має вбудованого скла/фільтра/віконця. Це нормально. Насадка для тіла не має скла/фільтра/віконця.