

Dobrodošli se mi zdi bolj primerno

Pozdravljeni v svetu lepote Lumea! Samo nekaj tednov vas ločuje od svilnato gladke kože.

Philips Lumea uporablja tehnologijo intenzivne pulzne svetlobe (IPL), enega najučinkovitejših načinov stalnega preprečevanja rasti dlačic. V tesnem sodelovanju s strokovnjaki za kožo smo to tehnologijo, ki temelji na svetlobi in ki se je sprva uporabljala samo v profesionalnih kozmetičnih salonih, priredili za varno in učinkovito domačo uporabo. Aparat Philips Lumea je prijeten ter omogoča priročno in učinkovito depilacijo pri taki intenzivnosti svetlobe, ki se vam zdi primerna. Končno lahko pozabite na neželene dlačice. Uživajte v gladki koži ter vsakodnevnem sijajnem videzu in počutju.

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte izdelek na strani www.philips.com/welcome. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.philips.com/lumea. Našli boste nasvete naših strokovnjakov, videoposnetke z navodili za uporabo in odgovore na pogosta vprašanja, s katerimi boste lahko kar najbolje izkoristili izdelek Lumea.

Opomba: Navodila vedno hranite skupaj z aparatom.

Na kratko o aparatu

1 Okence za izhod svetlobe z vgrajenim UV-filtrom

2 Nastavki

a. Nastavek za telo

b. Nastavek za obraz

c. Nastavek za predel bikinija (BRI956, BRI959)

d. Nastavek za pazduho (BRI956, BRI959)

e. Natančni nastavek (BRI953, BRI954)

3 Senzor barve kože

4 Vgrajeni varnostni sistem

5 Odsevník v nastavku

6 Elektronski stiki

7 Odprtina za elektronske stike

8 Gumb za osvetlitev

9 Gumb za vklop/izklop

10 Gumb za potrditev

11 Preklopni gumb

12 Kazalniki intenzivnosti svetlobe

13 Gumb za predlog nastavitve

14 Kazalnik pripravljenosti za osvetlitev

15 Prezračevalne odprtine

16 Vtičnica naprave

17 Napajalnik

18 Manjši vtič

19 Luksuzna torbica (ni prikazana)

20 Čistilna krpa (ni prikazano)

Kdo ne sme uporabljati naprave Lumea?

Kontraindikacije

Splošni pogoji

- Aparata ne uporabljajte, če imate kožo vrste VI (sonce vas opeče redko ali nikoli, zelo temna porjavlost). Z uporabo bi močno tvegali pojav kožnih reakcij, kot so hiperpigmentacija in hipopigmentacija, izrazita pordelost ali opekline.

Če želite preveriti, ali vaša vrsta kože omogoča uporabo naprave, si oglejte tabelo barv kože s številko 2 v zloženki.

- Aparata ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite, saj ni preizkušen na nosečnicah in doječih materah.

- Aparata ne uporabljajte, če imate kakršne koli aktivne vsadke, na primer srčni spodbujevalnik, nevrostimulator, inzulinsko črpalko ipd.

Zdravila/anamneza

Naprave ne uporabljajte, če jemljete katero od teh zdravil:

- če kožo trenutno zdravite ali ste jo v zadnjem tednu zdravili z alfa-hidroksi kislinami (AHA), beta-hidroksi kislinami (BHA), lokalnim izotretinoinom in azelaično kislino;
- če ste v zadnjih šestih mesecih uporabljali zdravila, ki vsebujejo izotretinoin (Accutane ali Roaccutane), v kateri koli obliki. Zaradi tega zdravila je lahko koža dovzetnejša za raztrganine, rane in draženje;
- če uporabljate snovi ali zdravila, ki povečajo občutljivost za svetlobo, preberite priloženo navodilo zanje in naprave ne uporabljajte, če v navodilih piše, da lahko zdravilo povzroči fotoalergijsko oz. fototoksično reakcijo ali da se med jemanjem zdravila ne smete

izpostavljati soncu;

- če jemljete zdravila proti strjevanju krvi, vključno s pogosto uporabo aspirina, v takšni meri, ki ne dovoljuje minimalnega

1-tedenskega obdobja čiščenja pred vsakim depiliranjem

Aparata ne uporabljajte:

- če ste se v zadnjih treh mesecih zdravili z obsevanjem ali kemoterapijo;

- če uporabljate zdravila za lajšanje bolečin, ki zmanjšajo občutljivost kože za toploto;

- če jemljete zdravila za zaviranje imunske odzivnosti;

- če ste se v zadnjih treh mesecih zdravili z obsevanjem

ali kemoterapijo;

- če ste bili na predelih, ki jih boste depilirali, v preteklih treh tednih operirani.

Patologije/motnje

Aparata ne uporabljajte:

- če imate sladkorno bolezen ali druge sistemske ali presnovne bolezni;

- če imate kongestivno srčno popuščanje;

- če imate bolezen, povezano z občutljivostjo na svetlobo, na primer polimorfni odziv na svetlobo, koprivnico ali urtikarijo, porfirijo ipd.;

- če ste imeli v preteklosti motnje kolagena, vključno s tvorbo keloidne brazgotine, ali če so se vam rane slabo

celile;

- če ste epileptik, občutljiv na utripajočo svetlobo;
- če je vaša koža občutljiva za svetlobo in se hitro pojavita izpuščaj ali alergijska reakcija;
- če imate kožno bolezen, kot je aktiven kožni rak, če ste preboleli kožnega raka ali raka na katerem koli drugem organu ali predelu

telesa, kjer nameravate uporabiti napravo;

- če ste imeli v preteklosti težave z ožiljem, kot so krčne žile ali ektazija žil, na predelih, ki jih nameravate depilirati;
- če imate težave s krvavitvami;
- če ste imeli v preteklosti imunosupresivno bolezen

(vključno z okužbo z virusom HIV ali AIDS-om).

Bolezni kože

Aparata ne uporabljajte:

- če imate na predelih odstranjevanja dlačic okužbe, izpuščaje, opekline, vnete mešičke, odprte rane, abrazije, herpes simpleks (herpes), rane ali lezije in hematomi;
- na razdraženi (rdeči ali porezani), opečeni, nedavno porjaveli ali umetno porjaveli koži;
- na teh predelih: znamenjih, pegah, razširjenih venah, temneje obarvanih predelih, brazgotinah in kožnih nepravilnostih, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. Lahko bi se pojavile opekline in spremembe barve kože, kar bi otežilo odkrivanje morebitnih kožnih bolezni;
- na teh predelih: kožnih bradavicah, tetovažah ali

trajno naličenih predelih.

Območja/predeli

Naprave ne uporabljajte na naslednjih predelih:

- okrog oči in blizu obrvi ali na njih;
- na ustnicah, prsnih bradavicah in kolobarjih okoli njih, malih sramnih ustnicah, nožnici, zadnjični odprtini ter v nosnicah in ušesih;
- moški aparata ne smejo uporabljati na obrazu in vratu, vključno z vsemi predeli, kjer raste brada, in na genitalijah v celoti;
- na predelih, kjer uporabljate dolgo delujoče dezodorante. To bi lahko povzročilo kožne reakcije;
- na čemer koli umetnem, kot so silikonski vsadki, subkutane kanile (dozirni nastavek za inzulin) ali

piercingi, in v njihovi bližini.

Opomba: Seznam ni izčrpen. Če niste prepričani, ali aparat lahko uporabljate, se posvetujte z zdravnikom.

Pomembno

Nevarnost

- Naprava in napajalnik se ne smeta zmočiti.
- Če se naprava pokvari, se ne dotikajte notranjih delov, da ne pride do električnega udara.
- Voda in elektrika sta nevarna kombinacija. Aparata ne uporabljajte v mokrem okolju (npr. v bližini polne kopalne kadi, delujoče prhe ali napolnjenega bazena).

Opozorilo

- Naprava ni namenjena, da jo uporabljajo osebe

(vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Naprava ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Najstniki, stari med 15 in 18 let, lahko napravo uporabljajo ob soglasju in/ ali pomoči staršev ali skrbnikov. Odrasli, stari 18 let in več, lahko napravo uporabljajo samostojno.
- Napravo pred uporabo vedno preverite. Ne uporabljajte poškodovane naprave ali napajalnika. Poškodovan del vedno zamenjajte z originalnim.
- Aparata ne uporabljajte, če je UV-filter v okencu za izhod svetlobe in/ali nastavek poškodovan.

- Ne spreminjajte in ne odrežite nobenega dela napajalnika ali njegovega kabla, saj je to lahko nevarno.
- Za označevanje predelov, ki jih želite depilirati, ne uporabljajte svinčnika ali kemičnega svinčnika. Tako lahko povzročite opekline na koži.
- Če imate temno polt, bodite previdni, ko temnejši predel depilirate takoj za svetlejšim. Senzor barve kože morda ne bo takoj zablokiral osvetlitve na temnejšem delu telesa.
- Odstranjevanje dlačic z laserji ali viri intenzivne pulzne svetlobe lahko pri nekaterih posameznikih povzroči večjo rast dlačic.

Po trenutno dosegljivih podatkih so temu tveganju najbolj izpostavljene ženske sredozemskega, bližnjevzhodnega in južnoazijskega porekla, ki si

odstranjujejo dlačice na obrazu in vratu.

- Napajalnik, okence za izhod svetlobe in filter nastavkov se lahko po uporabi zelo segrejejo. Napajalnika, notranjega dela okenca za izhod svetlobe in filtra oziroma notranjega dela nastavkov se ne dotikajte, dokler se ne ohladijo.

- Ta aparat ima snemljiv napajalnik. Uporabljajte samo snemljiv napajalnik Philips REF (glejte simbol), ki ste ga dobili z aparatom: AD2069020020HF.

Opomba: Če po zadnjem odstranjevanju dlačic opazite spremembo barve kože (npr. po porjavitvi), priporočamo, da naredite kožni preizkus in počakate 30 minut, preden se spet lotite odstranjevanja dlačic.

Preprečevanje poškodb

- Pretok zraka skozi prezračevalne reže na straneh in na

hrbтни strani aparata ne sme biti oviran.

- Aparata ne izpostavljajte močnim udarcem, ga ne stresajte in spuščajte iz rok.
- Če aparat prenesete iz zelo hladnega prostora v zelo topel prostor ali obratno, počakajte približno tri ure, preden ga uporabite.
- Aparat shranjujte na suhem mestu, kjer ni prahu.
- Aparata med uporabo ne izpostavljajte temperaturam pod 5 °C ali nad 35 °C.
- Aparat naj ne bo več ur izpostavljen neposredni sončni ali UV-svetlobi, da ne pride do poškodb.

Pozor

- Ta aparat je namenjen samo odstranjevanju neželenih dlačic na predelih od ličnic navzdol. Uporabljajte ga

izključno za ta namen.

Če tega ne boste upoštevali, se lahko izpostavite nevarnosti. Moški aparata ne smejo uporabljati na obrazu in vratu, vključno z vsemi predeli, kjer raste brada, in na genitalijah v celoti.

- Naprava ni pralna. Nikoli je ne potopite v vodo ali spirajte pod tekočo vodo.

- Zaradi higiene vam priporočamo, da napravo uporablja samo ena oseba.

- Uporabljajte samo nastavitve, primerne za vašo vrsto kože.

Če napravo uporabljate pri višjih nastavitvah od priporočenih, se lahko nevarnost kožnih reakcij in neželenih učinkov poveča.

- Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi

gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin in aceton.

- Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem. Med uporabo aparata ne glejte v poblisk svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča.

- Za pregled ali popravilo naprave se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Popravilo s strani neusposobljene osebe je lahko za uporabnika izredno nevarno.

- Naprava ni pralna. Nikoli je ne potopite v vodo ali spirajte pod tekočo vodo.

- Zaradi higiene vam priporočamo, da napravo uporablja samo ena oseba.

- Uporablajte samo nastavitve, primerne za vašo vrsto kože.

Če napravo uporabljate pri višjih nastavitvah od priporočenih, se lahko nevarnost kožnih reakcij in neželenih učinkov poveča.

- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, opisan v uporabniškem priročniku.

- Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin in aceton.

- Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem. Med uporabo aparata ne glejte v pobliž svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča.

- Za pregled ali popravilo naprave se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Popravilo s strani neusposobljene osebe je lahko za uporabnika izredno nevarno.
- Vklapljenega aparata nikdar ne puščajte brez nadzora. Po uporabi aparat vedno izklopite.
- Aparata ne uporabljajte, če kateri od pogojev, navedenih v poglavju »Kdo ne sme uporabljati naprave Lumea?

Kontraindikacije«, velja za vas.

- Porjavitev kože z naravno ali umetno sončno svetlobo lahko vpliva na občutljivost in barvo kože. Opravite kožni preizkus, da ugotovite ustrezno nastavitev intenzivnosti svetlobe.
- Pred uporabo aparata Lumea kožo očistite in se

prepričajte, da je brez dlačic, popolnoma suha in brez ostankov mastnih snovi.

- Isti predel kože med postopkom ne osvetlite več kot enkrat. To ne izboljša učinka, poveča pa nevarnost kožnih reakcij.

- Uporaba naprave Lumea ne sme biti nikoli boleča. Če imate neprijeten občutek, znižajte nastavitev jakosti svetlobe.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsova naprava ustreza vsem upoštevanim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Kako deluje tehnologija IPL

1 Tehnologija intenzivne pulzne svetlobe v kožo oddaja nežne impulze svetlobe, ki jo absorbirajo korenine

dlačic. Svetlejša ko je polt in temnejše ko so dlačice, bolje se impulzi svetlobe absorbirajo.

2 Impulzi svetlobe spodbujajo mešičke k mirovanju. Dlačice nato naravno izpadejo, ponovna rast pa je preprečena.

3 Rast dlak poteka v različnih fazah. Tehnologija IPL učinkuje samo na dlake, ki so v fazi rasti. Vendar vse dlake niso hkrati v fazi rasti. Zato priporočamo, da upoštevate začetno fazo odstranjevanja dlačic (4–5 tretmajev v razmiku dveh tednov) in potem nadaljnjo fazo (vzdrževanje vsakih 4–8 tednov), da se vse dlačice uspešno odstranijo v fazi rasti.

Nasvet: Za dolgotrajno gladke noge priporočamo vzdrževalno odstranjevanje dlačic vsake štiri tedne.

Opomba: Odstranjevanje dlačic z aparatom Lumea ne bo uspešno, če imate svetle, sive, rdečkaste ali bele

dlačice, saj takšne dlacije ne absorbirajo dovolj svetlobe. Spodaj si lahko ogledate barve dlačic, za katere je aparat

Lumea primeren in učinkovit.

Primerne barve dlak

Če želite preveriti, ali barva vaših dlačic omogoča uporabo naprave, si oglejte tabelo barv dlačic s številko 3 v zloženki.

Priporočeni program nege

Začetna faza

1 3 2 4 4 6 5 8

Svetujemo, da pri prvih 4 do 5 tretmajih uporabite aparat Lumea Prestige enkrat na dva tedna, da boste

zagotovo obdelali vse dlačice.

Opomba: Če boste enega od tretmajev z intenzivno pulzno svetlobo zamenjali z drugim načinom odstranjevanja dlačic (voskanje, epilacija ipd.), ne boste dosegli želenega zmanjšanja količine dlačic.

Opomba: če želite med tretmaji z aparatom Lumea odstraniti dlačice, lahko uporabite svoj običajen način odstranjevanja dlačic.

Faza vzdrževanja

Po začetni fazi odstranjevanja (4–5 tretmajev) priporočamo vzdrževanje na 4–8 tednov, ko opazite rast novih dlak. Tako boste ohranili rezultate in mesece uživali v gladki koži. Čas med posameznimi uporabami se lahko razlikuje glede na to, kako hitro vam znova zrastejo dlačice, in tudi med

različnimi deli telesa.

Nasvet: Lahko si naredite urnik odstranjevanja dlačic, da ne boste pozabili, kdaj je na vrsti naslednji tretma.

Opomba: Če boste aparat uporabljali pogosteje, s tem ne boste povečali učinkovitosti.

Kaj lahko pričakujete

Po začetni fazi odstranjevanja dlačic

- Po prvi uporabi lahko dlake izpadejo šele po tednu ali dveh. V prvih tednih po začetku uporabe boste opazili še nekaj rastočih dlak. Verjetno bodo to dlake, ki ob prvih nekaj uporabah niso bile v fazi rasti.

- Po 2 do 3 uporabah bo opazna zmanjšana rast dlak. Vendar je pomembno, da se držite priporočenega programa nege in učinkovito obdelate vse dlake.

- Po 4 do 5 uporabah boste opazili zelo zmanjšano rast dlačic na predelih, kjer ste uporabljali aparat Lumea. Opazno bo tudi zmanjšanje gostote dlačic.

Med fazo vzdrževanja

- Uporabo morate nadaljevati s pogostim vzdrževanjem (vsakih 4–8 tednov), da se ohrani rezultat.

Uporaba aparata Lumea Prestige pred in po sončenju

Porjavitev z naravno ali umetno svetlobo

Namerno izpostavljanje kože naravni ali umetni sončni svetlobi z namenom porjavitve vpliva na občutljivost in barvo kože. Zato je pomembno naslednje:

- Po vsaki uporabi naprave počakajte vsaj 48 ur, preden se sončite ali umetno porjavite. Tudi po 48 urah se najprej prepričajte, da predeli kože, na katerih ste

uporabili napravo, niso več pordeli.

- Če kožo izpostavljate soncu (brez namerne sončenja), na obdelanih predelih še 48 ur uporabljajte kremo za zaščito pred soncem s faktorjem SPF 50+. Po tem času lahko dva tedna uporabljate kremo za zaščito pred soncem s faktorjem SPF 30+.
- Po sončenju počakajte vsaj dva tedna, preden uporabite aparat Lumea.
- Če ste pred kratkim porjavili, opravite kožni preizkus, da ugotovite ustrezno nastavitev intenzivnosti svetlobe. Za navodila glejte poglavje »Kožni preizkus«.
- Naprave Lumea ne uporabljajte na delih telesa s sončnimi opeklinami.

Opomba: Občasno in posredno izpostavljanje soncu ne šteje za porjavitev.

Porjavitev s kremo

Če ste uporabili kremo za umetno porjavitev, počakajte, da umetna porjavitev popolnoma izgine, preden uporabite napravo.

Pred uporabo aparata Lumea Prestige

Priprava kože

Pred uporabo naprave Lumea pripravite kožo z odstranitvijo dlak s površine. Tako bodo deli dlake pod površino kože lahko absorbirali svetlobo, kar pomeni, da bo nega učinkovita. Dlake lahko pobrijete, postržite na kratko, preveri. Ne uporabljajte krem za depilacijo, saj bi kemikalije lahko povzročile kožne reakcije.

Če izberete depilacijo z voskom, pustite koži počivati 24 ur, preden uporabite aparat Lumea. Priporočamo, da se pred uporabo aparata oprhate.

Tako boste s kože odstranili morebitne ostanke voska.

1 Nato pripravite predele, na katerih želite uporabiti aparat Lumea.

2 Kožo očistite in se prepričajte, da je brez dlačic in popolnoma suha ter brez ostankov mastnih snovi.

Opomba: če imate zaradi britja razdraženo kožo, svetujemo, da aparata ne uporabljate, dokler razdraženost ne izgine.

Kožni preizkus

Če aparat Lumea Prestige uporabljate prvič ali po nedavni porjavitvi, opravite kožni preizkus na vseh predelih, na katerih boste odstranjevali dlačice. Kožni preizkus je potreben za preverjanje odziva kože na depilacijo in ugotavljanje, katera nastavitev intenzivnosti svetlobe je ustrezna za posamezni predel.

1 Namestite pravi nastavek za predel, ki ga želite depilirati. Glejte poglavje: »Nastavki«.

Opomba: aparata ne uporabljajte na težavnih ali občutljivih predelih (gležnji in koščeni predeli)

2 Aparat vklopite. Izberite nastavitev 1.

3 Aparat postavite na kožo pod kotom 90 °, tako da se vgrajeni varnostni sistem dotika kože.

Vgrajeni varnostni sistem preprečuje nenamerno sproženje svetlobe, ko se aparat ne dotika kože.

4 Pritisnite gumb za osvetlitev, da sprostite svetlobo.

5 Aparat pomaknite na naslednji predel, ki ga boste osvetlili.

6 Povečajte nastavitev za eno stopnjo, pritisnite gumb

za osvetlitev in

premaknite aparat na naslednji predel. To ponovite z vsemi stopnjami v priporočenem razponu za vašo vrsto kože. Glejte tabelo v: »Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe«.

7 Po kožnem preizkusu počakajte 24 ur in nato preverite, ali je na koži opazna kakšna reakcija. Če na koži opazite reakcijo, pri poznejših uporabah aparat izberite najvišjo nastavitev, na katero se koža ni odzvala.

Uporaba aparata Lumea Prestige

Senzor barve kože

Aparat Lumea Prestige ima vgrajen senzor barve kože, ki na začetku vsakega postopka in občasno med postopkom za dodatno varnost meri barvo kože.

Če zazna, da je barva kože pretemna za postopek z

aparatom Lumea, začne lučka, ki kaže pripravljenost za osvetlitev, utripati oranžno in aparat je samodejno onemogočen, da ne pride do neželenih reakcij na koži. To pomeni, da aparat ne sproži svetlobe po pritisku gumba za osvetlitev.

Nastavki

Za čim boljše rezultate in iz varnostnih razlogov je treba nastavke menjavati glede na predel telesa. Lumea Prestige omogoča posebno obravnavo celega telesa, saj ima do štiri različne prilagojene nastavke.

Nastavek namestite tako, da ga potisnete na okence za izhod svetlobe, da se zaskoči.

Nastavek odstranite tako, da ga povlečete z okenca za izhod svetlobe.

Nastavek za telo

Nastavek za telo ima največje okence in je vbočene oblike, ki učinkovito

pokrije in osvetli predele po vratom. Posebno veliki predeli, kot so noge, roke in trebuh.

Nastavek za obraz

Nastavek za obraz je natančne ploske oblike z vgrajenim dodatnim filtrom za varno in natančno osvetlitev na občutljivi koži nad zgornjo ustnico, na bradi in zalizcih.

Pozor:

- Aparata Lumea ne uporabljajte na obrveh.
- Ko aparat uporabljate nad zgornjo ustnico, pazite, da ne osvetlite tudi ustnice.

Nastavek za pazduho (BRI959, BRI956)

Nastavek za pazduho je posebej izbočen, da lahko dosežete težko dosegljive dlačice pod pazduho.

Natančni nastavek (BRI953, BRI954)

Natančni nastavek je izbočen, da ga lahko uporabljate v predelu bikinija in pod pazduho. Okence je srednje velikosti in ima dodaten prozoren filter.

Oblikovan je za natančno in učinkovito osvetlitev predela bikinija in pod pazduho.

Nastavek za predel bikinija (BRI956, BRI959)

Nastavek za bikini je posebne oblike za učinkovito obdelavo predela bikinija. Je izbočen in ima prozoren filter za bikini. Dlačice na tem predelu so običajno debelejšje in močnejše od dlačic na nogah; zato ima nastavek za predel bikinija poseben filter za osvetlitev debelejših dlak na predelu bikinija.

Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe

Lumea ponuja pet različnih stopenj intenzivnosti svetlobe in na podlagi vaše barve kože predlaga ustrezno nastavitev. Nastavitev intenzivnosti svetlobe lahko vedno spremenite, da dobite tisto, ki se vam zdi prava.

1 Za vklop aparata pritisnite na gumb za vklop/izklop. Aparat začne delovati pri nastavitvi intenzivnosti svetlobe 1.

Opomba: Intenzivnost svetlobe ročno prilagodite brez predloga glede kože tako, da pritiskate preklopni gumb, dokler ne dosežete ustrezne nastavitve. Ustrezna lučka stopnje intenzivnosti bo zasvetila belo.

2 Pritisnite gumb senzorja SmartSkin () in aparat položite na kožo.

3 Po tem, ko aparat pregleda vašo kožo, bodo lučke za predlagano intenzivnost svetlobe utripale belo in tako pokazale, katero intenzivnost uporabite glede na barvo vaše kože.

4 Pritisnite gumb za potrditev (), da potrdite uporabo predlagane nastavitve za začetek uporabe aparata.

Philips Lumea bo samodejno uporabil najvišjo predlagano intenzivnost, ki jo ponazarja led-lučka, ki neprekinjeno sveti.

Lumea vam omogoča prosto izbiro intenzivnosti svetlobe, ki se vam zdi najprimernejša. Če želite ročno izbrati nastavitev intenzivnosti svetlobe, upoštevajte spodnjo tabelo. Ta tabela prikazuje nastavitve, ki so za večino uporabnikov udobne, vendar še vedno učinkovite.

5 To Uporaba naprave Lumea ne sme biti nikoli boleča.

Če imate neprijeten občutek, znižajte nastavitev jakosti svetlobe. storite z uporabo gumba navzgor/navzdol.

Opomba: Če je barva vaše kože pretemna (vrsta kože VI), se aparat samodejno onemogoči, da ne pride do neželenih reakcij na koži. Lučka pripravljenosti za osvetlitev utripa oranžno, kar pomeni, da je vaša koža pretemna.

6 Ko se prestavite na drug predel telesa ali če ste pred kratkim porjaveli, opravite kožni preizkus, da določite ustrezno nastavitev intenzivnosti svetlobe. Za ponovno aktiviranje funkcije za predlog nastavitve pritisnite simbol povečevalnega stekla.

Opomba: Ker je lahko koža na različnih predelih različne barve, morate izbrati pravo nastavitev za vsak predel posebej.

Vrsta kože Barva kože Nastavitev intenzivnosti svetlobe

I Bela: sonce vas vedno opeče, vendar ne porjavite.

4/5 II Bež: sonce vas hitro opeče, porjavite pa zelo malo.

4/5 III Svetlo rjava: sonce vas hitro opeče, porjavite počasi do svetlo rjave barve.

4/5 IV Srednje rjava: sonce vas redko opeče in zlahka porjavite.

3/4 V Temno rjava: sonce vas redko opeče in zelo hitro porjavite.

1/2/3 VI Rjavo-črna ali temnejša: sonce vas redko ali nikoli ne opeče, porjavite zelo temno.

Aparata ne smete uporabljati

Opomba: Če želite preveriti, ali vaša vrsta kože

omogoča uporabo naprave, si oglejte tabelo barv kože s številko 2 v zloženki.

Opomba: Koža se lahko ob različnih dneh ali okoliščinah odzove različno.

Možnih razlogov za to je več.

Ravnanje z aparatom

1 Pred uporabo očistite nastavek in okence za izhod svetlobe.

2 Manjši vtikač vstavite v aparat, napajalnik pa priključite v omrežno vtičnico.

Opomba: Če aparat ni popolnoma napolnjen, ko začnete depilirati, se bo baterija izpraznila med obdelavo celega telesa. Priporočamo, da vedno do konca napolnite aparat, preden ga začnete uporabljati, ali pa ga

uporabljajte priključenega na omrežje.

3 Vključite napravo in izberite ustrezno intenzivnost svetlobe za svojo polt. Pri izbiri prave barve kože si lahko pomagata s predlogom za nastavitve; glejte poglavje: »Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe«.

4 Napravo postavite na kožo pod kotom 90°, tako da se vgrajeni varnostni sistem dotika kože.

Vgrajeni varnostni sistem preprečuje nenamerno sproženje svetlobe, ko se naprava ne dotika kože.

5 Aparat odločno pritisnite na kožo, da se bo dobro prilegal. Lučka pripravljenosti za osvetlitev na hrbtni strani aparata začne svetiti belo, kar pomeni, da lahko začnete depilirati.

Opomba: Če začne lučka, ki kaže pripravljenost za

osvetlitev, utripati oranžno, vaša koža ni primerna za depilacijo. V tem primeru se aparat samodejno onemogoči. Aparat lahko uporabljate na drugih predelih, kjer je barva kože svetlejša.

Opomba: Če lučka, ki kaže pripravljenost za osvetlitev, ne zasveti belo, aparat ni povsem v stiku s kožo.

NASVET: Če napravo Lumea uporabljate na predelu bikinija in ne želite depilirati vseh dlak, pazite, da senzorja barve kože ne boste postavili na preostale dlačice, saj lahko v tem primeru naprava zablokira..

6 Pritisnite gumb za osvetlitev, da sprostite svetlobo. Naprava odda komaj slišen tlesk. Občutili boste toploto zaradi osvetlitve.

Opomba: Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem.

Med uporabo aparata ne glejte v pobilisk svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča.

7 Aparat pomaknite na naslednji predel, ki ga boste depilirali. Po vsaki osvetlitvi traja največ dve sekundi, da se aparat znova pripravi za osvetlitev. Osvetlitev lahko sprožite, ko lučka pripravljenosti za osvetlitev zasveti belo.

8 Predele osvetljuje drugega za drugim in tako zagotovite, da bodo obdelani vsi. Učinkovita svetloba prihaja samo skozi okence za izhod svetlobe. Del aparata, ki je v stiku s kožo, je malenkost večji, zato bo prišlo do prekrivanja. Vendar pazite, da osvetlite vsak predel samo enkrat.

Opomba: Dvakratna osvetlitev istega predela ne izboljša

učinka, poveča pa nevarnost kožnih reakcij.

Opomba: Za označevanje predelov, ki jih želite osvetliti, ne uporabljajte svinčnika ali kemičnega svinčnika, ker lahko pride do stranskih učinkov na koži.

9 Ko je poseg končan, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop, da aparat izklopite. Če ste aparat uporabljali priključen na omrežje, napajalnik izključite iz omrežne vtičnice.

Opomba: Če aparata dlje časa niste uporabljali, morate spet opraviti kožni preizkus in aparat napolniti, da se popolnoma ne izprazni.

Dva načina obdelave: »žigosanje in osvetlitev« ter »pomikanje in osvetlitev«

- Vaš Philips Lumea ponuja dva načina obdelave za priročnejšo uporabo na različnih delih telesa:

- Način »žigosanje in osvetlitev« je najboljši za obdelavo majhnih ali zaobljenih predelov, kot so kolena in pazduhe. Samo pritisnite in spustite gumb za osvetlitev, da enkrat sprostite svetlobo.

- Način »pomikanje in osvetlitev« je priročen predvsem za obdelavo večjih predelov, kot so noge. Gumb za osvetlitev držite pritisnjen, medtem ko aparat pomikate po koži, da sprožite več osvetlitev zaporedoma.

Opomba: Aparat potrebuje do dve sekundi (kadar ga uporabljate priključenega na omrežje in do 3,5 sekunde, kadar ni priključen na omrežje) med dvema osvetlitvama, zato poskrbite, da osvetlite vsak predel, ki ga želite. Če se boste prehitro pomikali po koži, boste kakšne dele izpustili.

Po uporabi

Pogoste kožne reakcije

Koža bo morda nekoliko pordela ali pa boste občutili zbadanje, mravljinčenje ali toploto. Ta reakcija je popolnoma neškodljiva in hitro izgine.

Zaradi britja ali kombinacije britja in obdelave s svetlobo boste morda imeli težave s suho kožo ali srbenjem. Predel lahko hladite z ledom ali mokro brisačo za obraz. Če suhost ne izgine, na depiliranem predelu uporabite neodišavljeno vlažilno kremo.

Redki stranski učinki

- Opekline, močna rdečica (npr. okrog mešičkov) in otekanje: pojavijo se redko. Pojavijo se lahko takrat, ko uporabljate preveliko intenzivnost svetlobe za svojo polt. Če te reakcije v treh dneh ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom. Z naslednjim odstranjevanjem dlačic počakajte, dokler se koža povsem ne zaceli, in poskrbite,

da boste uporabili manjšo intenzivnost.

- Razbarvanje kože: pojavi se v zelo redkih primerih. Razbarvanje kože se pokaže kot lise, ki so temnejše (hiperpigmentacija) ali svetlejše (hipopigmentacija) od kože v neposredni bližini. Pojavi se lahko takrat, ko uporabljate previsoko intenzivnost svetlobe za svojo polt. Če razbarvanje v dveh tednih ne izgine, se posvetujte z zdravnikom. Razbarvanih predelov kože ne depilirajte, dokler razbarvanje ne izgine in je barva kože spet normalna.
- Kožne okužbe so zelo redke, lahko pa se pojavijo zaradi (mikro) ranic, opečene kože, razdražene kože ipd.
- Segrevanje povrhnjice (ostro zarisan rjavkast predel, ki se pogosto pojavi pri temnejši polti in ga ne spremlja suhost kože): Ta reakcija se pojavi zelo redko. Če ta reakcija v enem tednu ne izgine, se posvetujte z zdravnikom. Z naslednjim odstranjevanjem dlačic

počakajte, dokler se koža povsem ne zaceli, in poskrbite, da boste uporabili manjšo intenzivnost.

- Mehurji (videti so kot majhni mehurčki na površini kože): pojavi se v zelo redkih primerih. Če ta reakcija v enem mesecu ne izgine oziroma če se koža še okuži, se posvetujte z zdravnikom.

Z naslednjim odstranjevanjem dlačic počakajte, dokler se koža povsem ne zaceli, in poskrbite, da boste uporabili manjšo intenzivnost.

- Brazgotine: pogosto so sekundarna posledica opeklin, ki se lahko celijo več kot mesec dni.

- Folikulitis (zatekanje okrog mešičkov v kombinaciji z gnojnimi mehurčki): ta reakcija se pojavi zelo redko in je posledica bakterij, ki so prodrle skozi poškodovano kožo. Če se pojavi takšna reakcija, se posvetujte z zdravnikom, saj je za folikulitis potrebno antibiotično

mazilo.

- Močna bolečina: pojavi se lahko med depiliranjem ali po njem, če ste aparat uporabljali na neobriti koži, če ste uporabili preveliko intenzivnost svetlobe za svojo polt, če ste isti predel osvetlili večkrat in če ste aparat uporabljali na odprtih ranah, vnetjih, okužbah, tetovažah, opeklinah ipd.

Nega po uporabi aparata

Po uporabi aparata lahko na depiliranih predelih varno uporabljate losjone, kreme, deodorant, vlažilno kremo ali kozmetiko. Če je koža po uporabi aparata razdražena ali pordela, počakajte, da težava izgine, preden nanesete kakršen koli izdelek. Če koža postane razdražena po nanosu kozmetičnega izdelka, ga izperite z vodo.

Opomba: tudi če upoštevate vsa navodila, se vam lahko

pojaviijo reakcije na koži. V tem primeru nehajte uporabljati aparat in se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Polnjenje

Pred prvo uporabo aparata in kadar so baterije prazne, jih popolnoma napolnite.

Baterije se popolnoma napolnijo po približno eni uri in 40 minutah polnjenja.

Aparat napolnite, ko lučka za polnjenje zasveti oranžno med uporabo, kar označuje, da je baterija skoraj prazna in se bo kmalu izpraznila. Popolnoma napolnjene baterije zagotavljajo vsaj 130 osvetlitev pri intenzivnosti osvetlitve 5. Aparat popolnoma napolnite vsake 3 do 4 mesece, tudi če ga dlje časa ne uporabljate.

Polnjenje aparata:

1 Aparat izklopite.

2 Mali vtič vstavite v aparat in napajalnik v omrežno vtičnico.

- Lučka za polnjenje utripa belo, kar pomeni, da se aparat polni.

- Ko so baterije popolnoma napolnjene, lučka za polnjenje neprekinjeno sveti belo.

Opomba: Napajalnik in aparat sta med polnjenjem topla. To je običajno.

Opomba: Ta aparat ima zaščito pred pregrevanjem baterij in se ne polni, če je temperatura v prostoru višja od 40 °C.

- Aparata in napajalnika med polnjenjem ne pokrivajte.

3 Po polnjenju napajalnik izvlecite iz omrežne vtičnice in

iz aparata mali vtič.

Opomba: Delujoča baterija ni dovolj za obdelavo celega telesa.

Čiščenje in shranjevanje

1 Po uporabi napravo izklopite, izključite iz električnega omrežja in jo pustite, da se ohladi.

Opomba: Okence za izhod svetlobe in nastavek sta lahko po uporabi zelo vroča.

2 Odstranite nastavek.

3 Mehko krpo, ki je priložena napravi, navlažite z nekaj kapljami vode in očistite naslednje dele:

- okence za izhod svetlobe na aparatu

- zunanjo površino nastavkov
- odsevnik v nastavku
- prozorno filtrirno steklo v nastavku za bikini
- rdečkasto filtrirno steklo v nastavku za obraz
- okence senzorja barve kože

4 Po čiščenju dele pustite, da se temeljito posušijo na zraku.

5 Napravo hranite v suhem prostoru, kjer ni prahu, pri temperaturi med -25°C in $+70^{\circ}\text{C}$, razpon vlažnosti naj bo 15–90 %.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite mednarodni

garancijski list.

Recikliranje

- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki je ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2006/66/ES). Močno priporočamo, da izdelek odnesete na uradno zbirno mesto ali Philipsov servisni center, da odstranijo akumulatorsko baterijo.
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov ter akumulatorskih baterij. S pravilnim odlaganjem boste pomagali preprečiti negativne vplive na okolje in zdravje ljudi.

Tehnični podatki

BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959

Nazivna napetost 100–240 V

Nazivna frekvenca 50–60 Hz

Nazivna vhodna moč 70 W

Zaščita proti električnemu udaru Razred II Stopnja
zaščite IP 30 (EN 60529)

Pogoji uporabe Temperatura: od 5 °C do 35 °C

Relativna vlažnost: od 15 % do 90 % (brez kondenzacije)

Temperatura za shranjevanje od –25 °C do +70 °C

Vlažnost pri shranjevanju Manj kot 90 % (brez
kondenzacije)

Največje odstopanje intenzivnosti svetlobe na predel, ki

ga osvetljujemo $<20\%$

Pritisk pri delovanju od 700 do 1060 hPa

Trajanje impulza enojni impulz

Višina Največ 3000 m

BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959

Valovne dolžine, ki se oddajajo od 565 do 1400 nm

Litijeva-ionska baterija 2 x 3,6 V 1000 mAh

Optična izpostavljenost od 2,4 do 6,5 J/cm²

Največja optična energija od 4,8 do 23 J

Optična homogenost Največ $\pm 20\%$ odstopanje od povprečne optične izpostavljenosti na predelu, ki se osvetljuje

Čas ponovitve od 1 do 3,5 s

Trajanje impulza <2,5 ms

Interval osvetlitve Med 1 in 3,5 s, odvisno od tega, ali aparat uporablja baterijo ali je priključen na omrežje

Pulzno zaporedje Enojni impulz

Optični spekter 560 - 1200 nm

Odpravljanje težav

Težava Možni vzrok Rešitev

Med uporabo se aparat/ napajalnik segreje.

Povsem običajno je, da se aparat in napajalnik med uporabo segrejeta (vendar ne toliko, da ju ne morete držati).

Aparat uporabljajte v malo hladnejšem prostoru in/ali ga ohladite, preden nadaljujete uporabo.

Ventilator ne deluje. Preverite, ali je nastavek dobro pritrjen.

Po potrebi očistite stike na nastavku. Če je nastavek dobro pritrjen in z aparatom lahko sprožite osvetlitev, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi, Philipsovega prodajalca ali Philipsov servisni center. Z rokami ali brisačo zastirate hladilni zračni tok ventilatorja. Poskrbite, da hladilni zračni tok ventilatorja ne bo zastrt. Ko aparat prislonim na kožo, se osvetlitev ne sproži. Lučka pripravljenosti za osvetlitev utripa oranžno. Koža je na predelih, ki jih boste depilirali, pretemna. Aparat Lumea lahko uporabljate na drugih delih telesa, kjer je barva kože svetlejša. Lučka pripravljenosti za osvetlitev utripa oranžno in tudi vseh pet lučk, ki označujejo intenzivnost, utripa.

Aparat je treba ponastaviti. Če želite ponastaviti aparat, izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte 30 minut, da se aparat ohladi. Aparat bi moral spet normalno delovati. Če ne začne spet delovati, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Lučka pripravljenosti za osvetlitev ne zasveti belo. Aparat ni popolnoma v stiku s kožo. Aparat postavite na kožo pod kotom 90° , tako da se vgrajeni varnostni sistem dotika kože. Aparat oddaja nenavaden vonj. Okence za izhod svetlobe ali senzor barve kože je umazan. Previdno očistite okence za izhod svetlobe in senzor barve kože. S predela, ki ga nameravate depilirati, niste primerno odstranili dlačic. Te dlačice se lahko osmodijo, posledica tega pa bo neprijeten vonj. Pred uporabo aparata Lumea pripravite kožo. Aparat ne sproža osvetlitve, ventilator ni vklopljen in vseh pet lučk, ki označujejo intenzivnost, utripa. Nastavka niste pravilno namestili. Nastavek dobro pritrdite. Po potrebi

očistite električne stike na nastavku. Koža je med depiliranjem občutljivejša kot običajno. Občutek med uporabo aparata je neprijeten. Uporabljajte previsoko nastavitev intenzivnosti svetlobe. Preverite, ali ste izbrali ustrezno nastavitev intenzivnosti svetlobe. Po potrebi izberite nižjo nastavitev. S predelov, ki jih nameravate depilirati, niste odstranili dlačic. Pred uporabo aparata Lumea pripravite kožo. UV-filter v okencu za izhod svetlobe je razbit. Aparata ne uporabljajte več, če je UV-filter razbit. Obrnite se na center za pomoč uporabnikom v svoji državi, na Philipsovega prodajalca ali Philipsov servisni center. Aparat ste uporabili na predelu, na katerem ga ne bi smeli uporabiti. Aparata ne uporabljajte na naslednjih predelih: notranjih sramnih ustnicah, anusu, bradavicah, kolobarjih okrog bradavic, ustnicah, znamenjih, pegah, tetovažah, piercingih, v nosnicah in ušesih, okrog oči ter v bližini obrvi. Moški aparata ne smejo uporabljati na obrazu in vratu, vključno z vsemi

predeli, kjer raste brada, in na genitalijah v celoti. V nastavku ni steklenega filtra. To je običajno. Ukrepanje ni potrebno: v nastavkih za telo in pazduho ni filtra. Samo nastavka za obraz in bikini imata poseben filter. Kožna reakcija po depilaciji traja dlje kot običajno. Uporabili ste previsoko nastavitev intenzivnosti svetlobe. Naslednjič izberite nižjo nastavitev intenzivnosti. Glejte poglavje »Uporaba aparata Philips Lumea«, razdelek »Izbira ustrezne stopnje intenzivnosti svetlobe«. Osvetlitev zelo moti moje oči. Ali moram nositi očala? Ne, Philips Lumea vam ne bo poškodoval vida. Razpršena svetloba, ki jo proizvaja aparat, ne škoduje očem. Med uporabo aparata ne glejte v pobilisk svetlobe. Zato vam med uporabo ni treba nositi zaščitnih očal. Aparat uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru, da bo svetloba iz aparata manj moteča. Poskrbite, da se bo aparat dobro prilegal koži, ker se svetloba tako ne bo razpršila. Rezultati depilacije niso zadovoljivi. Uporabili ste prenizko nastavitev

intenzivnosti svetlobe. Naslednjič izberite višjo stopnjo intenzivnosti. Niste osvetlili predela zraven predela, ki ste ga že obdelali. Osvetlitve sprožajte blizu skupaj; nekoliko naj se prekrivajo. Aparat ne deluje na barvi vaših dlačic. Depilacija ne bo učinkovita, če imate svetle, sive, rdeče ali bele dlačice. Aparata ne uporabljate tako pogosto, kot je priporočeno. Če želite uspešno odstraniti vse dlačice, svetujemo, da upoštevate priporočen urnik depilacije. Čas med depilacijami lahko skrajšate, vendar ne depilirajte pogosteje kot enkrat na dva tedna. Na odstranjevanje z intenzivno pulzno svetlobo se odzivate počasneje. Aparat uporabljajte vsaj šest mesecev, saj se v lahko tem obdobju vnovična rast dlak zmanjša.