

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Kaufentscheidung! Wir heißen Sie unter den Nutzern der Philips-Markenprodukte willkommen. Um alle Support-Angebote von Philips in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wichtig

Vor dem Gebrauch dieses Gerätes ist dieses Benutzerhandbuch sehr sorgsam zu lesen und anschließend gut aufzubewahren.

Gefahr

Darauf achten, dass das Ladegerät nicht mit Wasser in Kontakt kommt.

Das Gerät darf nicht an Orten abgelegt oder aufbewahrt werden, von denen es herunterfallen bzw. in die Badewanne oder in das Spül- bzw. Waschbecken gezogen werden könnte.

Das Ladegerät weder in Wasser noch in eine andere Flüssigkeit eintauchen.

Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, ist sicherzustellen, dass es nach der Reinigung vollständig trocken ist.

Warnung

Das Netzkabel lässt sich nicht wechseln. Ist das Netzkabel beschädigt, muss das Ladegerät entsorgt werden. Das Ladegerät darf nur durch ein originales Ersatzteil ausgetauscht werden, damit die Verwendung sicher bleibt.

Wenn das Gerät irgendwie beschädigt ist (am Bürstenkopf, am Bürstenhandstück oder am Ladegerät), dürfen Sie es nicht mehr verwenden.

Dieses Gerät enthält keine Komponenten, die einer Wartung bedürfen. Wenden Sie sich bei Beschädigungen bitte an die Kundenzentrale in Ihrem Land (siehe Kapitel „Gewährleistung und Support“).

Ladegerät nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen gebrauchen.

Kinder im Alter von über 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen dürfen dieses Gerät lediglich unter der Voraussetzung verwenden, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Geräts belehrt wurden und sämtliche mit der Verwendung des Geräts einhergehenden Risiken

begreifen.

Kinder im Alter von weniger als 8 Jahren und ohne Aufsicht dürfen die Bürste weder reinigen noch warten. Gerät und das zugehörige Kabel außer Reichweite von Kindern im Alter von weniger als 8 Jahren aufbewahren.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Hinweise

Fall bei Ihnen in den letzten 2 Monaten eine Zahn- oder Zahnfleischoperation vorgenommen wurde, besprechen Sie die Verwendung der Zahnbürste mit Ihrem Zahnarzt.

Wenn es nach der Benutzung der Zahnbürste zu einer erheblichen Blutung kommt oder wenn die Blutung auch nach 1 Woche Anwendung nicht aufhört, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

Haben Sie gesundheitliche Bedenken, wenden Sie sich

noch vor der Anwendung der Sonicare Zahnbürste an Ihren Arzt.

Sonicare Zahnbürste erfüllt alle Sicherheitsstandards, die für elektromagnetische Geräte gelten. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes Körperimplantat tragen, wenden Sie sich vor dem ersten Gebrauch an Ihren Arzt oder an den Hersteller des Implantats.

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge bestimmt. Stets nur zum vorgesehenen Zweck verwenden!

Falls bei der Nutzung unangenehme Gefühle oder Schmerzen auftreten, ist das Gerät sofort auszuschalten und nicht mehr zu benutzen. Lassen Sie sich hierzu von Ihrem Arzt beraten.

Ausschließlich die vom Hersteller freigegebenen

Bürstenköpfe verwenden.

Falls Sie eine Zahncreme mit Peroxid, Soda oder sonstigen Bikarbonat-Substanzen (die oft in Bleachingzahncremes vorkommen) verwenden, sind der Bürstenkopf und das Handstück nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen. Ansonsten kann es zu Beschädigungen kommen.

Elektromagnetische Felder (EMF) - Dieses Gerät der Marke Philips entspricht sämtlichen gültigen Normen und Vorschriften, die das Auftreten von Magnetfeldern regeln.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

Austauschbarer Sonicare Bürstenkopf

Leuchte Batterieladezustand

Schalter

Handstück

Ladegerät

Vorbereitung vor der Anwendung

Bürstenkopf aufsetzen

Bürstenkopf-Vorderteil mit dem Handstück-Vorderteil der Bürste ausrichten.

Bürstenkopf fest gegen den Metallaufsatz drücken, bis er einrastet (Abb. 2).

Anmerkung: Zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück ist ein kleiner Spalt.

Gerät aufladen

Den Ladegerätstecker in eine Steckdose stecken.

Handstück auf das Ladegerät stellen.

Die Ladezustandsanzeige der Batterie zeigt an, wie der verbleibende Ladezustand aktuell ist (Abb. 3).

Grünes Dauerlicht: 50-100 %

Grünes Blinklicht: 5-49 %

Grünes Blinklicht und 3x Tonsignal nach dem Reinigungszyklus: weniger als 5 % - die Zahnbürste muss aufgeladen werden.

Anmerkung: Damit die Batterie stets aufgeladen bleibt, selbst wenn Sie die Bürste nicht verwenden, lassen Sie die Sonicare Bürste im Ladegerät stehen. Eine vollständige Akkuaufladung dauert mindestens 24 Stunden.

Gerät verwenden

Befeuchten Sie die Borsten und tragen Sie eine kleine Menge Zahncreme auf die Borsten auf.

Setzen Sie die Borsten an den Zähnen leicht schräg in Richtung Zahnfleisch an (Abb. 4)

Sonicare Zahnbürste einschalten, indem Sie den Schalter drücken.

Um die maximal mögliche Wirkung zu erreichen, sollten Sie die Sonicare Zahnbürste während der Reinigung leicht anpressen, damit diese die Zähne an Ihrer Stelle reinigt. Zähne nicht wie mit einer gewöhnlichen Bürste reinigen.

Bewegen Sie den Bürstenkopf sanft und mit kurzen Bewegungen hin und her, damit die längeren Borsten auch zwischen die Zähne gelangen. Wiederholen Sie

diese Bewegungen während des gesamten Reinigungszyklus.

Anmerkung: Um alle Zähne gleichmäßig zu reinigen, ist das Gebiss in 4 gleiche Teile aufgeteilt. Hierzu dient die Funktion Quad Pacer (siehe Kapitel Funktion).

Jeden Quadranten 30 Sekunden reinigen. Die Gesamtdauer der Reinigung beträgt 2 Minuten. Fangen Sie mit Teil 1 (obere Innenzahnreihe) an und fahren Sie mit Teil 2 (untere Innenzahnreihe) fort. Danach Teil 3 (untere Außenzahnreihe) und zum Schluss Teil 4 (untere Innenzahnreihe) reinigen. (Abb. 5)

Nachdem der 2-minütige Reinigungszyklus beendet wurde, können Sie die Kauflächen sowie jene Stellen, an denen Verfärbungen auftreten, etwas länger nachreinigen.

Zudem können Sie mit der Bürste auch Ihre Zunge

reinigen. Die Zahnbürste kann dabei ein- oder auch ausgeschaltet sein, je nach dem, was Ihnen mehr behagt (Abb. 6).

Die Sonicare Zahnbürste verwendet man auch zum sicheren Reinigen von:

Zahnspangen (hierbei wird der Bürstenkopf schneller abgenutzt),

Zahnersatz (Füllungen, Kronen, Veneers)

Anmerkung: Wenn die Sonicare Zahnbürste in klinischen Studien verwendet wird, sollte das Handstück vollständig aufgeladen sein. Einfacher-Start-Funktion ausschalten. Stellen mit erhöhtem Fleckenvorkommen können Sie weitere 30 Sekunden reinigen, um die Flecken zu entfernen.

Funktion

Einfacher Start

Sonicare Zahnbürste wird mit der eingebauten Einfacher-Start-Funktion geliefert.

Die Einfacher-Start-Funktion bewirkt in den ersten 14 Tagen einen kleinen Leistungsanstieg.

Anmerkung: Um den Einfacher-Start-Zyklus beenden zu können, müssen alle 14 Reinigungszyklen mindestens 1 Minute dauern.

Einfacher-Start-Funktion deaktivieren oder aktivieren
Bürstenkopf auf das Handstück aufsetzen.

Handstück in das angeschlossene Ladegerät einsetzen.

Einfacher-Start-Funktion deaktivieren:

Schalter drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Es ertönt 1 Tonsignal: Die Einfacher-Start-Funktion wurde deaktiviert.

Einfacher-Start-Funktion aktivieren:

Schalter drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Es ertönen 2 Tonsignale: Die Einfacher-Start-Funktion wurde aktiviert.

Anmerkung: Nach der Beendigung der Anfangsphase empfiehlt es sich nicht mehr, die Einfacher-Start-Funktion zu verwenden, da diese die Wirksamkeit der Sonicare Bürste beim Entfernen des Zahnbelags verringert.

Smart Timer

Der Smart Timer wird die Zahnbürste nach 2 Minuten automatisch ausschalten.

Wenn Sie die Reinigung während des laufenden 2-

minütigen Zyklus unter- oder abbrechen möchten, drücken Sie den Schalter. Wenn Sie innerhalb von weiteren 30 Sekunden den Schalter drücken, fährt der Smart Timer dort fort, wo er den Betrieb abgebrochen hat.

Quad Pacer

Quad Pacer ist ein Intervall-Timer. In einem Intervall von 30, 60 und 90 Sekunden ist ein kurzes Tonsignal zu hören und die Reinigung wird gestoppt. Dieses Signal zeigt an, dass Sie den nächsten Gebissquadranten putzen sollen.

Reinigung

Bürstenkopf, Handstück und Ladegerät nie im Geschirrspüler reinigen.

Bürstenkopf und Borsten nach Gebrauch stets spülen.

Bürstenkopf an der Luft trocknen lassen. 7).

Einmal in der Woche den Bürstenkopf abnehmen und die Verbindung zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück reinigen (Abb. 8).

Keinen Druck mit scharfen Gegenständen auf die Gummidichtung ausüben, um diese nicht zu beschädigen.

Das gesamte Handstück regelmäßig mit Wasser und Seife sowie einem befeuchteten Tuch reinigen (Abb. 9).

Vor der Reinigung ist das Ladegerät vom Stromnetz zu trennen. Oberfläche mit dem befeuchteten Tuch reinigen.

Bürstenkopf wechseln

Der Sonicare Bürstenkopf ist alle 3 Monate auszutauschen. Nur so sind optimale Ergebnisse zu

erzielen.

Wiederverwertung

Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt die europäische Richtlinie 2012/19/EU erfüllt (Abb. 10).

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen eingebauten Akku gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG enthält, der nicht als üblicher Hausmüll entsorgt werden darf. Batterie anhand der Anweisungen im Teil „Akku herausnehmen“ entnehmen (Abb. 11).

Beachten Sie die landeseigenen Vorschriften zur Mülltrennung und Entsorgung von gebrauchten Elektrogeräten und wiederaufladbaren Batterien. Örtliche Vorschriften einhalten und weder das Altgerät noch verbrauchte Batterien mit dem üblichen

Haushaltsmüll entsorgen. Die vorschriftgemäße Entsorgung von Altgeräten und verbrauchten Batterien hilft, negative Einflüsse auf die Umwelt und sie menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Akku herausnehmen

Akku aus dem Gerät erst dann herausnehmen, wenn Sie den Rasierer entsorgen möchten. Bevor Sie den Akku herausnehmen, vergewissern Sie sich, dass dieser vollständig entladen ist.

Um die Batterie vollständig zu entladen, ist das Handstück vom Ladegerät zu nehmen und die Sonicare Bürste einzuschalten. Lassen Sie die Bürste so lange laufen, bis diese von alleine stoppt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis die Sonicare Zahnbürste nicht mehr eingeschaltet werden kann.

Schraubenschlüsselspitze in die Öffnung im Unterteil

des Handstücks einführen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den unteren Deckel zu lösen (Abb. 12).

Handstück mit dem Boden nach oben halten und die Welle zusammendrücken, um die Innenkomponente des Handstücks zu lösen (Abb. 13).

Schraubenschlüssel unter die Platine in der Nähe der Batteriestecker schieben und die Steckverbindung durch eine Drehung unterbrechen. Platine herausnehmen und die Batterie mit einem Hebel aus der Plastikhalterung lösen (Abb. 14).

Gewährleistung und Support

Mehr Infos und den Kunden-Support finden Sie unter www.philips.com/ oder im separaten Garantieblatt mit weltweiter Gültigkeit.

Einschränkungen der Gewährleistung

Die Bedingungen der internationalen Gewährleistung beziehen sich nicht auf:

die Bürstenköpfe.

Beschädigungen infolge unsachgemäßer Verwendung, vorsätzlicher Beschädigung, Fahrlässigkeit, Änderung oder Reparatur durch Unbefugte.

Übliche Abnutzung wie z. B. Risse, Kratzer, Scheuerstellen, Farbverlust oder Verblassung.