

Scholl Velvet Smooth™ с диамантени кристали* - електрическа пила за пети

Екстра грубата въртяща се глава Scholl Velvet Smooth™ за много твърда кожа, сега предлага диамантени кристали. Scholl Velvet Smooth™ премахва твърдата кожа за няколко минути. Употребата е много проста. С нежни кръгови движения прекарвайте пилата по задебелялата кожа и ще видите как старата кожа изчезва. Количество на диамантени кристали = 1% (т.е. около 5 - 15 мг) силициев карбид, използван за производство на главите.

Ергономичен дизайн soft-touch ръкохватка.

Специално конструирана Micralumina™ сменяема

глава.

Нежно и ефективно въртеливо движение.

Работи на батерии.

Винаги готова за ползване.

Съдържание на пакета

1 бр. електрическа пила за пети

1 бр. въртяща се глава - Екстра груба,

4 бр. батерии AA,

1 бр. капак

Подготовка и употреба

Инструкция за употреба: Съхранявайте опаковката

при евентуална необходимост в бъдеще.

Първа употреба

Развийте долната част на уреда в посока, обратно на часовниковата стрелка.

Свалете долната част и извадете червената изолираща подложка.

Завийте долната част на уреда в посока на часовниковата стрелка.

За употреба само на задебеляла кожа на ходилата.

Ползвайте само на суха (не на мокра) кожа.

Не ползвайте на други части на тялото.

Ползвайте само по предназначение.

Не ползвайте на едно и също място повече от 3-4 секунди при едно прилагане.

Веднага преустановете ползване, ако усетите дразнене или неприятно усещане.

Не ползвайте върху напукана, болезнена или раздразнена кожа.

Не ползвайте във вода.

При употреба, дръжте дългата коса и облеклото далеч от обсега на уреда.

Не е подходящ за диабетици и хора с нарушена кръвна циркулация.

Препоръчваме ползване с уреда само резервните глави School Velvet Smooth Micralumina™.

Обикновена употреба

Преди употреба, свалете предпазния капак от въртящата се глава.

Въртящата се глава трябва да е безопасно захваната към уреда. Не ползвайте уреда, ако въртящата се глава не е захваната за уреда.

Включете уреда - завъртете сребърния пръстен вляво и нежно преминавайте с валяка през твърдата кожа. Твърдата кожа постепенно ще бъде отстранена. Ползвайте само на суха кожа. Не натискайте уреда, в противен случай ще се изключи.

Изключете уреда и проверете дали сте постигнали желанния резултат. В противен случай, повторете процедурата. Внимание: Не ползвайте на едно и също място повече от 3-4 секунди при едно

прилагане. Ако кожата е наранена или боли,
прекратете процедурата.

Изключете прибора със завъртане на сребърния
пръстен надясно.

Измийте ходилата и отстранете остатъците от суха
кожа.

Старателно подсушете ходилата.

Нанесете овлажняващ крем и втрийте в своите
гладки ходила.

Почистване след употреба:

Уредът Velvet Smooth Express pedi не е водоустойчив.
При почистване свалете въртящата се глава.

Изключете уреда.

Свалете сменяемата глава - натиснете съответния бутон на уреда и внимателно издърпайте главата.

Измийте главата под течаща вода.

С влажна кърпа почистете тялото на уреда.

Подсушете главата и тялото на уреда със суха кърпа.

Поставете отново главата и сложете предпазния капак.

Смяна на въртящата се глава

Главата трябва да се смени, когато се понижи нейната ефективност. С този уред ползвайте само Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™ въртяща се

глава.

Уверете се, че уредът е изключен.

Свалете сменяемата глава - натиснете съответния бутон на уреда и внимателно издърпайте главата.

Поставете новата глава на тялото с притискане на клиновете от двете страни на главата, и при това я поставяте на уреда.

Преди употреба проверете дали въртящата се глава е правилно поставена на уреда.

Смяна на батериите:

Развийте долната част на уреда в посока, обратно на часовниковата стрелка.

Отделете основата от уреда и сменете батериите.

Поставете 4 нови батерии, както е изобразено на уреда.

Поставете основата на уреда на първоначалното място и завийте в посока на часовниковата стрелка докрай.