

Scholl Velvet Smooth™ com cristais de diamante* - lima elétrica para os pés

As cabeças giratórias extra grossas Scholl Velvet Smooth™ para a pele muito dura incluem agora cristais de diamante. Scholl Velvet Smooth™ remove a pele dura em poucos minutos. A utilização é muito simples. Passe com a lima em cima da pele caçada com movimentos circulares e suaves e veja a pele velha desaparecer. A quantidade de cristais de diamante = 1% (isto é, cerca de 5 a 15 mg) de carboneto de silício usado para o fabrico de cabeças.

Pega ergonómica, suave ao toque.

Cabeça substituível Micralumina™ especialmente concebida.

Movimento rotativo suave e eficaz.

Alimentação a bateria.

Pronto a usar.

Conteúdo da embalagem

1x lima elétrica para os pés,

1x cabeça rotativa - extra grossa,

4x pilhas AA,

1x tampa

Preparação e utilização

Instruções de utilização: Guarde a embalagem para uma possível utilização futura.

Primeira utilização

Desenrosque a parte inferior do dispositivo no sentido anti-horário.

Remova o fundo e o forro isolador vermelho.

Volte a enroscar a parte inferior do dispositivo no sentido horário.

Deve ser usado apenas na pele calejada dos pés.

Use apenas em pele seca (não molhada).

Não use o dispositivo noutras partes do corpo.

Use apenas para a finalidade pretendida.

Não use no mesmo lugar durante mais de 3-4 segundos

por aplicação.

Em caso de irritação ou desconforto, deixe de utilizar o produto de imediato.

Não utilize em pele danificada, ferida ou irritada.

Não use dentro de água.

Quando utilizar o produto, mantenha o cabelo comprido e roupa afastados do dispositivo.

Não é adequado para diabéticos e pessoas com problemas de circulação.

Recomendamos que utilize neste dispositivo apenas as cabeças de recarga Scholl Velvet Smooth Micralumina™.

Uso convencional:

Antes de usar, retire a tampa de proteção da cabeça rotativa.

A cabeça rotativa deve ser introduzida com firmeza no dispositivo. Não use o dispositivo se a cabeça rotativa não estiver colocada.

Ligue o dispositivo - rode o anel prateado para a esquerda e passe com o rolo delicadamente em cima da pele calejada. A pele calejada descasca gradualmente. Use apenas em pele seca. Não faça demasiada pressão sobre o dispositivo, senão desligar-se-á automaticamente.

Desligue o dispositivo e verifique se obteve o resultado pretendido. Caso contrário, repita o procedimento.

Atenção: Não use no mesmo lugar durante mais de 3-4 segundos por aplicação. Se a pele estiver ferida ou dorida, pare o tratamento.

Desligue o dispositivo - rode o anel prateado para a direita.

Lave os pés e remova os restos de pele seca.

Seque bem os pés.

Aplique um creme hidratante e esfregue-o nos pés.

Limpeza após a utilização:

O dispositivo Velvet Smooth Express Pedi não é impermeável. Ao limpar, retire a cabeça rotativa.

Desligue o dispositivo.

Retire a cabeça substituível - prima o botão correspondente no lado do dispositivo e puxe a cabeça.

Lave a cabeça com água corrente.

Use um pano húmido para limpar o corpo do dispositivo.

Seque a cabeça e o corpo do dispositivo com um pano seco.

Volte a colocar a cabeça e a tampa protetora.

Substituição da cabeça rotativa:

A cabeça deve ser substituída se a eficácia diminuir. Neste dispositivo, utilize apenas as cabeças rotativas Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™.

Certifique-se de que o dispositivo está desligado.

Retire a cabeça substituível - prima o botão correspondente no lado do dispositivo e puxe a cabeça.

Prima as saliências em ambos os lados da cabeça nova

e, em seguida, insira-a no dispositivo.

Antes de usar, verifique se a cabeça rotativa está colocada com firmeza no dispositivo.

Substituição de pilhas:

Desenrosque a base do dispositivo no sentido anti-horário.

Retire a base do dispositivo e remova as pilhas.

Insira 4 novas pilhas AA, como mostra a imagem.

Volte a colocar a base do dispositivo na sua posição original e enrosque-a no sentido horário até que pare.