

Scholl Velvet Smooth™ s diamantovými kryštálkami* – elektrický pilník na chodidlá

Extra hrubé rotačné hlavice Scholl Velvet Smooth™ na veľmi tvrdú kožu teraz prichádzajú s diamantovými kryštálkami. Scholl Velvet Smooth™ odstráni tvrdú kožu za pár minút. Používanie je veľmi jednoduché. Jemnými krúživými pohybmi prechádzajte pilníkom po stvrdnutej koži a uvidíte, ako stará koža mizne. Množstvo diamantových kryštálikov = 1 % (t. j. cca 5 – 15 mg) karbidu kremičitého, ktorý sa používa na výrobu hlavíc.

Ergonomicky tvarovaná soft-touch rukoväť.

Zvlášť navrhnutá Micralumina™ výmenná hlavica.

Jemný a účinný rotačný pohyb.

Pohon na batérie.

Ihneď na použitie

Obsah balenia

1× elektrický pilník na chodidlá

1× rotačné hlavice – extra hrubé

4× AA batérie

1× kryt

Príprava a použitie

Návod na použitie: Uchovajte obal pre prípadné budúce využitie.

Prvé použitie

Odskrutkujte spodnú časť strojčeka proti smeru

hodinových ručičiek.

Odstráňte spodnú časť a vyberte červenú izolačnú vložku.

Naskrutkujte spodnú časť strojčeka v smere hodinových ručičiek.

Na použitie iba na tvrdú kožu chodidiel.

Používajte iba na suchú (nie mokrú) kožu.

Zariadenie nepoužívajte na iných častiach tela.

Používajte iba na určený účel.

Nepoužívajte na rovnakom mieste viac ako 3 – 4 sekundy pri jednej aplikácii.

Ihneď prestaňte používať, ak zacítite podráždenie alebo nepríjemný pocit.

Nepoužívajte na popraskanú, boľavú alebo podráždenú kožu.

Zariadenie nepoužívajte vo vode.

Pri používaní udržiajte dlhé vlasy a odev mimo dosahu zariadenia.

Nie je vhodné pre diabetikov a osoby so zlým krvným obehom.

Odporúčame so zariadením používať iba náhradné hlavice School Velvet Smooth Micralumina™.

Obvyklé používanie:

Pred použitím odstráňte ochranný kryt z rotačnej

hlavice.

Rotačná hlavica musí byť bezpečne založená do zariadenia. Zariadenie nepoužívajte, ak rotačná hlavica nie je nasadená na strojček.

Zapnite strojček – strieborný prstenec otočte smerom doľava – a jemne prechádzajte valčekom po tvrdej koži. Tvrdá koža sa bude postupne odlupovať. Používajte iba na suchú kožu. Netlačte príliš na strojček, v opačnom prípade sa sám vypne.

Vypnite strojček a skontrolujte, či ste dosiahli želaný výsledok. V opačnom prípade opakujte procedúru. Pozor: Nepoužívajte na rovnakom mieste viac ako 3 – 4 sekundy pri jednej procedúre. Ak je koža poranená alebo bolí, prerušte procedúru.

Vypnite strojček – otočte strieborným prstencom

smerom doprava.

Umyte si chodidlá a odstráňte zvyšky suchej kože.

Dôkladne vysušte chodidlá.

Naneste hydratačný krém a votrite ho do svojich hladkých chodidiel.

Čistenie po použití:

Strojček Velvet Smooth Express pedi nie je vodoodolný.
Pri čistení oddelíte rotačnú hlavicu.

Vypnite strojček.

Vyberte výmennú hlavicu – stlačte príslušné tlačidlo na strane strojčeka a jemným ťahom vyberte hlavicu.

Hlavicu umyte pod prúdom vody.

Vlhkou handričkou očistite telo strojčka.

Vysušte hlavicu a telo strojčka suchou handričkou.

Znovu osadíte hlavicu a nasadíte ochranný kryt.

Výmena rotačnej hlavice:

Hlavicu je potrebné vymeniť, ak sa zníži jej účinnosť. S týmto zariadením používajte iba Scholl Velvet Smooth™ Micralumina™ rotačnej hlavice.

Uistite sa, že je strojček vypnutý.

Vyberte výmennú hlavicu – stlačte príslušné tlačidlo na strane strojčka a jemným ťahom vyberte hlavicu.

Novú hlavicu osadíte na jednotku tak, že stlačíte klíny po oboch stranách hlavice, a potom ju vložte do strojčka.

Pred použitím skontrolujte, či je rotačná hlavica dobre

nasadená na strojček.

Výmena batérií:

Odskrutkujte základňu strojčka proti smeru hodinových ručičiek.

Oddeľte základňu od strojčka a vyberte batérie.

Vložte 4 nové AA batérie, ako je vyobrazené na strojčeku.

Základňu strojčka vložte na pôvodné miesto a zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek až na doraz.