

## GC Tooth Mousse™

BIOAKTIVNÍ DENTÁLNÍ KRÉM S VOLNĚ DOSTUPNÝM VÁPNIKEM A FOSFÁTEM

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

### Popis

GC Tooth Mousse je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP: kasein fosfopeptid - amorfni kalcium fosfát). Při aplikaci do dutiny ústní se CPP-ACP naváže k biofilmu, plaku, bakteriem, hydroxyapatitu a okolním měkkým tkáním a dodává lokálně potřebný vápník a fosfat.

### Důležité:

Slina zvyšuje účinnost CPP-ACP a přichůť pomáhá stimulovat produkci sliny. Čím déle zadržíte CPP-ACP a slinu v ústech, tím efektivnější je výsledek působení.

### Bioaktivní krém obsahující volně dostupný vápník a fosfát

1. Poskytuje extra ochranu zubů.
2. Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku.
3. Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů.

### KONTRAINDIKACE

RECALDENT™ (CPP-ACP) je získán z mléčné kaseinu. Není vhodný pro pacienty, kteří mají alergie na mléčné proteiny a/nebo jsou citliví či mají alergie na bezlaktózní přípravky.

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### INDIKACE

- a. Před a po ordináčním bělení zubů.
  - b. Po odstranění zubního kamene (ultrazvukem, nástrojem) a následným vyhlazení kořene.
  - c. Po profesionálním čištění zubů.
  - d. Po aplikaci fluoridační pasty/gelu.
  - e. U pacientů typických salivními problémy, erozi, xerostomií nebo Sjögrenovým syndromem.
- a. Během ortodontické léčby.
  - b. Pro vysocí rizikové pacienty.
  - c. Pro pacienty se speciálními potřebami.

### Aplikace v ordinaci:

#### I. Aplikace za použití nosiče

1. Před použitím opláchněte nosič pod tekoucí vodou.
2. Vytlačte dostatečné množství krému GC Tooth Mousse do nosiče a aplikujte na horní a / nebo dolní zuby.
3. Ponechte v ústech po dobu minimálně 3 minut.
4. Vyndejte nosič.
5. Poučte pacienta, aby důkladně jazykem rozetřel zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Dále požádejte pacienta, aby co nejdříve krém zadržel v ústech (1 – 2 minuty) nevyplival a oddálil polknutí. Čím déle zadrží GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
6. Požádejte pacienta, aby vyplíval a pokud možno nevyplachoval. Jákýkoli zbytek GC Tooth Mousse může zůstat v ústech, postupně se vytří. Doporučte pacientovi, aby 30 minut po aplikaci nejedi ani nepil.
7. Veškerý zbytek krému GC Tooth Mousse v nosiči by měl být opláchnut a odstráněn kartáčkem pod tekoucí vodou okamžitě po použití.

#### II. Aplikace bez nosiče:

1. Pokud je to nutné, odstráňte přebytek slin na zubech houbočkou nebo bavlněným tamponem. Nicméně NENÍ nutné zuby osušit stlačeným vzduchem.
2. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikáčním tamponem, prstem v rukavici nebo v obtížně přístupné oblasti použijte interproximální zubní kartáček.
3. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minut.
4. Poučte pacienta, aby jazykem rozetřel zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Dále požádejte pacienta, aby co nejdříve krém zadržel v ústech (dálší 1 - 2 minuty) nevyplíval a oddálil polknutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
5. Požádejte pacienta, aby vyplíval a pokud je to možné, aby nevyplachoval. Zbytek GC Tooth Mousse se postupně vytří. Doporučte pacientovi, aby 30 minut po aplikaci nejedi ani nepil.

### Domácí aplikace:

#### I. Denní aplikace po čištění zubů, jak je doporučena specialisty

1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Materiál by měl být aplikován v množství velikosti hrášku na každý oboustranný oblouk za použití čistého a suchého prstu nebo tamponu. V obtížně přístupné oblasti (mezi zuby) použijte interproximální zubní kartáček nebo dentální nit s GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minuty.
3. Potom jazykem rozetřete zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Zadržte v ústech co nejdéle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykejte a vyhněte se také vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplnívejte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Zbytek GC Tooth Mousse na povrchu se postupně vytří. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci.

#### IV. Noční aplikace po čištění zubů, jak je doporučena specialisty

1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zuby. Materiál by měl být aplikován v množství velikosti hrášku na každý oboustranný oblouk. Aplikujte materiál na povrch zubů za použití čistého a suchého prstu nebo tamponu. V obtížně přístupné oblasti (mezi zuby) použijte interproximální zubní kartáček nebo dentální nit s GC Tooth Mousse.
2. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minut.
3. Potom jazykem rozetřete zbytek GC Tooth Mousse v celých ústech. Zadržte v ústech co nejdéle (dálší 1 - 2 minuty), nepolykejte a vyhněte se také vyplivnutí. Čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
4. Vyplnívejte důkladně a pokud je to možné, nevyplachujte. Jákýkoli zbytek GC Tooth Mousse můžete v ústech ponechat, postupně se během noci vytří. Nejezte a nepijte následujících 30 minut po aplikaci.

### PŘÍCHŮTE

Jahoda, meloun, vanilka, mánt, tutti-frutti

## GC Tooth Mousse™

ZUBNÁ KRÉMA S BIORASPOLOŽIVÝM KALCIJEM I FOSFÁTOM

Samó za stručnou stomatološku uporabu v preporučenim indikacijama.

### OPIS

GC Tooth Mousse je zubna krema na bazi vode koja sadrži RECALDENT™ (CPP-ACP: kasein fosfopeptid - amorfni kalcij fosfat). Pri primjeni CPP-ACP u oralnom okruženju on se veže za biofilmove, plak, bakterije, hidroksiapatit i meko tkivo i otkušta biološki raspoloživi kalcij i fosfat.

### Važno:

Slina poboljšava učinkovitost CPP-ACP, a aroma pomaže stimulirati toka sline. Što se duže CPP-ACP i slina zadržu u ustima, rezultat je učinkovitiji.

### Površinska pasta koja sadrži biološki raspoloživi kalcij i fosfat

1. Pruža dodatnu zaštitu za zube.
2. Pomaže neutralizirati izloženost kiselini iz acidogenih bakterija u plaku.
3. Pomaže neutralizirati izloženost kiselini iz drugih unutarnjih i vanjskih izvora kiseline.

### KONTRAINDIKACIJE

RECALDENT™ (CPP-ACP) se dobiva iz mliječnog kaseina. Ovaj materijal ne smije se koristiti kod pacijenata s dokazanom ili suspektnom alergijom na mliječne proteine i/ili osjetljivosti ili alergijom na bezlaktózne konzervanse.

### UPUTE ZA UPORABU

#### INDIKACIJE

- a. Prije i nakon postupaka bijeljenja u ordinaciji.
- b. Nakon ultrazvucnog ili ručnog čišćenja zubi ili poliranja površine korjenja.
- c. Nakon profesionalnog čišćenja zubi.
- d. Nakon primjene fluora.
- e. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, kserostomije ili Sjögren sindroma.
- f. Tijekom ortodontskog liječenja.
- g. Za pacijente s visokim rizikom karijesa.
- h. Za pacijente sa specijalnim potrebama.

### Primjena u ordinaciji:

#### I. Primjena s individualnom žlicom

1. Individualnu žlicu prije uporabe temeljito isprati pod tekućom vodom.
2. Istisnuti debeleli šlog GC Tooth Mousse u žlicu i nanijeti na gornje i/ili donje zube.
3. Žlicu ostaviti stajati u ustima minimalno 3 minute.
4. Održtaniti žlicu.
5. Pacijenta uputiti da jezikom raspodijeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Uputiti ga da je zadržu u ustima što je duže moguće (1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržu u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da temeljito ispljune ostakle te ako je moguće izbjegnje ispiranje. Eventualni ostaci paste GC Tooth Mousse na površini mogu se ostaviti da se postupno rastvore. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.
7. Ostakle kreme GC Tooth Mousse na žlici isprati ili iščetkati pod tekućom vodom odmah nakon uporabe.

#### II. Primjena bez žlice

1. Po potrebi vaterolom ili komadićem vate odstraniti višak sline s površine zuba. Međutim, NIJE potrebno osušiti zube komprimiranim zrakom.
2. Nanijeti debeleli šlog kreme GC Tooth Mousse na zubne površine vatrirom štapićem, prstom u rukavici ili u teško dostupnim aproksimalnim područjima interdentálnom zubnom četkicom.
3. GC Tooth Mousse ostaviti stajati minimalno 3 minute.
4. Zatim pacijenta uputiti da jezikom raspodijeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zatražiti ga da je zadržu u ustima što je duže moguće (dodatnih 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržu u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
5. Zamoliti pacijenta da temeljito ispljune ostakle te ako je moguće izbjegnje ispiranje. Eventualni ostaci paste GC Tooth Mousse na površini mogu se ostaviti da se postupno rastvore. Pacijenta uputiti da ne jede i pije 30 minuta nakon primjene.

### Primjena kod kuće:

#### III. Primjena po danu nakon četkanja zubi prema preporuci stomatoloških stručnjaka

1. Nanijeti dovoljnu količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube. Potrebna je minimalna količina veličine zrna graška za svaki zubni luk. Materijal se može nanijeti na zubne površine čistim suhim prstom ili komadićem vate. Za teško dostupna područja (između zubi) koristiti interdentálnu zubnu četkicu ili zubni konac premazan pastom GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse ostaviti stajati minimalno 3 minute.
3. Zatim pacijenta uputiti da jezikom raspodijeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zatražiti ga da je zadržu u ustima što je duže moguće (daljnjih 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržu u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
4. Temeljito ispljnuti i po mogućnosti izbeći ispiranje. GC Tooth Mousse koji je preostao na površini može se ostaviti da se postupno otopi. Ne jesti ni piti 30 minuta nakon nanošenja.

#### IV. Primjena po noći nakon četkanja zubi prema preporuci stomatoloških stručnjaka

1. Nanijeti dovoljnu količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube. Potrebna je minimalna količina veličine zrna graška za svaki zubni luk. Materijal se može nanijeti na zubne površine čistim suhim prstom ili komadićem vate. Za teško dostupna područja (između zubi) koristiti interdentálnu zubnu četkicu ili zubni konac premazan pastom GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse ostaviti stajati minimalno 3 minute.
3. Zatim pacijenta uputiti da jezikom raspodijeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zatražiti ga da je zadržu u ustima što je duže moguće (daljnjih 1-2 minute) bez da je ispljune ili proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržu u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
4. Temeljito ispljnuti i po mogućnosti izbeći ispiranje. GC Tooth Mousse koji je preostao na površini može se ostaviti da se postupno otopi. Ne jesti ni piti 30 minuta nakon nanošenja.

## GC Tooth Mousse™

HELYILEG AKKALMAZHATÓ KRÉM SZABADON HOZZÁFÉRHETŐ KÁLCIUMMAL ÉS FOSZFÁTTAL

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

### Leírás

A GC Tooth Mousse egy vízbázisú, RECALDENT™ formulát (CPP-ACP: Kazein Foszfopeptid - Amorf Kalcium Foszfát) tartalmazó krém. Amikor a CPP-ACP a szájrégébe kerül, a biofilmhez, plakkhoz, baktériumokhoz, hidroxipatitához és a nyálkahártyához tapad, azkhoz biológiailag hozzáférhető kalciumot és foszfátot juttatva.

### Fontos:

A nyál megővelel a CPP-ACP hatását, az iz pedig stimulálja a nyáltermelést. Minél tovább marad a CPP-ACP és a nyál a szájrégében, annál jobb eredményt érünk el.

### Biológiailag hozzáférhető kalciumot és foszfátot tartalmazó, helyileg alkalmazható krém, mely

1. Extra védelmet nyújt a fogaknak.
2. Segít a plak savtermelő baktérium által teremtett savas támadások semlegesítésében.
3. Segít más külső vagy belső forrásból eredő savas támadások semlegesítésében.

### ELLENÁVALLATOK

A RECALDENT™ (CPP-ACP) a tejfehérjéből, kazeinből származik. Ne használja az anyagot biztos vagy esetleges tejfehérje-allergia és/vagy bezoztatartalmú tartósítószerre való érzékenységet esetén.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- AJÁNLOTT AKKALMAZÁSI TERÜLET
- a. Fogfehérítést követően azonnal
  - b. Ultrahangos, kézi depurálás vagy gyökérsimítás után
  - c. Professzionális fogszilítást követően
  - d. Helyi fluorid-alkalmazás után
  - e. Helyi védőréteg kialakításához erózióban, xerostomiában vagy Sjögren szindrómában szenvedő páciensek esetében
  - f. Fogszabályozó kezelés alatt
  - g. Magas karieszrizikó pácienseknél
  - h. Speciális igényű páciensek esetében

### Rendelői alkalmazás:

#### I. Lenyomatkanalás applikációs

1. Használat előtt a lenyomatkanalat alaposan öblítse le folyóvízzel alatt.
2. Nyomjon egy jókora réteg GC Tooth Mousse-t a lenyomatkanálba, majd applicálja a felső és / vagy alsó fogakra.
3. Hagyja a szájbán a lenyomatkanalát minimum 3 percig.
4. Távolítsa el a lenyomatkanalát.
5. Kérje meg páciensét, hogy a nyelvet használva oszlassa szét a maradék GC Tooth Mousse-t a szájbán. Amedig tudja (1-2 percig), tartsa bent, ne köpje ki vagy nyelje le. Minél tovább marad a GC Tooth Mousse a nyállal a szájrégében, annál jobb hatás érhető el.
6. Kérje meg páciensét, hogy gondosan köpje ki a szájbán maradt anyagot, de lehetőseg szerint ne öblítsen. A fogak felszínén fennmaradó GC Tooth Mousse a fokozatos felszívódás érdekében fennhagyható. Javasolja páciensének, hogy az applikációt követően 30 percig ne egyen vagy igyon semmit.
7. A használatot követően folyó víz alatt azonnal mossa le a lenyomatkanalában maradt GC Tooth Mousse-t.

#### II. Lenyomatkanál nélküli applikáció:

1. Amennyiben szükséges, távolítsa el a felesleges nyál mennyiséget a fogfelszínről egy vattatekeres vagy -pamacs segítségével. A fogak sürített levegővel történő szárítása mindazonáltal NEM szükséges.
2. Vigyen fel egy jókora réteg GC Tooth Mousse-t a fogfelszíne egy vattacsomóval, nedves ujjal, illetve a nehezebb interproximális területeken egy interproximális fogszilítói kefé segítségével.
3. Hagyja a szájbán a GC Tooth Mousse-t minimum 3 percig.
4. Majd kérje meg páciensét, hogy a nyelvet használva oszlassa szét a maradék GC Tooth Mousse-t a szájbán. Amedig tudja (további 1-2 percig), tartsa bent, ne köpje ki vagy nyelje le. Minél tovább marad a GC Tooth Mousse a nyállal a szájrégében, annál jobb hatás érhető el.
5. Kérje meg páciensét, hogy gondosan köpje ki a szájbán maradt anyagot, de lehetőseg szerint ne öblítsen. A fogak felszínén fennmaradó GC Tooth Mousse a fokozatos felszívódás érdekében fennhagyható. Javasolja páciensének, hogy az applikációt követően 30 percig ne egyen vagy igyon semmit.

#### Ötthoni alkalmazás:

#### III. Reggeli és este követő nappali alkalmazás szakképzett fogászati személy utasításai szerint

1. Vigyen fel egy jókora réteg GC Tooth Mousse-t a fogak felszínére tiszta ujjá vagy vattapálccával segítségével. A minimális mennyiség fogjengéket egy borsónyi adag. Nehezen elérhető (fog közötti) területen használjon GC Tooth Mousse-t csak bent interproximális fokkal vagy fogszilímet.
2. Hagyja szájbában érintetlenül a GC Tooth Mousse-t minimum 3 percig.
3. Ezután nyelve segítségével oszlassa el fogain a fennmaradt GC Tooth Mousse-t. Tartsa a szájbán, amedig csak tudja (további 1-2 percig), kerülve az anyag lenyelését ill. kiköpését. Minél tovább van a GC Tooth Mousse és a nyál együtt jelen a szájbán, annál hatósabb eredmény érhető el.
4. Gondosan köpje ki el az anyagot, de lehetőseg szerint ne öblítsen. A fogak felszínén fennmaradó GC Tooth Mousse a fokozatos felszívódás érdekében fennhagyható. Az alkalmazást követően 30 percben ne egyen és ne igyon semmit.

#### IV. Fogmosás követő éjszakai alkalmazás szakképzett fogászati személy utasításai szerint

1. Vigyen fel egy jókora réteg GC Tooth Mousse-t a fogak felszínére tiszta ujjá vagy vattapálccával segítségével. A minimális mennyiség fogjengéket egy borsónyi adag. Nehezen elérhető (fog közötti) területen használjon GC Tooth Mousse-t csak bent interproximális fokkal vagy fogszilímet.
2. Hagyja szájbában érintetlenül a GC Tooth Mousse-t minimum 3 percig.

## SKLADOVÁNÍ

Pro dosažení optimálního výsledku skladujte na chladném suchém místě s nízkou vlhkostí a chráňte před přímým slunečním světlem (8-25°C; 46,4-77,0°F).

## BALENÍ

Tuba obsahuje 40 g (35 mL)

1. Sortimentní balení

10 x 40 g (2 tuby od příchutě jahoda, meloun, vanilka, mint, tutti-frutti)

2. Jednotlivé příchutě

10 x 40 g od příchutě vanilka, jahoda, meloun, tutti-frutti, mint

3. Náhradní balení

1 x 40 g tuba od jednotlivé příchutě

## POZNÁMKA

GC Tooth Mousse s jeho unikátní CPP-ACP formulí byl vyvinut na fakultě zubní medicíny na univerzitě v Melbourne, Viktorie v Austrálii.

\*RECALDENT je registrovanou ochrannou známkou s licenci. CPP-ACP technologie se používá v licenci pro Austrálii, Nový Zéland, Evropu, Kanadu a USA.

## UPOZORNĚNÍ

1. Vždy po použití odstraňte zbytkový krém nebo vlhkost na konci tuby a uzavřete ji.

2. V případě kontaktu s očima ihned propláchněte vodou a vyhledejte odborného lékaře.

3. V případě potřetí oděvu operte vodou.

4. V případě výskytu otoků či podobných symptomů se může jednat o alergii či přecitlivělost na benzoátové přípravky, nebo jiné komponenty obsažené v příchuti. V takovém případě přípravek dále nepoužívejte a vyhledejte odborného lékaře.

Některé výrobky, které jsou uváděny v návodu k použití, mohou být klasifikovány podle GHS jako nebezpečné. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na: <http://www.gceurope.com/>

Můžete se také ziskat u svého dodavatele.

Posledně upravené : 06/2018

## AROŽNE

Jagoda, dinja, vanilija, metvica, i tutti-frutti

## ČUVANJE

Za optimalno korištenje preporučuje se Čuvati na hladnom i suhom mjestu niske vlažnosti daleko od direktnog sunčevog svjetla (8 - 25°C; 46,4-77,0°F).

## PAKIRANJE

Tuba od 40 g (35 mL)

1. Mješovito pakiranje

10 x 40 g (po 2 arome jagode, dinje, vanilije, metvice i tutti-frutti)

2. Pojedinačno pakiranje

10 x 40 g u svakoj aromi (vanilija, jagoda, dinja, tutti-frutti, metvica)

3. Pakiranje za nadopunu

1 x 40 g u svakoj aromi

## PAŽNJA

Pasta GC Tooth Mousse sa svojom jedinstvenom CPP-ACP formulom razvijena je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Melbourneu, Viktorija, Australija.

\*RECALDENT je registrirani zaštićeni znak. CPP-ACP tehnologija je patentirana ili prijavljena za patent u Australiji, Novom Zelandu, Europi, Kanadi i SAD-u.

## UPOZORENJE

1. Tubu nakon uporabe uvijek odmah zatvoriti i pažljivo odstraniti višak paste na vratu tube.

2. U slučaju dodira s očima odmah isprati vodom i potražiti liječnika.

3. U slučaju proljevanja po odjeci, isprati toplom vodom.

4. Pojava simptoma angioedema može ukazivati na osjetljivost ili alergiju na benzoatne konzervanse ili na neki sastojak proizvoda kao što je aroma. U tom slučaju uporabu valja prekinuti i potražiti liječnika.

Neki proizvodi navedeni u aktualnim uputama za uporabu mogu se klasificirati kao opasni sukladno Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS). Uvijek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na: <http://www.gceurope.com/>

Mogu se zatražiti i od dobavljača.

Zadnje izdanje : 06/2018

- Zużatan nyelvel segítséggel osziasssa el a fennmaradt GC Tooth Mousse-t. Tartsa a szájában, ameddig csak tudja (további 1-2 percig), kerülve az anyag lenyelését ill. kiköpését. Minél tovább van a GC Tooth Mousse és a nyál együtt jelen a szájban, annál hatásosabb eredmény érhető el.
- Gondosan köpje ki az anyagot, de lehetőség szerint ne öblítsen. A fogak felszínén fennmaradó GC Tooth Mousse a fokozatos éjszakai felszívódás érdekében fennhagyható. Az alkalmazást követő 30 percben ne egyen és ne igyon semmit.

## ÍZESÍTÉSEK

Eper, Sárgadinnye, Vanília, Menta, Tutti-Frutti

## TÁROLÁS

Az optimális teljesítmény száraz, alacsony páratartalmú, hűvös (8-25°C; 46,4-77,0°F) helyen tárolandó, közvetlen napfénytől védve.

## KISZERELÉS

Tubusos kiszereles, tubusonként 40g (35mL)

1. Vegyes kiszereles

10 x 40g tubus/csomag (Eper, Sárgadinnye, Vanília, Menta, Tutti-Frutti 2 db izenként)

2. Izenkénti kiszereles

10 x 40g tubus egy ízesítésben (Vanília, Eper, Sárgadinnye, Tutti-Frutti, Menta)

3. Utántöltő

1 x 40g tubus izenként

## MEGJEGYZÉS

Az egyedülálló CPP-ACP formulájú GC Tooth Mousse a School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria / Australia fejlesztése.

\*A RECALDENT™ licenc alatt használt védjegyek. A CPP-ACP technológiát szabadalmi oltalom (vagy annak bejelentett igénye) védi Ausztráliában, Új-Zélandon, Európában, Kanadában és az USA-ban.

## FIGYELMEZTETÉS

- Használat után távolítsa el a tubus nyakán vagy a kupak belsejében maradó krémet, és a kupakot mindig csavarja vissza.
- Amennyiben az anyag szembe kerül, azonnal öblítse ki és forduljon orvoshoz.
- Amennyiben az anyag a ruhára kerül, mossa ki vízzel.
- Amennyiben angioödémás tüneteket észlel, az a benzoát tartósítószerrel vagy a termék más összetevőivel (pl. ízányaggal) szembeni érzékenységre vagy allergiára utalhat. Ilyen esetben függesse fel a termék használatát és forduljon orvoshoz.

Némely termék, amire jelen útmutatóban hivatkozunk, a GHS besorolása szerint veszélyes lehet. Kérjük, mindig tájékozódjon a z alábbi oldalakon elérhető biztonsági adatlapokból: <http://www.gceurope.com/>

A biztonsági adatlapok kereskedőjétől is beszerezhetők.

Utóljára módosítva : 06/2018