



Uchovávajte na chladnom suchom mieste s nízkou vlhkosťou a chráňte pred priamym slnečným svetlom (8-25°C) (46,4-77,0°F).

#### **BALENIE**

Tuba s obsahom 40 g (35 mL)

1. Výberové balenie  
10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanilka, mäta, Tutti-Frutti)
2. Balenie s jednou príchuťou  
10 x 40 g z každej príchute vanilka, jahoda, melón, Tutti-Frutti, mäta
3. Balenie s náhradnou náplňou  
1 x 40 g tuba s každou príchuťou

#### **POZNÁMKA**

GC Tooth Mousse s jedinečnou receptúrou CPP-ACP bola vyvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrálie.

\*RECALDENT je obchodná značka používaná na základe licencie. K technológii CPP-ACP sa vzťahujú patenty alebo nevybavené patentové prihlášky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

#### **UPOZORNENIE**

1. Tubu po použití vždy uzatvorte a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo hrdla tuby alebo v uzávere.
2. V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prípadné škvrny na odevu zmyte vodou.
4. V prípade, že sa objavia akékoľvek príznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzoátové konzervanty, prípadne na niektorú inú zložku výrobku, ako napr. ochucujúca zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Niektoré výrobky, ktoré sú uvedené v návode na použitie, môžu byť klasifikované podľa GHS ako nebezpečné. Vždy si prečítajte bezpečnostné listy, ktoré sú k dispozícii na adrese:  
<http://www.gceurope.com/>

Môžete ich získať aj u svojho dodávateľa.

Naposledy upravené : 06/2018

#### **NAVODILO**

GC Tooth Mousse s svojo edinstveno CPP-ACP formulacijo je bil razvit v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourneu, Victorija, Avstralija. \*RECALDENT je zaščitni znak, ki se uporablja pod licenco. CCP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

#### **OPOZORILO**

1. Po uporabi vedno zaprite s pokrovčkom in odstranite preostalo pasto ali vlago okrog vratu tube ali znotraj pokrovčka.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite pomoč zdravnika.
3. V primeru stika z obleko, sperite z vodo.
4. V primeru pojava simpomov angioedema, lahko to kaže na občutljivost ali alergijo na benzoate ali katero drugo komponento izdelka, kot je dodatek za okus. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.

Nekateri produkti v IFU so klasificirani kot potencialno nevarni v skladu z GHS. Vedno preberite varnostni list, ki je dosegljiv na:

<http://www.gceurope.com/>

Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

Zadnja izdaja : 06/2018

1. Mešovito pakovanje  
10 x 40 g (po 2 arome jagode, dinje, vanile, nane i tutti-frutti)
2. Pojedinačno pakovanje  
10 x 40 g u svakoj aromi (vanila, jagoda, dinja, tutti-frutti, nana)
3. Pakovanje za dopunu  
1 x 40 g svakog ukusa

#### **PAŽNJA**

Pasta GC Tooth Mousse sa svojom jedinstvenom CPP-ACP formulom razvijena je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Melbourneu, Victoria, Australija.

\*RECALDENT je registrovani zaštićen znak. CPP-ACP tehnologija je patentirana ili prijavljena za patent u Australiji, Novom Zelandu, Evropi, Kanadi SAD-u.

#### **UPOZORENJE**

1. Tubu posle upotrebe uvek odmah zatvoriti i pažljivo odstraniti višak paste na vratu tube.
2. U slučaju dodira sa očima odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. U slučaju prolivanja po odeći, isprati toplom vodom.
4. Pojava simptoma angioedema može ukazivati na osetljivost ili alergiju na benzoatne konzervanse ili na neki sastojak proizvoda kao što je aroma. U tom slučaju upotrebu treba prekinuti i potražiti lekara.

Neki proizvodi navedeni u aktualnom uputstvu za upotrebu mogu se klasifikovati kao opasni u skladu sa Globalno usklađenim sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS). Uvek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na:  
<http://www.gceurope.com/>

Mogu se zatražiti i od dobavljača.

Poslednja revizija : 06/2018