

GC MI Paste Plus™

PASTA DO MIEJSKOWEGO STOSOWANIA ZAWIERAJACA BIODOSTEPNY WAPN, FOSFORAN I FLUOR

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych wskazań.

OPIS

GC MI Paste Plus jest pastą na bazie wody zawierającą RECALDENT™ (CPP-ACP: fosfopeptyd kazeiny - amorficzny fosforan wapnia) z włączonym fluorem. Poziom fluoretyd kazeiny 0,2% w/w (900ppm), co odpowiada średniej zawartości w pastach do zębów dla dorosłych. CPP-ACP wprowadzony do jamy ustnej gromadzi się na błonie nabitej, płycie nazębnej, bakteriach, hydroksypatych i tkance miękkiej dostarczając bioaktywny wapń, fosforan i fluor.

WAŻNE:

Słina wzmacnia skuteczność kompleksu CPP-ACP, a smak pasty pomaga stymulować wydzielanie śliny. Im dłużej CPP-ACP i ślina pozostaną w ustach, tym bardziej skuteczny będzie rezultat.

Pasta do miejscowego stosowania zawierająca bioaktywny wapń i fosforan

1. Zapewnia dodatkową ochronę dla zębów.
2. Pomaga neutralizować działanie kwasów wytwarzanych przez bakterie kwasotworcze w płycie nazębnej.
3. Pomaga neutralizować działanie kwasów pochodzących z innych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł.

PRZECIWSKAZANIA

Fosfopeptydy kazeiny są otrzymywane z kazeiny mleka. Nie stosować GC MI Paste Plus u pacjentów ze stwierdzoną lub podejrzewaną alergią na białko mleka i/lub wrażliwością lub alergią na konserwanty zawierające benzoesian.

INSTRUKCJA STOSOWANIA WSKAZANIA

- a. Po wybieleniu zębów w gabinecie
- b. Po ultradźwiękowym, ręcznym usuwaniu kamienia nazębnego lub oczyszczaniu powierzchni korzeni
- c. Po profesjonalnym oczyszczaniu zębów
- d. Do zapobiegania i kontroli nadwrażliwości
- e. Jako alternatywna metoda fluoryzacji u dzieci od 6-go roku życia
- f. Podczas leczenia ortodontycznego
- g. U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka próchnicy
- h. Do ochrony powierzchni zębów u pacjentów ze skłonnością do ubytków o charakterze erozyjnym, ściępiących na kserostomie lub zespół Sjögrena
- i. U pacjentów wymagających specjalnej opieki

Stosowanie w gabinecie stomatologicznym:

I. Aplikacja z użyciem żyłki indywidualnej

1. Przed użyciem żyłki indywidualną oczyścić dokładnie pod bieżącą wodą
2. Wycisnąć obfitą warstwę GC MI Paste Plus do żyłki i nałożyć ją na górny i/lub dolny łuk zębowy.
3. Pozostawić żyłkę w jamie ustnej przez co najmniej 3 minuty.
4. Wyjąć żyłkę.
5. Poinstruować pacjenta, aby językiem rozprowadził pozostałą GC MI Paste Plus po całej jamie ustnej. Poczyść pacjenta, aby utrzymał pastę w ustach możliwie najdłużej (1-2 minut) unikając odpluwania i opóźniając przełykanie śliny. Im dłużej GC MI Paste Plus i ślina pozostaną w jamie ustnej, tym bardziej skuteczny będzie rezultat.
6. Poprosić pacjenta, aby wypłuli i jeżeli to możliwe uniak płukania. Pozostałą na powierzchni GC MI Paste Plus można zostawić do stopniowego wchłonięcia. Polecieć pacjentowi, aby nie jadł i nie pił przez 30 minut po aplikacji.
7. Pozostałość GC MI Paste Plus w tyżce spłukać lub usunąć szczoteczką pod bieżącą wodą bezpośrednio po użyciu.

II. Aplikacja bez użycia żyłki:

1. Jeżeli jest to konieczne usunąć nadmiar śliny z powierzchni zębów przy użyciu kulki z waty lub walka liny, NIE ma potrzeby osuszania sprężonym powietrzem.
2. Nałożyć odpowiednią ilość GC MI Paste Plus na powierzchnię zębów przy użyciu gąbki, palca w gumowej rękawiczce lub w trudnych przestrzeniach międzyzębowych szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych.
3. Pozostawić GC MI Paste Plus na zębach przez co najmniej 3 minuty.
4. Następnie poinstruować pacjenta, aby językiem rozprowadził pozostałą GC MI Paste Plus po całej jamie ustnej. Zalecieć pacjentowi, aby utrzymał pastę w ustach możliwie najdłużej (kolejne 1-2 minuty) unikając odpluwania i opóźniając przełykanie śliny. Im dłużej GC MI Paste Plus i ślina pozostaną w jamie ustnej, tym bardziej skuteczny będzie rezultat.
5. Poprosić pacjenta, aby wypłuli i jeżeli to możliwe uniak płukania. Pozostałą na powierzchni GC MI Paste Plus można zostawić do stopniowego wchłonięcia. Polecieć pacjentowi, aby nie jadł i nie pił przez 30 minut po aplikacji.

Stosowanie w domu:

III. Dzienna aplikacja po umyciu zębów zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty

1. Nałożyć wystarczającą ilość GC MI Paste Plus na górne i dolne zęby. Ilość odpowiadająca wielkości ziarna grochu jest minimalną wymaganą dla każdego łuku zębowego. Pasta powinna być nałożona na powierzchnię zębów przy użyciu czystego suchego palca lub wacika. Do trudnych przestrzeni (pomiędzy zębami) użyć szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych lub nitki dentystycznej pokrytej GC MI Paste Plus
2. Pozostawić GC MI Paste Plus na zębach przez co najmniej 3 minuty.
3. Następnie używając języka rozprowadzić pozostałą GC MI Paste Plus po całej jamie ustnej. Utrzymać pastę w ustach możliwie najdłużej (kolejne 1-2 minuty), unikając odpluwania i opóźniając przełykanie śliny. Im dłużej GC MI Paste Plus i ślina pozostaną w jamie ustnej, tym bardziej skuteczny będzie rezultat.
4. Wypłuli i jeżeli to możliwe uniak płukania. Pozostałą na powierzchni GC MI Paste Plus można zostawić do stopniowego wchłonięcia. Nie jeść i nie pić przez 30 minut po aplikacji.

IV. Aplikacja nocna po umyciu zębów zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty

Uwaga: Stosowanie w ciągu nocy jest szczególnie rekomendowane u dorosłych pacjentów z grupy wysokiego ryzyka **lecz nie jest zalecane dla dzieci poniżej 12 roku życia.**

1. Nałożyć wystarczającą ilość GC MI Paste Plus na górne i dolne zęby. Ilość odpowiadająca wielkości ziarna grochu jest minimalną wymaganą dla każdego łuku zębowego. Pasta powinna być nałożona na powierzchnię zębów przy użyciu czystego suchego palca lub wacika.
2. Do trudnych powierzchni (pomiędzy zębami) użyć szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych lub nitki dentystycznej pokrytej GC MI Paste Plus
3. Pozostawić GC MI Paste Plus na zębach przez co najmniej 3 minuty.
4. Następnie używając języka rozprowadzić pozostałą GC MI Paste Plus po całej jamie ustnej. Utrzymać pastę w ustach możliwie najdłużej (kolejne 1-2 minuty), unikając odpluwania i opóźniając przełykanie śliny. Im dłużej GC MI Paste Plus i ślina pozostaną w jamie ustnej tym bardziej skuteczny będzie rezultat.
4. Wypłuli i jeżeli to możliwe uniak płukania. Pozostałą na powierzchni

GC MI Paste Plus™

CREMĂ TOPICĂ CE CONȚINE CALCIU, FOSFAT ȘI FLUOR

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicațiilor recomandate.

DESCRIERE

GC MI Paste Plus este o cremă pe bază de apă ce conține RECALDENT™ (CPP-ACP: Caseină Fosfopeptidă - Fosfat Amorf de Calciu) având incorporat fluor. Cantitatea de fluor este de 0,2% w/w (900ppm), aproximativ aceeași cantitate care se regăsește într-o pastă de dinți puternică pentru adulți. Atunci când CPP-ACP este aplicat în mediul oral, va crea legături cu biofilmul, placa, bacteriile, hidroxipatita și țesutul moale localizând astfel calciul, fosfatul și fluorul bio-disponibile.

IMPORTANT:

Saliva va spori eficacitatea CPP-ACP-ului iar aroma va ajuta la stimularea fluxului salivar. Cu cât CPP-ACP-ul și saliva sunt menținute mai mult timp în cavitatea orală, cu atât mai eficient va fi rezultatul.

O cremă topică care conține calciu, fosfat și fluor bio-disponibile

1. Oferă dinților extra protecție.
2. Ajută la neutralizarea acidității datorate bacteriei acidogenice din placa bacteriană.
3. Ajută la neutralizarea atacului acid provenit din alte surse de acid interne și externe.

CONTRAINDICAȚII

Fosfopeptidele caseinei sunt derivate din caseină din lapte. Nu folosiți acest material la pacienții cu alergii (demonstrată sau suspectă de a fi alergici) la proteinele din lapte și/sau cu sensibilitate sau alergii la conservanți benzoici.

INDICAȚII DE FOLOSIRE

INDICAȚII

- a. După albirea realizată în cabinet.
- b. După tratamentul cu ultrasunete, detartrajul manual sau netezirea radiculară.
- c. După curățarea profesională a dinților (P.T.C.)
- d. Prevenirea și controlul hipersensibilității
- e. Ca metodă alternativă la aplicarea topică de fluor la copii cu vârsta minimă de 6 ani.
- f. În timpul tratamentului ortodontic.
- g. În cazul pacienților cu risc cariogen ridicat.
- h. Pentru a oferi pacienților care suferă de eroziuni, xerostomie sau sindrom Sjögren o protecție topică.
- i. În cazul pacienților adulți cu nevoi speciale.

Aplicarea în cabinet:

I. Aplicarea cu gutieră

1. Înainte de folosire clătiți bine gutiera sub jetul de apă.
2. Aplicați o cantitate generoasă de GC MI Paste Plus în gutieră și aplicați pe dinții superiori și / sau dinții inferiori.
3. Lăsați gutiera în cavitatea orală timp de minim 3 minute.
4. Îndepărtați gutiera.
5. Instruiți pacientul să folosească limba pentru a întinde resturile de GC MI Paste Plus în toată cavitatea orală. Instruiți pacientul să evite expectorația și să amâne înghițirea o perioadă cât mai mare de timp (încă 1-2 minute). Cu cât GC MI Paste Plus și saliva sunt menținute mai mult timp în cavitatea orală, cu atât mai eficient va fi rezultatul.
6. Rugați pacientul să expectoreze bine și dacă este posibil să evite clătirea. Orice cantitate de GC MI Paste Plus rămasă pe suprafața dinților poate fi lăsată să se dizolve de la sine. Instruiți pacientul să nu mănânce și să nu bea timp de 30 de minute după aplicare.
7. Reziduurile de GC MI Paste Plus rămase în gutieră trebuie clătite sau periate sub jet de apă imediat după folosire.

II. Aplicarea fără gutieră:

1. Dacă este cazul, îndepărtați orice exces de salivă de pe suprafața dinților cu ajutorul unei bulete. Totuși, NU este necesar să uscați dinții cu aer comprimat.
2. Aplicați GC MI Paste Plus pe suprafața dinților folosind un aplicator, degetul sau mânășul sau în cazul zonelor interproximale unde aplicarea este dificilă o Periuță de Curățare a Dinților Interproximală.
3. Lăsați GC MI Paste Plus în cavitatea orală timp de minim 3 minute.
4. Apoi instruiți pacientul să folosească limba pentru a întinde resturile de GC MI Paste Plus în toată cavitatea orală. Rugați pacientul să evite expectorația și să amâne înghițirea o perioadă cât mai mare de timp (încă 1-2 minute). Cu cât GC MI Paste Plus și saliva sunt menținute mai mult timp în cavitatea orală, cu atât mai eficient va fi rezultatul.
5. Rugați pacientul să expectoreze bine și dacă este posibil să evite clătirea. Orice cantitate de GC MI Paste Plus rămasă pe suprafața dinților poate fi lăsată să se dizolve de la sine. Instruiți pacientul să nu mănânce și să nu bea timp de 30 de minute după aplicare.

Aplicarea acasă:

III. Aplicarea în timpul zilei după periajul dinților la recomandarea unui medic stomatolog

1. Aplicați o cantitate suficientă de GC MI Paste Plus pe suprafața dinților superiori și inferiori. O cantitate de mărimea unui bob de mazăre este minimul necesar pentru fiecare arcă. Materialul trebuie aplicat pe suprafața dinților folosind degetul curat și uscat sau un aplicator. În cazul zonelor dificile (între dinți) folosiți o Periuță de Curățare a Dinților Interproximală sau ața dentară acoperită cu GC MI Paste Plus.
2. Lăsați GC MI Paste Plus pe suprafața dinților timp de minim 3 minute.
3. Apoi folosiți limba pentru a întinde resturile de GC MI Paste Plus în toată cavitatea orală. Mențineți în gură o perioadă cât mai mare de timp (încă 1-2 minute) evitând expectorația (scuiparea) și amânând înghițirea. Cu cât GC MI Paste Plus și saliva sunt menținute mai mult timp în cavitatea orală, cu atât mai eficient va fi rezultatul.
4. Expectorați bine și pe cât posibil evitați clătirea. Orice cantitate de GC MI Paste Plus rămasă pe suprafața dinților poate fi lăsată să se dizolve de la sine. Nu măncați și nu beți timp de 30 de minute după aplicare.

IV. Aplicarea pe timpul nopții după periajul dinților la recomandarea unui medic stomatolog

Notă: Folosirea pe perioada nopții este recomandată în special pacienților adulți cu risc cariogen ridicat, dar nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 12 ani.

1. Aplicați o cantitate suficientă de GC MI Paste Plus pe suprafața dinților superiori și inferiori. O cantitate de mărimea unui bob de mazăre este minimul necesar pentru fiecare arcă. Materialul trebuie aplicat pe suprafața dinților folosind degetul curat și uscat sau un aplicator.
2. În cazul zonelor dificile (între dinți) folosiți o Periuță de Curățare a Dinților Interproximală sau ața dentară acoperită cu GC MI Paste Plus.
3. Lăsați GC MI Paste Plus pe suprafața dinților timp de minim 3 minute.
3. Apoi folosiți limba pentru a întinde resturile de GC MI Paste Plus în toată cavitatea orală. Mențineți în gură o perioadă cât mai mare de timp (încă 1-2 minute) evitând expectorația (scuiparea) și amânând înghițirea. Cu cât GC MI Paste Plus și saliva sunt menținute mai mult timp în cavitatea orală, cu atât mai eficient va fi rezultatul.
4. Expectați bine și pe cât posibil evitați clătirea. Orice cantitate de GC MI Paste Plus rămasă pe suprafața dinților poate fi lăsată să se dizolve peste noapte. Nu măncați și nu beți timp de 30 de minute după aplicare.

AROME

GC MI Paste Plus™

ДЖИ СИ МИ Пэйст ПЛЮС

КРЕМ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С КАЛЬЦИЕМ, ФОСФАТОМ И ФТОРИДОМ

Материал предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ОПИСАНИЕ

GC MI Paste Plus – это крем на водной основе, содержащий RECALDENT™ (CPP-ACP: Казеин Фосфопептид - Аморфный Кальций Фосфат) с добавлением фторида. Уровень содержания фторида составляет 0,2% (900ppm), что приблизительно соответствует его концентрации в зубных пастах для взрослых пациентов. В полости рта молекулы CPP-ACP связываются с биопленкой, зубным налетом, кристаллами гидроксиапатита эмали зубов и оседают на мягких тканях, локализуя биодоступные кальций, фосфат и фторид.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Слюноотделение усиливает эффективность действия CPP-ACP, а вкусовые добавки, в свою очередь, усиливают слюноотделение. Чем дольше комплекс CPP-ACP и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

Стоматологический крем, содержащий биодоступные кальций, фосфат и фторид

1. Обеспечивает дополнительную защиту зубов.
2. Помогает нейтрализовать излишнюю кислотность, вызванную деятельностью кислотопродуцирующих бактерий зубного налета.
3. Помогает нейтрализовать излишнюю кислотность, вызванную воздействием иных внутренних и внешних источников кислотности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Казеин фосфопептиды вырабатываются из протеинов молока. Не применять препарат у пациентов с доказанной либо подозреваемой аллергией на белки молока и/или с повышенной чувствительностью или аллергией на бензоатные консерванты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАНИЯ

- a. После процедур отбеливания, проводимых в клинике.
- b. После процедур ультразвуковой чистки.
- c. После профессиональной очистки зубов.
- d. Предотвращение и нейтрализация гиперчувствительности.
- e. В качестве альтернативного метода местного нанесения фторида у детей от 6 лет и старше.
- f. Во время ортодонтического лечения.
- g. Профилактика у пациентов с высоким уровнем риска развития кариеса.
- h. Для местного облегчения симптомов у пациентов, страдающих от эрозии, ксеростомии или синдрома Sjögren.
- i. Для взрослых пациентов со специфическими диагнозами.

Нанесение в клинических условиях:

I. Нанесение с помощью индивидуальной капиллы.

1. Тщательно промойте капиллу под струей воды перед использованием.
2. Выдавите в капиллу толстый слой GC MI Paste Plus и установите капиллу на верхний и/или нижний ряд зубов.
3. Оставьте капиллу зафиксированной в полости рта минимум на 3 минуты.
4. Удалите капиллу.
5. Попросите пациента языком распределить остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Затем попросите пациента постараться как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не сплывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.
6. Попросите пациента как можно тщательно сплунуть слюну и остатки препарата и по возможности не сплевывать рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Предупредите пациента, что ему не следует пить и есть в течение 30 минут после окончания лечебного сеанса.
7. Если в капле осталось какое-то количество GC MI Paste Plus, ее следует тщательно промыть водой сразу после использования.

II. Нанесение без применения капиллы:

1. Если это необходимо, удалите излишки слюны с поверхности зубов с помощью ватного тампона. Однако НЕТ необходимости просушивать поверхность зубов струей воздуха.
2. Нанесите GC MI Paste Plus на поверхность зубов с помощью ватного тампона или пальцем в перчатке, а в труднодоступных интерпроксимальных областях воспользуйтесь специальной щеткой.
3. Оставьте GC MI Paste Plus на поверхности зубов минимум на 3 минуты.
4. Попросите пациента языком распределить остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Затем попросите пациента постараться как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не сплывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.
5. Попросите пациента как можно тщательно сплунуть слюну и остатки препарата и по возможности не сплевывать рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Предупредите пациента, что ему не следует пить и есть в течение 30 минут после окончания лечебного сеанса.

Нанесение в домашних условиях:

III. Нанесение в дневное время после чистки зубов в соответствии с рекомендацией стоматолога.

1. Нанесите достаточное количество GC MI Paste Plus на нижние и верхние зубы. Шарик препарата размером с крупную горошину – это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем. В труднодоступных местах (между зубами) используйте специальную щетку или зубной нить, смазанной GC MI Paste Plus.
2. Оставьте GC MI Paste Plus на поверхности зубов минимум на 3 минуты.
3. Затем языком распределите остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Постарайтесь как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не сплывать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.
4. Тщательно сплуньте слюну и остатки препарата и по возможности не сплевывайте рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после процедуры нанесения крема.

IV. Нанесение в ночное время после чистки зубов в соответствии с рекомендацией стоматолога.

- Примечание:** Использование препарата на ночь особенно рекомендуется взрослым пациентам с высоким риском развития кариеса, и не рекомендуется детям до 12 лет.
1. Нанесите достаточное количество GC MI Paste Plus на нижние и верхние зубы. Шарик препарата размером с крупную горошину – это необходимый минимум для каждого зубного ряда. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного тампона или сухим чистым пальцем. В труднодоступных местах (между зубами) используйте специальную щетку или зубной нить, смазанной GC MI Paste Plus.
 2. Оставьте GC MI Paste Plus на поверхности зубов минимум на 3 минуты.
 3. Затем языком распределите остатки GC MI Paste Plus по поверхности зубов и тканям полости рта. Постарайтесь как можно дольше (еще примерно 1-2 минуты) не сплевывать и не сплывать слюну. Чем

GC MI Paste Plus można stosować w nocy do stopniowego wchłonięcia.
Nie jeść i nie pić przez 30 minut po aplikacji.

СМАКИ

Truskawka, Melon, Wanilia, Mięta, Tutti-Frutti

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zalecany w celu uzyskania optymalnego rezultatu, przechowywać w chłodnym suchym miejscu o niskiej wilgotności poza bezpośrednim światłem słonecznym (8-25°C).

OPAKOWANIA

Tubka zawierająca 40g (35mL)

1. Opakowanie asortymentowe

10 tubek po 40g (po 2 z każdego smaku: truskawka, melon, wanilia, mięta, tutti-frutti)

2. Opakowanie z pojedynczym smakiem

10 tubek po 40g w każdym smaku: wanilia, truskawka, melon, wanilia, tutti-frutti, mięta

3. Opakowanie uzupełniające

1 tubka 40g w każdym smaku

UWAGA

GC MI Paste Plus zawierająca unikalny kompleks CPP-ACP została opracowana w The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia. *RECALDENT jest licencjonowanym znakiem handlowym. Technologia CPP-ACP została opatentowana lub zgłoszona do opatentowania w Australii, Nowej Zelandii, Europie, Kanadzie i USA.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Po każdym użyciu od razu zakręcać tubkę i usuwać pozostałości pasty lub wilgoć wokół szyjki tubki i z nakrętki.

2. Stosowanie GC MI Paste Plus u pacjentów poniżej 6-go roku życia nie jest zalecane.

3. Dla dzieci poniżej 12-go roku życia nie jest zalecane stosowanie nocnej aplikacji w domu.

4. W przypadku kontaktu z gąską oczną, natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem specjalistą.

5. Plamy na odzieży można sprząć wodą.

6. Objawy obrzęku naczynioruchowego mogą sygnalizować nadwrażliwość lub alergię na konserwanty zawierające benzoesan lub inne komponenty produktu takie jak środki smakowe. W takim przypadku przerwać stosowanie produktu i skierować pacjenta do lekarza specjalisty.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej instrukcji stosowania mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z GHS. Zawsze należy zapoznać się z kartami charakterystyki dostępnymi na stronie: <http://www.gceurope.com/>

Można je również otrzymać od dostawcy.

Ostatnia aktualizacja : 06/2018

Căpșuni, Pepene, Vanilie, Mentă, Tutti-Frutti

DEPOZITARE

Pentru o performanță optimă, depozitați într-un loc rece și uscat, cu umiditate redusă, ferit de expunerea directă la lumina solară (8-25°C)(46.4-77.0°F).

AMBALARE

Conținutul tubului 40g (35mL)

1. Pachet asortat

10 x 40g (câte 2 din fiecare aromă Căpșuni, Pepene, Vanilie, Mentă, Tutti-Frutti)

2. Pachet cu o aromă

10 x 40g pentru fiecare aromă Vanilie, Căpșuni, Pepene, Tutti-Frutti, Mentă

3. Pachet Rezervă

1 x 40g tub pentru fiecare aromă

NOTĂ

GC MI Paste Plus împreună cu formula sa unică CPP-ACP a fost dezvoltat la The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. *RECALDENT este marcă înregistrată folosită sub licență. Tehnologia CPP-ACP are patente asemănătoare sau în așteptare în Australia, NZ, Europe, Canada, și USA.

ATENȚIE

1. Întotdeauna închideți capacul după utilizare și îndepărtați orice urme reziduale de pastă sau de umezeală din jurul gâtului tubului și din interiorul capacului.

2. Nu este recomandată folosirea GC MI Paste Plus în cazul pacienților cu vârsta sub 6 ani.

3. Aplicarea acasă pe perioada nopții nu este recomandată în cazul copiilor cu vârsta sub 12 ani.

4. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul oftalmolog.

5. În cazul contactului cu îmbrăcămintea, spălați cu apă.

6. În cazul în care apar simptome de angioedem, acest lucru poate indica existența unei sensibilități sau alergii la conservanții benzoici, sau la alt component al produsului cum ar fi agentul de aromatizare. În acest caz, încetați utilizarea produsului și adresați-vă unui medic.

Anumite produse menționate în aceste Instrucțiuni de Folosire pot fi clasificate ca fiind periculoase conform GHS. Familiarizați-vă întotdeauna cu fișele cu date de siguranță disponibile la: <http://www.gceurope.com/>

Pot fi obținute deasemenea de la distribuitorul dumneavoastră.

Revizuit ultima dată : 06/2018

применять 1-2 минуты) не сплевывать и не глотать слюну. Чем дольше GC MI Paste Plus и слюна находятся в полости рта, тем эффективнее результат.

4. Тщательно сплюньте слюну и остатки препарата и по возможности не споласкивайте рот. Незначительные возможные остатки GC MI Paste Plus быстро растворяются. Не ешьте и не пейте в течение 30 минут после процедуры нанесения крема.

ВКУСОВЫЕ ОТТЕНКИ

Клубника, Дыня, Ваниль, Мята, Фруктовый

ХРАНЕНИЕ

Для сохранения эффективных рабочих хранить в прохладном сухом темном месте с пониженной влажностью при температуре 8-25°C (46,4-77,0°F).

УПАКОВКИ

В одной тубе содержится 40 г (35 мл)

1. Набор в ассортименте

10 x 40 г (по 2 тубы каждого вкусового оттенка – Клубника, Дыня, Ваниль, Мята, Фруктовый)

2. Набор одного вкусового оттенка

10 x 40 г каждого вкусового оттенка: Ваниль, Клубника, Дыня, Фруктовый, Мята

3. Отдельные тубы

1 x 40 г туба любого вкусового оттенка

ПРИМЕЧАНИЕ

GC MI Paste Plus, содержащий уникальный комплекс CPP-ACP, был разработан в The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia. * RECALDENT является лицензированной торговой маркой. Технология CPP-ACP имеет родственные патенты или заявки на патенты в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Канаде и США.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. После использования всегда плотно закрывайте крышку тубы, предварительно удалив остатки пасты или излишки влаги с горлышка тубы и изнутри крышки.

2. GC MI Paste Plus не рекомендуется применять у пациентов моложе 6 лет.

3. Применение в домашних условиях на ночь не рекомендовано для детей моложе 12 лет.

4. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.

5. При попадании на одежду смойте препарат водой.

6. Если возникли симптомы ангионевротического отека, это может указывать на чувствительность либо аллергию на бензоатные консерванты или какой-либо другой компонент препарата, например, вкусовые добавки. В таком случае необходимо прекратить использование препарата и обратиться к врачу соответствующей специализации.

Обязательно ознакомьтесь с соответствующими Паспортами безопасности (safety data sheets), доступными по ссылке: <http://www.gceurope.com/>

Паспорта безопасности можно также запросить у Вашего поставщика.

Последняя редакция : 06/2018