

WHITENING STRIPS

14 × 2 Professional Whitening Strips
1x Whitening Pen



Inhaltsstoffe/Ingrédients/Ingredients/ Ingrédients/Ingrediënten:

Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Phytate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Cellulose Gum, Sorbitol, Citric Acid, Sodium Hypochlorite, Mentha Piperita Oil, Menthol, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Punica Granatum Seed Oil, Limonene, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract



facebook.com/smilepen
instagram.com/smilepens

www.smilepen.ch
info@smilepen.ch

SwissWhite GmbH
Blegistrasse 11A
CH-6340 Baar/ZG – Switzerland

Kühl und Trocken aufbewahren
Store in a cool and dry place
Conserver dans un endroit frais et sec
Conservare in luogo fresco e asciutto
Koel en droog bewaren

Made in P.R.C.

14 × 2 Strips / 1 × 5ml Pen

Unser Produkt enthält 14 × 2 Whitening Strips Sets & 1 × Whitening Pen für eine professionelle Zahnaufhellung. Sie sind optimal geeignet für leicht verfärbte Zähne oder als Folgebehandlung für unsere Whitening Kits.

Anwendung Whitening Strips

1. Reinigen Sie Ihre Zähne gründlich etwa eine halbe Stunde vor der Anwendung.
2. Öffnen Sie die Folienverpackung an der markierten Stelle und nehmen Sie die Whitening Strips heraus.
3. Ziehen Sie den Streifen von der Unterlage ab und kleben Sie den grösseren auf Ihren Oberkiefer. Der Klebestreifen sollte mittig auf Ihrem Zahnfleisch aufliegen. Streichen Sie ihn mit Ihren Fingern fest. Klappen Sie den Überstand des Streifens hinter die Zähne.
4. Für den Unterkiefer verwenden Sie den kleineren Whitening Streifen.
5. Für Resultate wie bei einer professionellen Zahnaufhellung empfehlen wir, die Streifen eine Woche lang für täglich 1–2 Stunden zu tragen. Sie müssen sich keine Sorgen um die lange Einwirkzeit machen, der Bleaching Prozess ist schonend und verletzt nicht Ihr Zahnfleisch oder Ihre Zähne.
6. Nach der Tragezeit können Sie die Bleaching Streifen leicht abziehen und Ihre Zähne kurz reinigen.

Anwendung Whitening Pen

1. Reinigen Sie Ihre Zähne mit einer Zahnbürste.
2. Nun drücken Sie solange am Ende des Whitening Pen, bis Bleaching Gel austritt.
3. Tragen Sie das Gel auf alle Zähne gleichmässig auf. Achten Sie darauf, dass das Gel Ihr Zahnfleisch nicht berührt.
4. Schliessen Sie den Mund und warten Sie 10 bis 30 Minuten. In der Zeit können Sie mit Ihrer Morgen- oder Abendroutine weitermachen.
5. Jetzt den Mund ausspülen, um die Gelreste zu entfernen. Fertig.

Warnhinweise

- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Sofort Augen spülen, falls das Erzeugnis mit den Augen in Berührung gekommen ist
- Vor der ersten Anwendung ihren Zahnarzt konsultieren
- Vor der Anwendung innenliegende Benutzer und Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt
- Anwendung während maximal 7 aufeinander folgenden Tagen und nicht mehr als einmal pro Tag

Notre produit contient 14 unités composées respectivement de 2 bandes de blanchiment & 1 × Whitening Pen pour un blanchiment dentaire professionnel. Elles conviennent de manière optimale pour les dents légèrement décolorées ou comme traitement ultérieur pour nos kits de blanchiment dentaire.

Utilisation Whitening Strips

1. Nettoyez vos dents soigneusement une demi-heure avant le traitement.
2. Ouvrez l'emballage à l'endroit marqué et retirez les bandes de blanchiment dentaire.
3. Enlevez les bandes du film et collez la plus grande sur votre mâchoire supérieure. La bande collante doit être placée centralement sur vos gencives. Fixez-la en faisant glisser vos doigts dessus. Pliez le surplus de la bande derrière vos dents.
4. Utilisez la bande plus petite pour votre mâchoire inférieure.
5. Pour obtenir des résultats similaires à un blanchiment dentaire professionnel, nous vous recommandons de porter les bandes de 1 à 2 heures tous les jours pendant une semaine. Vous n'avez pas besoin de vous soucier en ce qui concerne le temps de pose prolongé, la procédure de Bleaching est douce et ne blesse ni vos gencives ni vos dents.
6. Vous pouvez retirer facilement les bandes de Bleaching après le temps de pose et nettoyer vos dents brièvement.

Utilisation Whitening Pen

1. Nettoyez vos dents avec une brosse à dents.
2. À présent, appuyez sur l'extrémité du Whitening Pen jusqu'à ce que le Bleaching Gel apparaisse.
3. Appliquez le gel uniformément sur toutes les dents. Assurez-vous que le gel ne touche pas vos gencives.
4. Fermez la bouche et attendez pendant 10 à 30 minutes. Vous pouvez continuer votre routine du matin ou du soir.
5. Rincez à présent votre bouche pour enlever les résidus de gel. C'est tout.

Avvertissements

- Eviter tout a contact avec les yeux
- Rincer immédiatement avec de l'eau si le produit entre en contact avec les yeux
- Consulter votre dentiste avant la première application
- Lire attentivement les informations d'utilisation et de sécurité avant toute application
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 18 ans
- Application pendant 7 jours consécutifs maximum et pas plus qu'une fois par jour

Il nostro prodotto contiene 14 × 2 Whitening Strips Sets & 1 × Whitening Pen per lo sbiancamento dei denti professionale. Le strisce si adattano perfettamente per denti leggermente decolorati o come trattamento di follow-up per i nostri Whitening Kits.

Applicazione Whitening Strips

1. Pulire accuratamente i denti circa mezz'ora prima dell'uso.
2. Aprire la confezione di alluminio nel punto contrassegnato ed estrarre le strisce sbiancanti.
3. Togliere la striscia dalla confezione e applicare quella più grande sull'arcata dentale superiore. La striscia adesiva deve essere collocata centralmente sulle gengive. Applicare premendo leggermente con le dita. Piegare la parte rimasta della striscia dietro i denti.
4. Per l'arcata dentale inferiore utilizzare la striscia Whitening più piccola.
5. Per ottenere risultati simili allo sbiancamento professionale dei denti, consigliamo di applicare le strisce per 1–2 ore al giorno durante una settimana. Non preoccupatevi del lungo tempo di azione, il processo di sbiancamento è delicato e non nuoce alle gengive o ai denti.
6. Dopo il periodo di utilizzo è possibile sbiancare facilmente le strisce sbiancanti e pulire brevemente i denti.

Applicazione Whitening Pen

1. Pulire i denti con uno spazzolino da denti.
2. Premere sull'estremità della penna fino a quando fuoriesce il gel sbiancante.
3. Applicare il gel in modo uniforme su tutti i denti. Assicurarsi che il gel non entri in contatto con le gengive.
4. Chiudere la bocca e attendere dai 10 ai 30 minuti. Durante questo periodo è possibile continuare con la propria routine mattutina o serale.
5. Ora risciacquare la bocca per rimuovere i residua per rimuovere i residui di gel. Il gioco è fatto.

Avvertimenti

- Evitare il contatto con gli occhi
- Sciacquare immediatamente gli occhi se il prodotto entra a contatto con gli occhi.
- Consultate il vostro dentista prima del primo utilizzo.
- Leggete attentamente le informazioni per gli utenti e sulla sicurezza allegate prima dell'uso.
- Questo prodotto non è destinato a persone di età inferiore ai 18 anni.
- Utilizzate il prodotto per un massimo di 7 giorni consecutivi e non più di una volta al giorno.

Náš produkt obsahuje 14 × 2 sad bělicích pásků pro profesionální bělení zubů. Jsou ideální pro zuby s mírným zabarvením nebo jako následná péče pro naše bělicí sady.

Použití Whitening Strips

1. Zhruba hodinu před použitím si důkladně vyčistěte zuby.
2. Otevřete balení v místě označení a vyjměte bělicí pásky.
3. Pásek vyjměte ze základny a větší si nalepte na horní čelist. Lepící pásku je třeba vystředit. K nanesení použijte prsty. Rozviňte vycínající konec pásku až za zuby.
4. Na spodní čelist použijte menší bělicí pásek.
5. Abyste dosáhli výsledků podobných profesionálnímu bělení zubů, doporučujeme, abyste pásky používali jednou týdně na 1-2 hodiny denně. Dlouhého působení se nemusíte obávat, proces bělení je jemný a nepoškodí vaše dásně ani zuby.
6. Po použití stačí bělicí pásky snadno odlepit a krátce si vyčistit zuby.

Použití Whitening Pen

1. Kartáčkem si vyčistěte zuby.
2. Nyní zatlačte na konec bělicího pera, dokud se neobjeví bělicí gel.
3. Gel naneste rovnoměrně na všechny zuby. Ujistěte se, že se gel nedostane do kontaktu s vašimi dásněmi.
4. Zavřete ústa a počkejte 10 až 30 minut. Během této doby můžete pokračovat s vaší ranní nebo večerní rutinou. Nyní vypláchněte ústa, abyste odstranili zbytky gelu. Hotovo.

Upozornění

- Vyvarujte se kontaktu s očima
- Oči ihned opláchněte, pokud se produkt s nimi dostal do kontaktu.
- Před prvním použitím se poraďte se svým zubním lékařem.
- Před použitím si důkladně prostudujte uživatelské a bezpečnostní informace.
- Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let.
- Používejte maximálně 7 po sobě jdoucích dní a ne častěji než jednou denně

Termékünk 14 × 2 fehérítő csik szettet tartalmaz az eredményes fogfehérítés érdekében. Kiválóan alkalmas kissé elszíneződött fogak kezelésére, vagy fehérítő szettjeink használatát követő utókezelésére.

Használat Whitening Strips

1. Használat előtt alaposan, körülbelül fél órán át mossa fogát.
2. Nyissa ki a csomagot a megjelölt ponton, és távolítsa el a fehérítő csikokat.
3. Távolítsa el a csikokat az aljáról, és helyezze a nagyobbat a felső állkapcsára+. A ragasztócsik középső részének az inyére kell kerülnie. Ujjával végezze a műveletet! A csik kiálló részét hajtsa a fogai mögé!
4. A kisebb fehérítő csikot az alsó állkapcsára használja!
5. Ha olyan eredményt kíván elérni, amely profissionális fogfehérítéshez hasonlít, javasoljuk, hogy egy héten át napi 1-2 órán át viselje a csikokat. Nem kell aggodnia a hosszú hatóidő miatt, mert a fehérítés alacsony intenzitással történik, így sem inye, sem foga nem faj majd tőle.
6. Használat után könnyen lehúzhatja a fehérítő csikot, majd röviden megmoshatja a fogát.

Használat Whitening Pen

1. Tisztítsa meg fogát fogkefével.
2. Nyomja a toll végét addig, míg a fehérítő zselé ki nem jön.
3. Egyenlően vigye fel a zselét minden fogra. Ügyeljen arra, hogy a zselé ne érintkezzen az inyével.
4. Csukja be száját, és várjon 10-30 percet! Eközben végezheti szokásos reggeli vagy esti feladatait.
5. Ezután öblítse ki a száját, hogy eltávolítsa a zselé maradványt. Kész.

Figyelmeztetés

- Kerülje a termék szemmel való érintkezését!
- Öblítse ki a szemet azonnal, ha a termék belekerült.
- Első használat előtt kérdezze meg fogorvosát.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagban található felhasználói útmutatót és biztonsági tájékoztatást.
- A termék 18 évnél idősebb felhasználók számára készült.
- Legfeljebb 7 egymást követő nap használja, egyénnél nem többször

Nasz produkt zawiera zestawy pásków (14x2) do profesjonalnego wybielenia zębów. Idealnie nadają się do wybielenia zębów z lekkim przbarwieniem lub jako uzupełnienie naszych zestawów wybielających (Whitening Kits).

Zastosowanie Whitening Strips

1. Dokładnie wyczysz zęby około godziny przed użyciem produktu.
2. Otwórz followe opakowanie w oznaczonym miejscu i wyjmij paski wybielające.
3. Zdejmij pasek z podłoża i przyklej większy z nich na górne zęby. Wyśrodkuj pasek z klejem na dziąśle. Użyj palców do docięnięcia. Zawiń wystający brzeg paska za zęby.
4. Zastosuj mniejszy pasek wybielający do dolnych zębów.
5. Aby uzyskać efekty podobne jak przy profesjonalnym wybieleniu zębów, zalecamy używanie pásków przez tydzień, 1–2 godziny dziennie. Można stosować długą ekspozycję, gdyż proces wybielenia jest delikatny i nie powoduje uszkodzenia dziąseł ani zębów.
6. Po zakończeniu używania paska można go łatwo zdjąć i krótko wyczyszczyć zęby.

Zastosowanie Whitening Pen

1. Wyczyść zęby za pomocą szczoteczki do zębów.
2. Naciśnij końcówkę aplikatora wybielającego, aby żel wydostał się na zewnątrz.
3. Nałóż żel równomiernie na wszystkie zęby. Upewnij się, że żel nie dotyka dziąseł.
4. Zamknij usta i odczekaj od 10 do 30 minut. W tym czasie możesz kontynuować swoje codzienne poranne lub wieczorne czynności.
5. Teraz wypłucz usta, aby usunąć pozostałości żelu. Gotowe.

Ostrzeżenie

- Unikaj kontaktu z oczami
- Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast je przepłucz.
- Przed pierwszym użyciem skonsultuj się z dentystą.
- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi użycia wewnętrznego i bezpieczeństwa.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
- Można go stosować maksymalnie przez 7 kolejnych dni i nie więcej niż raz dziennie.

WHITENING STRIPS

14 x 2 Professional Whitening Strips
1x Whitening Pen



Inhaltsstoffe/Ingrédients/Ingredients/ Ingrédients/Ingrediënten:

Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Phytate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Cellulose Gum, Sorbitol, Citric Acid, Sodium Hypochlorite, Mentha Piperita Oil, Menthol, Vaccinium Macrocarpon Seed Oil, Citrus Paradisi Peel Oil, Punica Granatum Seed Oil, Limonene, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract



facebook.com/smilepen
instagram.com/smilepens

www.smilepen.ch
info@smilepen.ch

SwissWhite GmbH
Blegistrasse 11A
CH-6340 Baar/ZG – Switzerland

Kühl und Trocken aufbewahren
Store in a cool and dry place
Conserver dans un endroit frais et sec
Conservare in luogo fresco e asciutto
Koel en droog bewaren

Made in P.R.C.

14 x 2 Strips / 1 x 5ml Pen

Our product contains 14 x 2 Whitening Strips sets & 1 x Whitening Pen for professional teeth whitening. They are ideally suited for teeth with a slight discolouration or as a follow-up treatment for our Whitening Kits.

Application Whitening Strips

1. Thoroughly clean your teeth roughly half an hour before use.
2. Open the foil package at the marked point and remove the whitening strips.
3. Remove the strip from the base and stick the larger one onto your upper jaw. The adhesive strip should be centred on your gums. Use your fingers to apply. Fold the protruding end of the strip behind your teeth.
4. Use the smaller whitening strip for your lower jaw.
5. To achieve results that resemble professional teeth whitening, we recommend wearing the strips for one week, 1–2 hours daily. You do not have to worry about the long exposure, the bleaching process is gentle and does not hurt your gums or teeth.
6. After wearing, you can easily peel off the bleaching strips and clean your teeth briefly.

Application Whitening Pen

1. Clean your teeth with a toothbrush.
2. Now press the end of the Whitening Pen until bleaching gel comes out.
3. Evenly apply the gel to all teeth. Make sure the gel does not touch your gums.
4. Close your mouth and wait 10 to 30 minutes. During this time you can continue with your morning or evening routine.
5. Now rinse your mouth to remove the gel residue. Done.

Warning

- Avoid contact with eyes
- Rinse eyes immediately if the product has come into contact with eyes.
- Consult your dentist before using for the first time.
- Read internal users and safety information carefully before use.
- This product is not intended for use by persons under the age of 18.
- Use for a maximum of 7 consecutive days and not more than once a day

Ons product bevat 14 x 2 Whitening Strip sets & 1 x Whitening Pen voor een professionele tandopheldering. Ze zijn optimaal geschikt voor licht verkleurde tanden of als vervolghandeling voor onze Whitening Kits

Toepassing Whitening Strips

1. Reinig uw tanden ongeveer een half uur voor de toepassing grondig.
2. Open de folieverpakking op de gemarkeerde plaats en neem de Whitening Strips eruit.
3. Trek de strip van de onderlaag af en kleef de grotere op de bovenkaak. De kleefstrips moeten in het midden op uw tandvlees rusten. Strijk ze met uw vingers vast. Klap het resterende deel van de strips achter de tanden.
4. Voor de onderkaak gebruikt u de kleinere Whitening Strips.
5. Voor resultaten zoals bij een professionele tandopheldering raden we aan om de strips een week lang dagelijks 1–2 uur te dragen. U hoeft zich geen zorgen te maken over de lange inwerktijd, het bleaching proces is zacht en beschadigt uw tandvlees of tanden niet.
6. Na de draagtijd kunt u de bleaching strips gemakkelijk verwijderen en uw tanden kort reinigen.

Toepassing Whitening Pen

1. Reinig uw tanden met een tandenborstel.
2. Druk nu zolang op het uiteinde van de pen, totdat er Bleaching Gel uitkomt.
3. Breng de gel gelijkmatig aan op alle zichtbare tanden. Zorg ervoor dat de gel uw tandvlees niet raakt.
4. Sluit de mond en wacht 10 tot 30 minuten. Ondertussen kunt u doorgaan met uw ochtend- of avondroutine.
5. Nu de mond uitspoelen, en de geres-ten te verwijderen. Klaar.

Waarschuwing

- Vermijd contact met de ogen
- Spoel de ogen onmiddellijk uit als het product met de ogen in aanraking is gekomen
- Raadpleeg uw tandarts vóór de eerste toepassing
- Lees de interne gebruikers- en veiligheidsinformatie aandachtig vóór de eerste toepassing
- Dit product is niet bestemd voor personen onder de 18 jaar
- Toepassing gedurende maximaal 7 opeenvolgende dagen en niet meer dan eenmaal per dag

Наш продукт содержит 14 пар отбеливающих полосок для профессионального отбеливания зубов. Они идеально подходят при незначительном изменении белизны зубов или для последующего ухода после применения наших отбеливающих наборов.

Применение отбеливающие полоски

1. Тщательно почистите зубы примерно за полчаса перед использованием.
2. Откройте фольгированный пакет в отмеченном месте и выньте отбеливающие полоски.
3. Прикрепите более длинную полоску к зубам на верхней челюсти. Липкая полоска должна быть центрирована на деснах. Прижимайте полоску к зубам пальцами.
4. Прикрепите более короткую полоску к зубам на нижней челюсти.
5. Для достижения результатов, напоминающих профессиональное отбеливание зубов, мы рекомендуем носить полоски в течение одной недели, 1–2 часа в день. Не беспокойтесь в отношении длительности ношения, процесс отбеливания щадящий и не повреждает десны или зубы.
6. После ношения вы можете легко снять отбеливающие полоски и быстро почистить зубы.

Применение отбеливающий гель

1. Почистите зубы с помощью зубной щетки.
 2. Нажмите на кончик отбеливающей ручки, пока не появится отбеливающий гель.
 3. Равномерно нанесите гель на все зубы. Гель не должен касаться десен.
 4. Закройте рот и подождите 10–30 минут.
- В это время вы можете продолжить заниматься своими утренними или вечерними делами.
5. Теперь прополощите рот, чтобы удалить остатки геля. На этом всё.

Предупреждение

- Избегайте попадания в глаза
- Немедленно промойте глаза, если продукт попал в глаза.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед первым использованием.
- Перед использованием внимательно прочтите информацию об использовании и безопасности.
- Этот продукт не предназначен для использования лицами моложе 18 лет.
- Используйте не более 7 дней подряд и не чаще одного раза в день

Náš výrobok obsahuje sady 14 x 2 bieliacich prúžkov na profesionálne bielenie zubov. Ideálne sa hodí na zuby s miernou zmenou farby alebo pre následné použitie pre naše bieliace súpravy.

Použitie Whitening Strips

1. Približne pol hodiny pred použitím si dôkladne vyčistite zuby.
2. Otvorte obalovú fóliu na označenom mieste a vyberte bieliace pásy.
3. Odstráňte prúžok z podkladu a ten väčší prilepte na vašu hornú čeľusť. Lepiaci pásik by sa mal nachádzať v strede medzi vašimi ďasnami. Na aplikáciu použite prsty. Vychýňajúci koniec prúžku preložte za zuby.
4. Menší bieliaci prúžok použite na dolnú čeľusť.
5. Na dosiahnutie výsledkov, ktoré sa podobajú profesionálnemu bieleniu zubov, odporúčame nosiť pásky počas jedného týždňa 1–2 hodiny denne. Nemusíte mať obavy z dlhého vystavovania, proces bielenia je jemný a nepoškodzuje vaše ďasná alebo zuby.
6. Po obnosení môžete bieliace prúžky s fahkostou odlepiť a krátko si vyčistiť zuby.“

Použitie Whitening Pen

1. Vyčistite si zuby zubnou kefkou.
2. Stlačte koniec pera, kým nevychádza bieliaci gél.
3. Naneste gél rovnomerne na všetky zuby, ktoré sú viditeľné. Uistite sa, že sa gél nedotýka vašich dasien.
4. Zovrite bieliacu svetelnú diódu (LED) perami a spustíte proces bielenia zubov pomocou tlačidla časovača.
5. V závislosti od stupňa sfarbenia môžete nechať bieliaci gél pôsobiť 15 až 30 minút.
6. Odstráňte urýchľovač a vypláchnite si ústa teplou vodou. Následne odstráňte prebytočný gél zubnou kefkou a zubnou pastou. Výrobky na domáce bielenie jednoducho vyčistite vodou.
7. Bielenie zubov môžete aplikovať raz denne, až kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

Varovanie

- Vyhnete sa kontaktu s očami
- Ak sa výrobok dostal do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite.
- Pred použitím si poraďte so svojim zubným lekárom.
- Pred použitím si pozorne prečítajte interné informácie týkajúce sa používateľa a bezpečnosti.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami mladšími ako 18 rokov.
- Používajte najviac 7 po sebe nasledujúcich dní a najviac raz denne

Nuestro producto contiene 14 x 2 juegos de tiras blanqueadoras para un blanqueamiento dental profesional. Son ideales para dientes con una ligera decoloración o como tratamiento de seguimiento de nuestros kits de blanqueamiento.

Use Whitening Strips

1. Lávese bien los dientes aproximadamente media hora antes de usar.
2. Abra el paquete de aluminio en el punto marcado y retire las tiras blanqueadoras.
3. Retire la tira de la base y pegue la parte más grande en su mandíbula superior. La tira adhesiva debe estar centrada en sus encías. Use los dedos para aplicar. Doble el extremo que sobresale de la tira detrás de los dientes.
4. Use la tira blanqueadora más pequeña para su mandíbula inferior.
5. Para lograr resultados que se asemejen a un blanqueamiento dental profesional, recomendamos usar las tiras durante una semana, 1–2 horas diarias. No tiene que preocuparse por la exposición prolongada, el proceso de blanqueamiento es suave y no daña ni las encías ni los dientes.
6. Después de usar, puede despegar fácilmente las tiras blanqueadoras y limpiar sus dientes brevemente.

Use Whitening Pen

1. Límpiese los dientes con un cepillo.
2. Ahora presione el extremo del bolígrafo hasta que salga el gel blanqueador.
3. Aplicar uniformemente el gel en todos los dientes. Asegúrese de que el gel no toque sus encías.
4. Cierre la boca y espere de 10 a 30 minutos. Durante este tiempo puede continuar con su rutina matutina o vespertina.
5. Ahora enjuáguese la boca para eliminar los residuos de gel. Ya está.

Atención

- Evite el contacto con los ojos
- Enjuague los ojos inmediatamente si el producto ha entrado en contacto con los mismos.
- Consulte a su dentista antes de usarlo por primera vez.
- Lea atentamente la información de seguridad y del usuario antes de usar el dispositivo.
- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas menores de 18 años.
- Úselo durante un máximo de 7 días consecutivos y no más de una vez al día