

Rénergie Nano-Resurfacer Special Page

ENG

LANCÔME RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER

The Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster is a revolutionary skincare device designed to deliver clinical results in the comfort of your home. Enter the new era of skincare.

THE FUTURE OF SKINCARE

This advanced tool utilizes innovative micro-surfacing technology to target key skin concerns such as texture, lines, wrinkles, firmness, and uneven skin tone. It enhances the skin's appearance for a smoother, brighter, and more unified complexion.

PREPARATION PHASE

1. Unpack your Nano-Resurfacer, its charger, 12 extra cartridges and 2 guides.
2. Charge your device (Charging time is three hours).
3. Disconnect the USB charging cable. The device will not work if connected to the electrical grid.
4. To prevent skin reactions, we recommend first testing the device on the inner side of your forearm to ensure your skin does not react irritably.
5. Turn your Nano-Resurfacer on and enjoy the procedure.
6. Dispose of the cartridge after each use.

HOW TO APPLY

1. Thoroughly cleanse and dry your skin.
2. Apply Rénergie H.C.F. Triple Serum to your face and neck. (Press the serum applicator repeatedly until all three components of Rénergie H.C.F. Triple Serum are released).
3. Remove a new, sterile nano cartridge from its protective packaging and insert it into the device. (Each cartridge is intended for single use only).
4. Turn on the NANO RESURFACER | 400 BOOSTER device and set the highest speed - level 3 using the "+/-" button.
5. Place the device with the nano cartridge on your face and move it in circular motions from the center of the face towards the cheekbones to cover the entire skin surface. Then repeat the procedure on the other side of the face.
6. Focus on target wrinkles and treat them with circular motions outwards. Repeat on the other side of the face.

AFTER USE

1. Turn off the device and remove the cartridge. (The device automatically turns off after 5 minutes).
2. Never reuse a cartridge.

WARNING

1. Avoid the lip area, under eyes, eyelids, and direct contact with eyes.
2. Do not go over the same part of the face more than 3 times and do not stay longer than 3 seconds.

THE PERFECT ROUTINE FOR THE PERFECT SKIN

1. Apply Rénergie H.C.F. Triple Serum

An anti-aging serum that uniquely combines Hyaluronic Acid, Vitamin C + Niacinamide, and Ferulic Acid in an innovative triple-dose formula, renewing skin layer by layer to plump, progressively correct wrinkles, and reduce dark spots.

2. Rénergie Nano-Resurfacer procedure

A revolutionary skincare device designed to deliver clinical results in the comfort of your home.

3. Rénergie H.P.N. 300 - Peptide Cream

An anti-aging cream that combines Hyaluronic Acid, over 300 peptides, and Niacinamide to deliver high-performance regeneration, accelerating skin renewal for visible lifting, wrinkle correction, and dark spot reduction.

4. Rénergie H.P.N. UVMUNE Cream SPF50

An anti-aging cream that prevents wrinkles and dark spots with high UV protection, utilizing peptides, Hyaluronic Acid, and Niacinamide to target photo-aging signs caused by the longest UVA rays.

CZ

LANCÔME RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER

Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster je revoluční zařízení péče o pleť, navržené k dosažení klinické úrovně výsledků v pohodlí vašeho domova. Vstupte do nové éry péče o pleť.

BUDOUCNOST PÉČE O PLEŤ

Tento pokročilý nástroj využívá inovativní mikro-povrchovou technologii k řešení klíčových problémů pleti, jako je textura, linky, vrásky, pevnost a nerovnoměrný tón. Zlepšuje vzhled pleti a dělá ji hladší, jasnější a sjednocenější.

FÁZE PŘÍPRAVY

1. Vybalte svůj Nano-Resurfacer, jeho nabíječku, 12 náhradních nástavců a 2 návody.
2. Nabijte své zařízení (Doba nabíjení je tři hodiny).
3. Odpojte nabíjecí USB kabel. Zařízení nefunguje, pokud je připojeno do elektrické sítě.

4. Pro prevenci kožní reakce doporučujeme zařízení nejprve otestovat na vnitřní straně předloktí, abyste se ujistili, že vaše pokožka nereaguje podrážděně.
5. Zapněte svůj Nano-Resurfacer a užíjte si proceduru.
6. Nástavec po každém použití zlikvidujte.

JAK POUŽÍT

1. Důkladně si vyčistěte a osušte pleť.
2. Aplikujte Rénergie H.C.F. Triple Serum na obličej a krk. (Stlačte aplikátor séra opakovaně, dokud se neuvolní všechny tři složky Rénergie H.C.F. Triple Serum).
3. Vyjměte nový, sterilní nano nástavec z ochranného obalu a vložte ho do zařízení. (Každý nástavec je určen pouze k jednomu použití).
4. Zapněte přístroj NANO RESURFACER | 400 BOOSTER a nastavte nejvyšší rychlost - stupeň 3 pomocí tlačítka „+/-“.
5. Přiložte zařízení nano nástavcem k obličejí a krouživými pohyby postupujte od středu obličeje směrem k lícním kostem, abyste pokryli celou plochu pleti. Poté postup opakujte na druhé straně obličeje.
6. Zaměřte se na cílové vrásky a ošetřujte krouživými pohyby směrem ven. Opakujte i na druhé straně obličeje.

PO POUŽITÍ

1. Vypněte zařízení a vyjměte nástavec. (Zařízení se automaticky vypne po 5 minutách).
2. Nástavec nikdy nepoužívejte opakovaně.

UPOZORNĚNÍ

1. Vyhněte se oblasti rtů, pod očima, víčkům a přímému kontaktu s očima.
2. Po stejné části obličeje nepřejíždějte přístrojem více než 3x a nesetrvávejte déle než 3 sekundy.

PERFEKTNÍ RUTINA PRO PERFEKTNÍ PLEŤ

1. Rénergie H.C.F. Triple Serum

Anti-aging sérum, které jedinečně kombinuje kyselinu hyaluronovou, vitamín C + niacinamid a kyselinu ferulovou v inovativní trojitě dávce, obnovuje pleť vrstvu po vrstvě pro zpevnění a vyhlazení pleti, progresivní korekci vrásek a redukci tmavých skvrn.

2. Procedura s Rénergie Nano-Resurfacer

Revoluční zařízení péče o pleť, navržené k dosažení klinické úrovně výsledků v pohodlí vašeho domova.

3. Rénergie H.P.N. 300 - Peptide Cream

Anti-aging krém, který kombinuje kyselinu hyaluronovou, více než 300 peptidů a niacinamid pro vysoce účinnou regeneraci, urychluje obnovu pleti pro viditelné vypnutí, korekci vrásek a redukci tmavých skvrn.

4. Rénergie H.P.N. UVMUNE Cream SPF50

Anti-aging krém, ktorý predchádza vráskám a tmavým skvrnám s vysokou UV ochranou, využívajúci peptidy, kyselinu hyaluronovú a niacinamid k cílení na známky foto-stárnutí spôsobené najdlhšími UVA paprsky.

SK

LANCÔME RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER

Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster je revolučné zariadenie na starostlivosť o pleť, navrhnuté na dosiahnutie výsledkov klinickej úrovne v pohodlí vášho domova. Vstúpte do novej éry starostlivosti o pleť.

BUDÚCNOSŤ STAROSTLIVOSTI O PLEŤ

Tento pokročilý nástroj využíva inovatívnu mikro-povrchovú technológiu na riešenie kľúčových problémov pleti, ako je textúra, linky, vrásky, pevnosť a nerovnomerný tón. Zlepšuje vzhľad pleti a robí ju hladšou, jasnejšou a zjednotenejšou.

FÁZA PRÍPRAVY

1. Vybaľte svoj Nano-Resurfacer, jeho nabíjačku, 12 náhradných kaziet a 2 návody.
2. Nabite svoje zariadenie (čas nabíjania sú tri hodiny).
3. Odpojte nabíjací USB kábel. Zariadenie nefunguje, ak je pripojené do elektrickej siete.
4. Na prevenciu kožnej reakcie odporúčame zariadenie najprv otestovať na vnútornej strane predlaktia, aby ste sa uistili, že vaša pokožka nereaguje podráždenie.
5. Zapnite svoj Nano-Resurfacer a užite si procedúru.
6. Nadstavec po každom použití zlikvidujte.

AKO POUŽÍVAŤ

1. Dôkladne si očistite a osušte pleť.
2. Aplikujte Rénergie H.C.F. Triple Serum na tvár a krk. (Stlačte aplikátor séra opakovane, kým sa neuvoľnia všetky tri zložky Rénergie H.C.F. Triple Serum).
3. Vyberte nový, sterilný nano nadstavec z ochranného obalu a vložte ho do zariadenia. (Každý nadstavec je určený len na jedno použitie).
4. Zapnite prístroj NANO RESURFACER | 400 BOOSTER a nastavte najvyššiu rýchlosť – stupeň 3 pomocou tlačidla „+/-“.
5. Priložte zariadenie s nano nadstavcom k tvári a krúživými pohybmi postupujte od stredu tváre smerom k lícnej kosti, aby ste pokryli celú plochu pleti. Potom postup opakujte na druhej strane tváre.
6. Zamerajte sa na cieľové vrásky a ošetrujte ich krúživými pohybmi smerom von. Opakujte aj na druhej strane tváre.

PO POUŽITÍ

1. Vypnite zariadenie a vyberte nadstavec. (Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach).
2. Nadstavec nikdy nepoužívajte opakovane.

UPOZORNENIE

1. Vyhnite sa oblasti pier, pod očami, viečkam a priamemu kontaktu s očami.
2. Po rovnakej časti tváre neprechádzajte prístrojom viac ako 3x a nezostávajú dlhšie ako 3 sekundy.

PERFEKTNÁ RUTINA PRE PERFEKTNÚ PLEŤ

1. Rénergie H.C.F. Triple Serum

Anti-aging sérum, ktoré jedinečne kombinuje kyselinu hyalurónovú, vitamín C + niacínamid a kyselinu ferulovú v inovatívnej trojitej dávke, obnovuje pleť vrstvu po vrstve pre spevnenie a vyhladenie pleti, progresívnu korekciu vrások a redukciu tmavých škvŕn.

2. Procedúra s Rénergie Nano-Resurfacer

Revolučný kozmetický prístroj navrhnutý tak, aby poskytoval klinické výsledky v pohodlí vášho domova.

3. Rénergie H.P.N. 300 - Peptide Cream

Anti-aging krém, ktorý kombinuje kyselinu hyalurónovú, viac ako 300 peptidov a niacínamid pre vysokoúčinnú regeneráciu, urýchľuje obnovu pleti pre viditeľné vypnutie, korekciu vrások a redukciu tmavých škvŕn.

4. Rénergie H.P.N. UVMUNE Cream SPF50

Anti-aging krém, ktorý predchádza vráskam a tmavým škvŕnám s vysokou UV ochranou, využívajúci peptidy, kyselinu hyalurónovú a niacínamid na ciele pôsobenie proti známkam foto-starnutia spôsobeným najdlhšími UVA lúčmi.

HU

LANCÔME RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER

A Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster egy szuper bőrápoló kütyü, amit azért találtak ki, hogy te is otthon, kényelmesen el tud érni azokat a szép eredményeket, amikre a kozmetikusnál számítanál. Lépjen be a bőrápolás új korszakába.

A BŐRÁPOLÁS JÖVŐJE

Ez a menő eszköz egy innovatív mikrofelszín-kezelési technológiával dolgozik, ami pont azokra a bőrproblémákra fókuszál, mint a textúra, vonalak, ráncok, fessség és az egyenetlen bőrtónus. Szébbé teszi a bőröd megjelenését, hogy simább, ragyogóbb és egészségesebb legyen az arcod.

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Csomagold ki a Nano-Resurfacer készülékedet, a töltőjét, a 12 plusz kazettát és a 2 útmutatót.
2. Töltsd fel a készülékedet (három óra a töltési idő).
3. Húzd ki az USB töltőkábelt. A kütyü nem fog működni, ha be van dugva a konnektorba.
4. Hogy elkerüld az esetleges bőrirritációt, javasoljuk, hogy először teszteld a készüléket az alkarod belső részén, csak hogy biztos legyél benne, a bőröd nem reagál érzékenyen.
5. Kapcsold be a Nano-Resurfacer készülékedet, és kezdődhet a kezelés!
6. Minden használat után dobd ki a kazettát.

HOGYAN HASZNÁLD

1. Alaposan tisztítsd meg és szárítsd meg a bőröd.
2. Vidd fel a Rénergie H.C.F. Triple Serumot az arcodra és a nyakadra. (Nyomkodd a szérum applikátort ismételten, amíg a Rénergie H.C.F. Triple Serum mindhárom része ki nem jön).
3. Vegyél ki egy új, steril nano kazettát a védőcsomagolásából, és tedd be a készülékbe. (Minden kazetta csak egyszer használható).
4. Kapcsold be a NANO RESURFACER | 400 BOOSTER készüléket, és állítsd be a legmagasabb sebességre – ez a 3. szint a „+/-” gombbal.
5. Helyezd a készüléket a nano kazettával az arcodra, és körkörös mozdulatokkal haladj az arc közepétől az arccsontok felé, hogy befedd az egész bőrfelületet. Aztán ismételd meg a folyamatot az arc másik oldalán is.
6. Koncentrálj a célzott ráncokra, és kifelé irányuló körkörös mozdulatokkal kezeld őket. Ismételd meg az arc másik oldalán is.

HASZNÁLAT UTÁN

1. Kapcsold ki a készüléket, és vedd ki a kazettát. (A készülék 5 perc után automatikusan kikapcsol).
2. Soha ne használd újra a kazettát.

FIGYELMEZTETÉS

1. Kerüld az ajkak, a szem alatti terület, a szemhéjak és a közvetlen szemkontaktus környékét.
2. Ugyanazon az arcfelületen ne menj át a készülékkel 3-nál többször, és ne maradj ott tovább 3 másodpercnél.

A TÖKÉLETES RUTIN A TÖKÉLETES BŐRÉRT

1. Rénergie H.C.F. Triple Serumot

Egy öregedésgátló szérum, amely egyedülálló módon kombinálja a hialuronsavat, a C-vitamint + niacinamidot és a ferulinsavat egy innovatív hármas dózisú formulában,

rétegenként megújítva a bőrt a teltebb megjelenés, a ráncok progresszív korrekciója és a sötét foltok csökkentése érdekében.

2. A Rénergie Nano-Resurfacer kezelés

Egy forradalmi bőrápoló eszköz, amelyet arra terveztek, hogy otthonában kényelmesen nyújtson klinikai eredményeket.

3. Rénergie H.P.N. 300 - Peptid krém.

Egy öregedésgátló krém, amely hialuronsavat, több mint 300 peptidet és niacinamidot kombinál a nagy teljesítményű regeneráció eléréséhez, felgyorsítva a bőr megújulását a látható lifting, a ráncok korrekciója és a sötét foltok csökkentése érdekében.

4. Rénergie H.P.N. UVMUNE krém SPF50-nel.

Egy öregedésgátló krém, amely magas UV-védelemmel gátolja a ráncokat és a sötét foltokat, peptideket, hialuronsavat és niacinamidot felhasználva a leghosszabb UVA sugarak okozta fényöregedési jelek célzott kezelésére.