


LANCÔME

PARIS



RÉNERGIE

NANO-RESURFACER | 400 BOOSTER

Manual de Utilizare



INTRODUCERE & DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	4
CONȚINUTUL PACHETULUI	4
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	4
AVERTISMENTE	4
PRECAUȚII	5
INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV	6
CONFIGURARE INIȚIALĂ	7
ZONE DE UTILIZARE	7
TESTAREA SENSIBILITĂȚII PIELII DVS.	7
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	7
TEHNICA DE UTILIZARE	8
SFATURI UTILE PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE	8
DEPOZITARE	8
CURĂȚARE & ÎNTREȚINERE	8
RECICLARE	8
CĂLĂTORII	9
DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI	9
DEPANARE	9
SPECIFICAȚII	10
CERTIFICĂRI	10
GARANȚIA DISPOZITIVULUI	10
SPECIFICAȚII TEHNICE	11

INTRODUCERE & DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

RÉNERGIE NANO-RESURFACER | 400 BOOSTER (denumit în continuare „dispozitiv”) este un dispozitiv pentru utilizare la domiciliu, destinat utilizării cu Serumul Rénergie H.C.F. Triple Serum pentru a oferi o eficacitate testată clinic, fără timp de recuperare. Dispozitivul funcționează cu tehnologie de cartușe, compuse din 484 de vârfuri ultra-precise. Are 3 setări de viteză, de la 3.000 la 5.000 rpm, pentru o retexturizare a suprafeței pielii. Trebuie să urmați toate instrucțiunile din manualul de utilizare.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Kitul include următoarele: 1 Dispozitiv - 12 Cartușe de rezervă - 1 Cablu de încărcare USB - 1 Ghid de utilizare și îngrijire - 1 Ghid de pomire rapidă

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați un dispozitiv electric, mai ales în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, incluzând următoarele:

- CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.
- Opriti întotdeauna acest dispozitiv imediat după utilizare.
- Nu utilizați în timp ce faceți baie.
- Nu așezați și nu depozitați dispozitivul unde ar putea cădea sau unde ar putea fi tras într-o cadă sau într-o chiuvetă.
- Nu introduceți sau nu aruncați în apă sau în alte lichide.
- Nu încercați să recuperați un dispozitiv care a căzut în apă. Opriti-l imediat.

AVERTISMENTE

- Utilizați dispozitivul pe față, pe zona gâtului și pe zona de la colțul exterior al ochiului. **Evitați** utilizarea pe buze, zona ochilor, pleoape și evitați contactul direct al dispozitivului cu ochii. Consultați secțiunile **ZONE DE UTILIZARE & INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat de sau pe persoane cu vârsta de până la 14 ani, inclusiv. Curățarea și întreținerea acestuia nu trebuie efectuate de către copii. Dispozitivul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență și cunoștințe, doar dacă li s-a oferit supraveghere sau instruire privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- **Nu utilizați** dispozitivul dacă sunteți însărcinată sau alăptați. Dispozitivul nu a fost testat pentru siguranță pe femeile însărcinate sau pe cele care alăptează, iar riscurile sunt necunoscute.
- **Nu utilizați** pe aceeași zonă a feței mai mult de 3 ori pe săptămână (o dată la minimum 48 de ore). Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea duce la un risc crescut de iritație a pielii.
- **Nu utilizați** pe sugari sau copii.
- **Nu utilizați** pe aceeași parte a feței de mai mult de 3 ori pe săptămână, pentru nu mai mult de 3 secunde pe aceeași zonă.
- **Opriti** utilizarea dispozitivului și consultați un specialist în domeniul sănătății dacă simțiți că pielea devine incomfortabilă în timpul utilizării.
- **Opriti** utilizarea dispozitivului și consultați un specialist în sănătate dacă aveți roșeață a pielii care persistă mai mult de 24 de ore după utilizare. Nerespectarea avertismentului poate duce la leziuni ale pielii.
- Utilizarea acestui dispozitiv poate provoca disconfort sau efecte adverse persoanelor care suferă de boli de piele sau inflamații ale pielii și persoanelor cu o predispoziție alergică. **Opriti** utilizarea dacă apare orice disconfort.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat pe zonele unde integritatea pielii este deteriorată (cum ar fi pe zonele cu arsuri, vezicule, leziuni, incizii, răni, boli de piele active sau infecții).
- Acest dispozitiv nu va fi utilizat de, sau pe fața persoanelor care poartă implanturi incompatibile cu utilizarea sa.
- **Nu utilizați** pe piele crăpată sau iritată.
- **Nu oferiți** spre utilizare dispozitivul și cartușele dumneavoastră cu alte persoane. Acest lucru ar putea duce la contaminare încrucișată de la o persoană la alta, dar și la alte efecte necunoscute.
- **Nu utilizați** dispozitivul și cartușul pe pielea care prezintă o infecție activă, acnee sau alte erupții cutanate.
- **Nu utilizați** dispozitivul și cartușele pe pielea care este dureroasă la atingere, plină de cruste sau cu sângerări. Acesta poate fi un semn al unei afecțiuni mai grave și ar trebui verificată de către medicul dumneavoastră.
- **Nu utilizați** dispozitivul și cartușul dacă aveți oricare dintre următoarele afecțiuni:
 - Alergie la siliciu monocristalin
 - Diabet (în special în perioada de control slab al zahărului din sânge)
 - Cicatrici
 - Boală de piele (inclusiv cancer)

- **Nu utilizați** dispozitivul dacă este ud. Nu expuneți dispozitivul la apă și preveniți stropirea cu apă a acestuia în timp ce este conectat la priză. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea duce la deteriorarea dispozitivului și/sau la un șoc electric posibil fatal.
- **Nu utilizați** dispozitivul dacă este vizibil deteriorat și nu încercați niciodată să deschideți sau să reparați dispozitivul. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea duce la răni grave sau la un șoc electric posibil fatal.
- **Nu introduceți** alte obiecte în partea de sus a dispozitivului, cu excepția cartușului..
- **Nu aplicați** cartușul pe piele dacă acesta pare rupt sau crăpat la suprafață.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- **Nu reutilizați același cartuș după utilizare. Aruncați cartușul folosit după fiecare utilizare.**
- Utilizați numai cartușe de unică folosință și doar pe cele recomandate de către producător.
- Dispozitivul trebuie alimentat numai la tensiune extra-joasă de siguranță, corespunzătoare marcajului de pe dispozitiv.
- Dispozitivul conține acumulator care poate fi înlocuit numai de către persoane calificate.
- **AVERTISMENT:** Pot apărea efecte adverse dacă nu sunt respectate instrucțiunile.
- **AVERTISMENT:** Aplicarea prelungită sau repetată pe o singură zonă poate deteriora pielea.



- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest dispozitiv lângă o cadă cu apă, dușuri sau rezervoare pline cu apă.

- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șoc electric sau vătămări corporale:
 - Dispozitivul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este pomit.
 - Utilizați acest dispozitiv numai în scopul său prevăzut, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați accesorii nerecomandate de producător.
- **Nu utilizați** niciodată acest dispozitiv dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat, sau dacă a căzut în apă.
- Returnați dispozitivul la un centru de service pentru examinare și reparații.
- **AVERTISMENT** Nu blocați niciodată orificiile de aerisire ale dispozitivului și nu îl așezați pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de aerisire ar putea fi blocate. Păstrați orificiile acestea curate, fără scame, păr și alte asemenea elemente.
- **Nu utilizați** niciodată acest dispozitiv în timpul somnului.
- **Nu scăpați** dispozitivul pe jos și nu introduceți niciodată niciun obiect în nicio deschidere sau furtun.
- **Nu utilizați** în aer liber și nu îl folosiți în locuri unde sunt utilizate produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.


PRECAUȚII

- **Nu utilizați** dispozitivul pe nicio altă zonă a corpului în afară de față, gât și zona de la colțurile exterioare ale ochilor. Utilizarea dispozitivului pe alte zone ale corpului nu a fost testată, iar riscurile sunt necunoscute.
- **Nu utilizați** dispozitivul dacă aveți o afecțiune a pielii sau dacă vă recuperați după tratamente cosmetice profesionale, cum ar fi peeling-uri cutanate, refacerea suprafeței pielii, toxine injectabile sau fillere. Dacă zona pielii pe care utilizați dispozitivul pare să nu arate bine, ar trebui să opriți utilizarea și să consultați medicul pentru a vă asigura că nu aveți o afecțiune gravă.
- Depozitați dispozitivul **numai în interior**, într-un loc răcoros, întunecat și uscat, la o temperatură între -10°C și 45°C (14°F și 113°F). Utilizați dispozitivul numai la o temperatură interioară între 0°C și 40°C (32°F și 104°F) și evitați expunerea directă a acestuia la lumina soarelui. Nu scăpați dispozitivul pe suprafețe dure, deoarece acest lucru l-ar putea deteriora.
- Utilizați **numai** cablul USB și/sau adaptorul AC furnizat pentru a reîncărca dispozitivul. Utilizarea unui echipament diferit l-ar putea deteriora. Nu încărcați dispozitivul la temperaturi ridicate, de peste 40°C (104°F).
- Tensiunea de încărcare a dispozitivului este de 5V; vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare cu o interfață de încărcare USB care să corespundă acestei cerințe. Tensiunea de ieșire a oricărui adaptor de alimentare propriu ar trebui, de asemenea, să fie de 5V, echipat cu o interfață de încărcare USB, respectând cerințele de utilizare ale prizelor locale.
- **Atenție:** Utilizatorul este avertizat că orice modificări neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.
- Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.
- **NOTĂ:** Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Partii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație.

• Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pomirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV



CONFIGURARE ÎNȚĂLĂ

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați dispozitivul. Lăsați-l la încărcat aproximativ 3 ore pentru o încărcare completă. Un dispozitiv complet încărcat poate fi folosit pentru minimum 12 utilizări a câte 5 minute, până când bateria se va descărca.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul dumneavoastră este reîncărcabil cu cablul de încărcare USB inclus în pachet. Introduceți cablul în portul de încărcare de la baza dispozitivului și încărcați folosind un adaptor de alimentare. Lumina din jurul butonului de pornire indică starea dispozitivului. Încărcați dispozitivul timp de 3 ore înainte de prima utilizare.

ROȘU PULSATORIU: Dispozitivul este în modul baterie descărcată

ROȘU CONTINUU: Reîncărcați dispozitivul înainte de utilizare

ALB PULSATORIU: Dispozitivul se încarcă

ALB CONTINUU: Dispozitivul este complet reîncărcat și gata de utilizare

ZONE DE UTILIZARE

Potrivit pentru toate tipurile de piele, chiar și cele sensibile, pentru utilizare pe întreaga față, gât (partea din față) și zona de la colțul ochilor („laba gâștei”). Evitați utilizarea pe buze, zona ochilor, pleoape și contactul dispozitivului direct cu ochii.

TESTAREA SENSIBILITĂȚII PIELII DVS.

La Lancôme, ne angajăm să dezvoltăm produse potrivite pentru toate tipurile de piele. Acest dispozitiv a fost testat clinic pe toate tipurile de piele, inclusiv pe pielea sensibilă. Important de știut înainte de prima utilizare: vă recomandăm să testați dispozitivul pe antebrațul interior pentru a vă asigura că pielea dumneavoastră nu este afectată. Dacă apare o reacție în termen de 24 de ore după utilizare, **NU AR TREBUI** să utilizați dispozitivul. Dacă experimentați orice durere, disconfort sau roșeață în zona unde a fost aplicat dispozitivul și aceasta durează mai mult de 24 de ore, opriți utilizarea dispozitivului și consultați un profesionist din domeniul sănătății. **NOTĂ:** Repetați acest test dacă credeți că sensibilitatea pielii dumneavoastră s-a putut schimba din orice motiv, de exemplu din cauza modificărilor medicației sau a altor afecțiuni medicale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Asigurați-vă că nu aveți nicio reacție sau efecte cutanate înainte de a continua.

Consultați secțiunea „TESTAREA SENSIBILITĂȚII PIELII DVS.”

1. Curățați și uscați-vă fața.
2. Luați serumul Dumneavoastră Rénergie H.C.F. Triple Serum. Când utilizați sticla de ser pentru prima dată, eliberați produsul apăsând pompa de mai multe ori până apar cele 3 formule. Amestecați bine în palmă sau pe vârful degetelor. Aplicați pe față și gât.
3. Deschideți pachetul sterilizat și scoateți 1 cartuș. Introduceți-l în dispozitiv înainte de utilizare. Fiecare cartuș este conceput pentru o singură aplicare.
4. Luați NANO RESURFACER | 400 BOOSTER și apăsați butonul de pornire pentru a începe utilizarea dispozitivului. Veți auzi un bip și dispozitivul va începe să vibreze la viteză 1. Selectați nivelul de viteză 3 apăsând butonul +/-.
5. Plasați capul dispozitivului în contact cu obrazul și mișcați-l spre exterior printr-o mișcare circulară pentru a acoperi întreaga zonă. Repetați pentru gât și frunte. Consultați secțiunea „ZONE DE UTILIZARE”. Repetați pe partea opusă a feței.
6. Mutați dispozitivul pe ridurile vizate și mișcați-l spre exterior într-o mișcare circulară.
7. Consultați secțiunea „ZONE DE UTILIZARE”. Repetați pe partea opusă a feței.

Evitați utilizarea pe buze, zona ochilor, pleoape și contactul direct cu ochii. La fiecare sesiune de aplicare, nu aplicați pe aceeași parte a feței de mai mult de 3 ori pe săptămână și pentru nu mai mult de 3 secunde pe fiecare zonă.

2. După utilizare, opriți dispozitivul și scoateți cartușul. Dispozitivul se va opri automat și după 5 minute de utilizare continuă. Pentru a ejecta cartușul, trageți manșonul de ejectare spre capul dispozitivului. Cartușul ar trebui să se auto-ejecteze fără a fi forțat. Nu ejectați cartușul în timp ce dispozitivul este pornit. Nu reutilizați niciodată un cartuș.

TEHNICA DE UTILIZARE

Mișcați ușor dispozitivul spre exterior, printr-o mișcare circulară. Utilizați pe jumătate de față, apoi repetați pe partea opusă a feței. În timpul utilizării vă recomandăm să folosiți cealaltă mână pentru a întinde pielea.

ZONE DE UTILIZARE indicate mai jos.



ZONA A
OBRAZ



ZONA B
FRUNTE



ZONA C
GÂT



ZONA D
RIDURI

IMPORTANT

- Vă recomandăm să utilizați dispozitivul pe întreaga față (cu excepția zonelor de evitat – vezi secțiunile anterioare).
- Rezultatele testate clinic au fost obținute utilizând nivelul de viteză 3. Rețineți că rezultatele vor fi probabil diferite la nivelurile de viteză 1 și 2, deoarece nu s-au efectuat teste pentru aceste viteze.
- Dispozitivul va emite semnale sonore regulate pentru a vă reaminti să nu îl utilizați excesiv pe aceeași zonă. Dispozitivul se va opri automat după 5 minute. Un semnal sonor scurt va indica sfârșitul tratamentului.
- Nu utilizați pe o zonă a feței de mai mult de 3 ori pe săptămână (permiteți 48 de ore între utilizări). Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea crește riscul de iritare a pielii.
- Nu utilizați pe aceeași parte a feței de mai mult de 3 ori și pentru nu mai mult de 3 secunde de fiecare dată. Nerespectarea acestei instrucțiuni ar putea crește riscul de iritare a pielii.

SFATURI UTILE PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE

- Pentru utilizatorii noi, folosiți de 3 ori pe săptămână timp de 6 săptămâni, deoarece o utilizare mai frecventă ar putea duce la iritarea pielii. Permiteți 48 de ore între utilizări. Puteți completa perioada de 6 săptămâni cu cele 12 cartușe incluse în această cutie, plus o rezervă de 6 cartușe.
- Utilizați dispozitivul după aplicarea Serului Rénergie H.C.F. Triple Serum.
- După utilizare, aplicați crema hidratantă. Vă sugerăm să utilizați Crema Rénergie H.P.N. 300-PEPTIDE pentru a vă hidrata pielea.
- Rezervele de cartușe sunt disponibile pentru vânzare în magazine de produse cosmetice Lancôme și pe Lancôme.ro.

DEPOZITARE

- Îndepărtați cartușul folosit după utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul în lumina directă a soarelui.
- Depozitați dispozitivul numai în interior, într-un loc răcoros, întunecat și uscat.
- Temperatura de depozitare pentru transport: între -10°C și 45°C (între 14°F și 113°F)
- Temperatura de operare: între 0°C și 40°C (între 32°F și 104°F)

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura rezultate optime, mențineți dispozitivul curat. Dispozitivul și accesoriile sale nu sunt impermeabile. **NU DEPOZITAȚI DISPOZITIVUL CU UN CARTUȘ FOLOSIT INTRODUS ÎN ACESTA.**

Pentru a curăța dispozitivul, vă rugăm să utilizați o cârpă moale, uscată și să îl ștergeți ușor. Nu frecăți și nu utilizați apă sau produse de curățare dure.

RECICLARE

Vă rugăm să aruncați cartușele folosite la deșeurile nereciclabile după utilizare.

Acest produs conține acumulator reincărcabil litu-ion care trebuie aruncat în mod corespunzător.

Contactați autoritățile locale pentru informații despre aruncarea acumulatorilor.

CĂLĂTORII

Tensiunea de încărcare a dispozitivului este de 5V, necesitând utilizarea unui adaptor de alimentare cu o interfață de încărcare USB care să corespundă acestei cerințe. Dacă călătoriți în străinătate, este posibil să aveți nevoie de un adaptor de priză, astfel încât încărcătorul să poată fi conectat la priza de perete.

DURATA DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

Dispozitivul este proiectat să dureze cel puțin pe durata garanției. Nu există alte piese, în afară de cartuș, care să necesite înlocuire regulată. Dispozitivul funcționează corect dacă este folosit așa cum este descris în acest manual de utilizare.

GHID DE DEPANARE

Utilizați tabelul de mai jos pentru a rezolva problemele care ar putea apărea.

Întrebarea dumneavoastră	Este posibil ca...	Cum se depanează
Dispozitivul meu nu pornește	Dispozitivul dumneavoastră nu este încărcat	Încărcați dispozitivul (vezi secțiunile anterioare)
	Dispozitivul și cablul USB sunt conectate	Deconectați cablul de încărcare de la dispozitiv
Dispozitivul meu nu se încarcă	Dispozitivul nu este conectat corect	Verificați dacă cablul de încărcare este conectat corect la ambele capete și este introdus complet. Vă rugăm să utilizați numai cablul de încărcare furnizat.
Dispozitivul meu scoate un sunet neobișnuit / cartușul are o mișcare neobișnuită	Bateria dispozitivului este aproape descărcată.	Încărcați dispozitivul (vezi secțiunile anterioare)
	Cartușul nu este introdus corect	Scoateți cartușul și reintroduceți-l până când auziți un clic (vezi secțiunile anterioare)

Dacă încă întâmpinați probleme, apelați serviciul de relații cu clienții (vezi numărul local mai jos).

ADRESA DE MAIL	NUMAR DE TELEFON	PROGRAM
consumercare@ro.oaccare.com	021.204.00.00	L – V între orele 9 - 18

SPECIFICAȚII

SPECIFICATION	
NUME PRODUS	RÉNERGIE NANO-RESURFACER 400 BOOSTER
MODEL	SPE NO.292BYT
INPUT (ELECTRIC)	Intrare: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A Tensiune de încărcare: 5V Curent de încărcare: 350mA Tensiune de operare: 3.7V Putere de operare: 0.4W
DIMENSION AND WEIGHT	Height: 166mm±0.15mm Weight (whole device without cardridge): 100g±2g
OPERATING TEMPERATURE	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
STORAGE TEMPERATURE	Transport storage temperature: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) Warehouse storage temperature: 20°C ~ 25°C (68°F ~ 77°F) Operating temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

1. Acoperirea Garanției Limitate

Pe durata Perioadei de Garanție, Lancôme garantează Dispozitivul împotriva defectelor de materiale sau de manipulare rezultate din Utilizarea Normală a Dispozitivului. Dacă există un defect al Dispozitivului care este acoperit de această Garanție Limitată, Lancôme este de acord să repare sau să înlocuiască Dispozitivul cu unul nou. Singura obligație Lancôme în cadrul acestei Garanții Limitate este o astfel de reparație sau înlocuire, dar, pentru a evita orice îndoială, acest lucru nu afectează sau limitează în niciun fel drepturile dumneavoastră legale.

2. Contact

Pentru întrebări generale privind serviciul clienți sau serviciul nostru de solicitare a garanției, vă rugăm să contactați Serviciul de Relații cu Clienții menționat mai sus.

3. Limite

Această garanție este limitată și poate fi invocată numai:

- de către utilizatorul final al Dispozitivului;
 - în Perioada de Garanție;
- atunci când Dispozitivul a fost fabricat de sau pentru Lancôme și vândut de un distribuitor autorizat.

Pentru a exercita această Garanție Limitată, vi se va cere să furnizați către Lancôme dovada originală a achiziției.

Lancôme nu va fi obligată să înlocuiască niciun Dispozitiv care nu este însoțit de o dovadă valabilă a achiziției.

Această Garanție Limitată nu se aplică în cazul în care Dispozitivul este supus unei utilizări incorecte, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale sau daune materiale rezultate din utilizarea necorespunzătoare a Dispozitivului.

4. Excluderi

Lancôme nu este responsabil pentru niciun fel de daună indirectă care decurge din utilizarea Dispozitivului, indiferent dacă acestea provin de la o problemă electrică, pătrunderea apei la interior, cu excepția cazurilor impuse de lege.

5. Definiții

- „Utilizare Normală” înseamnă utilizarea obișnuită de către consumator în condiții normale pentru utilizarea la domiciliu conform manualului de instrucțiuni care vine împreună cu dispozitivul.

- „Dispozitiv” înseamnă Lancôme Rénergie NANO-RESURFACER | 400 BOOSTER.

- „Perioada de Garanție” înseamnă o perioadă de doi (2) ani începând cu data achiziționării Dispozitivului, așa cum este indicată pe dovada originală de achiziție.

6. Drepturile Statutare ale Consumatorului

Această Garanție Limitată oferă drepturi legale specifice și nu afectează drepturile statutare pe care le puteți avea sau acele drepturi care nu pot fi excluse sau limitate, nici drepturile împotriva comerciantului de la care ați achiziționat Dispozitivul. Puteți invoca oricare dintre aceste drepturi care se află la discreția dumneavoastră. Puteți obține informații despre drepturile dumneavoastră legale de la birourile de standarde comerciale sau de la birourile de consiliere a cetățenilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

INPUT ELECTRIC

Tensiune de încărcare: 5V / Curent de încărcare: 350mA

Tensiune de operare: 3,7V / Putere de operare: 0,4W

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Înălțime: 166mm ±0,15mm / Greutate (întregul dispozitiv fără cartuș): 100g ±2g

TEMPERATURĂ DE DEPOZITARE ȘI OPERARE

Temperatură de depozitare în transport: între -10°C și 45°C (între 14°F și 113°F)

Temperatură de depozitare în depozit: între 20°C și 25°C (între 68°F și 77°F)

Temperatură de depozitare la domiciliul consumatorului: între 10°C și 25°C (între 50°F și 77°F)

Temperatură de operare: între 0°C și 40°C (între 32°F și 104°F)

Producător: Suzhou Nanomed Microelectronics Co., Ltd. Etajul 1-2, Clădirea C1, Nr. 999, Strada Yinshanhu, Guoxiang, Districtul Wuzhong, Orașul Suzhou, Provincia Jiangsu, China

Distribuție: rezervată depozitarilor autorizați de către societatea Lancôme Paris, 14 rue Royale 75008 Paris - LONDRA, W12 7SA L'Oréal USA S/D Inc., Dist. New York, NY 10001

Importat de / Par: Lancôme Canada, Montréal, H4T 1K5

TSA 75000 93584 ST QUEN CEDEX FR

Fabricat în China