

IONTOFORÉZNA INFÚZIA

IONTOFORÉZNA INFÚZIA

60 SECOND FACE LIFT

Návod na použitie

 the beauty specialists

UPOZORNENIE

- **Prosím, pozorne si prečítajte všetky inštrukcie a ponechajte si ich pre budúce použitie.**
- Toto zariadenie môže byť používané deťmi staršími ako 8 rokov, ľuďmi so zníženými fyzickými, zrakovými alebo mentálnymi schopnosťami i ľuďmi bez predchádzajúcich skúseností, ak boli poučení o správnom použití a rozumejú potenciálnemu nebezpečenstvu, alebo ak sú pod dohľadom skúsenej osoby. Deti si s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dohľadu dospelého.
- **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj, ak ste tehotná alebo máte kardiosťimulátor, epilepsiu, cukrovku, sklerózu multiplex alebo ak sa zotavujete po operácii.
- Zvýšte pozornosť pri použití kontaktov v blízkosti očí. Dodržujte odstup kontaktov najmenej 1 cm od očí.
- **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj na miestach postihnutých

LIKVIDÁCIA



Smernica o likvidácii starých elektrických a elektronických prístrojov (WEEE) (2002/96/ES) pokiaľ ide o recykliáciu produktov najlepšími možnými spôsobmi a najlepšími technikami na minimalizáciu dopadu na životné prostredie, úsporu energie a prírodných zdrojov. Výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie, preto zaísť na konci jeho životnosti správnu likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi. Prístroj sa NESMIE likvidovať spoločne s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK

BORGY CZ, a.s.
Reklamace / servis
Zápy 4 (areál RTK)
01 Zápy, Česká repu

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

CE

www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FAL17-SK/1.2

REŽIM OŠETRENIA

Odporúčame kolagénovú náplast použiť iba raz za 48 hodín. Ak máte citlivú pokožku, odporúčame pauzu 48 hodín medzi ďalšou aplikáciou náplasti. 48 hours between treatments.

ČO MÔŽETE POCÍŤ

Odporúčame začať s nízkoúrovňovou intenzitou na testovacej zóne. Postupne zvyšujte intenzitu, až pociťujete stabilné brnenie.

REŽIM OŠETRENIA

Odporúčame kolagénovo-retinolové
náplasti používať iba raz za 24
hodín. Ak máte citlivú pleť vám
odporúčame pauzu 48 hodín pred
ďalšou aplikáciou náplasti.
48 hours between treatments.

ČO MÔŽETE POCIŤOVAŤ

Odporúčame začať na nízkej úrovni intenzity na každej zóne. Postupne zvyšujte intenzitu, až pocítite nestabilné brnenie.

INFORMÁCIE O NÁPLAŠŤACH

- Základ infúzie nastane v prvých 5-15 minútach ošetrovanej oblasti, ale náplasti môžu zostať na tvári 1 hodinu.
- Retinol sa ľahko znehodnotí, preto skladujte náplasti na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Môžete ich skladovať v chladničke.
- Retinol môže zvýšiť citlivosť vašej kože na slnko. Nevystavujte pokožku po aplikácii slnečnému alebo solárnemu žiareniu. Po použití odporúčame použiť krém s ochranným faktorom.
- Zabezpečte, aby sa náplasti dobre prilepili na tvár.
- Pri použití prístroja používajte jemný pohyb po koži.
- Náplasti sú určené pre jedno použitie.

ZÓNY OŠETRENIA


- ČELO
- ODSTRÁNENIE VRÁSOK
- POD OČAMI
- NOKOLO PIER
- BRADA
- HORNÁ PERA (preklad)



GALVANIC INFUSION (IONTOPHORESIS)



DÔLEŽITÉ: Pre infúziu musíte dbať správnej polarizácie kontaktov. Kontakt (+) musí zostať na náplasti, zatiaľ čo kontakt (-) musí byť na koži.




KROK 1

Dôkladne vyčistite a vysušte kožu. Neaplikujte zvlhčovače.

Otvorte balíček s náplastou. Vyberte náplasť z obalu a odstráňte obal pri odkrytí kontaktu náplasti.

IONTOFORÉZNA INFÚZIA



Iontoforézna infúzia používa mikroprúdy pre preniknutie aktívnych ingrediencií na ošetrovanie hlboko do kože. Táto transdermálna infúzia úžasne zvyšuje efektivitu lokálne aplikovaného prípravku, ktorý v opačnom prípade ťažko prechádza kožou.

Kolagénovo-retinolové gélové náplasti obsahujú kladne nabitý kolagén a retinol ako činiteľ proti vráskam a veku. Pri umiestnení kladného kontaktu na každú náplasť a záporného kontaktu na koži tieto aktívne ingrediencie sú priamo "vtláčané" do kože.

Krátkodobé výsledky sú viditeľné väčšinou ihneď. S pravidelným použitím sa účinok predlžuje.

Odporúčame kolagénovo-retinolové náplasti používať raz za 24 hodín. Ak máte citlivú pokožku, ponechajte prestávku 48 hodín medzi ošetrením.

Náplasti sú tvarované podľa oblasti pod očami, na čelo, okolo úst a cez bradu.

WARNINGS

rozaceou, na zápalovom akné, odretej koži, citlivej koži ani na jazvách, materskom znamienku alebo kŕčových žilách.

- Prečítajte si dôkladne všetky pokyny a odložte si ich pre použitie v budúcnosti.
- Ak sa gél dostane do kontaktu s očami, dôkladne ich opláchnite vodou. Ak sa objaví podráždenie, kontaktujte lekára.
- Chráňte oblečenie a okolie.
- Len na vonkajšie použitie.

VEDA

Ako starneme, naše tvárové svaly strácajú svoj tonus. Tváre padajú, objavuje sa druhá brada a pribúdajú vrásky. Lift Plus kombinuje dve technológie kozmetických salónov pre lifting, rejuvenciáciu a omladenie pleti.

FARADICKÝ PRÚD EMS (elektricko-svalová stimulácia) spevňuje poklesnuté rysy tváre a celkovo omladzuje pokožku. S použitím trochy vodivého gélu face lift urobí všetku ťažkú prácu za vás. Program 1 – 2.

GALVANICKÁ INFÚZIA (IONTOFORÉZA) používa jemný mikro prúd pre transport účinných látok hlboko do kože. S pomocou kolagén-retinolových náplastí pomáha redukovať vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky. Program 3.

PROGRAMY & OŠETRENIE

Program	Ošetrovanie	Technológia	Intenzita	Gél/Náplasti
P1	SPEVNIENIE - Rytmičné 2 sekundové stiahnutie svalov pre získanie kondície a krátke 3 sekundové pauzy medzi jednotlivými impulzmi.	EMS	1-17	Vodivý gél
P2	POKLEPÁVANIE - Masážne stimulácie svalov. Striedanie 5 sekundovej masážnej akcie s 3 sekundovej relaxácie.	EMS	1-17	Vodivý gél
P3	IONTOFORÉZNA INFÚZIA - Využíva slabý mikroprúd k zapracovaní účinných látok hlboko do pokožky.	Intoforéza	1-10	Kolagenovo-retinolové náplasti a vodivý gél

FARADICKÁ TVÁROVÁ GYMNASTIKA

REŽIM OŠETRENIA

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame faradické ošetrovanie vykonávať každý deň po dobu prvých niekoľkých týždňov, striedavo programy 1 a 2 každý deň. Potom používajte podľa potreby pre udržanie spevnených svalov.

ČO BUDETE POCIŤOVAŤ

- Spočiatku ucítite jemné vibrácie, s pridaním intenzity sa sval začne sťahovať.
- Vaše zuby môžu byť citlivé v priebehu ošetrovania, to je úplne normálne.
- Efektívne ošetrovanie tváre je založené na príjemnej stimulácii svalov. Ak máte nepríjemný pocit, pridajte vodivý gél alebo znížte intenzitu, prípadne sa presuňte na inú oblasť.
- Pred presunutím na inú oblasť znížte intenzitu.

FARADICKÁ TVÁROVÁ GYMNASTIKA



LÍCA

Umiestnite kontakty pod a pozdĺž diagonálnej krivky lícnej kosti. Nájdite najvhodnejšiu pozíciu podľa tvaru tváre, v prípade silnej kontrakcie s jemnejším brnením.




OKOLO PIER

Tieto línie sa nachádzajú medzi nosom a rohom úst. Umiestnite jeden kontakt na "jablko" lica a druhý kontakt diagonálne pod tento bod podľa prirodzenej línie a paralelne s líniami pier. Upravte pozíciu, kým nepocítite silnejšie kontrakcie




HORNÁ A SPODNÁ PERA

Umiestnite kontakty symetricky nad okraj pery. Zvýšte výkon pre dosiahnutie dobrej kontrakcie. Opakujte tento postup pod spodnou perou. Ak pery vyzerajú nerovnomerné do jednej strany, to je prirodzené.



BRADA

Kopírujte líniu brady diagonálne nadol a umiestnite kontakty na niektorú stranu čeluste. Zvýšte výkon pre dosiahnutie najlepších kontrakcií. Môže byť nutné mierne upraviť pozíciu pohybom



KRK A PODBRADOK


Najprv umiestnite kontakty pozdĺž svalov zdvihačov hlavy približne v miestach, kde tepe krv. Ďalej umiestnite kontakty na sval pod bradou. Pre najlepšie umiestnenie držte kontakty v línii, ale mierne ich posuňte nahor alebo nadol, kým nenájdete silnejšie kontrakcie.



ZA UŠAMI

Umiestnite kontakty k vlasovej línii čo najviac bez kontaktu s ušami. Ucítite skutočne silné kontrakcie cez líniu šije.

ZOZNÁMTE SA



BATÉRIA


K vložení batérie uvoľnite sponu a otvorte kryt. Pripojte PP3 9V alkalickú batériu a uistite sa, že kontakt + je pripojený podľa obrázka. Vložte uvoľňovací pásik pod batériu a nasadte kryt na miesto.

• Keď nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, batériu vyberte.

• NEPOUŽÍVAJTE nabíjacie batérie.

• Zaisťte správnu likvidáciu starých batérií v súlade s miestnymi predpismi


FARADICKÁ TVÁROVÁ GYMNASTIKA



Už viac ako 40 rokov sa v salónoch krásy využíva faradická tonizácia s EMS (Elektrická stimulácia svalov) pre jemné sťahovanie a uvoľňovanie tvárových svalov pre lifting a spevnenie pleti. Táto stimulácia tiež zvyšuje cirkuláciu, čo prináša viac kyslíka do kožných buniek a rýchlejšie odstraňuje toxíny, zanecháva pokožku sviežu a omladenú. Takisto vykonáva lymfatickú drenáž.

OBLASTI OŠETRENIA

Tip: Pri ošetrovaní odporúčame používať zrkadlo.




- ČELO A OBOČIE
- POD OČAMI
- LÍCA
- OKOLO PIER
- SPODNÁ PERA

- HORNÁ PERA
- BRADA
- ŠIJA
- ZA UŠAMI




ČELO A OBOČIE

Umiestnite jeden kontakt na koniec obočia, vycentrujte medzi obočia a líniu vlasov. Nasmerujte prístroj tak, aby bol druhý kontakt uprostred medzi obočím a vlasovou líniou.




POD OČAMI

Použite líniu pod očami, na hrane kosti, umiestnite jeden kontakt na túto líniu a priamo doprostred pod oko. Ďalší kontakt musí sledovať kontúru smerom von.



KROK 1

Naneste dostatočné množstvo vodivého gélu na guľôčkové kontakty. Dostatočné množstvo gélu je dôležité pre správny kontakt s kožou.



KROK 2

Stlačením tlačidla / On / Off po dobu 3 sekúnd sa prístroj zapne. Akonáhle sa zapne, rozsvieti sa zelená kontrolka. Prístroj začne na programe 1. Opakovane stlačte Program / On / Off tlačidlo pre výber programu 2.

Poznámka: Zelená kontrolka 2x zabliká a tak spoznáte, že je vybraný program 2.



KROK 3


Na čistú kožu umiestnite guľôčkové kontakty pre ošetrovanie prvej oblasti.



KROK 4


Zvýšte výkon stlačením tlačidla (+) a presuňte pozíciu kontaktov, kým nepocítite požadované kontrakcie svalov. Ak sa necítite dobre, znížte výkon tlačidlom (-).

Poznámka: Na rôznych oblastiach tváre upravte požadovanú intenzitu.



KROK 5

Držte prístroj v pozícii 60 sekúnd pre dokončenie ošetrovania oblasti. Po 60 sekundách prístroj pípne ako signalizácia, že sa môžete presunúť na ďalšiu oblasť. Znížte výkon pred premiestnením na ďalšiu oblasť.



KROK 6

Po použití prístroj vypnite. Stlačte a podržte tlačidlo / On / Off na 2 sekundy. Ak ponecháte prístroj zapnutý a nebudete ho používať, automaticky sa vypne po 10 minútach.

TEST ZNÁŠANLIVOSTI

Dôležité: Vždy vykonajte test vodivosti s vodivým gélom na menej viditeľnom mieste kože pre možné reakcie. Počkajte 24 hodín. Ak sa objaví podráždenie pokožky, prístroj nepoužívajte.

Ak sa objavia kožné reakcie po použití kolagénu a retinolu, ošetrovanie prístrojom nerobte.