


GALVANISK INFUSION (IONTOPHORESE)



Lift Plus-plastre indeholder positivt ladet collagen og retinol som antirynkende og foryngende stoffer. Når den positive kontakt anbringes på plasteret og den negative kontakt anbringes på huden, bliver disse aktive stoffer "trukket" direkte ind i huden.

GALVANISK INFUSION (IONTOPHORESE)



Vi anbefaler, at du kun bruger collagen- og retinolplastrene én gang i døgnet. Hvis du har følsom hud, anbefaler vi, at du lader 48 timer gå i mellem behandlingerne.

DU KAN FORVENTE AT FØLE FØLGENDE

Plastrene er lavet til at passe under øjnene, henover panden, omkring munden og henover hagen. Infusionsprogrammet giver en kontinuerlig højfrekvensfølelse.


Vi anbefaler, du starter ved lav intensitet på hvert behandlingssted, og bygger intensiteten op, indtil du føler en konstant prikkende følelse.

OPLYSNINGER OM PLASTRE

- Størsteparten af tilførslen sker i løbet af de første 5-15 minutter på hvert behandlingsområde, men plastrene må gerne forblive på ansigtet i op til 60 minutter.
- Retinol nedbrydes nemt i sollys og derfor skal du opbevare dine plastre på et køligt og tørt sted borte fra direkte sollys. Du kan også vælge at opbevare dem i køleskabet, så du har kølige gel-plastre klar til behandling.
- Retinol kan gøre din hud mere følsom over for solstråler. Vi anbefaler, at du efter brugen anvender en solcreme med høj beskyttelsesfaktor.
- Sørg for, at plastrene sidder godt fast på ansigtshuden før behandlingen, så de ikke løsner sig.
- Brug en nænsom bevægelse, når du flytter kuglekontakter henover plastrene og huden.
- Plastrene er kun beregnet til at kunne bruges én gang.

BEHANDLINGSOMRÅDER


- PANDE
- FOLDER VED NÆSEN
- SMILERYNKER
- HAGE
- UNDER ØJNE
- OVERLÆBE (fold plaster)



GALVANISK INFUSION (IONTOPHORESE)




VIGTIGT: Ved infusion skal du være opmærksom på kuglekontakternes polaritet. (+)-kuglekontakten skal forblive på plasteret, mens (-)-kuglekontakten skal blive på huden.



TRIN 1


Rengør og tør huden omhyggeligt. Træk langs den perforerede kant i collagen- og retinolplasterlommen og tag et plaster ud af etuiet. Træk bagsiden af for at afdække gelplasteret.

GALVANISK INFUSION (IONTOPHORESE)




TRIN 2

Placér et plaster på behandlingszonen. Anbring det andet plaster på den modsatte side af ansigtet.




TRIN 3

Påfør rigelig konduktiv gel på (-)-kuglekontakten for at sikre en god kontakt til huden.



TRIN 4


Vælg program 3, Infusion, ved at trykke på tænd-/slukknappen 3 gange. Det grønne lys vil blinke tre gange for at angive, at program 3 er valgt.



TRIN 5


Placér kuglekontakterne så (-)-kuglekontakten rører huden og (+)-kuglen forbliver på plasteret. Øg intensiteten ved at trykke på (+)-knappen, indtil du mærker en konstant prikken. Der er 10-intensitetsniveauer til infusionsbehandling.

Bemærk: Hvis den prikkende fornemmelse på noget tidspunkt føles ubehagelig, skal du reducere niveauet ved at trykke på (-)-knappen.




TRIN 6

Flyt langsomt og forsigtigt enheden frem og tilbage langs plasteret i 60 sekunder.



TRIN 7

Ved en længere behandlingsperiode kan plastrene forblive på ansigtet i op til 60 minutter. Når du har fjernet plastrene, kan du forsigtigt massere eventuelle gelrester ind i huden.



TRIN 8

Efter brug slukkes enheden. Tryk og hold tænd-/slukknappen nede i 2 sekunder.

Bemærk: Hvis enheden efterlades tændt, slukker den automatisk efter 10 minutter.

BEHANDLING & VEDLIGEHOLDELSE

- Du kan rengøre enheden ved at tørre den af med en let fugtig klud. Brug IKKE opløsnings- eller rengøringsmidler.
- Enheden må IKKE nedsænkes i vand.
- Skil IKKE apparatet ad og foretag ikke selv reparationer. Der er ingen dele inden i enheden, der kan repareres af brugeren. Hvis du får problemer med at bruge produktet, bedes du kontakte købsstedet.
- Hvis apparatet er beskadiget, må du ikke bruge det.
- Må IKKE bruges i nærheden af kortbølge- eller mikrobølgeudstyr.
- Hvis dette produkt fungerer på uventet måde, er det muligvis på grund af ekstern elektromagnetisk interferens, f.eks. fra elektriske motorer/højttalere. Elektrostatisk afladning kan forårsage, at enheden stopper. Du bør fjerne interferenskilden og genstarte produktet, så det igen fungerer korrekt.

BORTSKAFFELSE



WEEE-direktivet (2002/96/EU) vedrørende bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr er udstedt med henblik på skrotning og genbrug af produkter ved hjælp af de bedste teknikker for således at minimere effekten på miljøet, at behandle farlige substanser og mindske de til stadighed voksende lossepladser. Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr, så du bedes sikre dig, at du, når produktets levetid er slut, bortskaffer det på korrekt måde i overensstemmelse med de lokale myndigheds krav. Det må IKKE bortskaffes i det almindelige husholdningsaffald.

KUNDESERVICE

Hvis du har nogen spørgsmål eller problemer, kontakt da købsstedet.

online@riobeauty.com

Du kan registrere din toårs-garanti online på:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Hvis du ønsker at genbestille tilbehør, bedes du gå ind på www.riobeauty.com eller kontakte din lokale forhandler.



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Fremstillet af The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FAL17-DAN/1.0

60 SECOND FACE LIFT

brugsanvisning



the beauty specialists

ADVARSLER

- Læs alle anvisningerne omhyggeligt og gem dem til fremtidig brug.**
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sanse- eller psykiske evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de har været under opsyn eller har modtaget undervisning i, hvordan apparatet kan bruges på en sikker måde, og hvis de har forstået, hvilke eventuelle farer der kan være. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Foretag IKKE behandlingen, hvis du er gravid eller har følgende: pacemaker, hjertelidelser, er i behandling for lavt blodtryk, epilepsi, multipel sklerose, eller rekreerer dig efter en operation.
- Vær især forsigtig med placeringen af kuglekontakter, når du bevæger dem i nærheden af øjnene. Sørg for at kuglekontakterne altid rører huden i en afstand af mindst 1cm fra

ADVARSLER

- øjnene.
- Foretag IKKE behandlingen, hvis du lider af hudsygdomme som f.eks. rosacea, pustuløs acne, hudafskrabninger, følsom hud, og ikke over ar, modermærker eller åreknuder.
 - Hvis gelen eller plastrene kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle grundigt med vand. Hvis irritationen varer ved, bør du søge læge.
 - Beskyt dit tøj og omgivelserne.
 - Må kun anvendes eksternt.

VIDENSKABEN

I takt med at vi ældes, mister ansigtsmuskulaturen sin elasticitet og rynkerne bliver mere synlige. 60 Second Face Lift kombinerer to salonteknologier til at hjælpe med at tone, løfte og foryngre ansigtet.



FARADISK ANSIGTSTØNING anvender EMS-teknologi (elektrisk muskelstimulation). Med hjælp fra konduktiv gel gør EMS-impulser alt det hårde arbejde for dig, når de nænsomt toner og strammer de slappe ansigtstræk.



GALVANIC INFUSION (Iontophoresis) bruger en nænsom mikrostrømt teknologi til at tilføre huden de aktive stoffer i collagen- og retinolplastrene for at hjælpe med at reducere de fine linjer og rynker og for at hjælpe med at holde huden elastisk.

PROGRAMMER OG BEHANDLINGER

Program	Behandling	Teknologi	Intensitet Niveauer	Gel/plastre
P1	STIMULERING - Rytmiske muskel-sammentrækninger af 2 sekunders varighed for at blodgøre musklerne med en lille 3 sekunders pause mellem hver impuls.	Faradisk	1-17	Konduktiv gel
P2	PRIKTØNING - Hurtig stimulering. Den pulserende massage varer i 5 sekunder efterfulgt af en 3 sekunders pause.	Faradisk	1-17	Konduktiv gel
P3	INFUSION - Iontoforese-infusion anvender mikrostrøm til at tilføre de aktive ingredienser til hudpleje og foryngelse dybt ind i huden.	Galvanisk	1-10	Konduktiv gel og plastre

FARADISK TONING



For at opnå det bedste resultat anbefaler vi en faradisk ansigtstøning dagligt i de første par uger, der varierer mellem program 1 og 2 hver dag. Efterfølgende behandles efter behov for at bevare toningen.

DU KAN FORVENTE AT FØLE FØLGENDE

I begyndelsen giver impulserne en let prikkende fornemmelse og i takt med at intensiteten øges, vil du bemærke muskelsammentrækninger.

- Dine tænder kan være lidt følsomme under behandlingen, og dette er helt normalt.
- Effektiv ansigtstøning er baseret på en let og forsigtigt stimulerende massage af dine ansigtsmuskler. Hvis du mærker ubehag, skal du påføre mere konduktiv gel, reducere intensiteten ved at trykke på knappen (-) eller fjerne enheden fra området, der behandles.
- Panden kræver højere intensitetsniveauer. Tryk på knappen (-) flere gange, før du vender tilbage til ansigtsområdet.

FARADISK TONING



KINDER

Placér en kontakt under kindbenet og langs den diagonale hældning. Det kan være nødvendigt at justere positionen en smule for at finde de bedste kontaktpunkter til din specifikke ansigtsform, når du har kraftige sammentrækninger med mindre prikken.




FOLDER VED NÆSEN

Folder ved næsen opstår mellem næsen og mundvigen. Placér den ene kontakt på "æblet" af din kind og den anden diagonalt under dette, mens du følger den naturlige linje og flugter parallelt med folderne ved næsen. Det kan igen være nødvendigt at justere placeringen en smule, indtil du finder det kraftigste sammentrækningssted.




OVER- OG UNDERLÆBE

Placér kontakterne symmetrisk lige over læbekanten. Gentag dette lige under underlæben. Hvis dine læber ser ud til at trække skævt til den ene side, er det blot naturligt.



HAGE

Følg folderne ved næsen diagonalt nedad og placér kontakterne på kanten af kæben. Det kan være nødvendigt at justere placeringen en smule.



HALS


Placér kontakterne i en linje under øreflippen. For den bedste placering holdes kontakterne på linje, mens enheden skubbes let frem eller tilbage, indtil du finder den kraftigste sammentrækning. Flyt enheden videre til midten af halsen lige under kæbelinjen.




BAG ØRET

Placér kontakterne lige ved din hårlinje så højt oppe som muligt uden at røre ved ørerne. Denne placering er rigtig god for at få en god sammentrækning helt ned til brystbenet.

LÆR ENHEDEN AT KENDE




ISÆTNING AF BATTERIER OG OPLYSNINGER



Frigør klipsen for at åbne batteridækslet og indsætte batterierne. Tilslut et PP3 9V-batteri og sørg for, at det vender som vist på tegningen. Sørg for at batteribåndet er under batteriet og sæt dækslet på igen.

- Hvis enheden ikke bruges i længere tid, bør du fjerne batterierne.
- Anvend IKKE genopladelige batterier.
- Sørg venligst for, at batterierne bortskaffes på korrekt vis i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav.




HUDTEST

Vigtigt: Foretag altid en hudprøve med den konduktive gel på et lille område af huden for at tjekke eventuelle reaktioner. Vent herefter i 24 timer. Hvis der er opstået hudirritation, bør du ikke fortsætte behandlingen.

Hvis du ligeledes oplever en allergisk reaktion efter første brug af collagen- og retinolplastrene, skal du ikke fortsætte behandlingen.


FARADISK TONING



Faradisk ansigtstøning har været anvendt i mere end 40 år på skønhedsklinikker og behandlingen bruger EMS (elektrisk muskelstimulation) til nænsomt at sammentrække og afslappe ansigtsmuskulaturen for at hjælpe med at tone, løfte og stramme. Denne stimulering øger også lokal cirkulation, bringer mere ilt til hudcellerne og øger fjernelse af giftstoffer.

BEHANDLINGSOMRÅDER

Godt råd: Brug et spejl til behandlingen for at hjælpe med placeringen.




- PANDE OG BRYN
- UNDER ØJNE
- KINDER
- FOLDER VED NÆSEN
- UNDERLÆBE

- OVERLÆBE
- HAGE
- HALS
- BAG ØRET



PANDE OG BRYN

Placeringen af den ene kontakt er lige der, hvor øjenbrynet slutter, midt mellem øjenbrynet og hårlinjen. Juster enheden, så den anden kontakt er placeret midt mellem brynet og hårlinjen.




UNDER ØJNE

Brug den linje, hvor den følsomme hud under øjnene møder øjenhulebenet som vejledning, placér en kontakt på denne linje og direkte under midten af øjet. Den andet kontakt skal følge de udadgående konturer.



TRIN 1

Påfør rigelig konduktiv gel på hver af kuglekontakterne for at sikre en god kontakt til huden.



TRIN 2

Tænd for enheden ved at trykke på tænd-/slukknappen og se lyset blive grønt. Enheden vil begynde i program 1 og tænd-/sluknaplyset vil blinke én gang.

Bemærk: For at vælge program 2, skal du trykke på tænd-/slukknappen en gang til. Det grønne lys vil blinke to gange for at angive, at program 2 er valgt.



TRIN 3

Placér begge kuglekontakter på rengjort hud på den første behandlingszone.



TRIN 4


Øg intensiteten ved at trykke på (+)-knappen og bevæg kuglekontakterne, hvis det er nødvendigt, indtil du føler muskelsammentrækninger. Hvis dette er ubehageligt, skal du mindske intensiteten ved at trykke på (-)-knappen.

Bemærk: Der vil være behov for at justere intensitetsniveauet, afhængigt af ansigtsområdet der behandles.



TRIN 5

Hold enheden i positionen i 60 sekunder for at gennemføre behandlingen af området. Efter 60 sekunder reduceres intensitetsniveauet, før du går videre til det næste behandlingsområde.



TRIN 6

Efter brug slukkes enheden. Tryk og hold tænd-/slukknappen nede i 2 sekunder.

Bemærk: Hvis enheden efterlades tændt, slukker den automatisk efter 10 minutter.