

60 SECOND FACE LIFT

Käyttöopas



the beauty specialists



VAROITUKSIA

- **Lue kaikki ohjeet perusteellisesti ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.**
- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja sitä vanhemmat henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta puuttuu tietotaitoa, jos heille on annettu ohjausta tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa ilman valvontaa puhdistaa ja huoltaa laitetta.

VAROITUKSIA

- ÄLÄ käytä ollessasi raskaana tai jos sinulla on jokin seuraavista: sydämentahdistin, sydänsairaus, meneillään verenpaineen hoito, epilepsia, multippeliskleroosi tai jos olet toipumassa leikkauksesta.
- Ole erityisen varovainen liikutellessasi kosketuspalloja silmien läheisyydessä. Varmista, että ihoa koskettavat pallot ovat aina vähintään 1 cm:n etäisyydellä silmistä.
- ÄLÄ käytä sairastuneilla ihoalueilla, joissa esiintyy ruusufinniä, aknefinnejä, rikkonaista ihoa, herkistynyttä ihoa, taikka arpien, luomien tai suonikohjujen päälle.

- Jos geeli tai lappu joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtelee ne huolellisesti runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.
- Suojaa vaatteet ja lähiympäristö.
- Vain ulkoiseen käyttöön.

”luonnollinen
kasvojen
kohotus”

60 SECOND FACE LIFT





TIEDE

Ikääntyessämme kasvojemme lihakset menettävät kimmoisuuttaan ja rypyt tuleva paremmin esiin. 60 sekunnin kasvojen kohotus -laitteessa yhdistyvät kaksi teknologiaa, jotka auttavat kiinteyttämään, kohottamaan ja virkistämään kasvoja.




FARADINEN KIINTEYTYS käyttää EMS (sähköinen lihasstimulaatio) -teknologiaa Sähköä johtavan geelin avulla EMS lähettää pulsseja, jotka hellävaraisesti kiinteyttävät veltostunutta ihoa.




GALVAANINEN INFUUSIO (iontoforeesi) käyttää hellävaraista mikrovirtateknologiaa infusoiden kollageeni- ja retinoliappujen aktiivisia ainesosia ihoon auttaen näin vähentämään juonteiden ja ryppyjen näkymistä sekä lisäämään ihon kimmoisuutta.

TUNNE LAITTEESI




takakuva




- ❶ Kosketuspinnat (-) ja (+)
- ❷ Ohjelma/päällä/pois-valo
- ❸ Ohjelma/päällä/pois-painike
- ❹ Tehotason lisäyspainike (+)
- ❺ Tehotason vähennyspainike (-)
- ❻ Akkukotelo

PARISTON ASENNUS JA PARISTOJA KOSKEVIA TIETOJA



Aseta paristo vapauttamalla haka ja avaamalla paristokansi. Kytke 9 V PP3-alkaliparisto varmistaen +-navan suunta kuvan mukaisesti. Varmista että pariston vapautusnauha on pariston alla ja laita paristokansi paikalleen.

- Jos laite jätetään pitkäksi ajaksi käyttämättä, poista paristo.
- ÄLÄ käytä akkuja.



- Varmista, että paristot hävitetään oikealla tavalla paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaan.

IHOTESTI ✓


Tärkeää: Suorita aina ihokoe sähköä johtavalla geelillä piiloon jäävällä ihoalueella mahdollisen ihoreaktion toteamiseksi. Odota 24 tuntia. Jos ärsytystä ilmenee, älä jatka käsittelyä.

Jos saat ihoreaktion, ensimmäisellä kerralla, kun käytät kollageeni- ja retinolilappuja, älä jatka käsittelyä.

OHJELMAT JA KÄSITTELYT

Ohjelma	Käsittely	Teknologia	Teho- tasot	Geeli/laput
P1	KIINTEYTYYS – Rytminen 2 sekunnin lihassupistus sekä lyhyt 3-sekunnin tauko jokaisen pulssin välillä.	 Faradinen	1-17	Sähköä johtava geeli
P2	NAPAUTTELEVA KIINTEYTYYS – Nopea, stimuloiva toiminto. Pulssihierontatoiminto kestää 5 sekuntia, jota seuraa 3 sekunnin tauko.	 Faradinen	1-17	Sähköä johtava geeli
P3	INFUUSIO – Iontoforeesi-infuusiossa käytetään heikkoa mikrovirtaa siirtämään ihoa korjaavat ja nuorentavat aktiiviset ainesosat syvälle ihoon.	 Galvaaninen	1-10	Sähköä johtava geeli ja laput

FARADINEN KIINTEYTYS



Yli 40 vuotta kauneussalongeissa käytetty faradinen kasvojen kiinteytyskäsittely käyttää EMS (sähköinen lihasstimulaatio) -teknologiaa, joka supistaa ja rentouttaa kasvojen lihaksia hellävaraisesti auttaen ihoa kiinteytymään. Tämä stimulaatio vilkastuttaa myös paikallista verenkiertoa tuoden enemmän happea ihosoluille ja nopeuttaen kuona-aineiden poistumista.



FARADINEN KIINTEYTYS

KÄSITTELY

Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme seuraavaa faradista kasvojen kiinteytysohjelmaa joka päivä ensimmäisen viikon aikana vuorotellen ohjelmia 1, 2 ja 2 joka päivä. Käytä sen jälkeen tarpeen mukaan, jotta kiinteys säilyy.



MITÄ TUNTEMUKSIA ON ODOTETTAVISSA?

Aluksi pulssit aiheuttavat lievää kihelmöintiä, ja voimakkuuden lisääntyessä lihasten supistuminen tuntuu.

- Käittelyn aikana hampaat voivat tuntua hieman aroilta ja se on täysin normaalia.
- Tehokas kasvojen kohotus ja kiinteytys perustuu kasvojen lihasten kevyeen ja hellävaraiseen, stimuloivaan hierontaan. Jos koet epämiellyttäviä tuntemuksia, lisää johtavaa geeliä, vähennä voimakkuutta painamalla (-)-painiketta tai poista laite käsitteleyalueelta.
- Otsa vaatii korkeampia tehotasoja. Paina (-)-painiketta useita kertoja ennen kuin siirrät laitteen takaisin kasvoille.

KÄSITTELYALUEET

Vinkki: Peilin käyttö hoidon aikana auttaa kohdistamisessa.




- OTSA JA KULMAT
- SILMÄNALUSET
- POSKET
- NENÄN JA HUULIEN ALUE
- ALAHUULI
- YLÄHUULI
- LEUKA
- KAULA
- KORVALEHDEN TAUSTA

FARADINEN KIINTEYTYS



OTSA JA KULMAT

Aseta yksi kosketuspinta kulmakarvojen ulkoreunan yläpuolelle, hiusrajan ja kulmakarvojen väliin. Aseta laite niin, että toinenkin kosketuspinta on kulmakarvojen ja hiusrajan keskellä.



SILMÄNALUSET

Käytä ohjeena silmien alla olevaa aluetta, missä ohut iho kohtaa silmäkuopan luun ja aseta yksi kosketuspinta tälle viivalle aivan silmän keskikohdan alapuolelle. Aseta toinen kosketuspinta seuraten luun ääriä ulospäin.



POSKET

Aseta kosketuspinta poskiluun alapuolelle. Voit joutua säätämään asentoa hieman löytääksesi sopivan kohdan kasvojesi mallista riippuen, niin että supistuminen on voimakasta ja kihelmöinti vähäisempää.




NENÄN JA HUULIEN ALUE

Nenän ja ylähuulen alueen uurteet esiintyvät nenän ja suunpielten välillä. Aseta yksi kosketuspallo poskipäälle ja toinen viistosti tämän alapuolelle nenän ja ylähuulen alueen uurteen myötäisesti. Voit taas joutua säätämään asentoa hieman saavuttaaksesi voimakkaimman supistuksen.




YLÄ- JA ALAHUULI

Aseta kosketuspinnat symmetrisesti aivan huulirajan yläpuolelle. Aseta samalla tavalla aivan alahuulen alapuolelle. Jos huulesi tuntuvat vetävän epätasaisesti toiselle puolelle, se on aivan normaalia.



LEUKA

Seuraa nenän ja ylähuulen alueen uurretta viistosti ja aseta kosketuspinta kummallekin puolelle leuan reunalle. Voit joutua muuttamaan asentoa hieman.



KAULA

Aseta kosketuspallot suoraan korvalehden alapuolelle. Paras kohta löytyy, kun pidät kosketuspinnat suorassa, mutta liu'utat laitetta hieman eteen- tai taaksepäin, kunnes löydät kohdan, jossa supistukset ovat voimakkaimmillaan. Siirry kaulan keskikohtaan aivan leukarajan alapuolelle.



KORVALEHDEN TAUSTA


Aseta kosketuspinnat aivan hiusrajan viereen niin korkealle kuin mahdollista, ilman että kosketat korvia. Erinomainen, kun haluat todella voimakkaat supistukset koko kaulan alueella.

FARADINEN KIINTEYTYYS



VAIHE 1

Laita runsaasti johtavaa geeliä kummallekin kosketuspinnalle, jotta ihokosketus olisi mahdollisimman hyvä.



VAIHE 2


Kytke laitteeseen virta painamalla ohjelma/päällä/pois-painiketta: valo muuttuu vihreäksi. Laitte käynnistyy ohjelmassa 1. Ohjelma/päällä/pois-valo vilkkahtaa kerran.

Huomautus: Ohjelma 2 valitaan painamalla ohjelma/päällä/pois-painiketta vielä kerran. Vihreä valo vilkkuu kaksi kertaa ilmaisten, että ohjelma 2 on valittu.



VAIHE 3

Aseta kummatkin kosketuspinnat puhtaalle iholle ensimmäiselle käsittelyalueelle.



VAIHE 4


Lisää tehosta painamalla (+)-painiketta ja siirrä kosketuspallot tarvittaessa toiseen kohtaan, kunnes tunnet selviä lihassupistuksia. Jos se tuntuu epämiellyttävältä, vähennä tehoa painamalla (-)-painiketta.

Huomautus: Saatat joutua säätämään tehosta käsiteltäessä kasvojen eri alueita.



VAIHE 5

Tee alueen käsittely loppuun pitämällä laite paikallaan 60 sekuntia. 60 sekunnin kuluttua pienennä tehosta ennen siirtämistä seuraavalle käsittelyalueelle.




VAIHE 6

Katkaise laitteen virta käytön jälkeen. Pidä ohjelma/päälle/pois-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Huomautus: Jos laite jää päälle, sen virta katkeaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua.


FARADINEN KIINTEYTYYS

Kun käytät 60 sekunnin kasvojen kiinteytystä kasvoillasi, voit huomata kuinka tietyt lihakset liikkuvat. Kasvojen tärkeimmät lihakset on esitetty alla olevassa kuvassa.



60 SECOND FACE LIFT

GALVAANINEN INFUUSIO (IONTOFOREESI)



Lift Plus -lapuissa on positiivisesti varautunutta kollageenia ja retinolia, jotka toimivat ryppyjä ja ikääntymistä vastaan. Kun positiivinen kosketuspallo asetetaan lapulle ja negatiivinen kosketuspallo iholle, iho "vetää" puoleensa näitä aktiivisia ainesosia.



GALVAANINEN INFUUSIO (IONTOFOREESI)

KÄSITTELY

Suosittellemme kollageeni- ja retinolilappujen käyttöä vain kerran 24 tunnin aikana. Jos ihosi on herkkä, suosittelemme jättämään käyttökertojen väliin 48 tuntia.

MITÄ TUNTEMUKSIA ON ODOTETTAVISSA?

Laput on muotoilu niin, että ne sopivat silmien alle, otsan poikki, suun ympärille ja leuan poikki. Infuusio-ohjelma saa aikaan jatkuvan korkeataajuuksisen tuntemuksen.

On suositeltavaa aloittaa alhaisella tehotasolla jokaisella käsittelyalueella, ja lisäämällä sitä, kunnes tunnet tasaista kihelmöintiä.

TIETOA LAPUISTA

- Suurin osa nesteensiirrosta kullakin käsittelyalueella tapahtuu ensimmäisen 5–15 minuutin aikana, mutta lappuja voidaan pitää kasvoilla enintään yksi tunti.
- Retinoli hajoaa helposti, mistä syystä laput tulisi säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa ja auringonvalolta suojattuna. Saatat jopa haluta säilyttää niitä jääkaapissa, jolloin käsittelyä varten on saatavissa jäähdyttävä geelilappu.
- Retinoli voi herkistää ihoa auringonvalolle. Suosittelemme käytön jälkeen levittämään suuren suojakerroksen aurinkosuojavoidetta.
- Varmista lappujen kiinnittyminen ihoon kunnolla ennen käsittelyn aloittamista, jotteivät laput kuoriudu pois.
- Liikuttele kosketuspalloja kevyesti lapun ja ihon päällä.
- Laput on tarkoitettu kertakäyttöisiksi.

KÄSITTELYALUEET

● OTSA


● NAURURYPYT SILMÄKULMISSA

● SILMÄNALUSET

● NENÄN JA HUULIEN ALUE

● LEUKA


● YLÄHUULI (taita lappu)



GALVAANINEN INFUUSIO (IONTOFOREESI)




TÄRKEÄÄ: Jotta infuusio toimisi, kosketuspintojen napaisuus täytyy huomioida. (+)-kosketuspinnan täytyy pysyä lapun päällä ja (-)-kosketuspinnan iholla.



VAIHE 1

Puhdista ja kuivaa iho huolellisesti. Revi kollageeni- ja retinolilappupussi auki katkoviivoitettua reunaa pitkin ja ota lappu pois muovisuojuksesta ja ota geelilappu esille vetämällä kuoret irti.




VAIHE 2

Aseta yksi lappu käsittelyalueelle. Aseta toinen lappu vastakkaiselle puolelle kasvoja.




VAIHE 3

Laita runsaasti johtavaa geeliä (-)-kosketuspallolle, jotta ihokosketus olisi mahdollisimman hyvä.



VAIHE 4

Valitse ohjelma 3, Infuusio, painamalla ohjelma/päällä/pois-painiketta 3 kertaa. Vihreä valo vilkkuu kolme kertaa ilmaisten, että ohjelma 3 on valittu.




VAIHE 5

Aseta kosketuspallot niin, että (-)-kosketuspallo koskettaa ihoa ja (+)-kosketuspallo koskettaa lappua. Lisää tehoa painamalla (+)-painiketta, kunnes tunnet tasaista kihelmöintiä. Infuusiokäsittelyssä on 10 tehotasoa.



Huomautus: Jos kihelmöinti tuntuu epämiellyttävältä missään vaiheessa, vähennä tehotasoa painamalla (-)-painiketta.

GALVAANINEN INFUUSIO (IONTOFOREESI)




VAIHE 6

Liikuta laitetta hitaasti ja varovasti edestakaisin lapun päällä 60 sekunnin ajan.



VAIHE 7

Jos infuusiokäsittelyä halutaan jatkaa pidempään, laput voi jättää kasvoille korkeintaan 60 minuutin ajaksi. Kun olet irrottanut laput, hiero niistä jäänyt aine iholle.



VAIHE 8

Katkaise laitteen virta käytön jälkeen. Paina ja pidä ohjelma/päällä/pois-painiketta painettuna 2 sekuntia.

Huomautus: Jos laite jää päälle, sen virta katkeaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

- Laite voidaan puhdistaa pyyhkimällä märällä liinalla. ÄLÄ käytä liuottimia tai puhdistusaineita.
- EI SAA upottaa veteen.
- EI SAA purkaa tai korjata itse. • Tämän laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos kohtaa ongelmia tuotteen käytössä, ota yhteys asiakaspalveluasastoomme.
- Jos laite on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- EI SAA käyttää lyhytaalto- tai mikroaaltolaitteiden lähellä.
- Jos tuote käyttäytyy odottamattomasti, syynä saattaa olla elektromagneettinen häiriö esim. sähkömoottorista/kaiuttimista. Sähköstaattinen purkaus (esim. hankaussähköstä) voi saada laitteen sammumaan. Tuotteen täysin toiminnallisuus palautetaan poistamalla häiriön lähde ja käynnistämällä tuote uudestaan.

HÄVITTÄMINEN



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (ns. WEEE-direktiivi, 2002/96/EY) on saatettu voimaan tuotteiden kierrättämiseksi parhaalla saatavissa olevilla talteenotto- ja kierrätystekniikoilla, jotta ympäristörasitus voidaan minimoida, käsitellä vaaralliset aineet asianmukaisesti sekä välttää kaatopaikkojen täyttyminen. Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi, joten varmista tämän tuotteen käyttöänsä päätyttyä, että se hävitetään asianmukaisesti paikallisen lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Tuotetta EI saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tai vaikeuksia tuotteiden käytössä, soita Careline -puhelinpalveluun numerossa: **01242 702345** tai kirjoita sähköpostia osoitteeseen: **online@riobeauty.com**

Rekisteröi kahden vuoden takuusi verkossa osoitteessa: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

Tilaa uudelleen lisätarvikkeita vieraillemalla osoitteessa www.riobeauty.com tai ottamalla yhteys paikalliseen jakelijamme.

SUOSITTELEMME JUURI SINULLE



Eye Refresh -silmien raikastaja

Eye Refresh on rauhoittava ja virkistävä hoito silmien herkälle ihoalueelle.

Eye Refresh -raikastaja käyttää Peltier-teknologiaa, joka toimii lämmittävänä lämpöterapiana ja hellävaraisena viilentävänä kryoterapiana.

Lämmittävä toiminto auttaa Contour Eye Serum -seerumin imeytymistä ihokerroksiin samalla kun se stimuloi ravinteiden ja hapen sisäänvirtausta. Viilentävä toiminto virkistää ihoa auttaen seerumin aktiivisten ainesosien kiinnittymistä ja estäen tummien ympyröiden ja turvotuksen muodostumista.

SUOSITTELEMME JUURI SINULLE



Collagen & Retinol Patches – Kollageeni- ja retinoliilaput

Positiivisesti varautuneet kollageeni ja retinoli toimivat rypyjä ja ikääntymistä vastaan. Vaikuttaa ikääntymisen näkyviin merkkeihin. Käytetään galvaanisen infuusiokäsittelylaitteen kanssa.



Anti-Wrinkle-silotustiviste

Peptidejä, vitamiinia E ja B5. Nuorentava huipputeho. Vaikuttaa ikääntymisen näkyviin merkkeihin. Levitä tasaisesti kasvoille ja kaulalle puhdistuksen jälkeen käyttäen kevyitä ylöspäin suuntautuvia liikkeitä. Parabeeniiton.



Sähköä johtava geeli

Kirkas ja hajusteeton, sopii kasvoille ja vartalolle. Käytetään kiinteytysjärjestelmän kanssa.

FI



www.riobeauty.com

© -yhtiön tavaramerkkejä. The Dezac Group Ltd 2013
Valmistuttaja: The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Englanti GL53 7ET

1-IN-FALI7-FI/1.0