

60 SECOND FACE LIFT

Anwendungsanleitung




 the beauty specialists

WARNHINWEISE


- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**
- Dieses Gerät kann für Kinder ab 8 Jahren und für Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten, oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt, oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Es darf KEINE Anwendung erfolgen, wenn Sie schwanger sind, oder wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, an einer Herzstörung leiden, wegen Bluthochdruck oder zu niedrigem Blutdruck in Behandlung sind, an Epilepsie oder Multiple Sklerose leiden oder Sie sich gerade von einem chirurgischen Eingriff erholen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in Augennähe arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktkugeln

GALVANIC INFUSION (IONTOPHORESIS)




SCHRITT 2

Legen Sie das Patch auf den Bereich, der behandelt werden soll. Legen Sie das andere Patch auf die gegenüberliegende Seite des Gesichts.




SCHRITT 3

Tragen Sie ausreichend Kontaktgel auf die (-) Kontaktkugel auf, um einen guten Hautkontakt sicherzustellen..



SCHRITT 4


Wählen Sie Programm 3, Infusion, indem Sie die Taste Programm/Ein/Aus 3 Mal betätigen. Das grüne Lämpchen leuchtet drei Mal auf, um anzuzeigen, dass Programm 3 ausgewählt ist.



SCHRITT 5


Setzen Sie die Kontaktkugeln so auf, dass der (-) Kontakt die Haut und der (+) Kontakt das Patch berührt. Erhöhen Sie die Intensität, indem Sie die Taste (+) betätigen, bis Sie ein kontinuierliches Kribbeln verspüren. Für die Infusionsbehandlung gibt es 10 Intensitätsstufen.

Hinweis: Wenn das Kribbeln unangenehm wird, reduzieren Sie die Intensität mithilfe der Taste (-).




SCHRITT 6

Bewegen Sie das Gerät 60 Sekunden lang langsam und vorsichtig auf dem Patch vor und zurück.



SCHRITT 7

Wenn Sie eine Behandlungsverlängerung wünschen, können die Patches bis zu 60 Minuten auf dem Gesicht bleiben. Nach dem Entfernen der Patches massieren Sie alle Rückstände in Ihre Haut ein.



SCHRITT 8

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Halten Sie dazu die Taste Programm/Ein/Aus 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: enn das Gerät eingeschaltet bleibt, schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch aus.

PFLEGE UND WARTUNG

- Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. KEINE Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät darf NICHT in Wasser getaucht werden.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu demontieren oder zu reparieren! Es befinden sich keine Teile innerhalb des Geräts, die Sie selbst warten können. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Wenn das Gerät defekt ist, dürfen Sie es nicht mehr verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät bitte NICHT in der Nähe eines Kurzwellen-Geräts oder einer Mikrowelle.
- Wenn Sie mit unerwartetem Verhalten auf dies Produkt reagieren, dann liegt das möglicherweise an externen elektromagnetischen Interferenzen, z.B. ein Elektromotor oder Lautsprecher. Eine elektrostatische Entladung kann dazu führen, dass das Gerät anhält. Sie sollten diese Quelle entfernen und das Produkt neu starten, um den vollen Betrieb wiederherzustellen.

ENTSORGUNG



Die EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – bzw. Schrottgeräte (2002/96/EC) wurde eingeführt, um Produkte anhand optimaler Recyclingverfahren zu entsorgen und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen ordnungsgemäß zu behandeln und eine Zunahme der nicht recycelten Müllmenge zu vermeiden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass am Ende des Produktlebenszyklus, dieses Produkt ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Das Gerät darf NICHT zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter:
online@riobeauty.com

Um Ihre zweijährige Garantie online zu registrieren, gehen Sie zu:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie uns im Internet auf www.riobeauty.com oder setzen Sie sich mit Ihrem nationalen Anbieter in Verbindung.



www.riobeauty.com

© The Dezac Group Ltd 2019
Hergestellt durch Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

1-IN-FAL7-G/1.0

GALVANO-INFUSION (IONTOPHORESE)



BEHANDLUNGSPROGRAMM

Wir empfehlen, die Collagen- und Retinol-Patches nur einmal alle 24 Stunden zu verwenden. Wenn Sie eine empfindliche Haut haben, empfehlen wir jeweils eine 48-Stunden Pause zwischen den Behandlungen.

DAS ERWARTET SIE

Die Patches sind so geformt, dass sie unter die Augen, auf die Stirn, um den Mund und auf das Kinn passen. Beim Infusionsprogramm spüren Sie eine durchgängige hohe Frequenz.


Wir empfehlen, auf jedem Behandlungsbereich mit einer niedrigen Intensitätsstufe zu beginnen, und diese langsam zu steigern, bis sie ein kontinuierliches Kribbeln spüren.

HINWEISE ZUR PATCHBEHANDLUNG

- Der größte Teil der Infusion erfolgt in den ersten 5 – 15 Minuten auf jedem Anwendungsbereich, aber die Patches können insgesamt bis zu 1 Stunde auf der Haut verbleiben.
- Retinol ist leicht verderblich. Bewahren Sie die Patches deshalb an einem kühlen trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Sie können die Patches auch im Kühlschrank aufbewahren, so haben Sie immer ein kühlendes Gel-Patch für die Behandlung zur Verfügung.
- Retinol kann Ihre Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht machen. Wir empfehlen Ihnen daher, jeweils nach einer Anwendung ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor aufzutragen.
- Stellen Sie vor jeder Behandlung sicher, dass die Patches gut auf dem Gesicht haften, damit sie sich nicht ablösen.
- Bewegen Sie die Kontaktpunkte sanft über Patches und Haut.
- Die Patches sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

BEHANDLUNGZONEN


- STIRN
- NASO-LABIAL-FALTE
- KRÄHENFÜSSE
- KINN
- AUGENRÄNDER
- OBERLIPPE (Plisseeefältchen)



GALVANO-INFUSION (IONTOPHORESE)




WICHTIG: Für eine Infusionsbehandlung müssen Sie die Polarität der Kontaktkugeln kennen. Die Pluskugel sollte auf dem Patch platziert werden und die Minuskugel auf der Haut.



SCHRITT 1


Reinigen und trocknen Sie die Haut sorgfältig. Reißen Sie das Patch-Päckchen mit dem Collagen und Retinol entlang der perforierten Linie auf. Nehmen Sie ein Patch aus dem Plastikbehälter, ziehen das Deckpapier ab und entnehmen das Gel-Patch.



FARADISCHE MUSKELSTIMULATION

Durch die Behandlung mit 60 Second Face Lift werden bestimmte Muskeln trainiert. Hier sind die wichtigsten Gesichtsmuskeln dargestellt.

GALVANO-INFUSION (IONTOPHORESE)



Lift Plus Patches enthalten positiv geladenes Collagen und Retinol, die gegen Falten und Hautalterung wirken. Indem Sie den positiven Kontaktpunkt auf das Patch und den negativen Kontaktpunkt auf die Haut aufsetzen, werden diese aktiven Wirkstoffe direkt in von der Haut aufgenommen.

WARNHINWEISE

immer mindestens 1 cm von Ihren Augen entfernt sind.

- NICHT anwenden auf Bereichen mit Hautstörungen wie Rosazea, Akne, Hautabschürfungen, sensibler Haut, über Narben, Muttermalen oder Krampfadern.
- Wenn das Gel in Ihre Augen kommt, spülen Sie Ihre Augen sofort sorgfältig mit Wasser aus. Wenn Irritationen nicht wieder verschwinden, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
- Schützen Sie Kleidung und Umgebung.
- Nur äußerlich anzuwenden.

WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND

Mit zunehmendem Alter verliert unsere Gesichtsmuskulatur an Spannkraft und Falten werden deutlicher sichtbar. 60 Second Face Lift kombiniert zwei professionelle Technologien zur Festigung, Tonisierung und Verjüngung des Gesichts.




FARADISCHE MUSKELSTIMULATION arbeitet mit EMS (elektrischer Muskelstimulation). Mithilfe eines Kontaktgels nimmt EMS Ihnen einen Großteil der Arbeit ab, indem sie schlaffe Gesichtspartien tonisiert und festigt.




GALVANO-INFUSION (Iontophorese) arbeitet mit sanften Mikroströmen, bei der aktive Wirkstoffe mithilfe von Collagen- und Retinol-Patches in die Haut eindringen. Dies trägt dazu bei, das Auftreten von feinen Linien und Fältchen zu reduzieren und die Elastizität der Haut zu verbessern.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN



- 1 Kontaktkugeln (-) und (+)
- 2 Lampe Programm/Ein/Aus
- 3 Taste Programm/Ein/Aus
- 4 Taste Intensität erhöhen (+)
- 5 Taste Intensität verringern (-)
- 6 Batteriefach

EINLEGEN VON BATTERIEN UND WEITERE HINWEISE



Um eine Batterie einzulegen, müssen Sie den Clip entfernen, um den Deckel des Batteriefachs zu öffnen. Verwenden Sie eine PP3-Alkalibatterie und achten Sie darauf, dass der Pluspol wie dargestellt zu sehen ist. Achten Sie darauf, dass das Batterieentnahmeband unterhalb der Batterie liegt, und setzen Sie dann die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf.

- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
- Verwenden Sie KEINE Akkus.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien ordnungsgemäß unter Beachtung lokaler Vorschriften entsorgt werden.

TESTANWENDUNG

Wichtig: Führen Sie immer erst einen Test durch, um mögliche Hautreaktionen festzustellen. Warten Sie 24 Stunden. Wenn eine Irritation auftritt, verwenden Sie das Produkt nicht.

Wenn Sie eine Hautirritation nach Verwendung der Collagen- und Retinol-Patches feststellen, setzen Sie die Behandlung nicht fort.

PROGRAMME & BEHANDLUNGEN

Programm	Behandlung	Methode	Intensität Stufe	Gel/Patches
P1	FESTIGUNG - Rhythmische Muskelkontraktionen im 2-Sekunden-Takt zum Muskeltraining mit kurzem 3-Sekunden-Intervall zwischen jedem Impuls.	Faradisch	1-17	Kontaktgel
P2	TONISIERUNG - Rasche Stimulierung. Auf eine 5 Sekunden dauernde pulsierende Massage folgen 3 Sekunden Pause.	Faradisch	1-17	Kontaktgel
P3	INFUSION - Die Iontophorese-Infusion arbeitet mit schwachem Mikrostrom, der aktive Inhaltsstoffe in die tiefen Hautschichten transportieren kann und so eine Reparatur und Verjüngung der Haut bewirkt.	Galvanisch	1-10	Kontaktgel & Patches

FARADISCHE MUSKELSTIMULATION



BEHANDLUNGSPROGRAMM

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir in den ersten Wochen eine tägliche Anwendung der Faradischen Muskelstimulation, bei täglichem Wechsel zwischen den Programmen 1 und 2. Langfristig kann die Anwendung nach Bedarf fortgeführt werden, um eine gut gestraffte Haut zu erhalten.

DAS ERWARTET SIE

Anfangs empfinden Sie ein leichtes Kribbeln. Mit zunehmender Intensität werden Sie Muskelkontraktionen spüren.


- Ihre Zähne können während der Behandlung etwas empfindlicher sein, was völlig normal ist.
- Eine wirksame Festigung und Straffung wird durch eine leichte, sanfte stimulierende Massage der Gesichtsmuskulatur erzielt. Wenn Sie die Behandlung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, verwenden Sie etwas mehr Kontaktgel, reduzieren Sie die Intensität über die Taste (-) oder wechseln Sie den zu behandelnden Bereich.
- Für den Stirnbereich sollte eine höhere Intensität gewählt werden. Betätigen Sie die Taste (-) mehrmals, bevor Sie die Behandlung im weiteren Gesicht fortsetzen.

FARADISCHE MUSKELSTIMULATION



WANGEN

Setzen Sie den Kontaktpunkt unterhalb und dem diagonalen Bogen des Wangenknochens folgend auf. Sie haben den optimalen Kontaktpunkt entsprechend Ihrer Gesichtsförm gefunden, wenn Sie eine starke Muskelkontraktion und kaum noch Kribbeln verspüren.




NASO-LABIAL-FALTE

Die Naso-Labial-Falte tritt zwischen der Nase und den Mundwinkeln auf. Setzen Sie einen Kontaktpunkt auf dem Wangen-„Apfel“ und den anderen diagonal unterhalb, der natürlichen Linie folgend, und parallel zur Naso-Labial-Falte auf. Sie müssen auch hier den Kontaktpunkt ggf. anpassen, um eine maximale Kontraktion zu erreichen.




ÖBER- UND UNTERLIPPE

Setzen Sie die Kontaktpunkte symmetrisch oberhalb der Lippenkante auf. Wiederholen Sie dies unter der Unterlippe. Wenn Ihre Lippen anscheinend ungleichmäßig zu einer Seite weisen, ist dies normal.




KINN

Folgen Sie der Naso-Labial-Falte diagonal nach unten und setzen Sie den Kontakt auf beiden Seiten der Kieferkante auf. Sie müssen die Position ggf. etwas anpassen.



HALS


Setzen Sie die Kontaktpunkte in einer Linie unterhalb des Ohrfläppchens auf. Achten Sie darauf, dass die Kontaktpunkte in einer Linie bleiben und verschieben Sie dabei das Gerät leicht vor- und rückwärts, um festzustellen, an welcher Stelle Sie die stärkste Kontraktion erzielen. Bewegen Sie die Punkte in Richtung Halsmitte unterhalb des Kinns.



HINTER DEM ÖHR

Setzen Sie die Kontaktpunkte knapp am Haaransatz so hoch wie möglich an, ohne die Ohren zu berühren. Optimal für eine starke Kontraktion im Halsbereich.


FARADISCHE MUSKELSTIMULATION



Die Faradische Muskelstimulation ist seit über 40 Jahren im Profibereich erprobt. Mithilfe der EMS (elektrische Muskelstimulation) wird die Gesichtsmuskulatur sanft an- und entspannt und auf diese Weise gestrafft und gefestigt. Diese Stimulation verbessert zudem den lokalen Kreislauf und versorgt die Hautzellen mit zusätzlichem Sauerstoff. Dies beschleunigt das Ausscheiden von Giftstoffen aus dem Körper.

BEHANDLUNGSZONEN

Tipp: Nehmen Sie die Behandlung vor einem Spiegel vor.




- STIRN
- AUGENRÄNDER
- WANGEN
- NASO-LABIAL-FALTE
- UNTERLIPPE

- ÖBERLIPPE
- KINN
- HALS
- HINTER DEM ÖHR



STIRNBEREICH

Setzen Sie einen Kontaktpunkt knapp oberhalb des Augenbrauenendes an, mittig zwischen Augenbraue und Haaransatz. Richten Sie das Gerät so aus, dass der andere Kontaktpunkt zwischen Braue und Haaransatz aufsetzt.




AUGENRÄNDER

Orientieren Sie sich an der Linie, an der die zarte Haut unterhalb des Auges auf den Knochen der Augenhöhle trifft und setzen Sie einen Kontaktpunkt direkt auf dieser Linie unterhalb des Augenmittelpunkts auf. Der andere Kontaktpunkt sollte der Kontur nach außen folgen.



SCHRITT 1

Tragen Sie ausreichend Kontaktgel auf jede der Kontaktkugeln auf, um einen guten Hautkontakt sicherzustellen.



SCHRITT 2

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste Programm/Ein/Aus betätigen. Ein grünes Lämpchen leuchtet auf. Das Gerät beginnt die Behandlung mit Programm 1. Das Lämpchen für Programm/Ein/Aus leuchtet kurz auf.

Hinweis: Um Programm 2 auszuwählen, betätigen Sie die Taste Programm/Ein/Aus erneut. Das grüne Lämpchen leuchtet zwei Mal auf, um anzuzeigen, dass Programm 2 ausgewählt ist.



SCHRITT 3


Nachdem Sie die Haut gereinigt haben, setzen Sie die beiden Kontaktkugeln auf den ersten Behandlungsbereich auf.



SCHRITT 4


Erhöhen Sie die Intensität, indem Sie die Taste (+) drücken und verschieben Sie die Kontaktkugeln gegebenenfalls, bis Sie eindeutige Muskelkontraktionen spüren können. Wenn die Kontraktion unangenehm ist, reduzieren Sie die Intensität mithilfe der Taste (-).

Hinweis: Passen Sie die Intensität entsprechend den unterschiedlichen Gesichtsbereichen an.



SCHRITT 5

Halten Sie das Gerät 60 Sekunden lang an einer Stelle, um die Behandlung eines Bereichs durchzuführen. Reduzieren Sie nach 60 Sekunden die Intensität und bewegen Sie das Gerät dann in den nächsten Behandlungsbereich.



SCHRITT 6

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. Halten Sie dazu die Taste Programm/Ein/Aus 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet bleibt, schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch aus.