

AVERTISSEMENTS

- Ne PAS utiliser si de l'eau pénètre dans l'appareil.
- Ne PAS immerger dans l'eau.

Ne convient pas aux carnations et aux types de poils suivants :

- L'IPL ne convient pas aux carnations brunes comme aux personnes d'ascendance afro-antillaise, africaine noire, indienne ou pakistanaise. Reportez-vous à la rubrique « Types de peau compatibles » et procédez toujours à un test épicutané.
- L'IPL ne convient pas à l'élimination des poils roux, blonds clairs, gris ou blancs.

Ne pas utiliser l'appareil sur les zones suivantes :

- Ne PAS utiliser l'appareil sur les tatouages, le maquillage permanent, les boutons, l'acné, les verrues, les poils des points noirs ou des grains de beauté, les taches de rousseur foncées, si vous souffrez d'une maladie de peau, sur les taches de naissance, les brûlures, les tétons, les parties génitales ou anales, les varices, de l'eczéma, un herpès labial, un psoriasis, des plaies à vif ou sur une pigmentation anormale de la peau comme un albinisme et un vitiligo ou sur peau abîmée.

Ne PAS utiliser dans les cas suivants :

- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous souffrez ou avez souffert d'épilepsie ou si vous prenez des médicaments connus pour accroître la photosensibilité. Si vous avez des antécédents de crises d'épilepsie, nous vous recommandons de ne PAS utiliser l'épilation à lumière pulsée. Certains médicaments courants peuvent causer une photosensibilité. Si vous prenez des médicaments, il convient donc de consulter les avertissements relatifs à la photosensibilité et, si vous avez un doute, de consulter votre médecin. Les médicaments courants susceptibles de provoquer une photosensibilité incluent certains diurétiques, certains antibiotiques, les antidépresseurs tricycliques et les médicaments prescrits pour les affections thyroïdiennes, le lupus et l'arthrite.
- Ne PAS utiliser si vous avez des antécédents de cancer de la peau.
- Ne PAS utiliser si vous souffrez de diabète, d'une maladie rénale, d'une maladie cardiaque ou si vous avez des problèmes de thyroïde.
- Ne PAS utiliser sur la même zone à plusieurs reprises au cours de la même séance.
- Ne jamais utiliser sur une partie du corps sur laquelle vous pourriez souhaiter, par la suite, une repousse des poils.

AVERTISSEMENTS

Réactions possibles :

- La plupart des personnes ressentent une sensation d'échauffement pendant l'application. Chez certaines personnes, la peau peut rougir légèrement. Dans la plupart des cas, ces effets disparaissent dans les 24 heures. Toutefois, dans de rares cas, ils peuvent persister jusqu'à 72 heures.

Les effets suivants exigent d'arrêter d'utiliser l'appareil. Dans tous les cas, refroidissez la zone. Nous conseillons d'utiliser un gel refroidissant à base d'aloé vera. Si les symptômes persistent après 48 heures, consultez un médecin.

- Douleur au niveau de la zone d'application
- Rougeurs
- Démangeaison au niveau de la zone d'application

En cas d'apparition de cloques ou en cas de brûlure, consultez immédiatement un médecin.

- Si vous constatez un fonctionnement inattendu de cet appareil en cours d'utilisation, ceci peut être dû à des interférences électromagnétiques externes. Une décharge électrostatique peut provoquer l'arrêt de l'appareil. Éloignez cette source d'interférences et redémarrez l'appareil pour rétablir un fonctionnement normal.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL



- 1 Bouton d'impulsion
- 2 Indicateurs d'intensité
- 3 Bouton de mise en route
- 4 Ampoule
- 5 Fiche électrique


INTRODUCTION

L'appareil Lux IPL Hair Remover, de Rio, est conçu pour éliminer facilement les poils indésirables sans devoir en passer par des séances coûteuses ou douloureuses en institut. Cette méthode d'épilation à l'efficacité scientifiquement prouvée, sans danger et efficace a fait l'objet de plus de 15 ans d'essais cliniques. Les premiers résultats sont généralement visibles après 4 séances. Normalement, vous constaterez une réduction très significative de la pilosité après 8 à 10 séances environ. Les résultats sont fonction du type de poils de la personne et du cycle de pousse. Certaines personnes peuvent donc obtenir des résultats visibles après quelques séances tandis que pour d'autres, un peu plus de temps sera nécessaire.

L'ÉPILATION IPL EXPLIQUÉE EN QUELQUES MOTS

Placé contre la peau, l'appareil émet des impulsions douces de lumière intense ciblées sur le follicule pileux. Ces impulsions agissent pour neutraliser la racine du poil sans endommager la périphérie. Les dommages durablement causés à la racine du poil neutralisent ainsi le follicule pileux. Les pigments de mélanine présents dans les poils absorbent l'énergie dégagée par la lumière, ce qui génère un échauffement rapide du follicule pileux. Cette chaleur détruit alors les cellules responsables de la croissance du poil.

CYCLE DE POUSSE DU POIL



L'efficacité de l'utilisation de l'IPL est optimale lorsque les poils sont en phase de repousse active. À tout moment, seul un certain pourcentage de poils est en phase de repousse active (le pourcentage réel varie d'une zone du corps à l'autre).

Pour s'attaquer à tous les poils en phase de pousse active, il est préférable de prévoir plusieurs applications sur un certain nombre de mois.

Exemple d'un plan d'utilisation type :

UTILISATIONS 1-4 : TOUTES LES 2 SEMAINES

UTILISATIONS 5-8 : TOUTES LES 4 SEMAINES

UTILISATIONS 8+ : TOUTES LES
4 À 6 SEMAINES
OU AU BESOIN

TYPES DE PEAU COMPATIBLES ET NON COMPATIBLES

Votre épilateur IPL convient aux peaux claires à mates et aux peaux foncées. Pour une application efficace, les poils doivent être plus foncés que la peau à proximité. Les meilleurs résultats sont obtenus sur peau claire et des poils foncés. Vous constaterez peut-être qu'en fonction des zones, il faut utiliser différentes intensités. Il convient de tester chaque zone, afin de déterminer l'intensité maximale adaptée. Utilisez le « Nuancier de peaux » ci-contre, afin de déterminer précisément votre carnation/type de peau.

NUANCIER DE PEAUX

| Type de peau | Carnation | Teint | Réaction au soleil | Intensité maximale |
|--------------|------------------------------|-------|---|---|
| I | Très claire, « translucide » | | Attrape toujours des coups de soleil, ne bronze jamais | Les 5 intensités peuvent être utilisées sous réserve des résultats du test épicutané |
| II | Clair | | Attrape toujours des coups de soleil | |
| III | Clair à légèrement mate | | Attrape de légers coups de soleil | Les intensités 1, 2, 3 et 4 peuvent être utilisées sous réserve des résultats du test épicutané |
| IV | Mate/Foncée | | Attrape rarement des coups de soleil, bronze facilement | |
| V | Très foncée | | Attrape très rarement des coups de soleil | Les intensités 1, 2 et 3 peuvent être utilisées, sous réserve des résultats du test épicutané |
| VI | Noire | | N'attrape jamais de coups de soleil | |

TEST ÉPICUTANÉ

24 heures avant utilisation, vérifiez que votre peau ne réagit pas en effectuant un test sur une petite zone.

Le test épicutané permet de confirmer l'intensité maximale adaptée à votre type de peau.

Utilisez chaque intensité sur une zone (bras ou jambe par ex.) jusqu'à atteindre l'intensité maximale adaptée à votre type de peau (reportez-vous au Nuancier de peaux). Utilisez le bouton de mise en route pour augmenter l'intensité d'un niveau à chaque fois, appliquez l'appareil sur une autre zone et procédez ainsi à chaque fois.

Quand vous ressentez une gêne, ceci signifie que l'intensité précédente est l'intensité maximale que vous devez utiliser.

Votre peau peut légèrement rougir, mais ce n'est pas systématique, dans l'heure suivant l'utilisation. Toutefois, si une rougeur persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau.

IMPORTANT : la carnation de la peau diffère en fonction des parties du corps, vous constaterez donc peut-être que vous devez utiliser différentes intensités sur différentes parties de votre corps. Il convient de tester chaque zone, afin de déterminer l'intensité maximale adaptée.

AVANT DE COMMENCER

Veillez vous assurer d'avoir lu et compris la rubrique « Avertissements » avant utilisation.

- Ne pas utiliser de méthode dépilatoire qui arrache le poil du follicule, l'IPL devenant alors inefficace.

- Retirez tous les bijoux situés aux abords de la zone d'application.

- Assurez-vous d'avoir procédé à un test épicutané sur la zone d'application 24 heures avant utilisation et veillez à avoir déterminé l'intensité maximale.

CONSIGNES D'UTILISATION

ÉTAPE 1

Avant utilisation, assurez-vous que votre peau est rasée, propre et sèche.

ÉTAPE 2

Alignez les côtés saillants de la fiche électrique sur les encoches de l'adaptateur.

ÉTAPE 3

Appuyez sur la fiche pour l'emboîter dans les encoches de l'adaptateur tout en la faisant coulisser vers le haut.

ÉTAPE 4

Branchez le cordon de l'adaptateur dans l'appareil puis branchez sur l'alimentation secteur.

ÉTAPE 5

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en route. L'indicateur d'intensité jaune s'allume suivi par le témoin lumineux d'indication « ON/OFF/READY » vert.

ÉTAPE 6

Appuyez sur le bouton de mise en route pour sélectionner l'intensité adaptée à votre type de peau. Une fois une intensité sélectionnée, le témoin lumineux d'indication passe au jaune pour indiquer cette intensité.

ÉTAPE 7

Pour utiliser l'appareil, appliquez la zone de l'ampoule fermement contre votre peau. Quand cette surface fait totalement contact avec la peau, le témoin lumineux d'indication « ON/OFF/READY » vert commence à clignoter.

ÉTAPE 8

Appuyez sur le bouton d'impulsion pour émettre des impulsions de lumière. Vous ressentirez un léger échauffement et une sensation de picotement au niveau de la peau.

CONSIGNES D'UTILISATION

ÉTAPE 9

Retirez l'appareil de la surface de la peau et, en évitant d'oublier des zones de peau, repositionnez l'appareil sur la peau pour l'impulsion suivante. Les marques dues à la pression exercée sur la peau avec l'appareil vous indiqueront la zone couverte. N'utilisez jamais l'appareil sur la même zone de peau plus d'1 fois au cours de chaque séance d'utilisation.

ÉTAPE 10

En fin de séance, pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en route pendant 2 secondes. Débranchez l'adaptateur du secteur.

Veillez noter : vous avez le choix entre 2 modes différents, en fonction de la zone que vous souhaitez couvrir :

- Le mode **Précision** est destiné à être utilisé sur les zones sensibles et délicates du corps (visage, aisselles et maillot par ex.).

- Le mode **Glisser** convient aux zones plus grandes (jambes, dos, bras ou buste par ex.). Positionnez l'appareil sur la peau. Appuyez sur le bouton d'impulsion et maintenez-le appuyé. Entre chaque impulsion, faites glisser l'appareil sur la peau pour passer à la zone suivante sans soulever l'appareil. Pour désactiver ce mode, relâchez le bouton d'impulsion.

Les durées approximatives d'utilisation sont les suivantes :

Demi-jambe : 8-10 minutes en mode « Glisser »

Jambe entière : 15 minutes en mode Glisser

Maillot : 2 minutes en mode Précision

Aisselle : 1 minute en mode Précision

CONSIGNES D'UTILISATION

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes, il s'éteint automatiquement et le témoin lumineux d'indication « ON/OFF/READY » passe à l'orange. Pour l'utiliser de nouveau, appuyez sur le bouton de mise en route pour réactiver l'intensité souhaitée.

UTILISATION SUR LE VISAGE

Optez toujours pour le mode Précision pour éliminer les poils du visage. Ne jamais utiliser le mode Glisser. Pour couvrir le visage, attendez toujours 5 secondes entre les impulsions et n'utilisez jamais l'appareil plus de 10 minutes par séance.

Vous pouvez utiliser votre Lux IPL Hair Remover, de Rio, sur le visage en toute sécurité, sur la zone délimitée par les pointillés blancs.



SOIN DE LA PEAU APRÈS ÉPILATION

Après votre séance d'épilation :

- Évitez d'exposer la zone épilée au soleil.
- Protégez votre peau avec une crème solaire pendant toute la période d'utilisation et pendant au moins 2 semaines après la dernière séance.
- Après utilisation, ne pas utiliser de crèmes ou de lotions parfumées, ni de parfum ou déodorant sur les zones épilées.

QUESTIONS/RÉPONSES

Quelles sont les sensations ressenties ?

La plupart des personnes ressentent un échauffement de la peau. Si l'intensité utilisée est trop élevée, ou si la zone n'a pas été rasée, vous pouvez ressentir une légère irritation (similaire à un léger coup de soleil). Les hommes qui ont recours à cette méthode ressentent une gêne plus prononcée. – En effet, la pilosité masculine est généralement plus drue que la pilosité des femmes. – Toutefois, cette sensation disparaît rapidement.

Puis-je opter pour l'épilation IPL sur une peau sensible ?

Oui. L'IPL cible les poils. La peau, autour des poils, ne doit donc pas être affectée.

QUESTIONS/RÉPONSES

Quel aspect ma peau aura-t-elle après utilisation ?

Généralement, vous ne constaterez pas de différence. Votre peau peut légèrement rougir après utilisation, mais cette rougeur s'atténue normalement après 24 heures. Vous pouvez constater une rougeur localisée autour du follicule pileux : il s'agit d'un phénomène tout à fait normal. Toutefois, si une rougeur ou une inflammation persiste après 24 heures, ceci peut indiquer que l'intensité sélectionnée était trop élevée pour votre type de peau. Merci de vous reporter à la rubrique « Test épicutané ».

Faut-il éviter certaines choses après l'épilation IPL ?

Évitez de vous exposer au soleil ou un bronzage intense pendant au moins 48 heures.

Si vous vous exposez, utilisez de la crème solaire. Évitez également d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des soins corporels exfoliants. Évitez de vous baigner dans de l'eau chlorée ou dans un jacuzzi pendant 48 heures. Le chlore de l'eau peut provoquer des démangeaisons.

À quelle fréquence dois-je renouveler l'épilation IPL ?

L'intervalle entre les applications de suivi n'est pas d'une importance primordiale. Au début, nous recommandons des utilisations à 2 semaines d'intervalle, bien que certaines personnes préfèrent épiler la zone chaque semaine et d'autres une fois par mois seulement en fonction des préférences de chacun et de la zone d'utilisation. Tant que vous n'observez aucune rougeur, douleur ou inflammation au niveau du follicule pileux et de la peau qui l'entoure, l'application peut être répétée au bout de 48 heures minimum. Évitez de rester trop longtemps sur la même zone, lors d'une même application. Cela risquerait de provoquer des rougeurs et des gonflements. Pour conserver une peau parfaitement épilée et vous assurer de maintenir les follicules pileux neutralisés en sommeil, répétez l'application toutes les 4 à 6 semaines ou selon les besoins.

Dois-je effectuer des soins après l'épilation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une lotion apaisante sans parfum, une poche de glace ou une serviette humide pour refroidir les zones concernées. Nous conseillons de ne pas utiliser de savon sur les zones concernées pendant 24 heures. Lorsque vous avez épilé les aisselles, évitez d'utiliser un déodorant anti-transpirant pendant 2 à 3 jours. Évitez toute exposition superflue au soleil pendant 48 heures.

Combien d'utilisations seront nécessaires ?

Le nombre d'utilisation varie d'une personne à l'autre et dépend de la zone que vous épiliez, de la densité de la pilosité, de votre cycle de pousse des poils et de la couleur de vos poils. Les poils foncés sur peaux claires sont ceux qui répondent le mieux, mais les poils foncés et clairs peuvent nécessiter plusieurs utilisations pour obtenir des résultats durables. À chaque utilisation, vous remarquerez un éclaircissement progressif/une réduction progressive de la pousse des poils sur la zone concernée. Pour conserver une peau parfaitement épilée et vous assurer de maintenir les follicules pileux neutralisés en sommeil, répétez l'application toutes les 4 à 6 semaines ou selon les besoins.

Puis-je utiliser d'autres méthodes d'épilation entre les différentes utilisations de l'appareil ?

L'IPL nécessite la présence d'un poil dans le follicule. Les méthodes d'épilation qui arrachent les poils, comme la cire, les épilateurs et les méthodes qui pincement les poils ne conviennent PAS entre les différentes utilisations de l'appareil. La décoloration des poils ne convient PAS non plus car elle élimine les pigments, rendant ainsi l'IPL inefficace. Le rasage, les disques de micro-dermabrasion et les crèmes dépilatoires sont des méthodes qui conviennent parfaitement entre les différentes utilisations de l'appareil.

Pourquoi des poils repoussent sur la zone que j'ai récemment épilée ?

Il est très courant que des poils continuent de pousser pendant 1 à 2 semaines après une séance d'utilisation. Après 2 semaines, vous constaterez la chute de ces poils ou qu'ils se détachent du follicule. Mais vous devez toujours les laisser tomber naturellement et ne jamais les arracher. Certains poils n'auront pas été traités, soit en raison d'une mauvaise technique d'application ou parce que ces poils se trouvaient en phase de sommeil. Mais ces poils peuvent être couverts lors des séances suivantes.

Une utilisation à long terme est-elle dangereuse pour ma peau ?

Au cours des 15 dernières années, le recours à la lumière pulsée comme méthode d'épilation a été bien documenté dans les publications professionnelles. Aucun effet indésirable ni aucune blessure dus à une utilisation à long terme de ce type d'épilation n'ont été rapportés.

IMPORTANT

- L'IPL ne doit pas provoquer de forte gêne. Il se peut que vous ressentiez un léger échauffement de la zone concernée. Si vous ressentez une gêne ou une douleur, il se peut que le réglage soit trop élevé.
- Ne pas couvrir les fentes d'aération situées au dos de l'appareil en cours d'utilisation.
- Ne pas placer sur une surface souple qui pourrait bloquer les fentes de refroidissement situées sur la face inférieure de la console.
- Ne pas utiliser après avoir consommé de l'alcool, si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes fatigué.
- Ne pas utiliser à proximité d'appareils à ondes courtes ou à micro-ondes.
- L'appareil peut être perturbé par les interférences électromagnétiques. Si vous suspectez de tels effets, veuillez éteindre et rallumer l'appareil pour qu'il se réinitialise.
- Ne pas forcer les fonctions de sécurité.
- Ne pas utiliser cet appareil pour des usages autres que ceux décrits dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il n'est pas prévu pour un usage dans un environnement commercial.

ENTRETIEN

- Utilisez exclusivement cet appareil avec l'adaptateur électrique fourni.
- Après chaque utilisation, débranchez toujours l'adaptateur électrique et rangez-le hors de la portée des enfants.
- Si l'appareil ou l'adaptateur électrique sont endommagés, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si l'adaptateur électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas démonter ni réparer. Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, contactez notre service après-vente.
- Pour nettoyer l'appareil, essuyez-le avec un chiffon légèrement humide.
- Une accumulation de dépôts sur l'ouverture au niveau de l'ampoule réduira son efficacité. Si vous constatez la présence de dépôts, ÉTEIGNEZ l'appareil et retirez le cordon d'alimentation. Nettoyez avec un chiffon non pelucheux ou un coton-tige, en veillant à ne laisser aucune fibre sur l'ouverture.

ÉLIMINATION

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Donc, veillez à ce qu'en fin de vie cet appareil et la cartouche active soient éliminés de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Ils ne doivent PAS être éliminés avec les déchets ménagers.

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler notre Service après-vente au : **+44 (0) 1242 702345** ou nous adresser un e-mail à cette adresse : **online@riobeauty.com**

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| APPAREIL : | | ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE : | |
| Source lumineuse : | ampoule au quartz | Entrée : | 100-240 V |
| Zone couverte : | 30 x 10 mm | | CA ~ 50/60 Hz |
| Longueur d'onde de sortie : | > 550 nm | Sortie : | 12 V = 3 A ⓈⓈⓈ |
| Entrée : | 12 V = 3 A, 36 W | | |

ENVIRONNEMENT

| | |
|----------------------------|------------------------|
| TEMPÉRATURE : | |
| En fonctionnement : | 0 à 35 degrés Celsius |
| Stockage : | -5 à 40 degrés Celsius |
| HUMIDITÉ : | |
| En fonctionnement : | 10 % à 60 % HR |
| Stockage : | 5 % à 90 % HR |



www.riobeauty.com

Rio, Dezac et Lux IPL Hair Remover sont des marques commerciales de The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2018. Fabriqué par The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, Angleterre GL53 7ET

1-IN-IPHH-F/1.1

LUX IPL HAIR REMOVER

guide d'utilisation



the beauty specialists

AVERTISSEMENTS

- Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais diriger l'appareil vers ou à proximité des yeux.
- Réverbération dangereuse: veuillez ôter tous les bijoux à proximité de la zone concernée avant utilisation.
- Ne PAS utiliser à proximité de matériaux inflammables.
- Ne PAS utiliser cet appareil en milieu humide (près d'une baignoire ou d'une douche).