




déCOLITE

 the beauty specialists



ENGLISH	4
FRANÇAIS	12
DEUTSCH	20
NEDERLANDS	28
ESPAÑOL	36
PORTUGUÊS	44
ITALIANO	52



WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance. If any part of the mains adapter or cord are damaged, discontinue use. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Do not immerse product in water. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- DO NOT use décoLITE if you are taking any medication that can cause photosensitivity. If you use décoLITE and you are taking any medication that can cause photosensitivity you may cause a severe skin reaction.
- Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication you may be taking consult your healthcare provider.
- DO NOT use décoLITE to treat any other conditions apart from those listed in the indications for use.
- DO NOT use décoLITE if you are pregnant, planning on becoming pregnant or breastfeeding. décoLITE has NOT been tested on pregnant or breast-feeding women and therefore the risk to the foetus, neonate or pregnant women is unknown.

- DO NOT use décoLITE LED system if you suffer from Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism. If you use the décoLITE LED system to treat Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism you may cause a severe skin reaction.
- DO NOT use décoLITE if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light).
- Before using décoLITE you must carry out a sensitization test.
- DO NOT use décoLITE in any way that is not exactly as specified in these instructions for use.
- TURN OFF and REMOVE décoLITE immediately if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- Only use décoLITE with the proprietary Hydrogel pads recommended for or supplied for use with décoLITE. Other pads are available, but have not been tested with the décoLITE system.
- DO NOT use décoLITE without first removing creams, lotions or make-up. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment.
- NEVER use décoLITE near water or where water can be spilt onto the product. DO NOT use décoLITE if you think it has come into contact with water.
- Keep décoLITE away from HOT surfaces.
- DO NOT attempt to modify décoLITE in any way. Modifying décoLITE will void your warranty. décoLITE contains no serviceable parts.
- DO NOT use décoLITE if the light pad, controller, charging cable are damaged in anyway.
- The décoLITE strap contains a mixture of polyester, nylon and lycra. If you are allergic to any of these materials, you may not be able to use the head strap provided.
- DO NOT use décoLITE if you suffer from light induced headaches.

KNOW YOUR UNIT

- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Light pad | 5 | USB-C socket |
| 2 | Controller | 6 | USB charging cable |
| 3 | On/Off | 7 | Long strap |
| 4 | LED indicator lights | 8 | Short strap |

PATCH TEST

Before carrying out your first treatment you must carry out a sensitivity test (patch test).

1. Place décoLITE over your inner arm.
2. If at any time your skin feels HOT or uncomfortable STOP using the device immediately.
3. After the treatment wait at least 6 hours. If the skin on your inner arm appears red and/or itchy then décoLITE is unsuitable for you.

CHARGING


To charge décoLITE insert the USB-C end of charging cable into the controller. Insert the USB connector into a USB power supply. The 3 LEDs on the control unit will start to flash to indicate charging. When fully charged all three LEDs will be illuminated.

Note: Always recharge when the last LED starts to flash. décoLITE will not operate whilst charging.


GETTING STARTED

Before each use, with the device switched off, clean the décoLITE light pad. See cleaning instructions. décoLITE comes with an adjustable strap that allows you to comfortably wear the light pad.

Use around the neck and on the chest:



Use on the chest only:



TREATMENTS

For best results treat for 3-5 days a week for a minimum of 4 weeks. Maintenance treatments should be carried out as required, according to lifestyle and skin condition.

décoLITE Treatment:

1. Cleanse and exfoliate the skin to remove any traces of skincare.
2. To fit the light pad, thread the strap through the loop holes on either side of the light pad and join together using the hook and loop ends (see illustration above). Use the short strap to place around the neck or the long strap (inserting through the upper loop holes) to place over the chest.
3. Press the On/Off button to turn on. The device will automatically switch off after 10 minutes. You may stop the treatment at any time by pressing the On/Off button.
4. At the end of the treatment remove the light pad.
5. Apply your normal moisturiser and sunscreen.

Note: Immediately after treatment the skin may appear red. It should return to normal within 1-2 hours.

Hydrogel treatment (optional):

décoLITE can be combined with Hydrogel treatments for enhanced results and benefits. Please review any instructions supplied with the Hydrogel pack.

CLEANING

Before each use, with the device switched off, clean the light pad as follows:

1. Ensure that the device is NOT being charged when cleaning.
2. Clean the light pad with a water based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol. DO NOT use any other cleansing products as these may damage the plastics.
3. Clean the controller with a damp clean cloth.

STORAGE

Store décoLITE at room temperature in dry conditions. Avoid storing décoLITE in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No red or infra-red light	Not charged	Charge the controller
No red or infra-red light	Device is being charged.	Unplug charging cable from the controller

DISPOSAL













The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

SPECIFICATION

Controller Input: 5V 500mA 

Light Pad Input: 5V 280mA (CC)

-  This product complies with current EU product legislation.
-  Read these instructions carefully before use and then retain for future use.
-  This product is for indoor use only.
-  This symbol means keep the device away from direct sunlight.
-  Direct current
-  This product is NOT suitable for charging in the bathroom.
-  This symbol indicates the USB connector.
-  This symbol means that the device uses a Lithium ion Polymer battery.
-  This symbol refers to the catalogue number for the décoLITE device.
-  This symbol refers to the batch code of the décoLITE device.

Weight:

600g (controller and light pad)

LEDs:

Red: 630nm+/-10nm.

Near Infra-red: 830nm+/-17.5nm

Total Device Dimensions:

Light Pad: 300mm max (w) x 220mm max (h)

Controller: 23mm max (dia) x 104mm (l)

Programme / treatment time:

10 minutes

Operating Temperature:

0°C to 40°C

Storage and Transport Temperature:

-5°C to 55°C

Operating Humidity:

30% to 95% without condensation

Storage and Transport Humidity:

20% to 85% without condensation

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: online@riobeauty.com

To reorder additional accessories, please visit

www.riobeauty.com or contact your local distributor.

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

AVERTISSEMENTS

- **Veillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil. Si une partie de l'adaptateur électrique est endommagée ou si le câble est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. Contactez alors le service Après-vente pour procéder à un remplacement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous prenez des médicaments pouvant causer une photosensibilité. L'utilisation de décoLITE associée à la prise médicaments pouvant causer une photosensibilité peut provoquer une grave réaction cutanée.
- La photosensibilité est un effet indésirable commun de plusieurs médicaments. Parmi ceux-ci, on peut citer : certains antibiotiques, les produits de chimiothérapie et les diurétiques. Si vous avez des doutes quant à un médicament que vous prenez, veuillez consulter votre professionnel de santé.
- NE PAS utiliser décoLITE pour remédier à d'autres problèmes que ceux listés dans les indications d'utilisation.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous êtes enceinte, si vous prévoyez de tomber enceinte ou si vous allaitez. décoLITE n'a PAS été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent : par conséquent, le risque pour le fœtus, le nouveau-né ou une femme enceinte n'est pas connu.

- NE PAS utiliser le système à LED décoLITE si vous souffrez d'un lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. L'utilisation du système à LED décoLITE pour traiter un lupus érythémateux, un eczéma photosensible ou un albinisme peut provoquer une grave réaction cutanée.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous souffrez d'un problème de photosensibilité (sensibilité accrue à la lumière).
- Avant d'utiliser décoLITE, vous devez effectuer un test de sensibilité.
- NE PAS utiliser décoLITE, de quelle que façon que ce soit, autre que celles exactement précisées dans ces indications d'utilisation.
- ÉTEIGNEZ et RETIREZ décoLITE immédiatement si vous ressentez une chaleur ou si votre peau s'échauffe et que cela devient inconfortable.
- Utilisez décoLITE uniquement avec les patchs hydrogel de marque déposée recommandés pour être utilisés avec décoLITE ou fournis avec l'appareil. D'autres patchs sont disponibles mais n'ont pas été testés avec le système décoLITE.
- NE PAS utiliser décoLITE sans avoir retiré, au préalable, crèmes, lotions et maquillage. Certains ingrédients contenus dans ces produits peuvent causer une sensibilité accrue à la lumière ou peuvent amoindrir l'effet de l'utilisation de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser décoLITE près d'eau ou d'un endroit où de l'eau pourrait être renversée sur l'appareil. NE PAS utiliser décoLITE si vous pensez que l'appareil a été en contact avec de l'eau.
- Conservez décoLITE à distance des surfaces CHAUDES.
- NE PAS tenter de modifier décoLITE de quelle que façon que ce soit. La modification de décoLITE annulera votre garantie. décoLITE ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- NE PAS utiliser décoLITE si le patch lumineux, la commande ou le câble de charge sont endommagés d'une quelconque façon.
- La sangle de décoLITE contient un mélange de polyester, nylon et lycra. Si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la sangle de tête fournie.
- NE PAS utiliser décoLITE si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Patch lumineux | 5 | Prise USB type C |
| 2 | Commande | 6 | Câble de charge USB |
| 3 | Marche/Arrêt | 7 | Sangle longue |
| 4 | Témoins lumineux indicateurs LED | 8 | Sangle courte |

TEST ÉPICUTANÉ

Avant de procéder à votre premier soin, vous devez effectuer un test de sensibilité (test épicutané).

1. Positionnez décoLITE sur l'intérieur de votre bras.
2. À tout moment, si vous ressentez de la CHALEUR au niveau de la peau ou une gêne, CESSEZ immédiatement d'utiliser l'appareil.
3. Après le soin, patientez au moins 6 heures. Si la peau de l'intérieur de votre bras rougit et/ou vous démange, décoLITE n'est pas fait pour vous.

CHARGE


Pour faire charger décoLITE, insérez l'extrémité de la prise USB de type C du câble de charge dans la commande. Insérez le connecteur USB dans une d'alimentation USB. Les 3 LED de la commande commencent à clignoter pour indiquer que l'appareil est en charge. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, les 3 LED sont allumées.

Remarque : toujours recharger lorsque la dernière LED commence à clignoter. décoLITE ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.


PRISE EN MAIN

Avant chaque utilisation, nettoyez le patch lumineux décoLITE. L'appareil doit être éteint. Se reporter aux consignes de nettoyage. Une sangle réglable est fournie avec décoLITE. Elle vous permet de porter le patch lumineux confortablement.

Utilisation autour du cou et sur la poitrine :



Utilisation sur la poitrine uniquement :



SOINS

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, optez pour une utilisation 3 à 5 jours par semaine pendant 4 semaines minimum. En entretien, les soins doivent être effectués selon les besoins, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau.

Soin décoLITE :

1. Nettoyez et exfoliez la peau, afin d'éliminer toute trace de cosmétiques.
2. Pour mettre le patch lumineux en place, passez la sangle dans les boucles de chaque côté du patch lumineux et reliez les 2 extrémités à l'aide du crochet (voir l'illustration ci-dessus). Utilisez la sangle courte pour maintenir le patch autour du cou ou la sangle longue (en l'insérant dans les boucles supérieures) pour le positionner sur la poitrine.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez interrompre le soin à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
4. Une fois le soin terminé, retirez le patch lumineux.
5. Appliquez votre produit hydratant et votre crème solaire normaux.

Remarque : la peau peut être rouge immédiatement après le soin. Cette rougeur doit disparaître en 1 à 2 heures.

Soin avec le patch hydrogel (facultatif) :

décoLITE peut être associé à des soins avec le patch hydrogel pour des résultats et des bénéfices accrus. Veuillez prendre connaissance des consignes fournies avec le kit hydrogel.

NETTOYAGE

Avant chaque utilisation, nettoyez le patch lumineux selon la procédure suivante. L'appareil doit être éteint.

1. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS en charge lors du nettoyage.
2. Nettoyez le patch lumineux à l'aide d'une lingette à base d'eau ou d'un linge propre et humide. Pour éliminer les taches tenaces, essuyez délicatement avec de l'alcool à 70 %. NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage car ils pourraient endommager le plastique.
3. Nettoyez la commande à l'aide d'un linge propre et humide.

STOCKAGE

Conservez décoLITE à température ambiante et dans un endroit sec. Évitez de stocker décoLITE dans un endroit poussiéreux, sous le soleil direct ou dans un endroit humide.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Absence de lumière rouge ou à infra-rouge	Appareil non chargé	Charger la commande
Absence de lumière rouge ou à infra-rouge	L'appareil est en charge.	Débrancher le câble de charge de la commande

ÉLIMINATION




La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

SPÉCIFICATIONS


Entrée commande : 5 V 500 mA 

Entrée patch lumineux : 5 V 280 mA (CC)

 Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.

 Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

 Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.


 Ce symbole signifie qu'il faut maintenir l'appareil à distance du soleil direct.


 Courant continu

 Cet appareil ne doit PAS être rechargé dans la salle de bains.

 Ce symbole indique un connecteur USB.

 Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie lithium-ion polymère.

 Ce symbole fait référence au numéro de catalogue de l'appareil décoLITE .

 Ce symbole fait référence au code de lot de l'appareil décoLITE.

Poids :

600 g (commande et patch lumineux)

LED :

Rouge : 630 nm +/- 10 nm.

Proche lumière à infra-rouge : 830 nm +/- 17,5 nm

Dimensions totales de l'appareil :

Patch lumineux : 300 mm maxi. (l) x 220 mm maxi. (h)

Commande : 23 mm maxi. (dia.) x 104 mm (L)

Durée de programme / soin :

10 minutes

Température de fonctionnement :

0°C à 40°C

Température de stockage et de transport :

-5°C à 55°C

Humidité en cours de fonctionnement :

30 % à 95 % sans condensation

Humidité de stockage et de transport :

20 % à 85 % sans condensation

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse :

online@riobeauty.com

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site

www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans,

rendez-vous sur : **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**

WARNHINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung betrieben werden. Bei Beschädigung des Kabels darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Dieses Produkt NICHT VERWENDEN, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- décoLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen können. Wenn Sie décoLITE verwenden und Lichtempfindlichkeit verursachende Medikamente einnehmen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamente, u.a. von bestimmten Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika. Wenn Sie im Hinblick auf Medikamente, die Sie einnehmen, unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- décoLITE AUSSCHLIESSLICH für die in den Hinweisen aufgeführten Anwendungsbereiche einsetzen.
- décoLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie schwanger sind, schwanger werden möchten oder stillen. décoLITE wurde NICHT an schwangeren oder stillenden Frauen getestet, daher ist das Risiko für den Fötus, das Neugeborene oder Schwangere unbekannt.

- Das décoLITE-LED-System NICHT VERWENDEN, wenn Sie an Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus leiden. Wenn Sie das décoLITE-LED-System zur Behandlung von Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus einsetzen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- décoLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie an einer lichtempfindlichen Störung (Lichtempfindlichkeit) leiden.
- Vor der Verwendung von décoLITE müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen.
- décoLITE AUSSCHLIESSLICH auf die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Weise anwenden.
- décoLITE sofort ABSCHALTEN oder ABNEHMEN, wenn sich Ihre Haut heiß oder unangenehm warm anfühlt.
- décoLITE nur mit den Marken-Hydrogelmasken benutzen, die für die Verwendung mit décoLITE empfohlen oder mitgeliefert wurden. Es sind auch andere Pads erhältlich, diese wurden allerdings nicht mit dem décoLITE-System getestet.
- décoLITE erst verwenden, nachdem Sie Cremes, Lotionen oder Make-up entfernt haben. Einige Inhaltsstoffe in diesen Produkten können zu Lichtempfindlichkeit führen oder die Wirkung der Behandlung verringern.
- décoLITE NIE in der Nähe von Wasser oder wo Wasser auf das Produkt gelangen kann verwenden. décoLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie denken, dass es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- décoLITE von HEISSEN Oberflächen fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, décoLITE auf irgendeine Weise zu verändern. Durch die Veränderung von décoLITE wird Ihre Garantie ungültig. décoLITE enthält keine wartungsfähigen Teile.
- décoLITE NICHT VERWENDEN, wenn das Lichtpad, die Steuerung oder das Ladekabel auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Das décoLITE-Band besteht aus einer Mischung aus Polyester, Nylon und Lycra. Wenn Sie gegen eines dieser Materialien allergisch sind, können Sie das mitgelieferte Kopfband ggf. nicht verwenden.
- décoLITE NICHT VERWENDEN, wenn Sie unter lichtbedingten Kopfschmerzen leiden.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| 1 | Lichtpad | 5 | USB-C-Anschluss |
| 2 | Steuerung | 6 | USB-Ladekabel |
| 3 | Ein/Aus | 7 | Langes Band |
| 4 | LED-Kontrollleuchten | 8 | Kurzes Band |

TESTANWENDUNG

Bevor Sie Ihre erste Behandlung durchführen, müssen Sie einen Empfindlichkeitstest (Patch-Test) durchführen.

1. Legen Sie décoLITE auf Ihren Innenarm.
2. Wenn sich Ihre Haut zu irgendeinem Zeitpunkt HEISS oder unangenehm anfühlt, BEENDEN Sie den Gebrauch des Geräts sofort.
3. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn die Haut an Ihrem Innenarm rot aussieht und/oder juckt, ist décoLITE für Sie nicht geeignet.

AUFLADEN


Um décoLITE aufzuladen, stecken Sie den Micro-USB-C-Stecker des Ladekabels in die Steuerung. Stecken Sie den USB-Anschluss in ein USB-Netzteil. Die 3 LEDs an der Steuerung beginnen zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Bei voller Ladung leuchten alle drei LEDs.

Hinweis: Laden Sie das Gerät immer auf, wenn die letzte LED zu blinken beginnt. décoLITE funktioniert während des Ladevorgangs nicht.


INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie das décoLITE-Lichtpad vor jedem Gebrauch. Das Gerät ist dabei ausgeschaltet. Siehe Reinigungsanleitung. décoLITE wird mit einem verstellbaren Band geliefert, mit dem Sie das Lichtpad bequem tragen können.

Verwenden Sie es rund um den Hals und auf der Brust:



Verwendung nur auf der Brust:



BEHANDLUNGEN

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die Behandlungen über mindestens 4 Wochen 3-5 Tage die Woche durch. Um das Ergebnis zu erhalten, sollten Sie die Behandlung nach Bedarf und entsprechend Ihres Lebensstils und Hautzustands durchführen.

décolITE-Behandlung:

1. Reinigen und peelen Sie die Haut, um alle Reste von Hautpflegeprodukten zu entfernen.
2. Um das Lichtpad aufzusetzen, führen Sie das Band durch die Schlaufenlöcher an den Seiten des Lichtpads und verbinden es mit dem Klettverschluss (siehe Abbildung oben). Legen Sie das kurze Band um den Hals oder das lange Band auf die Brust (und ziehen Sie es durch die oberen Schlaufenlöcher).
3. Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Sie können die Behandlung jederzeit durch das Drücken der EIN/AUS-Taste beenden.
4. Nehmen Sie am Ende der Behandlung das Lichtpad ab.
5. Tragen Sie Ihre normale Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme auf.

Hinweis: Unmittelbar nach der Behandlung kann die Haut rot aussehen. Innerhalb von 1-2 Stunden sollte dies abgeklungen sein.

Behandlung mit Hydrogel (optional):

In Kombination mit Hydrogel kann die Behandlung mit décolITE zu noch besseren Ergebnissen führen. Lesen Sie bitte die mitgelieferte Hydrogel-Gebrauchsanleitung durch.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Lichtpad vor jedem Gebrauch. Das Gerät ist dabei ausgeschaltet.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Reinigung NICHT aufgeladen wird.
2. Reinigen Sie das Lichtpad mit einem wasserbasierten Reinigungstuch oder einem sauberen feuchten Lappen. Hartnäckige Flecken können durch sanftes Abwischen mit 70-prozentigem Alkohol entfernt werden. Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel, da dadurch die Kunststoffe beschädigt werden können.
3. Reinigen Sie die Steuerung mit einem sauberen feuchten Tuch.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie décoLITE an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf. Vermeiden Sie es, décoLITE in einer staubigen oder feuchten Umgebung und in direktem Sonnenlicht aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein rotes oder Infrarotlicht	Nicht geladen	Laden Sie die Steuerung.
Kein rotes oder Infrarotlicht	Das Gerät wird gerade geladen.	Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steuerung.

ALTGERÄTEENTSORGUNG





Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, um die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien zu nutzen, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.


TECHNISCHE ANGABEN


Eingangsleistung der Steuerung: 5 V 500 mA 

Eingangsleistung des Lichtpads: 5 V 280 mA (CC)


 Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.


 Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie für die spätere Verwendung auf.


 Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.


 Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden muss.

 Gleichstrom

 Dieses Produkt sollte NICHT im Badezimmer geladen werden.

 Dieses Symbol bezieht sich auf den USB-Anschluss.

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie verwendet.

 Dieses Symbol bezieht sich auf die Katalognummer der décoLITE-Geräts.

 Dieses Symbol bezieht sich auf die Chargennummer des décoLITE-Geräts.

Gewicht:

600 g (Steuerung und Lichtpad)

LEDs:

Rot: 630 nm +/- 10 nm.

Nahinfrarot: 830 nm +/- 17,5 nm

Maße des Geräts insg.:

Lichtpad: max. 300 mm (B) x max. 220 mm (H)

Steuerung: max. 23 mm (Ø) x 104 mm (L)

Programm-/Behandlungsdauer:

10 Minuten

Betriebstemperatur:

0 - 40 °C

Aufbewahrungs- und Transporttemperatur:

-5 - 55 °C

Betriebsfeuchtigkeit:

30 - 95 % ohne Kondensation

Aufbewahrungs- und Transportfeuchtigkeit:

20 - 85 % ohne Kondensation

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter: online@riobeauty.com

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie bitte www.riobeauty.com oder setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat. Gebruik geen beschadigde netstroomadapters of kabels. Neem contact op met de klantendienst om uw apparaat te laten vervangen.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik GEEN agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik dit product NIET indien het niet correct functioneert, is gevallen of beschadigd.
- GEBRUIK décoLITE NIET als u medicatie gebruikt die lichtgevoeligheid kan veroorzaken. Als u décoLITE gebruikt en u gebruikt medicatie die lichtgevoeligheid kan veroorzaken, kan dit een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Lichtgevoeligheid is een veel voorkomende bijwerking van verschillende medicijnen. Deze kunnen bepaalde antibiotica, chemotherapie medicijnen en diuretica omvatten. Als u niet zeker bent van eventuele medicijnen die u gebruikt, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik de décoLITE NIET om andere aandoeningen te behandelen dan die vermeld staan in de indicaties voor gebruik.
- Gebruik décoLITE NIET als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. décoLITE is NIET getest bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en daarom is het risico voor de foetus, pasgeborenen of zwangere vrouwen onbekend.

- Gebruik décoLITE NIET als u lijdt aan Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Als u het décoLITE LED-systeem gebruikt om Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme te behandelen, kunt u mogelijk een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Gebruik décoLITE NIET als u lijdt aan een lichtgevoelige stoornis (overgevoeligheid voor licht).
- Voordat u décoLITE gebruikt, moet u een sensibilisatietest uitvoeren.
- Gebruik de décoLITE NIET op een manier die niet precies is zoals gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.
- SCHAKEL UIT en VERWIJDER décoLITE onmiddellijk als het warm aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm aanvoelt.
- Gebruik décoLITE alleen met de eigen Hydrogel-maskers die worden aanbevolen of worden bijgeleverd voor gebruik met décoLITE. Andere maskers zijn beschikbaar, maar zijn niet getest met het décoLITE-systeem.
- Gebruik décoLITE NIET zonder crèmes, lotions of make-up eerst te verwijderen. Sommige ingrediënten in deze producten kunnen lichtsensibilisatie veroorzaken of kunnen het effect van de behandeling verminderen.
- Gebruik décoLITE NOOIT in de buurt van water of op een plaats waar water op het product kan worden gemorst. Gebruik décoLITE NIET als u denkt dat het in contact is gekomen met water.
- Houd décoLITE uit de buurt van hete oppervlakken.
- Probeer NIET om décoLITE op enigerlei wijze te wijzigen. Het wijzigen van décoLITE maakt uw garantie ongeldig. décoLITE bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden.
- Gebruik décoLITE NIET als het masker, de regelaar, de laadkabel op enige wijze beschadigd zijn.
- Het décoLITE-bandje bevat een mengsel van polyester, nylon en lycra. Als u allergisch bent voor een van deze materialen, kunt u mogelijk het meegeleverde hoofdbandje niet gebruiken.
- Gebruik décoLITE niet wanneer u lijdt aan hoofdpijn geïnduceerd door licht.

KEN UW APPARAAT

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
| 1 | Lichtregelaar | 5 | USB-C aansluiting |
| 2 | Regelaar | 6 | USB-oplaadkabel |
| 3 | Aan/Uit | 7 | Lang bandje |
| 4 | LED-indicatielampjes | 8 | Kort bandje |

PATCH TEST

Voordat u uw eerste behandeling uitvoert, moet u een gevoeligheidstest (pleistertest) uitvoeren.

1. Plaats décoLITE over de binnenkant van uw arm.
2. Als uw huid op enig moment HEET of ongemakkelijk aanvoelt, STOP dan onmiddellijk met het apparaat.
3. Wacht na de behandeling minimaal 6 uur. Als de huid op uw binnenarm rood lijkt en/of jeukt, is décoLITE niet geschikt voor u.

OPLADEN


Om décoLITE op te laden, steekt u het micro USB-C-uiteinde van de laadkabel in de regelaar. Steek de USB-connector in een USB-voedingsbron. De 3 LED's op de besturingseenheid zullen beginnen te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, branden alle drie de LED's.

Opmerking: Laad altijd op als de laatste LED begint te knipperen. décoLITE werkt niet tijdens het opladen.


AAN DE SLAG

Reinig de décoLITE-lichtregelaar voor elk gebruik, met het apparaat uitgeschakeld. Zie reinigingsinstructies. décoLITE wordt geleverd met een verstelbaar bandje waarmee u de lichtregelaar comfortabel kunt dragen.

Gebruik rond de nek en op de borst:



Gebruik alleen op de borst:



BEHANDELINGEN

Voor het beste resultaat drie tot vijf dagen per week behandelen gedurende minimaal 4 weken. Onderhoudsbehandelingen kunnen naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van levensstijl en huidconditie.

décoLITE-behandeling:

1. Reinig en exfolieer de huid om sporen van huidverzorgingsmiddelen te verwijderen.
2. Om de lichtregelaar op te zetten, steekt u het bandje door de openingen aan beide zijden van de lichtregelaar en verbindt u ze aan elkaar met behulp van de haak- en lusuiteinden (zie bovenstaande afbeelding). Gebruik het kort bandje om de lichtregelaar rond de nek te hangen of het lange bandje (die door de twee bovenste openingen moet worden geschoven) om de lichtregelaar over de borst vast te maken.
3. Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen. Na 10 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. U kunt de behandeling op elk moment stoppen door op de aan/uit-knop te drukken.
4. Verwijder de lichtregelaar aan het einde van de behandeling.
5. Breng uw normale moisturizer en zonnebrandcrème aan.

Opmerking: Direct na de behandeling kan de huid rood lijken. De huid moet binnen 1-2 uur weer normaal worden.

Hydrogel-behandeling (optioneel):

décoLITE kan worden gecombineerd met Hydrogel-behandelingen voor betere resultaten en voordelen. Raadpleeg de instructies die met het Hydrogel-pakket zijn meegeleverd.

REINIGING

Reinig de lichtregelaar als volgt voor elk gebruik, terwijl het apparaat is uitgeschakeld:

1. Zorg ervoor dat het apparaat NIET wordt opgeladen tijdens het schoonmaken.
2. Reinig de lichtregelaar met een doekje op waterbasis of een vochtige schone doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd door voorzichtig af te vegen met 70% alcohol. Gebruik GEEN andere reinigingsproducten omdat deze de kunststof kunnen beschadigen.
3. Reinig de regelaar met een vochtige schone doek.

OPSLAG

Bewaar décoLITE bij kamertemperatuur op een droge plaats. Bewaar décoLITE niet in een stoffige omgeving, in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen rood of infrarood licht	Niet opgeladen	Regelbaar opladen
Geen rood of infrarood licht	Apparaat wordt opgeladen.	Ontkoppel de oplaadkabel van de regelaar

VERWIJDERING



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

SPECIFICATIES

Invoer Regelaar: 5V 500mA 

Invoer lichtregelaar: 5V 280mA (CC)

 Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor gebruik in de toekomst.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit symbool betekent dat u het apparaat uit de buurt van direct zonlicht moet houden.



Gelijkstroom



Dit product is NIET geschikt voor opladen in de badkamer.



Dit symbool geeft de USB-connector aan.



Dit symbool betekent dat het apparaat een lithium-ion-polymeerbatterij gebruikt.



Dit symbool verwijst naar het catalogusnummer voor het décoLITE-apparaat.



Dit symbool verwijst naar de batchcode van het décoLITE-apparaat.

Gewicht:

600 g (regelaar + lichtregelaar)

LED's:

Rood: 630nm +/- 10nm.

Bijna-infrarood: 830nm +/- 17.5nm

Totale apparaatafmetingen:

Lichtregelaar: 300mm max (b) x 220mm max (h)

Regelaar: 23mm max (dia) x 104mm (l)

Programma/behandeltijd:

10 minuten

Bedrijfstemperatuur:

0°C - 40°C

Opslag- en transporttemperatuur:

-5°C - 55°C

Werkende Luchtvochtigheid:

30% tot 95% zonder condensatie

Opslag- en transportluchtvochtigheid:

20% tot 85% zonder condensatie

KLANTENSERVICE

Mocht u vragen hebben, kunt u zich wenden tot: online@riobeauty.com

Om extra accessoires bij te bestellen, kijkt u op www.riobeauty.com
of neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato. Si se observan daños en el adaptador de corriente o en el cable, descontinúe el uso. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para organizar la sustitución del aparato.
- No sumerja el aparato en el agua. NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha caído o está dañado de alguna forma.
- NO utilice décoLITE si está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad. Si utiliza décoLITE y está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad podría ocasionarle una reacción cutánea grave.
- La fotosensibilidad es un efecto secundario común de algunos medicamentos. Estos pueden incluir algunos antibióticos, medicamentos de quimioterapia y diuréticos. Si tiene alguna duda sobre los medicamentos que está tomando consulte a su médico.
- NO utilice décoLITE para el tratamiento de ninguna otra condición, exceptuando las enumeradas en las indicaciones de uso.
- NO utilice décoLITE si está embarazada, está planeando quedarse embarazada o dando pecho. décoLITE NO ha sido testado en mujeres embarazadas o dando pecho y por lo tanto, el riesgo para el feto, neonato o mujeres embarazadas es desconocido.

- NO utilice el sistema de LED de décoLITE si sufre Lupus eritematoso, eczema fotosensible o albinismo. Si utiliza el sistema de LED del décoLITE para el tratamiento del lupus eritematoso, el eczema fotosensible o el albinismo podría ocasionarle una reacción grave de la piel.
- NO utilice décoLITE si sufre algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz).
- Antes de usar décoLITE debe realizar un test de sensibilización.
- NO utilice décoLITE de ningún otro modo que no se especifique exactamente en estas instrucciones de uso.
- APAGUE y RETIRE décoLITE inmediatamente si siente que desprende demasiado calor o si nota calor incómodo en la piel.
- Utilice décoLITE solamente con las mascarillas de hidrogel de la marca recomendada o suministradas para su uso con décoLITE. Hay disponibles otras mascarillas, pero no han sido testadas con el sistema décoLITE.
- NO utilice décoLITE sin primero quitarse cremas, lociones o maquillaje. Algunos ingredientes contenidos en estos productos podrían causar sensibilización a la luz o podrían reducir el efecto del tratamiento.
- NUNCA utilice décoLITE cerca del agua o donde pueda derramarse agua sobre el producto. NO utilice décoLITE si piensa que ha entrado en contacto con agua.
- Mantenga décoLITE lejos de superficies CALIENTES.
- NO intente modificar décoLITE en modo alguno. Modificar décoLITE invalidará la garantía. décoLITE no contiene ninguna pieza útil para el usuario.
- NO utilice décoLITE si la almohadilla luminosa, el controlador, el cable de carga están dañados en forma alguna.
- La correa del décoLITE contiene una mezcla de poliéster, nilón y licra. Si es alérgico a cualquiera de estos materiales, quizás no pueda utilizar la correa provista para la cabeza.
- NO utilice décoLITE si sufre de dolores de cabeza inducidos por la luz.

CONOZCA LA UNIDAD

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | Almohadilla luminosa | 5 | Clavija USB-C |
| 2 | Controlador | 6 | Cable de carga USB |
| 3 | Encendido/Apagado | 7 | Correa larga |
| 4 | Luces indicadoras LED | 8 | Correa corta |

PRUEBA EN LA PIEL

Antes de realizar el primer tratamiento debe llevar a cabo una test de sensibilización (prueba en la piel).

1. Coloque décoLITE sobre el área interior del brazo.
2. Si en cualquier momento siente demasiado CALOR o incomodidad en la piel, DEJE de usar el aparato inmediatamente.
3. Después del tratamiento espere al menos 6 horas. Si la piel en la parte interior del brazo aparece roja y/o le produce picor, décoLITE no es apto para usted.

CARGA


Para cargar décoLITE inserte el extremo micro USB-C del cable de carga en el controlador. Inserte el conector USB en la fuente de alimentación USB. Los 3 LED en la unidad de control empezarán a parpadear indicado que se está cargando. Cuando esté completamente cargado los 3 LED permanecerán iluminados.

Nota: Recargue siempre el aparato cuando el último LED empiece a parpadear. décoLITE no funcionará mientras se está cargando.


INTRODUCCIÓN

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la almohadilla luminosa del décoLITE. Véanse las instrucciones de limpieza. décoLITE incluye una correa ajustable que permite llevar cómodamente la almohadilla luminosa.

Utilícelo alrededor del cuello y en el pecho:



Utilícelo solamente en el pecho:



TRATAMIENTOS

Para obtener los mejores resultados realizar el tratamiento 3-5 días a la semana durante un periodo máximo de 4 semanas. Los tratamientos de mantenimiento deben realizarse según sean necesarios, según el estilo de vida y la condición de la piel.

Tratamiento con décoLITE:

1. Limpie y exfolie la piel para eliminar los restos de los productos para el cuidado de la piel.
2. Para ajustar la almohadilla luminosa, inserte la correa en los agujeros a ambos lados de la almohadilla luminosa y únala utilizando los cierres en cada extremo de la correa (véase la ilustración más arriba). Utilice la correa corta para colocarlo alrededor del cuello o la correa larga (insertándola por los agujeros superiores) para colocarlo sobre el pecho.
3. Para encender pulse el botón de encendido/apagado. El aparato se desconectará automáticamente después de 10 minutos. Puede parar el tratamiento en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado.
4. Al final del tratamiento quítese la almohadilla luminosa.
5. Aplíquese su hidratante y protector solar habituales.

Aviso: La piel puede aparecer roja inmediatamente después del tratamiento. La piel recobrará su color normal después de 1-2 horas.

Tratamiento con hidrogel (opcional):

décoLITE puede combinarse con tratamientos de hidrogel para mejorar los resultados y los beneficios. Por favor, consulte las instrucciones incluidas con el paquete de Hidrogel.

LIMPIEZA

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la almohadilla luminosa, como se indica a continuación:

1. Compruebe que el aparato NO se está cargando antes de limpiarlo.
2. Limpie la almohadilla luminosa con una toallita de base acuosa o un paño limpio húmedo. Las manchas difíciles pueden eliminarse limpiando la máscara con una solución de 70% de alcohol. NO utilice ningún otro producto de limpieza ya que estos podrían dañar las superficies plásticas.
3. Limpie el controlador con un paño limpio húmedo.

ALMACENAMIENTO:

Guarde el décoLITE a temperatura ambiente en un lugar seco. Evite guardar el décoLITE en un lugar en el que haya polvo, expuesto a la luz solar directa o en condiciones de humedad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
No hay luz roja o infrarroja	No está cargado	Cargue el controlador
No hay luz roja o infrarroja	El aparato se está cargando	Desconecte el cable de carga del controlador

ELIMINACIÓN





La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto se ha clasificado como aparato eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que al final de la vida útil del producto, este se elimine de forma adecuada conforme a los requisitos fijados por la autoridad local. No se deberá desechar con la basura doméstica.


ESPECIFICACIONES

Entrada del controlador: 5 V, 500 mA 

Entrada de la almohadilla luminosa: 5 V, 280 mA (CC)

 El producto cumple la legislación actual de la UE.

 Lea con atención estas instrucciones antes de usar el cinturón y guárdelas para un uso futuro.


 Este producto solo debe usarse en interiores.


 Este símbolo significa que debe guardar el aparato lejos de la luz solar directa.

 Corriente continua

 El producto NO es apto para cargarse en el cuarto de baño.

 Este símbolo indica el conector USB.

 Este símbolo significa que el aparato utiliza una pila de polímero de litio hierro.

 Este símbolo se refiere al número de catálogo del aparato décoLITE.

 Este símbolo se refiere al número de lote del aparato décoLITE.

Peso:

600 g (controlador y almohadilla luminosa)

LEDS:

Rojo: 630 nm +/-10 nm.

Infrarrojo cercano: 830 nm +/-17,5 nm

Dimensiones totales del aparato:

Almohadilla luminosa: 300mm máx (an) x 220mm máx (a)

Controlador: 23 mm máx (diá) x 104 mm (l)

Programa / tiempo de tratamiento:

10 minutos

Temperatura de funcionamiento:

0° C a 40° C

Temperatura de almacenamiento y transporte:

-5° C a 55° C

Humedad de funcionamiento:

30% a 95% sin condensación

Humedad de almacenamiento y transporte:

20% a 85% sin condensación

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: online@riobeauty.com

Para pedir accesorios adicionales, visite www.riobeauty.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años en línea visite: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

AVISOS

- **Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo. Se alguma parte do adaptador ou do cabo de alimentação estiver danificada, não utilize mais o dispositivo. Contacte o Departamento de Apoio ao Cliente para pedir uma substituição.
- Não coloque o aparelho dentro de água. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- NÃO utilize o décoLITE caso esteja a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade. A utilização do décoLITE enquanto está a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade pode provocar uma reação cutânea grave.
- A fotossensibilidade é um efeito secundário comum de vários medicamentos. Estes podem incluir alguns antibióticos, medicamentos de quimioterapia e diuréticos. Se tem dúvidas acerca de qualquer medicamento que possa estar a tomar, consulte o seu médico.
- NÃO utilize o décoLITE no tratamento de quaisquer outras patologias para além das indicadas nas instruções de utilização.
- NÃO utilize o décoLITE caso esteja grávida, a planear engravidar ou a amamentar. O décoLITE NÃO foi testado em mulheres grávidas ou lactantes, por isso, não se conhecem os riscos para o feto, para o recém-nascido ou para a grávida.

- NÃO utilize o sistema LED décoLITE se sofrer de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo. A utilização do sistema LED décoLITE no tratamento de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo, pode causar uma reação cutânea grave.
- NÃO utilize o décoLITE caso padeça de qualquer doença fotossensível (sensibilidade à luz).
- Faça um teste de sensibilidade antes de utilizar o décoLITE.
- NÃO utilize o décoLITE de qualquer outra forma que não as indicadas nestas instruções.
- DESLIGUE e REMOVA o décoLITE de imediato, caso este fique quente ou sinta a pele desconfortavelmente quente.
- Utilize o décoLITE apenas com as almofadas de hidrogel recomendadas ou disponibilizadas com o mesmo. Existem outras almofadas no mercado, mas não foram testadas com o sistema décoLITE.
- ANTES DE UTILIZAR o décoLITE, remova cremes, loções ou maquilhagem. Alguns ingredientes existentes nesses produtos podem provocar sensibilidade à luz ou podem reduzir o efeito do tratamento.
- NUNCA utilize o décoLITE perto de água ou num local onde possa cair água sobre o produto. Se acha que o décoLITE esteve em contacto com água, NÃO o utilize.
- Mantenha o décoLITE afastado de superfícies QUENTES.
- NÃO tente fazer quaisquer alterações ao décoLITE. Qualquer alteração ao décoLITE vai anular a garantia. O décoLITE não inclui quaisquer peças reparáveis.
- NÃO utilize o décoLITE se a almofada, o controlador ou o cabo de carregamento tiverem sofrido qualquer tipo de dano.
- A fita do décoLITE contém uma mistura de poliéster, nylon e licra. Se for alérgico a algum destes materiais, poderá não conseguir utilizar a fita para a cabeça fornecida.
- NÃO utilize o décoLITE se sofrer de dores de cabeça provocadas pela luz.

CONHEÇA A SUA UNIDADE

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------|
| 1 | Almofada | 5 | Ficha USB-C |
| 2 | Controlador | 6 | Cabo de carregamento USB |
| 3 | Ligar/Desligar | 7 | Fita longa |
| 4 | Luzes indicadoras LED | 8 | Fita curta |

TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Antes de efetuar o primeiro tratamento, faça um teste de sensibilidade cutânea.

1. Coloque o décoLITE na zona interior do braço.
2. Se a qualquer momento a pele ficar QUENTE ou sentir desconforto, PARE de utilizar o dispositivo imediatamente.
3. Após o tratamento, aguarde, pelo menos, 6 horas. Se a pele da zona interior do braço ficar vermelha e/ou sentir comichão, não utilize o décoLITE.

CARREGAMENTO


Para carregar o décoLITE, introduza a extremidade USB-C do cabo de carregamento no controlador. Introduza o conector USB numa fonte de alimentação USB. Os 3 LED na unidade de controlo começam a piscar para indicar que está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, os três LED ficam ligados sem piscar.

Nota: coloque o aparelho a carregar assim que o último LED começar a piscar. O décoLITE não funciona durante o carregamento.


COMO UTILIZAR

Antes de cada utilização, limpe a almofada do décolLITE com o dispositivo desligado. Consulte as instruções de limpeza. O décolLITE inclui uma fita ajustável que permite utilizar a almofada de forma confortável.

Utilização no pescoço e no peito:



Utilização apenas no peito:



TRATAMENTOS

Para melhores resultados, efetue o tratamento 3 a 5 dias por semana, no mínimo durante 4 semanas. Os tratamentos de manutenção devem ser efetuados conforme necessário, de acordo com o seu estilo de vida e a sua pele.

Tratamento décoLITE:

1. Limpe e exfolie a pele para remover quaisquer vestígios de produtos de cuidados da pele.
2. Para colocar a almofada, passe a fita através dos orifícios de cada lado e feche com o velcro (veja a ilustração acima). Utilize a fita curta para colocar a almofada no pescoço e a fita longa (através dos orifícios) para colocar a almofada no peito.
3. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar. O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos. Pode premir o botão Ligar/Desligar a qualquer momento para interromper o tratamento.
4. No final do tratamento, retire a almofada.
5. Aplique o hidratante e o protetor solar que utiliza habitualmente.

Nota: a pele pode parecer vermelha imediatamente após o tratamento. Deverá voltar ao normal dentro de 1 a 2 horas.

Tratamento com hidrogel (opcional):

Para melhores resultados e benefícios, o décoLITE pode ser combinado com tratamentos com hidrogel. Consulte as instruções fornecidas com o hidrogel.

LIMPEZA

Antes de cada utilização, limpe a almofada com o dispositivo desligado e da seguinte forma:

1. O dispositivo NÃO pode estar a carregar quando fizer a limpeza.
2. Limpe a almofada com um toalhete à base de água ou com um pano húmido e limpo. Quaisquer manchas persistentes podem ser removidas cuidadosamente com álcool a 70%. NÃO utilize quaisquer outros produtos de limpeza, visto que estes podem danificar os plásticos.
3. Limpe o controlador com um pano húmido e limpo.

ARMAZENAMENTO

Guarde o décoLITE à temperatura ambiente e num local seco. Evite guardar o décoLITE em locais com pó, exposição direta à luz solar ou humidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A luz vermelha ou infravermelha não acende	Bateria descarregada	Carregue o controlador
A luz vermelha ou infravermelha não acende	O dispositivo está a ser carregado	Desligue o cabo de carregamento do controlador

ELIMINAÇÃO




A Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para reciclar produtos através das melhores técnicas de valorização e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, a poupar energia e recursos e a evitar que substâncias perigosas sejam depositadas em aterros. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.


ESPECIFICAÇÕES

Entrada do controlador: 5 V 500 mA 

Entrada da almofada: 5 V 280 mA (CC)


 Este produto cumpre a legislação atual de produtos da UE.

 Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.


 Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.


 Este símbolo significa que deve manter o dispositivo afastado da luz solar direta.

 Corrente contínua

 Este produto NÃO é adequado para ser carregado na casa de banho.

 Este símbolo indica o conector USB.

 Este símbolo significa que o dispositivo utiliza uma bateria de polímero de iões de lítio.

 Este símbolo indica o número de catálogo do dispositivo décoLITE.

 Este símbolo indica o código de lote do dispositivo décoLITE.

Peso:

600 g (controlador e almofada)

LED:

Vermelho: 630 nm +/- 10 nm

Quase infravermelho: 830 nm +/- 17,5 nm

Dimensões totais do dispositivo:

Almofada: 300 mm máx. (l) x 220 mm máx. (a)

Controlador: 23 mm máx. (diâm.) x 104 mm (comp.)

Tempo programa/tratamento:

10 minutos

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento e transporte:

-5 °C a 55 °C

Humidade de funcionamento:

30% a 95% sem condensação

Humidade de armazenamento e transporte:

20% a 85% sem condensação

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail: online@riobeauty.com

Para voltar a encomendar acessórios adicionais, visite www.riobeauty.com ou contacte o seu distribuidor local.

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo alla tensione di sicurezza bassa corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio se l'adattatore di rete o il cavo di alimentazione risultano danneggiati. Contattare l'Assistenza Clienti per richiedere un ricambio.
- Non immergere il prodotto in acqua. NON usare solventi nè detersivi abrasivi.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- NON usare décoLITE se si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità. Se si usa décoLITE e si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità, si potrebbe avere una grave reazione cutanea.
- La fotosensibilità è un effetto collaterale comune a vari farmaci. Tra cui alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. Se non si è sicuri di qualche farmaco che si stia assumendo, consultare il proprio medico.
- NON utilizzare décoLITE per trattare altre condizioni oltre a quelle elencate nelle indicazioni per l'uso.
- NON utilizzare décoLITE in caso di gravidanza, se si prevede di essere incinte o di allattare. décoLITE NON è stato testato su donne in gravidanza o che allattano al seno e pertanto il rischio per il feto, il neonato o le donne in gravidanza non è noto.

- NON usare décoLITE se si soffre di Lupus eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo. Se si utilizza il sistema décoLITE LED per il trattamento del lupus eritematoso, dell'eczema fotosensibile o dell'albinismo, si può provocare una grave reazione cutanea.
- NON usare décoLITE se si soffre di qualsiasi disturbo di fotosensibilità (sensibilizzazione alla luce).
- Prima di utilizzare décoLITE è necessario eseguire un test di sensibilizzazione.
- NON utilizzare décoLITE in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- SPEGNERE e RIMUOVERE immediatamente décoLITE se si percepisce un certo calore o se si sente la pelle sgradevolmente calda.
- Utilizzare décoLITE solo con gli esclusivi tamponi Hydrogel consigliati o forniti per l'uso in concomitanza con décoLITE. Sono disponibili altri tamponi, ma non sono stati testati con il sistema décoLITE.
- NON usare décoLITE senza aver prima rimosso creme, lozioni o qualsiasi traccia di trucco. Alcuni ingredienti di questi prodotti possono causare una leggera sensibilizzazione o possono ridurre l'effetto del trattamento.
- Non utilizzare MAI décoLITE vicino all'acqua o dove dell'acqua possa essere versata sul prodotto. NON usare décoLITE se si pensa che sia venuto a contatto con acqua.
- Tenere décoLITE lontano da superfici CALDE.
- NON tentare di modificare décoLITE in nessun modo. La modifica di décoLITE ne invalida la garanzia. décoLITE non contiene parti riparabili.
- NON utilizzare décoLITE se il tampone luminoso, il controller, il cavo di ricarica sono in qualche modo danneggiati.
- La cinghietta décoLITE contiene una miscela di poliestere, nylon e lycra. Se si è allergici a uno di questi materiali, potrebbe non essere possibile utilizzare la cinghietta per la testa fornita.
- NON usare décoLITE se si soffre di mal di testa indotto dalla luce.

COMPONENTI

- | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | Tampone luminoso | 5 | Presa USB-C |
| 2 | Controller | 6 | Cavo di ricarica USB |
| 3 | On/Off | 7 | Cinghietta lunga |
| 4 | Spie LED | 8 | Cinghietta corta |

PROVA ALLERGICA

Prima di eseguire il primo trattamento è necessario eseguire un test di sensibilità (prova allergica).

1. Mettere décoLITE sulla parte interna del braccio.
2. Se in qualsiasi momento si sente la pelle CALDA o fastidio, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
3. Dopo il trattamento, attendere almeno 6 ore. Se la pelle della parte interna del braccio appare arrossata e/o pruriginosa, non usare décoLITE.

CARICAMENTO


Per caricare décoLITE, inserire il cavo di ricarica USB-C nel controller. Inserire il connettore USB in un alimentatore USB. I 3 LED sulla centralina inizieranno a lampeggiare per indicare la ricarica. Quando è completamente carico, tutti e tre i LED saranno illuminati.

Nota: Ricaricare sempre quando l'ultimo LED inizia a lampeggiare. décoLITE non funziona durante la ricarica.


GUIDA INTRODUTTIVA

Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire il tampone luminoso décoLITE. Vedere le istruzioni per la pulizia. décoLITE è dotato di una cinghietta regolabile che consente di indossare comodamente il tampone luminoso.

Utilizzare intorno al collo e sul petto:



Utilizzare solo sul petto:



TRATTAMENTI

Per ottenere i migliori risultati, effettuare il trattamento per 3-5 giorni a settimana per un minimo di 4 settimane. I trattamenti di manutenzione devono essere eseguiti secondo necessità, in base allo stile di vita e alle condizioni della pelle.

Trattamento décoLITE:

1. Detergere ed esfoliare la pelle per rimuovere eventuali tracce di trattamenti.
2. Per indossare il tampone luminoso, infilare la cinghietta attraverso i fori su entrambi i lati del tampone luminoso e unire le estremità usando il gancio e le estremità del loop (vedere la figura precedente). Mettere la cinghietta corta intorno al collo o quella lunga (inserendola attraverso i fori del passante superiore) sopra il petto.
3. Premere il tasto di accensione/spengimento per accendere. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo dieci minuti. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento premendo il tasto On/Off.
4. Alla fine del trattamento rimuovere il tampone luminoso.
5. Applicare la normale crema idratante e crema solare.

Nota: Immediatamente dopo il trattamento la pelle può arrossarsi. Dovrebbe tornare alla normalità nel giro di 1-2 ore.

Trattamento Hydrogel (opzionale):

Per avere risultati e benefici migliori décoLITE può essere combinato con trattamenti Hydrogel . Si prega di rivedere tutte le istruzioni fornite con la confezione Hydrogel.

PULIZIA

Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire il tampone luminoso come indicato di seguito:

1. Assicurarsi che il dispositivo NON sia in fase di ricarica durante la pulizia.
2. Pulire il tampone luminoso con un panno imbevuto in acqua o un panno pulito umido. Le macchie ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcool al 70%. NON usare altri prodotti detergenti in quanto potrebbero danneggiare la plastica.
3. Pulire il controller con un panno pulito e umido.

CONSERVAZIONE

Conservare décoLITE a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. Evitare di conservare décoLITE dove possa essere presente della polvere, alla luce solare diretta o in condizioni di umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna luce rossa o infrarossa	Non caricato	Caricare il controller
Nessuna luce rossa o infrarossa	Il dispositivo è in fase di ricarica.	Scollegare il cavo di ricarica dal controller

SMALTIMENTO




La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica, quindi assicurarsi che, a tempo debito, venga smaltito in modo corretto in conformità con i requisiti delle autorità locali. **NON** deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso controller: 5V 500mA 

Ingresso tampone luminoso: 5V 280mA (CC)

 Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.



Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.



Questo simbolo significa che bisogna tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.



Corrente continua



Questo prodotto NON è idoneo per essere ricaricato in bagno.



Questo simbolo indica il connettore USB.



Questo simbolo indica che il dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.



Questo simbolo fa riferimento al numero di catalogo per il dispositivo décoLITE.



Questo simbolo si riferisce al codice batch del dispositivo décoLITE.

Peso:

600g (controller e tampone luminoso)

LED:

Rosso: 630nm+/-10nm.

Vicino all'infrarosso: 830nm+/-17,5nm

Dimensioni totali del dispositivo:

Tampone luminoso: 300mm max (a) x 220mm max (h)

Controller: 23mm max (dia) x 104mm (l)

Programma / durata del trattamento:

10 minuti

Temperatura di esercizio:

Da 0°C a 40°C

Temperatura per la conservazione e il trasporto:

Da -5°C a 55°C

Umidità di esercizio:

Dal 30% al 95% senza condensa

Umidità per la conservazione e il trasporto:

Dal 20% al 85% senza condensa

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattare l'indirizzo online@riobeauty.com

Per il riordino di ulteriori accessori, visitare il sito

www.riobeauty.com o contattare il distributore di zona.

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il seguente indirizzo:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

www.riobeauty.com



© The Dezac Group Ltd 2019 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17,
Cheltenham, England GL53 7ET

Patents: GB 2 360 461, JP 4889247, EP 1 138 349, US6,645,230, EP 1 824 561,
GB 2 425 481, GB 2 416 699, EP 2 376 194, HK8101701.

1-IN-DCLT-EU/1.1