

PORE PERFECTION

- WIRELESS -



the beauty specialists



ENGLISH	4
FRANÇAIS	18
DEUTSCH	32
NEDERLANDS	46
ESPAÑOL	60
PORTUGUÊS	74
ITALIANO	88



WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep out of the reach of children.
- Do not charge for longer than 24 hours.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use.
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- Do not use on cuts or broken skin.

- Do not use this appliance on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, skin tags, skin rash, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions. We recommend you consult your physician before treatment if you suffer from any of the above conditions.
- Do not use immediately around the eyes.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.
- Do not place or store in direct sunlight. Store in a cool dry place.
- To avoid redness / bruising keep the head moving at all times and when using for the first few times, use the small Round treatment head.



KNOW YOUR UNIT

- 1 Protective pouch
- 2 Pore Perfection
- 3 Round treatment head
- 4 Oval treatment head
- 5 USB charging cable
- 6 Mode button
- 7 ON/OFF button
- 8 Charging indicator
- 9 Rubber seal
- 10 Micro USB Port

HOW IT WORKS

Pore Perfection is a non-invasive vacuum suction technology skin care system which deep cleans pores to remove dirt and blackheads, while helping to improve overall skin condition. Used with your phone the 10x magnifying camera helps identify problem areas to target and shows the actual extraction and cleansing of congested pores as it occurs.

The suction actions also helps boost micro blood circulation while the blue light targets surface bacteria which cause redness and inflammation.

TREATMENT HEADS



Oval Treatment Head

High suction, full face cleansing.




Round Treatment Head

Low suction and for difficult to reach zones (i.e. around nose area).

FITTING THE TREATMENT HEADS

1. Align the small arrow symbols and press firmly onto the unit.



HOW TO CHARGE

IMPORTANT: Before using for the first time, charge for 3.5 hours.

Charging is required if the charging indicator flashes when turning on.

1. Peel back the rubber seal on the base of the unit.
2. Plug the micro USB connector of the charging cable into the micro USB port on the unit. Then, plug the USB charging cable in to either a computer or USB (5V) power outlet.
3. The charging indicator will flash blue when charging. When fully charged, the charging indicator will remain blue.

SETTING UP THE CAMERA AND APP

1. Scan the QR code below to Install the **Pore Perfector Wireless** app or search the app store for '**Pore Perfector Wireless**'.



2. Open the **Pore Perfector** app on your phone/tablet and follow the on-screen instructions.
3. Press the ON/OFF button for one second to switch on.
4. Select the **Pore Perfector** network in your wi-fi settings to pair with the app.

NOTE: Continue to follow on-screen instructions.



WARNING:


Bruising can result if the treatment head isn't constantly moved over the skin or if too high an intensity level is used.

SETTING UP THE CAMERA AND APP

5. Place the treatment head on a patch of skin to check the camera displays on the app / phone.
6. Once the treatment is in progress, if you wish, you can use the app to take pictures of the treatment.



Pore Perfector battery health.
Touch this icon to temporarily
hide all icons. Touch
again to show icons.



PATCH TEST

IMPORTANT: Test each head on a small area on each intensity level to check for skin sensitivity. Wait for 24 hours to check for any reaction.

WARNING: Bruising can result if the treatment head isn't constantly moved over the skin or if too high an intensity level is used.

PREPARING THE SKIN

- Cleanse to remove any makeup or dirt.
- **Hold a warm cloth over the face to open the pores.**

TREATMENT

1. Select your preferred treatment head (**IMPORTANT** – always use the 'round' treatment head when using for the first time).
2. To switch on press the ON/OFF button for one second - this will automatically select suction level 1.
3. Briefly press the ON/OFF button again to select levels 2 or 3 and increase suction level.
 - Level 1 - Low suction for sensitive skin
 - Level 2 - Medium suction
 - Level 3 - Maximum suction
4. Pressing the ON/OFF button a 4th time will turn off the suction.
This is useful as the camera remains on so you can view the area of skin to be treated. Pressing again will reactivate the suction on level 1.
5. Pressing the Mode button turns the blue light on and off.

TREATMENT

NOTE: When the Mode button is pressed once, the suction treatment will stop, press the Mode button once more to continue the suction treatment at the same suction level.

6. To switch off press the ON/OFF button for 2 seconds and then release.

NOTE: During the treatment, the **Pore Perfector** will pulse on and off three times before continuing to proceed with the treatment at each 5 minute interval.

Once familiar with the functioning of the unit and having performed a patch test you are ready to treat your skin.

Always use level 1 for the first few treatments.

With the unit turned on apply the treatment head to the skin.

It is important to keep the head moving over the skin at all times to avoid bruising the skin.

Do not use over the same patch of skin for more than one second at a time.

TIP: Use the camera to guide the treatment head over the skin and assist in extracting dirt, grime or sebum plugs from the pores.

AFTER TREATMENT

- Wash skin with a mild antibacterial cleanser.
- The skin may appear red and slightly irritated after use. This should subside after 30 minutes.
- Do not use any exfoliating products before or after the treatment.
- Remove the silicon tip and thoroughly wash it with antibacterial soap or facial cleanser immediately after use.

CLEANING & MAINTENANCE

- Switch the device off and clean using a soft damp cloth.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Dry thoroughly before storing.

IMPORTANT INFORMATION

There are no user serviceable parts inside the unit.



DISPOSAL

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat

any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

This product is classed as Electrical or Electronic Equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

CUSTOMER CARE

If you have any questions, email us at: online@riobeauty.com

To reorder additional accessories, please visit www.riobeauty.com or contact your local distributor.

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

SPECIFICATION

MODEL: DRMC2

Input: 5.0V  600mA 

Battery: Li-ion 3.7V 2000mAh



This product is for indoor use only.



Read these instructions carefully before use and then retain or future use.



This unit complies with current EU product legislation.

**UK
CA**



Direct current

Voltage: 5.0V Max

Suction: -60Kpa Max

Noise: 60dB Max

Camera Pixel: 0.3million

Camera Resolution: 640x480

Camera Zoom: 10x

White Light: 4pcs 0603 LED

Blue Light: 4pcs 0603 LED

Working Time:

Wi-fi mode On - 250 minutes

Wi-fi mode Off - 280 minutes

USB: Micro-B, 5V / 600mA input

Battery: 18650 2000mAh 3.7V with PTC

Operating Temperature / Humidity: 5~35°C / 10~90%RH

Storage Temperature / Humidity: -20~45°C / 10~90%RH

SPECIFICATION

Radio frequency output: Power: 25mW
Operating frequency band: 2.4G

Hereby, The Dezac Group declares that the radio equipment type [designation of type of radio equipment] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at:
<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

UK Office:
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU Office:
The Dezac Group (Europe) BV, Azura
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp
Netherlands

AVERTISSEMENTS

- **Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Rangez hors de portée des enfants.
- Ne pas faire charger plus de 24 heures.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Si vous présentez une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.
- Ne pas utiliser sur des coupures ou sur une peau abîmée.

- Ne pas utiliser cet appareil sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : varices, maladies de peau (eczéma, psoriasis, dermatite par exemple), coupures et égratignures, irritation, verrues, grains de beauté, excroissances de peau, éruptions cutanées, hypersensibilité ou coup de soleil, phlébite, cicatrice récente ou d'autres affections cutanées. Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant utilisation si vous présentez une des affections ci-dessus.
- Ne pas utiliser à proximité immédiate des yeux.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique.
- Ne pas exposer au soleil direct ou ranger sous le soleil direct. Rangez dans un endroit frais et sec.
- Pour éviter toute rougeur / tout hématome, déplacez en permanence la tête de soin et lors des premières utilisations, utilisez la Petite tête de soin ronde.



VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- ❶ Housse de protection
- ❷ Pore Perfection
- ❸ Tête de soin ronde
- ❹ Tête de soin ovale
- ❺ Câble de charge USB
- ❻ Bouton Mode
- ❼ Bouton MARCHE/ARRÊT
- ❽ Indicateur de charge
- ❾ Cache de protection en caoutchouc
- ❿ Port micro USB

FONCTIONNEMENT

Pore Perfection est un système de soin de la peau qui utilise une technologie d'aspiration non invasive qui fait le vide. Il permet de nettoyer les pores en profondeur en éliminant les impuretés et les points noirs tout en contribuant à améliorer l'état général de la peau. Utilisé avec votre téléphone, la caméra 10x grossissante aide à identifier les zones à problèmes afin de les cibler. Elle permet de visualiser, en direct, l'extraction et le nettoyage des pores congestionnés.

L'action aspirante contribue également à stimuler la micro circulation sanguine tandis que la lumière bleue cible les bactéries présentes sur la surface de la peau, responsables des rougeurs et des inflammations.

TÊTES DE SOIN



Tête de soin ovale

Forte aspiration, nettoyage de l'ensemble du visage.



Tête de soin ronde

Faible aspiration et pour les zones difficiles d'accès (autour du nez par ex.).

MISE EN PLACE DES TÊTES DE SOIN

1. Alignez les symboles de la petite flèche et appuyez fermement sur l'appareil.



CHARGE DE L'APPAREIL

IMPORTANT : avant la première utilisation, faites charger l'appareil pendant 3,5 heures.

Quand vous allumez l'appareil, si l'indicateur de charge clignote, ceci signifie que l'appareil doit être chargé.

1. Retirez le cache de protection en caoutchouc au niveau de la base de l'appareil.
2. Branchez le connecteur micro USB du câble de charge dans le port micro USB, sur l'appareil. Puis branchez le câble de charge USB sur un ordinateur ou une prise d'alimentation USB (5 V).
3. L'indicateur de charge clignote bleu lorsque l'appareil est en charge. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, l'indicateur de charge est bleu fixe.


PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA ET DE L'APPLI

1. Scannez le code QR ci-dessous pour installer l'appli **Pore Perfector Wireless** ou recherchez "**Pore Perfector Wireless**" dans l'App Store.



2. Ouvrez l'appli **Pore Perfector** sur votre téléphone/tablette et suivez les consignes données à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT pendant 1 seconde pour allumer l'appareil.
4. Sélectionnez le réseau **Pore Perfector** dans vos paramètres wifi pour appairer l'appareil et l'appli.


REMARQUE : continuez à suivre les consignes données à l'écran.



AVERTISSEMENT :
des hématomes peuvent apparaître si vous cessez de déplacer constamment la tête de soin sur votre peau ou si vous utilisez un niveau d'intensité trop élevé.

PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA ET DE L'APPLI

5. Positionnez la tête de soin sur une zone de peau, afin de vérifier l'affichage par la caméra sur l'appli / le téléphone.
6. Pendant que le soin est en cours, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'appli pour prendre des photos du soin.



TEST ÉPICUTANÉ

IMPORTANT : pour chaque tête, faites un essai sur une petite zone pour chaque niveau d'intensité, afin de tester la sensibilité de la peau. Patientez 24 heures pour vérifier l'absence de toute réaction.

AVERTISSEMENT : des hématomes peuvent apparaître si vous cessez de déplacer constamment la tête de soin sur votre peau ou si vous utilisez un niveau d'intensité trop élevé.

PRÉPARATION DE LA PEAU

- Lavez votre visage afin d'éliminer tout maquillage ou toutes les impuretés.
- Placez un linge chaud sur votre visage afin d'ouvrir les pores.

SOIN

1. Choisissez votre tête de soin préférée (**IMPORTANT** – utilisez toujours la "petite" tête de soin lors de la première utilisation).
2. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 1 seconde : le niveau d'aspiration 1 est automatiquement sélectionné.
3. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour sélectionner les intensités 2 ou 3 et augmenter le niveau d'aspiration.
Intensité 1 - Faible aspiration pour les peaux sensibles
Intensité 2 - Aspiration moyenne
Intensité 3 - Aspiration maximum
4. Si vous appuyez une 4^{ème} fois sur le bouton MARCHE/ARRÊT, l'aspiration s'arrête. **Cette fonction est pratique car la caméra reste allumée : vous pouvez donc voir la zone de peau sur laquelle intervenir.** Si vous appuyez de nouveau sur ce bouton, vous réactivez l'aspiration sur l'intensité 1.

SOIN

5. Appuyez sur le bouton Mode pour allumer et éteindre la lumière bleue.

REMARQUE : quand on appuie 1 fois sur le bouton Mode, le soin par aspiration s'arrête. Appuyez une fois de plus sur le bouton Mode pour poursuivre le soin par aspiration avec la même intensité d'aspiration.

6. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 2 secondes puis relâchez-le pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : au cours du soin, **Pore Perfector** émet des pulsations par intermittence 3 fois avant de poursuivre le soin à intervalle de 5 minutes.

Après vous être familiarisé avec le fonctionnement de l'appareil et avoir réalisé un test épicutané, vous êtes prêt à effectuer un soin.

Optez toujours pour l'intensité 1 pour réaliser les premiers soins.

Après avoir allumé l'appareil, appliquez la tête de soin sur la peau.

Il est important de déplacer en permanence la tête sur la peau, afin d'éviter de créer des hématomes.

N'utilisez pas l'appareil sur la même zone de peau pendant plus d'une seconde d'affilée.

CONSEIL : utilisez la caméra pour diriger la tête de soin sur la peau et l'aider à extraire les impuretés ou les amas de sébum logés dans les pores.

APRÈS LE SOIN

- Nettoyez votre peau avec un produit lavant antibactérien doux.
- La peau peut devenir rouge et légèrement irritée après utilisation. Ce phénomène doit se dissiper dans les 30 minutes.
- Ne pas utiliser de produits exfoliants avant ou après le soin.
- Retirez l'embout en silicone et lavez-le soigneusement avec du savon antibactérien ou un produit nettoyant pour le visage immédiatement après utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteindre l'appareil et nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- Bien sécher avant de ranger l'appareil.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.



ÉLIMINATION

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les produits en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous adresser un e-mail à cette adresse : online@riobeauty.com

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE : DRMC2

Alimentation : 5,0 V  600 mA



Batterie : Li-ion 3,7 V 200 mAh



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Veuillez lire attentivement ces consignes avant toute utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est conforme à la législation de l'UE en vigueur relative aux appareils.



Courant continu

Tension : 5,0 V maxi.

Aspiration : -60 kPa maxi.

Niveau sonore : 60 dB maxi.

Pixels caméra : 0,3 million

Résolution de la caméra : 640 x 480

Zoom caméra : 10x

Lumière blanche : 4 pièces 0603 LED

Lumière bleue : 4 pièces 0603 LED

Durée de fonctionnement :

Mode Wifi activé - 250 minutes

Mode Wifi désactivé - 280 minutes

USB : Micro-B, 5 V / 600 mA en entrée

Batterie : 18650 2000 mAh 3,7 V avec PTC

Température / Humidité de fonctionnement : 5~35°C / 10~90 % HR

Température / Humidité de stockage : -20~45°C / 10~90 % HR

SPÉCIFICATIONS

Fréquence radio sortante : alimentation : 25 mW

Bande de fréquence de fonctionnement : 2,4 G

Par la présente, The Dezac Group déclare que le type d'équipement radio [désignation du type d'équipement radio] est conforme à la Directive 2014/53/UE.

L'intégralité du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible ici :

<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

Bureau pour le Royaume-Uni :

PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

Bureau européen :

The Dezac Group (Europe) BV, Azura

Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp

Pays-Bas

WICHTIGE HINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Geräts unter Aufsicht erfolgt, oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht länger als 24 Stunden laden.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden, holen Sie bitte zuerst den Rat Ihres Hautarztes ein.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person benutzt werden.
- Nicht bei Schnittverletzungen oder rissiger Haut anwenden.

- Benutzen Sie das Produkt nicht auf Körperbereichen, an denen sich die Haut löst, oder unter folgenden Bedingungen: Bei Krampfadern, Hauterkrankungen (z. B. Ekzem, Schuppenflechte, Dermatitis), Schnitt- und Schürfwunden, Reizungen, Warzen, Muttermalen, Fibromen, Ausschlägen, Hypersensibilität oder Sonnenbrand, Venenentzündungen, vor kurzem vernarbtes Gewebe oder anderen Hautproblemen. In diesen Fällen sollten Sie vor einer Behandlung unbedingt ärztlichen Rat einholen.
- Nicht rund um die Augen anwenden.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die einer kosmetischen Operation unterzogen wurden.
- Nicht in direktem Sonnenlicht ablegen oder aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Um Rötungen und blaue Flecken zu vermeiden, sollten Sie den Aufsatz die ganze Zeit bewegen. Verwenden Sie bei den ersten Anwendungen den kleinen runden Behandlungsaufsatz.



LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- 1 Schutzhülle
- 2 Pore Perfection
- 3 Runder Behandlungsaufsatz
- 4 Ovaler Behandlungsaufsatz
- 5 USB-Ladekabel
- 6 Funktionstaste
- 7 EIN/AUS-Schalter
- 8 Ladeanzeige
- 9 Gummiverschluss
- 10 Micro-USB-Anschluss

FUNKTIONSWEISE

Pore Perfection ist ein Hautpflegesystem mit nicht-invasiver Vakuum-Saugtechnologie, das die Poren tief reinigt und so Schmutz und Mitesser entfernt und gleichzeitig dazu beiträgt, den allgemeinen Hautzustand zu verbessern. In Verbindung mit Ihrem Handy hilft die 10-fach vergrößernde Kamera, Problembereiche zu ermitteln und zeigt in Echtzeit die tatsächlich entfernte Verunreinigung und Reinigung verstopfter Poren.

Die Saugwirkung fördert außerdem die Mikrozirkulation, während das blaue Licht Bakterien an der Oberfläche entgegenwirkt, die Rötungen und Entzündungen verursachen.

BEHANDLUNGSAUFSÄTZE



Ovaler Behandlungsaufsatz

Hohe Saugkraft, vollständige
Gesichtsreinigung.



Runder Behandlungsaufsatz

Niedrige Saugkraft und für schwer zu
erreichende Stellen (z.B. rund um die Nase).

EINSETZEN DER BEHANDLUNGS-AUFSÄTZE

1. Richten Sie die kleinen Pfeilsymbole aufeinander aus und drücken Sie sie fest auf das Gerät.



LADEN DES GERÄTS

WICHTIG: Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 3,5 Stunden auf.

Eine Aufladung ist erforderlich, wenn die Ladeanzeige beim Einschalten blinkt.

1. Ziehen Sie den Gummiverschluss am Boden des Geräts herunter.
2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels in den Micro-USB-Anschluss des Geräts. Verbinden Sie dann das USB-Ladekabel entweder mit einem Computer oder einem Ladegerät mit USB-Port (5 V). Ladegerät mit USB-Port (5 V).
3. Die Ladeanzeige blinkt beim Aufladen blau. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, bleibt die Ladeanzeige blau.

EINRICHTEN DER KAMERA UND APP

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code ein, um die **Pore Perfector Wireless** App zu installieren oder suchen Sie im App Store nach „**Pore Perfector Wireless**“.



2. Öffnen Sie die **Pore Perfector** App auf Ihrem Smartphone/Tablet und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie zum Einschalten eine Sekunden lang die EIN/AUS-Taste.
4. Wählen Sie das **Pore Perfector** Netzwerk in Ihren WLAN-Einstellungen, um es mit der App zu verbinden.

HINWEIS: Befolgen Sie die weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.




ACHTUNG:

Wenn der Behandlungsaufsatz nicht kontinuierlich auf der Haut bewegt wird oder die verwendete Intensitätsstufe zu hoch ist, können blaue Flecken entstehen.

EINRICHTEN DER KAMERA UND APP

5. Setzen Sie den Behandlungskopf auf einen Hautbereich, um das Kameradisplay bei der App/dem Smartphone zu prüfen.
6. Sobald die Behandlung begonnen hat, können Sie, falls Sie möchten, die App benutzen, um Fotos von der Behandlung zu machen.



TESTANWENDUNG

WICHTIG: Testen Sie auf einem kleinen Hautbereich jede Intensitätsstufe mit jedem Aufsatz, um zu prüfen, ob die Haut empfindlich reagiert. Warten Sie 24 Stunden, um zu sehen, ob es eine Reaktion gibt.

WARNHINWEIS: Wenn der Behandlungsaufsatz nicht kontinuierlich auf der Haut bewegt wird oder die verwendete Intensitätsstufe zu hoch ist, können blaue Flecken entstehen.

VORBEREITEN DER HAUT

- Reinigen Sie die Haut, um Make-up oder Schmutz zu entfernen.
- **Legen Sie ein warmes Tuch auf das Gesicht, um die Poren zu öffnen.**

BEHANDLUNG

1. Wählen Sie den gewünschten Behandlungsaufsatz aus (**WICHTIG** – Verwenden Sie beim ersten Mal immer den „runden“ Behandlungsaufsatz.).
2. Drücken Sie zum Einschalten eine Sekunde lang die EIN-/AUS-Taste – dadurch wird automatisch Saugstufe 1 ausgewählt.
3. Drücken Sie erneut kurz die EIN/AUS-Taste, um Stufe 2 oder 3 auszuwählen und die Saugkraft zu erhöhen.
 - Stufe 1 – Niedrige Saugkraft für empfindliche Haut
 - Stufe 2 – Mittelstarke Saugkraft
 - Stufe 3 – Maximale Saugkraft
4. Die EIN/AUS-Taste ein viertes Mal zu drücken, schaltet die Saugfunktion aus. **Dies ist nützlich, da die Kamera eingeschaltet bleibt, so dass Sie sich den zu behandelnden Hautbereich ansehen können.** Durch erneutes Drücken wird die Saugfunktion auf Stufe 1 wieder reaktiviert.

BEHANDLUNG

5. Durch Drücken der Funktionstaste wird das blaue Licht ein- und ausgeschaltet.

HINWEIS: Wenn die Funktionstaste einmal gedrückt wird, endet die Saugbehandlung. Nochmaliges Drücken der Funktionstaste setzt die Saugbehandlung auf der gleichen Saugstufe fort.

6. Zum Ausschalten drücken Sie die EIN/AUS-Taste 2 Sekunden lang und lassen sie dann wieder los.

HINWEIS: Während der Behandlung schaltet sich der **Pore Perfector** pulsierend dreimal ein und aus, bevor die Behandlung mit jedem 5-Minuten-Intervall fortgesetzt wird.

Wenn Sie sich mit der Funktionsweise des Geräts vertraut gemacht und einen Hauttest durchgeführt haben, können Sie Ihre Haut behandeln.

Benutzen Sie für die ersten Behandlungen immer Stufe 1.

Schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie den Behandlungsaufsatz auf die Haut.

Es ist wichtig, dass Sie den Aufsatz die gesamte Zeit auf der Haut bewegen, damit keine blauen Flecken entstehen.

Wenden Sie das Gerät nicht länger als eine Sekunde auf dem gleichen Hautbereich an.

TIPP: Benutzen Sie die Kamera, um den Behandlungsaufsatz über die Haut zu führen und Ihnen beim Entfernen von Schmutz, Talg und Mitessern aus den Poren zu helfen.

NACH DER BEHANDLUNG

- Waschen Sie die Haut mit einem milden, antibakteriellen Reinigungsprodukt.
- Nach dem Gebrauch kann die Haut gerötet und leicht gereizt aussehen. Dies sollte nach 30 Minuten abklingen.
- Verwenden Sie vor und nach dem Gebrauch keine Peelingprodukte.
- Entfernen Sie die Silikonspitze und waschen Sie sie sofort nach dem Gebrauch mit Seife oder einem Gesichtereinigungsprodukt mit antibakterieller Wirkung.

REINIGUNG & WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie es mit einem weichen feuchten Tuch.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vor der Aufbewahrung gründlich trocknen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Es befinden sich keine Teile innerhalb des Geräts, die Sie selbst warten können.



ENTSORGUNG

Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertung- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden.

Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

KUNDENBETREUUNG

Falls Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: online@riobeauty.com.

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie uns im Internet auf www.riobeauty.com
oder setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

TECHNISCHE DATEN

MODELL: DRMC2

Eingangsleistung: 5,0 V  600 mA

Akku: Li-ion 3,7 V 2000 mAh



Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.



Dieses Gerät entspricht den aktuellen EU-Produktvorschriften.



Gleichstrom

Spannung:	max. 5,0 V.
Saugkraft:	max. -60 kPa
Lautstärke:	max. 60 dB
Kamerapixel:	0,3 Mio.
Kameraauflösung:	640 x 480
Kameravergrößerung:	10 x
Weißes Licht:	4x 0603 LED
Blaues Licht:	4x 0603 LED
Betriebsdauer:	
WLAN-Funktion ein	- 250 Minuten
WLAN-Funktion aus	- 280 Minuten
USB:	Micro-B, 5 V / 600 mA Eingangsleistung
Akku:	18650 2000 mAh 3,7 V mit PTC
Betriebstemperatur/-feuchtigkeit:	5~35° C / 10~90 % RH
Aufbewahrungstemperatur/-feuchtigkeit:	-20~45° C / 10~90 % RH

TECHNISCHE DATEN

Radiofrequenz-Ausgangsleistung: Strom: 25 mW
Betriebsfrequenzbereich: 2,4 G

Hiermit erklärt The Dezac Group, dass das Radiofrequenzgerät des Typs [designation of type of radio equipment] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter:

<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

Britische Niederlassung:
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU-Niederlassung:
The Dezac Group (Europe) BV, Azura
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp
Niederlande

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze ter referentie.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet langer dan 24 uur achtereen opladen.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt, of als het gevallen of beschadigd is.
- Als u aan een huidaandoening lijdt, raadpleeg dan uw dermatoloog alvorens het apparaat te gebruiken.
- Om redenen van hygiëne raden wij gebruik door slechts één persoon aan.
- Niet gebruiken op wondjes of gebroken huid.

- Gebruik dit apparaat niet op lichaamsdelen met losse huid of op zones met sporen van spataders, huidziektes (bijv. eczeem, psoriasis, dermatitis), snij- en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, huidplekken, huidirritatie, hypergevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel en andere huidaandoeningen. Het is verstandig advies van een arts in te winnen voordat u dit product gebruikt als u last hebt van enige van de bovenstaande aandoeningen.
- Niet gebruiken in de onmiddellijke buurt van de ogen.
- Niet gebruiken op zones die een cosmetische ingreep hebben ondergaan.
- Niet plaatsen of bewaren in direct zonlicht. Op een koele en droge plaats bewaren.
- Om roodheid / blauwe plekjes te vermijden, blijf de kop altijd bewegen en gebruik de eerste paar keer de kleine ronde behandelingskop.



KEN UW APPARAAT

- 1 Beschermende etui
- 2 Pore Perfection
- 3 Ronde behandelingskop
- 4 Ovale behandelingskop
- 5 USB-oplaadkabel
- 6 Modusknop
- 7 AAN/UIT-knop
- 8 Laadindicator
- 9 Rubberen dichting
- 10 Micro USB-poort

HOE WERKT HET?

Pore Perfection is een vacuüm aanzuigtechnologie voor niet-invasieve huidverzorging die de poriën diepgaand reinigt en vuil en mee-eters verwijdt, zodat de algemene toestand van de huid verbetert. In combinatie met de 10x vergrotende camera van uw telefoon helpt het systeem u probleemzones te identificeren en de actuele extractie en reiniging van verstopte poriën te visualiseren.

De aanzuigactie helpt eveneens de microbloedcirculatie te verbeteren terwijl het blauw licht de oppervlaktebacteriën opspoort die roodheid en ontstekingen veroorzaken.

BEHANDELINGSKOPPEN



Ovale behandelingskop

Hoge aanzuiging, reiniging van het volledige gelaat



Ronde behandelingskop

Lage aanzuiging en voor moeilijk te bereiken zones (bijv. rond de neus).

BEVESTIGEN VAN DE BEHANDELINGSKOPPEN

1. Lijn de kleine pijlsymbolen uit met elkaar en druk het stevig op de eenheid.



HOE OPLADEN

BELANGRIJK: Voor het eerste gebruik gedurende 3,5 uur opladen.

Opladen is vereist wanneer de laadindicator knippert terwijl het apparaat aan staat.

1. Vouw de rubberen dichting op het onderstel van de eenheid open.
2. Steek de micro -USB-connector van de laadkabel in de Micro USB-poort van de eenheid. Steek vervolgens de USB-laadkabel in een computer of in een USB-stopcontact (5 V).
3. De laadindicator knippert blauw tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, blijft de laadindicator blauw.

INSTELLING CAMERA EN APP

1. Scan de onderstaande QR-code om de app van de **Pore Perfector Draadloos** te installeren of zoek in de app store naar '**Pore Perfector Draadloos**'.



2. Open de app **Pore Perfector** op uw telefoon of tablet en volg de instructies op het scherm.
3. Druk gedurende één seconde op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.
4. Selecteer in uw wifi-instellingen het netwerk **Pore Perfector** om aan de app te koppelen.

LET OP: Blijf de instructies op het scherm volgen.



WAARSCHUWING:

Er kunnen blauwe plekjes ontstaan wanneer de behandelingskop niet continu over de huid wordt verplaatst of wanneer de intensiteit te hoog is.

INSTELLING CAMERA EN APP

5. Plaats de behandelingskop op een huidpatch om na te gaan of de camera op de app of telefoon werkt.
6. Zodra de behandeling bezig is, kunt u de app gebruiken om foto's te nemen van de behandeling.



Pore Perfector batterijstatus. Raak dit pictogram aan om alle pictogrammen tijdelijk te verbergen. Raak dit pictogram opnieuw aan om de pictogrammen weer tevoorschijn te halen.



PATCHTEST

BELANGRIJK: Test elke kop op elk intensiteitsniveau op een klein gebied om de huidgevoeligheid te controleren. Wacht 24 uur om eventuele huidreactie te controleren.

WAARSCHUWING: Er kunnen blauwe plekjes ontstaan wanneer de behandelingskop niet continu over de huid wordt verplaatst of wanneer de intensiteit te hoog is.

DE HUID VOORBEREIDEN

- Reinig de huid eerst om alle make-up en vuil te verwijderen.
- **Houd een warme doek over uw aangezicht om de poriën open te zetten.**

BEHANDELING

1. Selecteer uw gewenste behandelingskop (**BELANGRIJK** – gebruik altijd de 'ronde' behandelingskop bij het eerste gebruik).
2. Druk gedurende één seconde op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen – dit selecteert automatisch aanzuigingsniveau 1.
3. Druk kort opnieuw op de AAN/UIT-knop om naar niveau 2 of 3 te gaan en het aanzuigingsniveau te verhogen.
 - Niveau 1 - Lage aanzuiging voor gevoelige huid
 - Niveau 2 - Medium aanzuiging
 - Niveau 3 - Maximale aanzuiging
4. Door een vierde keer op de AAN/UIT-knop te drukken wordt de aanzuiging gestopt. **Dit is nuttig wanneer u de camera wenst te blijven gebruiken om te bekijken welke zones van de huid moeten worden behandeld.** Door opnieuw op de knop te drukken, wordt niveau 1 aanzuiging weer ingesteld.

BEHANDELING

5. Door op de Modusknop te drukken, wordt het blauw licht in- en uitgeschakeld.

LET OP: Wanneer de Modusknop eenmaal wordt ingedrukt, stopt de aanzuigingsbehandeling, druk nogmaals op de Modusknop om de aanzuigingsbehandeling op hetzelfde aanzuigingsniveau voort te zetten.

6. Druk gedurende twee seconden op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.

LET OP: Tijdens de behandeling zal de **Pore Perfector** driemaal aan en uit pulseren alvorens verder te gaan met de behandeling bij elk interval van 5 minuten.

Zodra u zich vertrouwd hebt gemaakt met het apparaat en een patchtest hebt uitgevoerd bent u helemaal klaar om uw huid te behandelen.

Gebruik bij de eerste behandelingen altijd niveau 1.

Plaats de behandelingskoppen op het apparaat terwijl het aan staat.

Het is belangrijk dat de kop altijd over de huid blijft bewegen om te voorkomen dat u zich verwondt.

Blijf nooit langer dan 1 seconde over hetzelfde huiddeel gaan.

TIP: Gebruik de camera om de behandelingskop over de huid te leiden en help om vuil, make-up en sebumproppen uit de poriën te verwijderen.

NA DE BEHANDELING

- Was de huid met een zacht antibacteriële huidreiniger.
- Mogelijk wordt de huid rood en licht geïrriteerd na gebruik. Dit zou na 30 minuten moeten verdwijnen.
- Gebruik geen exfoliërende producten voor of na de behandeling.
- Verwijder de siliconen dop en was deze grondig met antibacteriële zeep of een gelaatsreiniger. Doe dit meteen na gebruik.

REINIGING & ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en reinig het met een zachte vochtige doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Droog grondig af voor het apparaat wordt opgeborgen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen.



INSTRUCTIES

De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden.

Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden weggegooid.

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u terecht op: online@riobeauty.com

Om extra accessoires te bestellen, kijkt u op www.riobeauty.com of neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

SPECIFICATIES

Model: DRMC2

Input: 5,0 V  600 mA 

Batterij: Li-ion 3,7 V 2000 mAh



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit apparaat voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Gelijkstroom

Spanning: 5,0 V Max

Aanzuiging: -60 kPa Max

Geluidsniveau: 60 dB Max

Camrapixels: 0,3 miljoen

Resolutie camera: 640x480

Zoom camera: 10x

Wit licht: 4 stuks 0603 LED

Blauw licht: 4 stuks 0603 LED

Werktijd:

Wifimodus Aan - 250 minuten

Wifimodus Uit - 280 minuten

USB: Micro-B, 5 V / 600 mA input

Batterij: 18650 2000 mAh 3,7 V met PTC

Bedrijfstemperatuur / Vochtigheid: 5~35°C / 10~90 %RV

Opslagtemperatuur / Vochtigheid: -20~45°C / 10~90 %RV

SPECIFICATIES

Output radiofrequentie: Vermogen: 25 mW
Werkfrequentie van band: 2,4 G

Hierbij verklaart The Dezac Group dat het type radioapparatuur [aanduiding van het type radioapparatuur] in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op:
<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

Kantoor VK:
PO Box 17, Cheltenham Spa, Engeland GL53 7ET

Kantoor EU:
The Dezac Group (Europe) BV, Azura
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp
Nederland

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- No lo recargue más de 24 horas.
- NO utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.
- Si sufre algún trastorno de la piel, consulte a su dermatólogo antes de usarlo.
- Por razones de higiene recomendamos el uso en una sola persona.
- No lo utilice sobre piel con cortes o rota.

- No utilice este aparato sobre partes sueltas o zonas de la piel con signos de: venas varicosas, enfermedades cutáneas (por ejemplo, eczema, soriasis, dermatitis), cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, papilomas cutáneos, erupciones cutáneas, hipersensibilidad o quemaduras solares, flebitis, tejido cicatricial reciente, otras condiciones de la piel. Recomendamos que consulte al médico antes del tratamiento si sufre alguna de las condiciones anteriores.
- No lo utilice alrededor de la zona ocular.
- No lo utilice en zonas del rostro que han sufrido cirugía cosmética.
- No lo deje ni lo guarde expuesto a la luz solar directa. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Para evitar que se produzca rojez / hematomas, mantenga siempre el cabezal en movimiento y cuando lo use las primeras veces, utilice los cabezales de tratamiento pequeño.



CONOZCA LA UNIDAD

- 1 Funda protectora
- 2 Pore Perfection
- 3 Cabezal de tratamiento redondo
- 4 Cabezal de tratamiento ovalado
- 5 Cable de carga USB
- 6 Seleccionador de modo
- 7 Botón de ENCENDIDO/APAGADO
- 8 Indicador de carga
- 9 Junta de goma
- 10 Puerto micro USB

CÓMO FUNCIONA

Pore Perfection es un sistema de cuidado para la piel que utiliza una tecnología de succión no invasiva que limpia profundamente los poros, eliminando la suciedad y las espinillas al tiempo que ayuda a mejorar la condición general de la piel. Utilizada con su teléfono la cámara de 10 aumentos ayuda a identificar zonas problemáticas específicas y muestra la actual extracción y limpieza de los poros congestionados en tiempo real.

Las acciones de succión también ayudan a estimular la micro circulación sanguínea, mientras que la luz azul ataca las bacterias superficiales que causan rojez e inflamación.

CABEZALES DE TRATAMIENTO



Cabezal de tratamiento ovalado

Alta succión, limpieza completa del rostro.



Cabezal de tratamiento redondo

Baja succión y para zonas difíciles de alcanzar (p. ej. alrededor de la zona nasal).

AJUSTAR LOS CABEZALES DE TRATAMIENTO

1. Alinee los símbolos de la flecha pequeña y presione firmemente sobre la unidad.



CÓMO CARGAR

IMPORTANTE: Antes de utilizar por primera vez dejar cargar durante 3,5 horas.

Será necesario cargar si el indicador de carga parpadea cuando se encienda la unidad.

1. Retire la junta de goma blanca en la base de la unidad.
2. Conecte el conector micro USB del cable de carga al puerto micro USB en la base de la unidad. Después, conecte el cable de carga USB a un ordenador o a una toma de corriente USB (5 V)..
3. El indicador de carga parpadeará azul cuando se esté cargando. Cuando se haya cargado completamente el indicador de carga se tornará azul.


CONFIGURAR LA CÁMARA Y LA APLICACIÓN

1. Escanee el código QR antes de instalar la aplicación **Pore Perfector Wireless** o busque en la tienda de aplicaciones 'Pore Perfector Wireless'.



2. Abra la aplicación **Pore Perfector** en su teléfono/tableta y siga las instrucciones en la pantalla.
3. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante un segundo para encender la unidad.
4. Seleccione la red **Pore Perfector** en los ajustes wi-fi para sincronizar la unidad con la aplicación.

NOTA: Siga las instrucciones en la pantalla.



ADVERTENCIA:

Pueden producirse hematomas si el cabezal de tratamiento no se mueve constantemente por la piel o si se utiliza un nivel de intensidad demasiado alto.

CONFIGURAR LA CÁMARA Y LA APLICACIÓN

5. Coloque el cabezal de tratamiento en un parche de piel para verificar que la cámara funciona en la aplicación / teléfono.
6. Una vez que el tratamiento ha comenzado, si lo desea, puede utilizar la aplicación para tomar fotos o vídeos del tratamiento.



PRUEBA EN LA PIEL

IMPORTANTE: Pruebe cada cabezal en una zona pequeña de la piel en cada nivel de intensidad para verificar que no sufre sensibilidad en la piel. Espere 24 horas para comprobar que no sufre una reacción en la piel.

ADVERTENCIA: Pueden producirse hematomas si el cabezal de tratamiento no se mueve constantemente por la piel o si se utiliza un nivel de intensidad demasiado alto.

PREPARACIÓN DE LA PIEL

- Limpie para eliminar el maquillaje o la suciedad.
- **Cúbrase el rostro con un paño templado para abrir los poros.**

TRATAMIENTO

1. Seleccione el cabezal de tratamiento que prefiera (**IMPORTANTE** – utilice siempre el cabezal de tratamiento “redondo” cuando utilice la unidad por primera vez).
2. Para encender la unidad pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante un segundo – esto seleccionará automáticamente el nivel de succión 1.
3. Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO/APAGADO otra vez para seleccionar los niveles 2 o 3 e incrementar el nivel de succión.
 - Nivel 1 – Baja succión para piel sensible
 - Nivel 2 – Succión media
 - Nivel 3 – Máxima succión
4. Al pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO por cuarta vez se apagará la succión. **Esto es útil ya que la cámara permanece encendida por lo que puede ver la zona de piel a ser tratada.** Al pulsarlo de nuevo se reactivará el nivel

TRATAMIENTO

de succión 1.

5. Al pulsar el botón de función se enciende y apaga la luz azul.

NOTA: Cuando pulse el botón de Modo una vez, el tratamiento de succión se para, pulse el botón de Modo una vez más para continuar el tratamiento de succión al mismo nivel.

6. Para apagar, pulse el botón de encendido/apagado después de 2 segundos y luego suéltelo..

NOTA: Durante el tratamiento, **Pore Perfector** emite pulsaciones que se apagan y se encienden tres veces, antes de continuar el tratamiento a cada intervalo de 5 minutos.

Después de familiarizarse con el funcionamiento de la unidad y de haber realizado una prueba en la piel, estará listo/lista para comenzar el tratamiento en la piel.

Utilice siempre el nivel 1 para los primeros tratamientos.

Cuando se haya encendido la unidad aplique el cabezal de tratamiento a la piel.

Es importante mantener el cabezal moviéndose sobre la piel en todo momento para evitar que se produzcan hematomas en la piel.

No lo utilice sobre la misma zona de la piel durante más de un segundo cada vez.

CONSEJO: Utilice la cámara para guiar el cabezal de tratamiento sobre la piel y ayudar con la extracción de suciedad o tapones de sebo de los poros

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Lávese la piel con un limpiador antibacteriano suave.
- Después del uso la piel puede verse roja y ligeramente irritada. Esto debería desaparecer después de 30 minutos.
- No utilice ningún producto exfoliador antes o después del tratamiento.
- Retire la punta de silicona y lávela con un jabón antibacteriano o un limpiador facial inmediatamente después de usar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el aparato y límpielo con un paño suave húmedo.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- 76 Séquelo completamente antes de guardarlo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Dentro de la unidad no hay ninguna parte que pueda servir al usuario.



ELIMINACIÓN

La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos.

Este producto se ha clasificado como equipamiento eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma adecuada conforme a los requisitos fijados por la autoridad local. No se deberá desechar con la basura doméstica.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: online@riobeauty.com
Para pedir accesorios adicionales, visite: www.riobeauty.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años en línea visite:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ESPECIFICACIÓN

MODELO: DRMC2

Entrada: 5,0 V  600 mA

Pila: Ión-litio 3,7 V 2000 mAh



Este producto es para uso interior solamente.



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Este producto cumple con la actual legislación sobre productos de la UE.



Corriente continua

Voltaje: 5,0 V Máx.

Succión: 60 Kpa Máx.

Ruido: 60 dB Máx

Píxeles de la cámara: 0,3 millones

Resolución de la cámara: 640 x 480

Zoom de la cámara: 10 x

Luz blanca: 4pcs 0603 LED

Luz azul: 4pcs 0603 LED

Tiempo de funcionamiento:

Modo Wi-fi encendido - 250 minutos

Modo Wi-fi apagado - 280 minutos

USB: Micro-B, 5 V / entrada 600 mA

Pila: 18650 2000 mAh 3,7 V con PTC

Temperatura de funcionamiento / Humedad: 5~35°C / 10~90% HR

Temperatura de almacenamiento / Humedad: -20~45°C / 10~90% HR

ESPECIFICACIÓN

Salida de radiofrecuencia: Potencia: 25 mW

Banda de frecuencia de funcionamiento: 2,4 G

Por el presente, The Dezac Group declara que el tipo de equipo de radio [designación de tipo de equipo de radio] cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en:

<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

Oficina del Reino Unido:

PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Oficina de la Unión Europea:

The Dezac Group (Europe) BV, Azura

Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp

Países Bajos

AVISOS

- **Leia as instruções atentamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não carregue a unidade durante mais de 24 horas.
- NÃO utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- Se sofre de algum problema dermatológico, consulte o seu dermatologista antes de utilizar este produto.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Não utilize em pele com cortes ou gretada.

- Não utilize este aparelho em partes do corpo flácidas ou quaisquer outras zonas que apresentem sinais de: veias varicosas, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, sardas, pólipos cutâneos, erupções cutâneas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flebites, cicatrizes recentes e outros problemas de pele. Se sofrer de algum dos problemas acima mencionados, recomendamos que consulte o seu médico antes do tratamento.
- Não utilize na zona do contorno dos olhos.
- Não utilize em zonas que tenham sido alvo de qualquer cirurgia estética.
- Não coloque nem guarde o produto exposto a luz solar direta. Guarde-o num local fresco e seco.
- Para evitar vermelhidão ou pisaduras, mantenha sempre a cabeça em movimento e, nas primeiras utilizações, utilize a cabeça de tratamento pequena e redonda.



A SUA UNIDADE

- 1 Bolsa protetora
- 2 Pore Perfection
- 3 Cabeça de tratamento redonda
- 4 Cabeça de tratamento oval
- 5 Cabo de carregamento USB
- 6 Botão de modo
- 7 Botão Ligar/Desligar
- 8 Indicador de carregamento
- 9 Vedante de borracha
- 10 Porta USB micro

COMO FUNCIONA

O Pore Perfection é um sistema de tratamento para a pele com tecnologia de sucção a vácuo não invasiva que limpa os poros em profundidade para remover sujidade e pontos negros, ao mesmo tempo que ajuda a melhorar o estado da pele no geral. A câmara, que pode utilizar com o seu telefone e que permite uma ampliação de 10 vezes, ajuda a identificar zonas problemáticas e mostra a extração e limpeza dos poros mais congestionados em tempo real.

As ações de sucção também ajudam a estimular a microcirculação sanguínea e a luz azul combate as bactérias existentes na superfície da pele que provocam vermelhidão e inflamação.

CABEÇAS DE TRATAMENTO



Cabeça de tratamento oval

Sucção elevada; limpeza completa do rosto.




Cabeça de tratamento redonda

Baixa sucção; para zonas de difícil acesso (por ex., à volta do nariz).

COLOCAR AS CABEÇAS DE TRATAMENTO

1. Alinhe os símbolos de seta e encaixe bem na unidade.



CARREGAMENTO

IMPORTANTE: antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deixe-o a carregar durante 3 horas e meia.

Se o indicador de carregamento piscar quando a unidade estiver ligada, é necessário carregar.

1. Retire o vedante de borracha existente na base da unidade.
2. Ligue o conector USB micro do cabo de carregamento à porta USB micro existente na unidade. Depois, ligue o cabo de carregamento USB a um computador ou a uma tomada USB (5 V).
3. O indicador de carregamento pisca a azul durante o carregamento. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, o indicador fica azul sem piscar.

CONFIGURAR A CÂMARA E A APLICAÇÃO

1. Leia o código QR abaixo para instalar a aplicação **Pore Perfector Wireless** ou procure a aplicação na loja de aplicações, pesquisando "**Pore Perfector Wireless**".



2. Abra a aplicação **Pore Perfector** no telefone/tablet e siga as instruções no ecrã.
3. Prima o botão Ligar/Desligar durante um segundo para ligar.
4. Selecione a rede do **Pore Perfector** nas definições de Wi-Fi, para fazer o emparelhamento com a aplicação.

NOTA: continue a seguir as instruções no ecrã.



AVISO:

a pele pode ficar pisada se não movimentar constantemente a cabeça de tratamento ou se utilizar um nível de intensidade demasiado elevado.

CONFIGURAR A CÂMARA E A APLICAÇÃO

5. Coloque a cabeça de tratamento pretendida numa zona da pele para ver a imagem da câmara na aplicação/no telefone.
6. Se quiser, pode utilizar a aplicação para tirar fotografias ao tratamento.



TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

IMPORTANTE: teste cada uma das cabeças e cada um dos níveis de intensidade numa pequena zona da pele, para verificar se tem alguma sensibilidade. Aguarde 24 horas para verificar se tem alguma reação.

AVISO: a pele pode ficar pisada se não movimentar constantemente a cabeça de tratamento ou se utilizar um nível de intensidade demasiado elevado.

PREPARAÇÃO DA PELE

- Limpe a pele para remover maquilhagem ou sujidade.
- Coloque uma toalha morna na cara para abrir os poros.

TRATAMENTO

1. Escolha a cabeça de tratamento pretendida (**IMPORTANTE** – utilize sempre a cabeça de tratamento redonda na primeira utilização).
2. Para ligar, prima o botão Ligar/Desligar durante um segundo; a unidade vai selecionar automaticamente o nível de sucção 1.
3. Prima brevemente o botão Ligar/Desligar de novo para selecionar os níveis 2 ou 3 e aumentar o nível de sucção.
 - Nível 1 – Sucção baixa para peles sensíveis
 - Nível 2 – Sucção média
 - Nível 3 – Sucção máxima
4. Para desativar a sucção, prima o botão Ligar/Desligar uma quarta vez. **A câmara permanece ligada, para poder ver a zona da pele a ser tratada.** Se premir novamente, volta a ativar o nível 1.

TRATAMENTO

5. Para ligar e desligar a luz azul, prima o botão de modo.

NOTA: se premir o botão de modo uma vez, o tratamento com sucção vai ser interrompido; prima o botão de modo mais uma vez para continuar o tratamento com o mesmo nível de sucção.

6. Para desligar, prima o botão Ligar/Desligar durante 2 segundos e solte-o.

NOTA: durante o tratamento, vai sentir três impulsos do **Pore Perfector** antes de proceder com o tratamento a cada 5 minutos.

Assim que souber como a unidade funciona e tiver efetuado um teste de sensibilidade cutânea, já pode dar início ao tratamento.

Utilize sempre o nível 1 nos primeiros tratamentos.

Com a unidade ligada, coloque a cabeça de tratamento na pele.

É importante manter sempre a cabeça em movimento na pele, para evitar que esta fique pisada.

Não faça o tratamento na mesma zona da pele por mais de um segundo de cada vez.

DICA: utilize a câmara como guia para a cabeça de tratamento e para acompanhar a extração de sujidade ou folículos sebáceos dos poros.

PÓS-TRATAMENTO

- Lave a pele com um sabonete suave e antibacteriano.
- A pele pode ficar vermelha e ligeiramente irritada após a utilização. Esses sintomas devem desaparecer após 30 minutos.
- Não utilize quaisquer produtos exfoliantes antes ou depois do tratamento.
- Remova a ponta de silicone e lave-a bem com sabonete antibacteriano ou um tónico de limpeza facial imediatamente após a utilização.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e limpe-o com um pano macio e húmido.
- Não mergulhe o aparelho em água ou noutros líquidos.
- Deixe secar completamente antes de guardar.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Não existem peças no interior da unidade às quais o utilizador possa efetuar a manutenção.



ELIMINAÇÃO

A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários.

O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail: online@riobeauty.com

Para encomendar acessórios adicionais, visite www.riobeauty.com ou contacte o seu distribuidor local.

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ESPECIFICAÇÕES

MODELO: DRMC2

Entrada: 5 V  600 mA

Bateria: íons de lítio 3,7 V 2000 mAh



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Esta unidade está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Corrente contínua

Tensão: máx. 5 V

Sucção: máx. -60 Kpa

Ruído: máx. 60 dB

Píxeis da câmara: 0,3 milhões

Resolução da câmara: 640 x 480

Zoom da câmara: 10x

Luz branca: 4 itens 0603 LED

Luz azul: 4 itens 0603 LED

Tempo de funcionamento:

modo Wi-Fi ligado – 250 minutos

modo Wi-Fi desligado – 280 minutos

USB: entrada Micro-B, 5 V/600 mA

Bateria: 18650 2000 mAh 3,7 V com PTC

Temperatura/Humidade de funcionamento: 5~35 °C/10~90% HR

Temperatura/Humidade de armazenamento: -20~45 °C/10~90% HR

ESPECIFICAÇÕES

Saída de radiofrequência: Potência: 25 mW
Banda da frequência de funcionamento: 2,4 G

Pelo presente documento, o The Dezac Group declara que o tipo de equipamento de rádio [designation of type of radio equipment] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se disponível para consulta em:
<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

Escritórios no Reino Unido:
PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Escritórios na União Europeia:
The Dezac Group (Europe) BV, Azura
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp
Países Baixos

AVVERTENZE

- **Leggere tutte le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo in piena sicurezza dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non tenere in carica per un periodo superiore a 24 ore.
- NON utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente o se è caduto o risulta danneggiato.
- In presenza di patologie cutanee, consultare il dermatologo prima dell'utilizzo.
- Per motivi igienici, se ne sconsiglia l'uso condiviso.
- Non utilizzare su ferite o pelle screpolata.

- Non utilizzare il prodotto su pelle non integra o pelle affetta da una delle seguenti condizioni: vene varicose, affezioni cutanee (ad esempio eczema, psoriasi, dermatite), tagli e abrasioni, irritazione, verruche, nei, escrescenze, eruzioni, ipersensibilità o scottature solari, flebiti, tessuto cicatriziale recente o altre patologie cutanee. Si consiglia di consultare il medico prima del trattamento, se si soffre di una qualunque delle condizioni di cui sopra.
- Non utilizzare nell'area intorno agli occhi.
- Non utilizzare su zone che sono state sottoposte a chirurgia estetica.
- Non collocare o conservare alla luce diretta del sole. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Per evitare arrossamenti / lividi, tenere la testina sempre in movimento e le prime volte utilizzare la testina di trattamento piccola rotonda.



COMPONENTI

- 1 Custodia protettiva
- 2 Pore Perfection
- 3 Testina di trattamento rotonda
- 4 Testina di trattamento ovale
- 5 Cavo di ricarica USB
- 6 Tasto modalità
- 7 Tasto ON/OFF
- 8 Indicatore stato di ricarica
- 9 Guarnizione in gomma
- 10 Porta micro USB

COME FUNZIONA

Pore Perfection è un sistema di cura della pelle non invasivo che, con una tecnologia di aspirazione a depressione, pulisce a fondo i pori per rimuovere sporco e punti neri, contribuendo al contempo a migliorare le condizioni della pelle nel complesso. Utilizzata con il telefono, la telecamera 10x aiuta a identificare le aree problematiche da trattare e mostra l'effettiva estrazione e pulizia dei pori congestionati man mano che si verifica.

Le azioni di aspirazione contribuiscono inoltre ad aumentare la microcircolazione del sangue mentre la luce blu colpisce i batteri superficiali che causano rossore e infiammazione.

TESTINE DI TRATTAMENTO



Testina di trattamento ovale

Aspirazione elevata, pulizia completa del viso.



Testina di trattamento rotonda

Aspirazione ridotta e per zone difficili da raggiungere (ad es. area intorno al naso).

MONTAGGIO DELLE TESTINE DI TRATTAMENTO

1. Allineare
delle frecce
premere
sull'unità.



i simboli
piccole e
con decisione

COME SI RICARICA

IMPORTANTE: Prima di utilizzarlo per la prima volta, tenere in carica per 3,5 ore.

La ricarica è necessaria se l'indicatore di ricarica lampeggia all'accensione.

1. Staccare la guarnizione in gomma sulla base dell'unità.
2. Collegare il connettore micro USB del cavo di ricarica alla porta micro USB sull'unità. Quindi, collegare il cavo di ricarica USB a un computer o a una presa di alimentazione USB (5V).
3. L'indicatore di ricarica lampeggia in blu durante la ricarica. Quando la ricarica è completata, l'indicatore di ricarica rimane blu.

CONFIGURAZIONE DELLA TELECAMERA E DELL'APP

1. Eseguire la scansione del codice QR riportato di seguito per installare l'applicazione **Pore Perfector Wireless** o cercare nell'app store '**Pore Perfector Wireless**'.



2. Aprire l'app **Pore Perfector** sul telefono/tablet e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Per accendere, premere il tasto ON/OFF per un secondo.
4. Selezionare la rete **Pore Perfector** nelle impostazioni wi-fi per eseguire l'accoppiamento con l'applicazione.

NOTA: Continuare a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



AVVERTENZA:

Si possono formare dei lividi se la testina di trattamento non viene costantemente spostata sulla pelle o se viene utilizzato un livello di intensità troppo elevato.

CONFIGURAZIONE DELLA TELECAMERA E DELL'APP

5. Posizionare la testina di trattamento su una porzione di pelle per controllare le visualizzazioni della telecamera sull'app/telefono.
6. Una volta che il trattamento è in corso, se lo si desidera, è possibile utilizzare l'app per scattare foto del trattamento.



PATCH TEST

IMPORTANTE: Testare ciascuna testina su una piccola area con ciascun livello di intensità per verificare la sensibilità cutanea. Attendere 24 ore per verificare la presenza di eventuali reazioni.

AVVERTENZA: Si possono formare dei lividi se la testina di trattamento non viene costantemente spostata sulla pelle o se viene utilizzato un livello di intensità troppo elevato.

PREPARAZIONE DELLA PELLE

- Pulire per rimuovere eventuale trucco o sporco.
- **Tenere un panno caldo sul viso per aprire i pori.**

TRATTAMENTO

1. Selezionare la testina di trattamento preferita (**IMPORTANTE** – la prima volta utilizzare sempre la testina di trattamento 'rotonda').
2. Per accendere il dispositivo, premere il tasto ON/OFF per un secondo; in questo modo si seleziona automaticamente il livello di aspirazione 1.
3. Premere di nuovo brevemente il tasto ON/OFF per selezionare i livelli 2 o 3 e aumentare il livello di aspirazione.
 - Livello 1 - bassa aspirazione per pelli sensibili
 - Livello 2 - aspirazione media
 - Livello 3 - aspirazione massima
4. Premendo il tasto ON/OFF una quarta volta si disattiva l'aspirazione. **Questa funzione è utile poiché la telecamera rimane accesa per visualizzare l'area della pelle da trattare.** Premendo nuovamente si riattiva l'aspirazione al

TRATTAMENTO

livello 1.

5. Premendo il tasto Modalità si accende e si spegne la luce blu.

NOTA: Quando si preme una volta il tasto Modalità, il trattamento di aspirazione si arresta, premere nuovamente il tasto Modalità per continuare il trattamento di aspirazione allo stesso livello di prima.

6. Per spegnere, premere il tasto ON/OFF per due secondi e poi rilasciarlo.

NOTA: Durante il trattamento, il **Pore Perfector** si attiva e disattiva tre volte prima di continuare il trattamento a intervalli di 5 minuti.

Una volta acquisita familiarità con il funzionamento dell'unità e dopo aver eseguito un patch test, si è pronti a trattare la pelle.

Utilizzare sempre il livello 1 per i primi trattamenti.

Con l'unità accesa, applicare la testina di trattamento sulla pelle.

È importante tenere la testina sempre in movimento sulla pelle per evitare la formazione di lividi.

Non usare sulla stessa zona cutanea per più di un secondo alla volta.

CONSIGLIO: Utilizzare la telecamera per guidare la testina di trattamento sulla pelle e aiutare ad estrarre sporco o depositi di sebo dai pori.

DOPO IL TRATTAMENTO

- Lavare la pelle con un detergente antibatterico delicato.
- La pelle può apparire arrossata e leggermente irritata dopo l'uso, ma dovrebbe tornare alla normalità dopo una trentina di minuti.
- Non utilizzare altri prodotti esfolianti prima o dopo il trattamento.
- Rimuovere la punta di silicone e lavarla accuratamente con sapone antibatterico o detergente per il viso immediatamente dopo l'uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne il dispositivo e pulirlo utilizzando un panno umido e morbido.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Asciugarlo completamente prima di riporlo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'apparecchio non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utente.



SMALTIMENTO

La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche.

Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. **NON** smaltire con i rifiuti domestici.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, inviare una e-mail al seguente indirizzo: **online@riobeauty.com**

Per riordinare gli accessori aggiuntivi, visitare il sito **Web www.riobeauty.com** o contattare il distributore di zona.

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

SPECIFICHE

MODELLO: DRMC2

Alimentazione: 5,0V  600mA 

Batteria: Agli ioni di Litio 3,7 V 2000mAh



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in interni.



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per uso futuro.



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.



Corrente continua

Tensione:	5,0V Max
Aspirazione:	Max. 60KPa
Rumorosità:	Max. 60 dB
Pixel della telecamera:	0,3 milioni
Risoluzione della telecamera:	640x480
Zoom telecamera:	10x
Luce bianca:	4 LED 0603
Luce Blu:	4 LED 0603
Durata funzionamento:	
Modalità Wi-fi attiva	- 250 minuti
Modalità Wi-fi disattivata	- 280 minuti
USB:	Micro-B, ingresso 5 V / 600 mA
Batteria:	18650 2000 mAh 3,7 V con PTC
Temperatura/umidità di esercizio:	5~35°C / 10~90% UR
Temperatura/umidità di stoccaggio:	-20~45°C / 10~90% UR

SPECIFICHE

Uscita a radiofrequenza: Potenza: 25mW

Banda di frequenza operativa: 2,4G

Con la presente, il gruppo Dezac dichiara che l'apparecchiatura radio tipo [designazione del tipo di apparecchiatura radio] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo:

<https://www.riobeauty.co.uk/facial-beauty/rejuvenation/facial-rejuvenation/pore-perfector-wireless.html>

Ufficio Regno Unito:

PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Ufficio UE:

The Dezac Group (Europe) BV, Azura

Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp

Paesi Bassi

© The Dezac Group Ltd 2021
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-DRMC2-EU/1.1