



FACE **GLO**

1072



the beauty specialists

ENGLISH	4	ESPAÑOL	28
FRANÇAIS	10	PORTUGUÊS	34
DEUTSCH	16	ITALIANO	40
NEDERLANDS	22		



WARNINGS & PRECAUTIONS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is only to be used with the mains adapter supplied SK01T-0500100Z. Detachable PSU IEC 60417-6181.
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Do not immerse product in water. Do NOT use solvents or abrasive cleaners.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- DO NOT use FaceGLO if you are taking any medication that can cause photosensitivity. If you use FaceGLO and you are taking any medication that can cause photosensitivity you may cause a severe skin reaction.
- Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication you may be taking consult your healthcare provider.
- DO NOT use FaceGLO to treat any other conditions apart from those listed in the indications for use.
- DO NOT use FaceGLO if you are pregnant, planning on becoming pregnant or breastfeeding. FaceGLO has NOT been tested on pregnant or breast-feeding women and therefore the risk to the foetus, neonate or pregnant women is unknown.
- DO NOT use FaceGLO LED system if you suffer from Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism. If you use the FaceGLO LED system to treat Lupus erythematosus, photosensitive eczema or Albinism you may cause a severe skin reaction.
- DO NOT use FaceGLO if you suffer from any photosensitive disorder (sensitization to light).
- Before using FaceGLO you must carry out a sensitization test.
- DO NOT use FaceGLO in any way that is not exactly as specified in these instructions for use.
- TURN OFF and REMOVE FaceGLO immediately if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- Only use FaceGLO with the proprietary Hydrogel masks recommended for or supplied for use with FaceGLO. Other masks are available, but have not been tested with the FaceGLO system.
- DO NOT use FaceGLO without first removing creams, lotions or make-up. Some ingredients in these products may cause light sensitization or may reduce the effect of the treatment.

- NEVER use FaceGLO near water or where water can be spilt onto the product. DO NOT use FaceGLO if you think it has come into contact with water.
- Keep FaceGLO away from HOT surfaces.
- DO NOT attempt to modify FaceGLO in any way. Modifying FaceGLO will void your warranty. FaceGLO contains no serviceable parts.
- DO NOT use FaceGLO if the mask, controller, charging cable are damaged in anyway.
- The FaceGLO strap contains a mixture of polyester, nylon and lycra. If you are allergic to any of these materials, you may not be able to use the head strap provided.
- DO NOT use the FaceGLO LED mask if you suffer from light induced headaches.
- Do not insert a plug front into a socket without the adapter connected.
- DO NOT share FaceGLO with any other person. FaceGLO is for single person use only
- DO NOT use the device to overtreat - only use per the recommend treatment protocols.

Photosensitivity is a common side effect of various medications. These can include certain antibiotics, chemotherapy drugs, and diuretics. If you are unsure about any medication, you may be taking consult your healthcare provider.

Other substances not listed above can also cause photosensitivity.

Common examples of these substances are:

St John's Wort, coal tar, deodorants, antibacterial soaps, artificial sweeteners, naphthalene (mothballs), petroleum products, brightening agents found in laundry detergent, and cadmium sulphide (a chemical injected into the skin during tattooing).

INTRODUCTION

FaceGlo is suitable for adults wishing to treat full facial wrinkles.

As we age skin becomes thinner and drier, it can develop sags and wrinkles due to the loss of collagen and elastic tissue. Aging skin is also more susceptible to the development of brown spots and pigmentation. The skin's dermis can lose from 20 %-80 % of its thickness during the aging process.

FaceGLO combines the clinically proven and trusted wavelengths in the red and near infrared region of the light spectrum (600nm to 1100 nm) that have shown in clinical studies to reduce facial wrinkles through a process called photobiomodulation.

FaceGLO has been designed to deliver light directly to the skin, ensuring that the maximum amount of light hits its cellular targets and is not wasted.

FaceGLO is an over-the-counter at home adult use device intended to emit energy in the red and near infrared region of the light spectrum for the treatment of full facial wrinkles.

KNOW YOUR UNIT

- | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| ❶ Head strap - Hook | ❺ Adaptor with connectors | ❽ Controller |
| ❷ Head strap - Loop | ❻ Carry bag | ❾ On/Off |
| ❸ Face mask | ❼ USB-C socket | ❿ LED indicator lights |
| ❹ Eye shields | | ⓫ USB socket |

PATCH TEST

Before carrying out your first treatment you must carry out a sensitivity test (patch test).

1. Cleanse the skin on your inner forearm to remove any skincare such as sunscreens.
2. Place the FaceGLO over your inner forearm with the LEDs toward your skin.
3. Switch ON the controller and allow the FaceGLO to run for its full 10-minute treatment program.
4. If at any time your skin feels HOT or uncomfortable STOP using the device immediately.
5. After the treatment wait at least 6 hours. If the skin on your inner arm appears red and/or itchy then FaceGLO is unsuitable for you.

EYE SHIELDS

While the light used in your FaceGLO is completely safe, you may find the lights quite bright. If you do find the LED lights a little bright, the optional eye shields can be used to for enhanced levels of comfort. The eye shields are easily fitted directly into the eye holes.



* Eyewear is provided for comfort only and clips easily into the eye holes of the face mask. The use of eyewear is optional as this face mask complies to all relevant eye safety standards (IEC 62471:2006).

CHARGING

To charge FaceGLO insert the power adaptor into the USB-C socket of the controller. Plug the AC/DC adapter into a mains power supply and turn it on. The 3 LEDs on the control unit will start to flash to indicate charging. When fully charged all three LEDs will be illuminated.

Note: Always recharge when the last LED starts to flash. FaceGLO will not operate whilst charging.

GETTING STARTED


Before each use, with the device switched off, clean the FaceGLO mask. See cleaning instructions. FaceGLO comes with adjustable straps that allows you to comfortably wear the mask.

1. To fit the mask, thread the strap through the holes on either side of the mask and join together using the hook and loop ends.



2. Loop the straps around your head and secure firmly using the hook and loop ends.

3. Adjust the forehead and chin sections to achieve a close fit. For best results ensure the face mask is fitted as close to the forehead and chin as possible.



TREATMENTS

For best results treat for 3-5 days a week for a minimum of 6 weeks. Maintenance treatments should be carried out as required, according to lifestyle and skin condition.

FaceGLO Treatment:

1. Cleanse and exfoliate the skin to remove any traces of skincare.
2. Place FaceGLO device over the head and onto the face, adjust the chin and forehead sections of the face mask for a close fit.
3. Press the On/Off button to turn on. The device will automatically switch off after ten minutes. You may stop the treatment at any time by pressing the On/Off button.
4. At the end of the treatment remove the mask.
5. Apply your normal moisturiser and sunscreen.

Note: Immediately after treatment the skin may appear red. It should return to normal within 1-2 hours.

After Treatment:

- Immediately after treatment your skin may appear red. The skin should return to normal within 1-2 hours.
- Some users have reported skin flaking or peeling, associated pruritis (itching), and dryness. This is transient and clears within a few days.
- Temporary headaches may occur immediately following the light treatment.

Although this device emits levels of visible and near infrared light that are considered safe for the skin, if you have an adverse reaction after using the device, you should stop using the device immediately.

Hydrogel Mask & Gel/Serum Treatments (optional):

FaceGLO can be combined with Hydrogel mask and gel/serum treatments for enhanced results and benefits. Please review any instructions supplied with the mask or treatment gel/serum.

CLEANING

Before each use, with the device switched off, clean the face mask following the cleaning instructions below.

1. Ensure that the device is NOT being charged when cleaning.
2. Clean the face mask with a water based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol. DO NOT use any other cleansing products as these may damage the plastics.
3. Clean the controller with a damp clean cloth.

STORAGE

Store FaceGLO at room temperature in dry conditions. Use the carry bag provided. Avoid storing FaceGLO in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
No red or infra-red light from FaceGLO	Not charged	Plug the controller into the power adaptor making sure that the connectors are attached and leave charging until the three indicator LED's on the controller remain lit and do NOT flash.
No red or infra-red light from FaceGLO.	Device connected to the mains.	Unplug USB-C connector from controller.
LEDs do NOT turn OFF after 10 minutes.	Device is faulty.	Return to your supplier.
LEDs flicker during treatment.	Device is faulty.	Return to your supplier.

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

SPECIFICATION

Controller Input: 5V 800mA 
Mask Input: 5V 450mA (CC)



This product complies with current EU product legislation.



This symbol indicates the USB connector.



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This symbol means that the device uses a Lithium ion Polymer battery.



This product is for indoor use only.



Class III symbol (IEC 60417-5180)



This symbol means keep the device away from direct sunlight.



Class II insulation



Direct current



This unit complies with current UKCA product legislation.



Detachable PSU IEC 60417-6181



Recycle Paper

Model number: FCLT3

Program time: 10 minutes $\pm$
11 seconds

Wavelengths: • 630nm $\pm$ 10nm
• 830nm $\pm$ 10nm
• 1072nm $\pm$ 20nm

Maximum output intensity:
30mW/cm²

Operating temperature:
0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Storage and transport temperature:
-5°C to 55°C (23°F to 131°F)

Operating humidity:
30% to 95% without condensation

Storage and transport humidity:
20% to 85% without condensation

Electrical input from power adaptor: 100-240Vac, 50/60Hz. 0.25A

Electrical output: 5V, 1A
IP22

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at: online@riobeauty.com

To reorder additional accessories, please visit
www.riobeauty.com or contact your local distributor.

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/warranty

UK RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

EU RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **Veillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé avec l'adaptateur électrique fourni SK01T-0500100Z. Bloc d'alimentation CEI 60417-6181 amovible.
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible. Contactez alors le service Clients pour procéder à un remplacement.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne PAS utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- NE PAS utiliser FaceGLO si vous prenez des médicaments pouvant causer une photosensibilité. L'utilisation de FaceGLO associée à la prise médicaments pouvant causer une photosensibilité peut provoquer une grave réaction cutanée.
- La photosensibilité est un effet indésirable commun de plusieurs médicaments. Parmi ceux-ci, on peut citer : certains antibiotiques, les produits de chimiothérapie et les diurétiques. Si vous avez des doutes quant à un médicament que vous prenez, veuillez consulter votre professionnel de santé.
- NE PAS utiliser FaceGLO pour remédier à d'autres problèmes que ceux listés dans les indications d'utilisation.
- NE PAS utiliser FaceGLO si vous êtes enceinte, si vous prévoyez de tomber enceinte ou si vous allaitez. FaceGLO n'a PAS été testé sur les femmes enceintes ou qui allaitent : par conséquent, le risque pour le fœtus, le nouveau-né ou une femme enceinte n'est pas connu.
- NE PAS utiliser le système à DEL FaceGLO si vous souffrez d'un lupus érythémateux, d'eczéma photosensible ou d'albinisme. L'utilisation du système à DEL FaceGLO pour traiter un lupus érythémateux, un eczéma photosensible ou un albinisme peut provoquer une grave réaction cutanée.
- NE PAS utiliser FaceGLO si vous souffrez d'un problème de photosensibilité (sensibilité accrue à la lumière).
- Avant d'utiliser FaceGLO, vous devez effectuer un test de sensibilité.
- NE PAS utiliser FaceGLO, de quelle que façon que ce soit, autre que celles exactement précisées dans ces indications d'utilisation.
- ÉTEIGNEZ et RETIREZ FaceGLO immédiatement si vous ressentez une chaleur ou si votre peau s'échauffe et que cela devient inconfortable.
- Utilisez FaceGLO uniquement avec les masques hydrogel de marque déposée recommandés pour être utilisés avec FaceGLO ou fournis avec l'appareil. D'autres masques sont disponibles mais n'ont pas été testés avec le système FaceGLO.
- NE PAS utiliser FaceGLO sans avoir retiré, au préalable, crèmes, lotions et maquillage. Certains ingrédients contenus dans ces produits peuvent causer une sensibilité accrue à la lumière ou peuvent amoindrir l'effet de l'utilisation de l'appareil.

- Ne JAMAIS utiliser FaceGLO près d'eau ou d'un endroit où de l'eau pourrait être renversée sur l'appareil. NE PAS utiliser FaceGLO si vous pensez que l'appareil a été en contact avec de l'eau.
- Conservez FaceGLO à distance des surfaces CHAUDES.
- NE PAS tenter de modifier FaceGLO de quelle que façon que ce soit. La modification de FaceGLO annulera votre garantie. FaceGLO ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- NE PAS utiliser FaceGLO si le masque, la commande ou le câble de charge sont endommagés d'une quelconque façon.
- La sangle de FaceGLO contient un mélange de polyester, nylon et lycra. Si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la sangle de tête fournie.
- NE PAS utiliser le masque à DEL FaceGLO si vous souffrez de maux de tête provoqués par la lumière.
- Ne pas insérer de façade de fiche dans une prise sans que l'adaptateur ne soit branché.
- NE PAS partager FaceGLO avec d'autres personnes. FaceGLO est destiné à être utilisé par une seule personne.
- NE PAS utiliser l'appareil pour surtraiter un problème - utilisez l'appareil uniquement conformément aux protocoles d'utilisation recommandés.

La photosensibilité est un effet indésirable commun de plusieurs médicaments. Parmi ceux-ci, on peut citer : certains antibiotiques, les produits de chimiothérapie et les diurétiques. Si vous avez des doutes quant à un médicament que vous prenez, veuillez consulter votre professionnel de santé. D'autres substances non listées ci-dessus peuvent également provoquer une photosensibilité. Voici des exemples courants de ces substances :

miliepertuis, goudron de houille, déodorants, savons antibactériens, édulcorants artificiels, naphtalène (boules de naphtaline), produits pétroliers, agents éclaircissants contenus dans les lessives et sulfure de cadmium (produit chimique injecté dans la peau lors du tatouage).

INTRODUCTION

FaceGlo est indiqué pour les adultes qui souhaitent agir sur les rides de l'ensemble du visage.

Lorsqu'on prend de l'âge, la peau s'amincit et s'assèche. Elle peut s'affaisser et des rides se forment en raison de la perte de collagène et de tissu élastique. Le vieillissement cutané est également plus propice au développement de taches brunes et de la pigmentation. L'épiderme cutané peut perdre 20 % à 80 % de son épaisseur en raison du processus de vieillissement.

FaceGLO associe des longueurs d'onde cliniquement prouvées et fiables : lumière rouge et proche infra-rouge du spectre lumineux (600 nm à 1100 nm). Des études cliniques ont montré qu'elles réduisaient les rides du visage via un processus connu sous le nom de photobiomodulation.

FaceGLO a été conçu pour apporter de la lumière directement à la peau en s'assurant que la quantité maximale de lumière atteigne ses cibles cellulaires sans déperdition.

FaceGLO est un appareil non soumis à prescription médicale, pour adultes, prévu pour une utilisation à domicile et destiné à émettre de l'énergie issue de la lumière rouge et proche infra-rouge du spectre lumineux en vue d'agir sur les rides du visage.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ❶ Sangle de tête - Crochet | ❺ Adaptateur avec connecteurs | ❽ Commande |
| ❷ Sangle de tête - Boucle | ❻ Pochette de transport | ❾ Marche/Arrêt |
| ❸ Masque facial | ❼ Prise USB type C | ❿ Témoins lumineux indicateurs DEL |
| ❹ Contours de protection des yeux | | ⓫ Prise USB |

TEST ÉPICUTANÉ

Avant de procéder à votre premier soin, vous devez effectuer un test de sensibilité (test épicutané).

1. Nettoyez la peau de l'intérieur de votre avant-bras, afin d'éliminer tout produit de soin comme de la crème solaire.
2. Positionnez FaceGLO sur l'intérieur de votre avant-bras, en orientant les DEL vers la peau.
3. Allumez la commande et laissez FaceGLO fonctionner le temps d'un programme de soin complet de 10 minutes.
4. À tout moment, si vous ressentez de la CHALEUR au niveau de la peau ou une gêne, CESSEZ immédiatement d'utiliser l'appareil.
5. Après le soin, patientez au moins 6 heures. Si la peau de l'intérieur de votre bras rougit et/ou vous démange, FaceGLO n'est pas fait pour vous.

CONTOURS DE PROTECTION DES YEUX

La lumière émise par votre FaceGLO est totalement sans danger. Toutefois il se peut que vous trouviez les lumières très fortes. Si vous trouvez, en effet, que la lumière des DEL est un peu trop intense, vous pouvez utiliser les contours de protection des yeux facultatifs pour améliorer votre confort. Les contours de protection se positionnent facilement et directement au niveau de l'orbite oculaire.



* Les protections des yeux sont fournies pour le confort uniquement et se clipsent facilement dans les ouvertures pour les yeux du masque facial. L'utilisation de ces protections des yeux est facultative, car ce masque est conforme à toutes les normes de sécurité oculaire. (CEI 62471:2006).

CHARGE

Pour faire charger FaceGLO, insérez l'adaptateur électrique dans la prise USB de type C de la commande. Branchez l'adaptateur CA/CC sur le secteur et allumez l'appareil. Les 3 DEL de la commande commencent à clignoter pour indiquer que l'appareil est en charge. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, les 3 DEL sont allumées.

Remarque : toujours recharger lorsque la dernière DEL commence à clignoter. FaceGLO ne fonctionne pas lorsqu'il est en charge.


PRISE EN MAIN

Avant chaque utilisation, nettoyez le masque FaceGLO. L'appareil doit être éteint. Se reporter aux consignes de nettoyage. Des sangles réglables sont fournies avec FaceGLO. Elles vous permettent de porter le masque confortablement.

1. Pour mettre le masque en place, passez la sangle dans les orifices de chaque côté du masque et reliez les 2 extrémités à l'aide du crochet et des boucles aux extrémités.



3. Ajustez les parties au niveau du front et du menton pour obtenir un ajustement parfait. Pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à ce que le masque soit positionné aussi près que possible du front et du menton.



SOINS

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, optez pour une utilisation 3 à 5 jours par semaine pendant 6 semaines minimum. En entretien, les soins doivent être réalisés selon les besoins, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau.

Mode d'utilisation de FaceGLO :

1. Nettoyez et exfoliez la peau, afin d'éliminer toute trace de cosmétiques.
2. Positionnez FaceGLO sur la tête et le visage, réglez les parties au niveau du menton et du front, afin que le masque soit bien plaqué sur le visage.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes. Vous pouvez interrompre le soin à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
4. Une fois le soin terminé, retirez le masque.
5. Appliquez votre produit hydratant et votre crème solaire normaux.

Remarque : la peau peut être rouge immédiatement après le soin. Cette rougeur doit disparaître en 1 à 2 heures.

Après le soin :

- Votre peau peut être rouge immédiatement après le soin. La peau doit revenir à son état normal en 1 à 2 heures.
- Certains utilisateurs ont fait part d'une desquamation de la peau, de prurit (démangeaisons) associé et de sécheresse. Ce phénomène est transitoire et disparaît en quelques jours.
- Des maux de tête passagers peuvent survenir immédiatement après le soin lumineux.

Bien que cet appareil émette des niveaux de lumière visible et proche infra-rouge considérés comme inoffensifs pour la peau, si vous constatez une réaction indésirable après avoir utilisé l'appareil, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement.

Soins avec le masque hydrogel et du gel/sérum (facultatifs) :

FaceGLO peut être associé à des soins avec le masque hydrogel et du gel/sérum pour des résultats et des bénéfices accrus. Veuillez prendre connaissance des consignes fournies avec le masque ou le gel/sérum de soin.

NETTOYAGE

Avant chaque utilisation, nettoyez le masque pour le visage en respectant les consignes de nettoyage ci-dessous. L'appareil doit être éteint.

1. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS en charge lors du nettoyage.
2. Nettoyez le masque pour le visage à l'aide d'une lingette à base d'eau ou d'un linge propre et humide. Pour éliminer les taches tenaces, essuyez délicatement avec de l'alcool à 70 %. NE PAS utiliser d'autres produits de nettoyage car ils pourraient endommager le plastique.
3. Nettoyez la commande à l'aide d'un linge propre et humide.

STOCKAGE

Conservez FaceGLO à température ambiante et dans un endroit sec. Utilisez la pochette de transport fournie. Évitez de stocker FaceGLO dans un endroit poussiéreux, sous le soleil direct ou dans un endroit humide.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
FaceGLO n'émet pas de lumière rouge ou à infra-rouge	Appareil non chargé	Branchez la commande sur l'adaptateur électrique en veillant à ce que les connecteurs soient fixés et laissez l'appareil charger jusqu'à ce que les 3 témoins LED de la commande restent fixes et ne clignotent PLUS.
FaceGLO n'émet pas de lumière rouge ou à infra-rouge.	Appareil branché sur le secteur.	Débranchez le connecteur USB de type C de la commande.
Les DEL ne S'ÉTEIGNENT PAS après 10 minutes.	L'appareil est défectueux.	Renvoyez l'appareil à votre vendeur.
Les DEL vacillent pendant le soin.	L'appareil est défectueux.	Renvoyez l'appareil à votre vendeur.

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

SPÉCIFICATIONS

Alimentation commande : 5 V 800 mA 

Alimentation masque : 5 V 450 mA (CC)



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.



Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Ce symbole signifie qu'il faut maintenir l'appareil à distance du soleil direct.



Courant continu



Bloc d'alimentation CEI 60417-6181 amovible



Ce symbole indique un connecteur USB.



Ce symbole signifie que l'appareil utilise une batterie lithium-ion polymère.



Symbole classe III (CEI 60417-5180)



Isolation Classe II



Cet appareil est conforme à la législation de UKCA en vigueur relative aux appareils.



Papier recyclé

Référence du modèle : FCLT3

Durée du programme : 10 minutes $\pm$
11 secondes

Longueurs

d'onde : • 630 nm $\pm$ 10 nm

• 830 nm $\pm$ 10 nm

• 1072 nm $\pm$ 20 nm

Intensité de sortie maximale :

30 mW/cm²

Température de fonctionnement :

0°C à 30°C (32°F à 86°F)

Température de stockage et de transport : -5°C à 55°C (23°F à 131°F)

Humidité en cours de fonctionnement :

30 % à 95 % sans condensation

Humidité de stockage et de transport

: 20 % à 85 % sans condensation

Alimentation de l'adaptateur :

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,25 A

Puissance électrique : 5 V, 1 A

IP22

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse :
online@riobeauty.com

Pour vos commandes d'accessoires, rendez-vous sur le site
www.riobeauty.com ou contactez votre distributeur local.

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : **www.riobeauty.com/warranty**

Représentation pour le Royaume-Uni : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET

Représentation pour l'Europe : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil SK01T-0500100Z. Abnehmbarer PSU IEC 60417-6181.
- Falls das Netzkabel oder der AC/DC-Adapter beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Um ein Ersatzteil zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder scheuernden Reiniger.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Verwenden Sie FaceGLO NICHT, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursachen können. Wenn Sie FaceGLO verwenden und Lichtempfindlichkeit verursachende Medikamente einnehmen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamente, u. a. von bestimmten Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika. Wenn Sie im Hinblick auf Medikamente, die Sie einnehmen, unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- FaceGLO NUR für die in den Hinweisen aufgeführten Anwendungsbereiche einsetzen.
- FaceGLO nicht benutzen, wenn Sie schwanger sind, vorhaben, schwanger zu werden, oder stillen.
- FaceGLO wurde NICHT an schwangeren oder stillenden Frauen getestet, daher ist das Risiko für den Fötus, das Neugeborene oder Schwangere unbekannt.
- Das FaceGLO-LED-System NICHT verwenden, wenn Sie an Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus leiden. Wenn Sie das FaceGLO-LED-System zur Behandlung von Lupus erythematodes, einem lichtempfindlichen Ekzem oder Albinismus einsetzen, kann eine schwere Hautreaktion auftreten.
- FaceGLO NICHT verwenden, wenn Sie an einer Photosensibilität (Lichtempfindlichkeit) leiden.
- Vor der Verwendung von FaceGLO müssen Sie einen Sensibilisierungstest durchführen.
- FaceGLO NUR auf die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführte Weise anwenden.
- FaceGLO sofort AUSSCHALTEN oder ABNEHMEN, wenn sich Ihre Haut heiß oder unangenehm warm anfühlt.
- FaceGLO nur mit den Marken-Hydrogelmasken benutzen, die für die Verwendung mit FaceGLO empfohlen oder mitgeliefert wurden. Andere erhältliche Masken wurden nicht mit dem FaceGLO-System getestet.
- FaceGLO erst verwenden, nachdem Sie Cremes, Lotionen oder Make-up entfernt haben. Einige Inhaltsstoffe in diesen Produkten können zu Lichtempfindlichkeit führen oder die Wirkung der Behandlung verringern.

- FaceGLO NIE in der Nähe von Wasser oder wo Wasser auf das Produkt gelangen kann verwenden. FaceGLO NICHT verwenden, wenn Sie denken, dass es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- FaceGLO von HEIßEN Oberflächen fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, FaceGLO auf irgendeine Weise zu verändern. Durch die Veränderung von FaceGLO wird Ihre Garantie ungültig. FaceGLO enthält keine wartungsfähigen Teile.
- FaceGLO NICHT verwenden, wenn die Maske, die Steuerung oder das Ladekabel auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Das FaceGLO-Band besteht aus einer Mischung aus Polyester, Nylon und Lycra. Wenn Sie gegen eines dieser Materialien allergisch sind, können Sie das mitgelieferte Kopfband ggf. nicht verwenden.
- Die FaceGLO-LED-Maske NICHT verwenden, wenn Sie unter lichtbedingten Kopfschmerzen leiden.
- Stecken Sie den Stecker nicht ohne den Adapter in eine Steckdose.
- Teilen Sie FaceGLO nicht mit einer anderen Person. FaceGLO ist nur für die Verwendung durch eine Person gedacht.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT übermäßig, sondern nur gemäß der empfohlenen Behandlungsprotokolle.

Lichtempfindlichkeit ist eine häufige Nebenwirkung verschiedener Medikamente, u.a. von bestimmten Antibiotika, Chemotherapeutika und Diuretika. Wenn Sie im Hinblick auf Medikamente, die Sie einnehmen, unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Andere, oben nicht aufgeführte Substanzen können ebenfalls eine Lichtempfindlichkeit verursachen.

Übliche Beispiele dieser Substanzen sind:

Johanniskraut, Steinkohlenteer, Deodorants, antibakterielle Seifen, künstliche Süßstoffe, Naphthalin (Mottenkugeln), Erdölprodukte, Aufheller in Waschmitteln und Cadmiumsulfid (eine Chemikalie, die beim Tätowieren in die Haut injiziert wird).

EINFÜHRUNG

FaceGlo ist für Erwachsene geeignet, die sich eine vollständige Behandlung von Gesichtsfalten wünschen.

Mit dem Älterwerden wird die Haut dünner und trockener und kann aufgrund des Verlusts von Kollagen und elastischem Gewebe schlaffer und faltig werden. Alternde Haut ist außerdem anfälliger dafür, braune Flecken und Pigmentstörungen zu entwickeln. Die Lederhaut (Dermis) kann während des Alterungsprozesses 20-80 % ihrer Dicke verlieren.

FaceGLO kombiniert die klinisch erprobten und bewährten Wellenlängen im roten und Nahinfrarotbereich des Lichtspektrums (600 nm bis 1100 nm), die in klinischen Studien gezeigt haben, dass sie Gesichtsfalten durch einen Prozess namens Photobiomodulation reduzieren.

FaceGLO wurde entwickelt, um die Haut direkt mit Licht zu behandeln, und zwar so zielgerichtet, dass die maximale Lichtmenge auf zellulärer Ebene genutzt wird.

FaceGLO ist ein freiverkäufliches Gerät für den Hausgebrauch von Erwachsenen, das Energie im roten und Nahinfrarotbereich des Lichtspektrums zur Faltenbehandlung des gesamten Gesichts abgibt.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ➊ Kopfband – Widerhaken | ➋ Adapter mit Anschlüssen | ➌ Steuerung |
| ➍ Kopfband – Haftteil | ➎ Tragetasche | ➏ Ein/Aus |
| ➐ Gesichtsmaske | ➑ USB-C-Anschluss | ➒ LED-Kontrollleuchte |
| ➓ Augenschutz | | ➔ USB-Anschluss |

TESTANWENDUNG

Bevor Sie Ihre erste Behandlung durchführen, müssen Sie einen Empfindlichkeitstest (Patch-Test) durchführen.

1. Reinigen Sie die Haut an der Innenseite Ihres Unterarms, um Hautpflegeprodukte wie Sonnenschutz zu entfernen.
2. Legen Sie FaceGLO so auf die Innenseite Ihres Unterarms, dass die LEDs auf Ihre Haut ausgerichtet sind.
3. Schalten Sie die Steuerung EIN und lassen Sie FaceGLO das ganze 10-minütige Behandlungsprogramm durchlaufen.
4. Wenn sich Ihre Haut zu irgendeinem Zeitpunkt HEIß oder unangenehm anfühlt, BEENDEN Sie den Gebrauch des Geräts sofort.
5. Warten Sie nach der Behandlung mindestens 6 Stunden. Wenn die Haut an Ihrem Innenarm rot aussieht und/oder juckt, ist FaceGLO nicht für Sie geeignet.

AUGENSCHUTZ

Obwohl das von Ihrem FaceGLO verwendete Licht völlig sicher ist, finden Sie es möglicherweise ziemlich hell. Wenn Sie das LED-Licht als etwas zu hell empfinden, können Sie für mehr Komfort den optionalen Augenschutz verwenden. Der Augenschutz kann direkt auf die Augenhöhlen gesetzt werden.



* Der Augenschutz dient nur dem Komfort und lässt sich leicht in die Augenlöcher der Gesichtsmaske einsetzen. Der Gebrauch des Augenschutzes ist optional, da diese Maske alle relevanten Augensicherheitsstandards (IEC 62471:2006) erfüllt.

AUFLADEN

Um FaceGLO aufzuladen, stecken Sie das Netzteil in die USB-C-Buchse der Steuerung. Stecken Sie den AC/DC-Adapter in eine Steckdose. Die 3 LEDs an der Steuerung beginnen zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Bei voller Ladung leuchten alle drei LEDs.

Hinweis: Laden Sie das Gerät immer auf, wenn die letzte LED zu blinken beginnt. FaceGLO funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

INBETRIEBNAHME


Reinigen Sie die FaceGLO-Maske vor jedem Gebrauch. Das Gerät muss dabei ausgeschaltet sein. Siehe Reinigungsanleitung. FaceGLO wird mit verstellbaren Bändern geliefert, mit denen Sie die Maske bequem tragen können.

1. Um die Maske aufzusetzen, führen Sie das Band durch die Löcher an den Seiten der Maske und verbinden es mit dem Klettverschluss.



2. Führen Sie die Bänder um Ihren Kopf herum und befestigen Sie sie mit den Klettverschlüssen.

3. Passen Sie die Teile an Stirn und Kinn an, damit sie nah anliegen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Maske so nah wie möglich an Stirn und Kinn anliegt.



BEHANDLUNGEN

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, behandeln Sie Ihr Gesicht über mindestens 6 Wochen 3-5 Tage die Woche. Um das Ergebnis zu erhalten, sollten Sie die Behandlung nach Bedarf und entsprechend Ihres Lebensstils und Hautzustands durchführen.

Die FaceGLO-Behandlung:

1. Reinigen und peelen Sie die Haut, um alle Reste von Hautpflegeprodukten zu entfernen.
2. Ziehen Sie das FaceGLO-Gerät über den Kopf, legen Sie es auf das Gesicht und passen Sie die Bereiche auf Kinn und Stirn an, damit es anliegt.
3. Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Sie können die Behandlung jederzeit durch das Drücken der EIN/AUS-Taste beenden.
4. Nehmen Sie am Ende der Behandlung die Maske ab.
5. Tragen Sie Ihre normale Feuchtigkeitscreme und Sonnencreme auf.

Hinweis: Unmittelbar nach der Behandlung kann die Haut rot aussehen. Innerhalb von 1-2 Stunden sollte dies abgeklungen sein.

Nach der Behandlung:

- Unmittelbar nach der Behandlung kann die Haut rot aussehen. Innerhalb von 1-2 Stunden sollte sich die Haut wieder normalisieren.
- Manche Anwender haben davon berichtet, dass die Haut in Verbindung mit Pruritis (Juckreiz) und Trockenheit schuppt oder sich pellt. Dies geht vorüber und legt sich innerhalb weniger Tage.
- Direkt nach der Lichtbehandlung kann es vorübergehend zu Kopfschmerzen kommen.

Obwohl dieses Gerät sichtbares und Nahinfrarotlicht in einer Intensität aussendet, die für die Haut als unbedenklich gilt, sollten Sie die Verwendung des Geräts sofort einstellen, falls Sie nach der Verwendung des Geräts eine unerwünschte Reaktion haben.

Behandlungen mit Hydrogel-Masken/-Seren (optional):

FaceGLO kann mit einer Hydrogel-Maske und einem Gel oder Serum kombiniert werden, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung zur Maske oder zum Behandlungsgel/-serum durch.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Gesichtsmaske vor jedem Gebrauch bei ausgeschaltetem Gerät gemäß folgender Reinigungsanleitung.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Reinigung NICHT aufgeladen wird.
2. Reinigen Sie die Gesichtsmaske mit einem wasserbasierten Reinigungstuch oder einem sauberen feuchten Lappen. Hartnäckige Flecken können durch sanftes Abwischen mit 70-prozentigem Alkohol entfernt werden. Verwenden Sie KEINE anderen Reinigungsmittel, da dadurch die Kunststoffe beschädigt werden können.
3. Reinigen Sie die Steuerung mit einem sauberen feuchten Tuch.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie FaceGLO an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur auf. Verwenden Sie die mitgelieferte Tragetasche. Vermeiden Sie es, FaceGLO in einer staubigen oder feuchten Umgebung und in direktem Sonnenlicht aufzubewahren.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Rot- oder Infrarotlicht von FaceGLO	Nicht geladen	Verbinden Sie die Steuerung mit dem Netzteil und achten Sie darauf, dass die Stecker richtig angeschlossen sind. Der Ladevorgang sollte fortgesetzt werden, solange die drei LEDs der Anzeige am Steuergerät blinken und nicht durchgängig leuchten.
Kein rotes oder Infrarotlicht von FaceGLO	Das Gerät ist mit der Steckdose verbunden.	Trennen Sie den USB-C-Stecker von der Steuerung.
Die LEDs gehen nach 10 Minuten NICHT AUS.	Das Gerät ist fehlerhaft.	Senden Sie es an den Händler zurück.
Die LEDs flackern während der Behandlung.	Das Gerät ist fehlerhaft.	Senden Sie es an den Händler zurück.

ALTGERÄTEENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, damit die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien genutzt werden, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert wird, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangsleistung der Steuerung: 5 V 800 mA 

Eingangsleistung der Maske: 5 V 450 mA (CC)



Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.



Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden muss.



Gleichstrom



Dieses Symbol bezieht sich auf den USB-Anschluss.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie verwendet.



Schutzklasse-III-Symbol (IEC 60417-5180)



Isolierung (Schutzklasse 2)



Dieses Gerät entspricht den aktuellen UKCA-Produktvorschriften.



Recyceln Sie Papier

 Abnehmbarer PSU IEC 60417-6181

Modellnummer: FCLT3

Programmdauer: 10 Minuten $\pm$
11 Sekunden

Wellenlängen: • 630 nm $\pm$ 10 nm
• 830 nm $\pm$ 10 nm
• 1072 nm $\pm$ 20 nm

Max. Ausgangsintensität:

30 mW/cm²

Betriebstemperatur:

0 - 30 °C

Aufbewahrungs- und

Transporttemperatur: -5 - 55 °C

Betriebsfeuchtigkeit:

30 bis 95 % ohne Kondensation

Aufbewahrungs- und

Transportfeuchtigkeit: 20 bis 85 %
ohne Kondensation

Elektrische Eingangsleistung des

Netzteils: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
0,25 A

Elektrische Ausgangsleistung:

5 V, 1 A IP22

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: **online@riobeauty.com**

Für Nachbestellungen von Zubehörteilen besuchen Sie bitte **www.riobeauty.com**
oder setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:

www.riobeauty.com/warranty

Verantwortliche Person GB: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa,
England GL53 7ET

Verantwortliche Person EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Niederlande

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde - netadapter SK01T-0500100Z. Afkoppelbare PSU IEC 60417-6181.
- Als het netsnoer of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice om het te laten vervangen.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik GEEN agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik dit product NIET indien het niet correct functioneert, is gevallen of beschadigd.
- GEBRUIK FaceGLO als u medicatie gebruikt die lichtgevoeligheid kan veroorzaken. Als u FaceGLO gebruikt en u gebruikt medicatie die lichtgevoeligheid kan veroorzaken, kan dit een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Lichtgevoeligheid is een veel voorkomende bijwerking van verschillende medicijnen. Deze kunnen bepaalde antibiotica, chemotherapie medicijnen en diuretica omvatten. Als u niet zeker bent van eventuele medicijnen die u gebruikt, raadpleeg dan uw arts.
- Gebruik de FaceGLO NIET om andere aandoeningen te behandelen dan die vermeld staan in de indicaties voor gebruik.
- Gebruik FaceGLO NIET als u zwanger bent, plant om zwanger te worden of borstvoeding geeft. FaceGLO is NIET getest bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en daarom is het risico voor de foetus, pasgeborenen of zwangere vrouwen onbekend.
- Gebruik FaceGLO NIET als u lijdt aan Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme. Als u het FaceGLO LED-systeem gebruikt om Lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme te behandelen, kunt u mogelijk een ernstige huidreactie veroorzaken.
- Gebruik FaceGLO NIET als u lijdt aan een lichtgevoelige stoornis (overgevoeligheid voor licht).
- Voordat u FaceGLO gebruikt, moet u een sensibilisatietest uitvoeren.
- Gebruik de FaceGLO NIET op een manier die niet precies is zoals gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.
- SCHAKEL FaceGLO UIT en VERWIJDER FaceGLO onmiddellijk als het warm aanvoelt of als uw huid onaangenaam warm aanvoelt.
- Gebruik FaceGLO alleen met de eigen Hydrogel-maskers die worden aanbevolen of worden bijgeleverd voor gebruik met FaceGLO. Andere maskers zijn beschikbaar, maar zijn niet getest met het FaceGLO-systeem.
- Gebruik FaceGLO NIET zonder crèmes, lotions of make-up eerst te verwijderen. Sommige ingrediënten in deze producten kunnen lichtsensibilisatie veroorzaken of kunnen het effect van de behandeling verminderen.
- Gebruik FaceGLO NOOIT in de buurt van water of op een plaats waar water op het product kan worden gemorst. Gebruik FaceGLO NIET als u denkt dat het in contact is gekomen met water.
- Houd FaceGLO uit de buurt van hete oppervlakken.

- Probeer NIET om FaceGLO op enigerlei wijze te wijzigen. Als u wijzigingen aanbrengt een FaceGLO, vervalt de garantie. FaceGLO bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden.
- Gebruik FaceGLO NIET als het masker, de regelaar, de laadkabel op enige wijze beschadigd zijn.
- Het FaceGLO-bandje bevat een mengsel van polyester, nylon en lycra. Als u allergisch bent voor een van deze materialen, kunt u mogelijk het meegeleverde hoofdbandje niet gebruiken.
- Gebruik het ledmasker van FaceGLO niet wanneer u lijdt aan hoofdpijn geïnduceerd door licht.
- Steek geen stekker in een stopcontact als de adapter niet is verbonden.
- Deel FaceGLO NIET met iemand anders. FaceGLO is alleen bedoeld voor één persoon
- Gebruik het apparaat NIET als het is oververhit - gebruik het alleen overeenkomstig de behandelingsprotocollen.

Lichtgevoeligheid is een veel voorkomende bijwerking van verschillende medicijnen. Deze kunnen bepaalde antibiotica, chemotherapie medicijnen en diuretica omvatten. Als u niet zeker bent van eventuele medicijnen die u gebruikt, raadpleeg dan uw arts.

Andere stoffen, die hierboven niet zijn vermeld, kunnen ook lichtgevoeligheid veroorzaken.

Algemene voorbeelden van deze stoffen zijn:

Sint-Janskruid, koolteer, deodorants, antibacteriële zeep, kunstmatige zoetstoffen, naftaleen (mottenballen), petroleumproducten, glansmiddelen in wasmiddelen en cadmiumsulfide (een chemische stof die in de huid wordt gespoten tijdens het tatoeëren).

INLEIDING

FaceGLO is geschikt voor volwassenen om rimpels in het gelaat te behandelen.

Met de leeftijd wordt de huid dunner en droger, dit kan rimpels en verzakkingen veroorzaken door het verlies aan collageen en elastisch weefsel. De ouder wordende huid is ook gevoeliger voor de ontwikkeling van bruine vlekken en pigmentvlekken. Bovendien kan de dermis van de huid tijdens het verouderingsproces 20 tot 80 % van zijn dikte verliezen.

FaceGLO combineert de klinisch bewezen en vertrouwde golflengtes in het rode en bijna-infrarode segment van het lichtspectrum (66 nm tot 1100 nm) waarvan in klinische studies is bewezen dat de gelaatsrimpels worden verminderd via een proces dan fotobiomodulatie wordt genoemd.

FaceGLO is ontworpen om direct licht naar de huid te brengen, zodat de maximale hoeveelheid licht zijn cellulaire doelen raakt en niet wordt verspilld.

FaceGLO is een apparaat dat wordt verkocht voor gebruik thuis door volwassenen. Het zendt energie uit in het rode en bijna-infrarode segment van het lichtspectrum voor de behandeling van gelaatsrimpels.

KEN UW APPARAAT

- | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| ❶ Hoofddriem - haak | ❺ Adapter met connectoren | ❽ Controller |
| ❷ Hoofddriem - Lus | ❻ Draagtas | ❾ Aan/Uit |
| ❸ Gelaatsmasker | ❼ USB-C-aansluiting | ❿ LED-lampjes |
| ❹ Oogbescherming | | ⓫ USB-aansluiting |

PATCHTEST

Voordat u uw eerste behandeling uitvoert, moet u een gevoeligheidstest (pleistertest) uitvoeren.

1. Maak de huid op uw binnenvoorarm schoon door alle huidverzorgingsproducten zoals zonnecrèmes te verwijderen.
2. Plaats FaceGLO over uw binnenvoorarm met de LED's gericht naar uw huid.
3. Schakel de controller in en zorg ervoor dat FaceGLO de volledige 10 minuten van het behandelingsprogramma kan werken.
4. Als uw huid op enig moment HEET of ongemakkelijk aanvoelt, STOP dan onmiddellijk met het apparaat.
5. Wacht na de behandeling minimaal 6 uur. Als de huid op uw binnenarm rood lijkt en/of jeukt, is FaceGLO voor u niet geschikt.

OOGBESCHERMING

Hoewel het licht dat in uw FaceGLO wordt gebruikt volledig veilig is, kan het zijn dat u het licht fel vindt. Indien u de ledlampen iets te fel vindt, kan de optionele oogbescherming worden gebruikt voor een groter comfort. De oogbescherming kan rechtstreeks in de ooggaatjes worden geplaatst.



* Deze oogbescherming wordt alleen voor uw comfort geleverd en kan gemakkelijk in de ooggaatjes van het gelaatsmasker worden geklikt. Het gebruik van de oogbescherming is optioneel en dit masker voldoet aan alle normen voor oogbescherming (IEC 62471:2006)

OPLADEN

Om FaceGLO op te laden, steekt u de stroomadapter in de USB-C-aansluiting van de controller. Steek de AC/DC-adapter in de netstroom en schakel het in. De 3 ledlampjes op de besturingseenheid zullen beginnen te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, branden de drie ledlampjes.

Opmerking: Laad altijd op als de laatste LED begint te knipperen. FaceGLO werkt niet tijdens het opladen.

AAN DE SLAG


Reinig het FaceGLO-masker voor elk gebruik, terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Zie reinigingsinstructies. FaceGLO wordt geleverd met een verstelbaar bandje waarmee u het masker comfortabel kunt dragen.

1. Om het masker op te zetten, steekt u het bandje door de openingen aan beide zijden van het masker en verbindt u ze aan elkaar met behulp van de haak- en lusuiteinden.



2. Lus de riemen rond het hoofd en maak ze stevig vast met behulp van de haak en de eindlusen.

3. Pas het voorhoofddeel en het kindeel aan om te komen tot een goede pasvorm. Voor het beste resultaat met het gelaatsmasker zo dicht mogelijk op het voorhoofd en de kin worden geplaatst.



BEHANDELINGEN

Voor het beste resultaat drie tot vijf dagen per week behandelen gedurende minimaal 6 weken. Onderhoudsbehandelingen kunnen naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van levensstijl en huidconditie.

Behandeling van FaceGLO:

1. Reinig en exfolieer de huid om sporen van huidverzorgingsmiddelen te verwijderen.
2. Plaats het FaceGLO-apparaat over het hoofd en op het gelaat, pas de kin en voorhoofddelen van het gelaatsmasker aan voor een goede pasvorm.
3. Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen. Na 10 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. U kunt de behandeling op elk moment stoppen door op de aan/uit-knop te drukken.
4. Verwijder het masker aan het einde van de behandeling.
5. Breng uw normale moisturizer en zonnebrandcrème aan.

Opmerking: Direct na de behandeling kan de huid rood lijken. De huid moet binnen 1-2 uur weer normaal worden.

Na de behandeling:

- Direct na de behandeling kan de huid rood lijken. De huid moet binnen 1-2 uur weer een normale kleur krijgen.
- Sommige gebruikers rapporteerden huisvlekken of schilfers, jeuk en een droge huid. Dit is van tijdelijke aard en zal na een paar dagen verdwijnen.
- Mogelijk hebt u meteen na de lichtbehandeling tijdelijk last van hoofdpijn.

Hoewel het apparaat bepaalde niveaus van zichtbaar en bijna-infrarood licht verspreid die als veilig voor de huid worden beschouwd, moet u het gebruik van het apparaat onmiddellijk stopzetten als u een negatieve reactie ervaart.

Behandelingen met hydrogel-masker en gel/serum (optioneel):

FaceGLO kan worden gecombineerd met Hydrogel-maskerbehandelingen voor betere resultaten en voordelen. Raadpleeg de instructies die met het masker of met de behandelende gel/serum zijn meegeleverd.

REINIGING

Vóór elk gebruik, met het apparaat uitgeschakeld, reinigt u het gezichtsmasker volgens de onderstaande reinigingsinstructies.1.

1. Zorg ervoor dat het apparaat NIET wordt opgeladen tijdens het schoonmaken.
2. Reinig het gezichtsmasker met een doekje op waterbasis of een vochtige schone doek. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd door voorzichtig af te vegen met 70 % alcohol. Gebruik GEEN andere reinigingsproducten omdat deze de kunststof kunnen beschadigen.
3. Reinig de regelaar met een vochtige schone doek.

OPSLAG

Bewaar FaceGLO bij kamertemperatuur op een droge plaats. Gebruik de meegeleverde draagtas. Bewaar FaceGLO niet in een stoffige omgeving, in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen rood of infrarood licht van FaceGLO	Niet opgeladen	Steek de regelaar in de stroomadapter en zorg ervoor dat de connectoren zijn aangesloten en laat opladen tot de drie ledindicatielampjes op de regelaar blijven branden en NIET knipperen.
Geen rood of infrarood licht van FaceGLO.	Apparaat verbonden aan de netstroom.	Haal de USB-C-connector uit de regelaar.
De ledlampjes schakelen NIET UIT na 10 minuten.	Er is een storing aan het apparaat.	Stuur het terug naar uw leverancier.
De ledlampjes branden tijdens de behandeling.	Er is een storing aan het apparaat.	Stuur het terug naar uw leverancier.

AFVOER



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recyclen:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

SPECIFICATIES

Invoer Regelaar: 5V 800mA 

Invoer Masker: 5V 450mA (CC)



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit symbool betekent dat u het apparaat uit de buurt van direct zonlicht moet houden.



Gelijkstroom

 Afkoppelbare PSU IEC 60417-6181



Dit symbool geeft de USB-connector aan.



Dit symbool betekent dat het apparaat een lithium-ion-polymeerbatterij gebruikt.



Klasse III symbool (IEC 60417-5180)



Klasse II isolatie



Dit apparaat voldoet aan de huidige UKCA-productwetgeving.



Gerecycled papier

Modelnummer: FCLT3

Programmaduur: 10 minuten $\pm$
11 seconden

Golflengtes: • 630 nm $\pm$ 10 nm
• 830 nm $\pm$ 10 nm
• 1072 nm $\pm$ 20 nm

Maximale uitvoerintensiteit:
30 mW/cm²

Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 30 °C (32 °F tot 86 °F)

Opslag- en transporttemperatuur:
-5 °C tot 55 °C (23 °F tot 131 °F)

Luchtvochtigheid in werking:
30 % tot 95 % zonder condensatie

Luchtvochtigheid bij opslag en transport: 20 % tot 85 % zonder condensatie

Elektrische voeding van stroomadapter: 100-240 Vac,
50/60 Hz. 0,25 A

Elektrische uitvoer: 5 V, 1 A
IP22

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u bij ons terecht op: online@riobeauty.com

Voor extra accessoires, gaat u naar

www.riobeauty.com of neemt u contact op met uw plaatselijke verdeler.

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:
www.riobeauty.com/warranty


Verantwoordelijke VK: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Verantwoordelijke EU: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o hayan recibido instrucciones relacionadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato solamente debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado SK01T-0500100Z. Unidad de alimentación extraíble IEC 60417-6181.
- Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados deben ser reemplazados por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente cualificada para evitar cualquier peligro. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para organizar la sustitución del aparato.
- No sumerja el aparato en el agua. NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha caído o está dañado de alguna forma.
- NO utilice FaceGLO si está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad. Si utiliza FaceGLO y está tomando algún medicamento que pueda causar fotosensibilidad, podría ocasionarle una reacción cutánea grave.
- La fotosensibilidad es un efecto secundario común de algunos medicamentos. Estos pueden incluir algunos antibióticos, medicamentos de quimioterapia y diuréticos. Si tiene alguna duda sobre los medicamentos que está tomando, consulte a su médico.
- NO utilice FaceGLO para el tratamiento de ninguna condición que no esté enumerada en las indicaciones de uso.
- NO utilice FaceGLO si está embarazada, planeando quedarse embarazada o en periodo de lactancia. FaceGLO NO ha sido probado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y, por lo tanto, se desconoce el riesgo para el feto, el recién nacido o la mujer embarazada.
- NO utilice el sistema LED de FaceGLO si sufre lupus eritematoso, eccema fotosensible o albinismo. Si utiliza el sistema LED de FaceGLO para el tratamiento del lupus eritematoso, el eccema fotosensible o el albinismo podría ocasionarle una reacción grave en la piel.
- NO utilice FaceGLO si sufre algún trastorno de fotosensibilidad (sensibilización a la luz).
- Antes de usar FaceGLO debe realizar una prueba de sensibilización.
- NO utilice FaceGLO de un modo distinto al que se especifica exactamente en estas instrucciones de uso.
- APAGUE y RETIRE FaceGLO inmediatamente si siente que desprende demasiado calor o si nota calor incómodo en la piel.
- Utilice FaceGLO solo con las mascarillas de hidrogel de las marcas recomendadas o suministradas para el uso con FaceGLO. Existen otras mascarillas, pero no han sido probadas con el sistema FaceGLO.
- NO utilice FaceGLO sin antes retirar cremas, lociones o maquillaje. Algunos ingredientes contenidos en estos productos podrían causar sensibilización a la luz o podrían reducir el efecto del tratamiento.
- NUNCA utilice FaceGLO cerca del agua o donde pueda derramarse agua sobre el producto. NO utilice FaceGLO si piensa que ha entrado en contacto con agua.

- Mantenga FaceGLO lejos de superficies CALIENTES.
- NO intente modificar FaceGLO en modo alguno. La modificación de FaceGLO anulará la garantía. FaceGLO no contiene piezas reparables.
- NO utilice FaceGLO si la máscara, el controlador o el cable de carga están dañados en forma alguna.
- La correa de FaceGLO contiene una mezcla de poliéster, nailon y licra. Si es alérgico a cualquiera de estos materiales, quizás no pueda utilizar la correa provista para la cabeza.
- NO utilice la máscara LED de FaceGLO si sufre de dolores de cabeza inducidos por la luz.
- No inserte un enchufe frontal en una toma si el adaptador no está conectado.
- NO comparta su FaceGLO con otras personas. FaceGLO es para uso exclusivo de una sola persona.
- NO utilice el dispositivo en exceso; utilícelo solo siguiendo los protocolos de tratamiento recomendados.



La **fotosensibilidad** es un efecto secundario común de algunos medicamentos. Estos pueden incluir algunos antibióticos, medicamentos de quimioterapia y diuréticos. Si tiene alguna duda sobre los medicamentos que está tomando, consulte a su profesional sanitario.

Otras sustancias no mencionadas aquí también pueden causar fotosensibilidad.

Algunos ejemplos comunes de dichas sustancias son los siguientes:

hierba de San Juan, alquitrán de hulla, desodorantes, jabones antibacterianos, edulcorantes artificiales, naftalina, productos derivados del petróleo, agentes abrillantadores usados en detergentes para la ropa, sulfuro de cadmio (un producto químico inyectado en la piel al hacer tatuajes).

INTRODUCCIÓN

FaceGLO es adecuado para adultos que desean tratar sus arrugas en todo el rostro.

A medida que envejecemos, la piel se vuelve más fina y seca, y puede desarrollar flacidez y arrugas debido a la pérdida de colágeno y tejido elástico. La piel envejecida también es más susceptible de desarrollar manchas marrones y pigmentación. La dermis de la piel puede perder de un 20 a un 80 % de su espesor durante el proceso de envejecimiento.

FaceGLO combina las longitudes de onda clínicamente probadas y fiables de la región roja e infrarroja cercana del espectro luminoso (de 600 nm a 1100 nm) que, en estudios clínicos, han demostrado reducir las arrugas faciales mediante un proceso conocido como fotobiomodulación.

FaceGLO ha sido diseñado para dirigir la luz directamente a la piel, asegurando que la máxima cantidad de luz llegue a los objetivos celulares y no se desperdicie.

FaceGLO es un dispositivo de venta libre y de uso doméstico para adultos, diseñado para emitir energía en la región roja e infrarroja cercana del espectro luminoso, con el fin de tratar las arrugas en todo el rostro.

CONOZCA LA UNIDAD

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 Correa para la cabeza: gancho | 5 Adaptador con conectores | 8 Controlador |
| 2 Correa para la cabeza: bucle | 6 Bolsa de transporte | 9 Encendido/apagado |
| 3 Máscara facial | 7 Clavija USB-C | 10 Luces LED indicadoras |
| 4 Protectores oculares | | 11 Clavija USB |

PRUEBA EN LA PIEL

Antes de realizar el primer tratamiento, debe llevar a cabo un test de sensibilización (prueba en la piel).

1. Limpie la piel en la parte interna de su antebrazo para eliminar cualquier producto de belleza, como cremas solares.
2. Coloque el FaceGLO sobre la parte interna de su antebrazo con los LED orientados hacia su piel.
3. Encienda el controlador y permita que el FaceGLO realice el programa completo de tratamiento de 10 minutos.
4. Si en cualquier momento siente demasiado CALOR o incomodidad en la piel, DEJE de usar el aparato inmediatamente.
5. Después del tratamiento espere al menos 6 horas. Si la piel en la parte interna del brazo se enrojece y/o presenta picor, FaceGLO no es apto para usted.

PROTECTORES OCULARES

Aunque la luz que utiliza FaceGLO es completamente segura, podría ser que le resulte demasiado intensa. Si las luces LED le resultan un poco intensas, puede utilizar los protectores oculares opcionales para mejorar los niveles de comodidad. Los protectores oculares se ajustan fácilmente en los agujeros para los ojos.



* Los protectores oculares se suministran solo para mejorar la comodidad y se ajustan fácilmente en los orificios para los ojos de la máscara facial. El uso de los protectores oculares es opcional, ya que la máscara cumple todas las normas de seguridad ocular pertinentes (IEC 62471:2006).

CARGA

Para cargar FaceGLO, inserte el adaptador de corriente en la clavija USB-C del controlador. Enchufe el adaptador CA/CC a la fuente de alimentación de red y enciéndalo. Los 3 LED en la unidad de control empezarán a parpadear indicando que se está cargando. Cuando esté completamente cargado los 3 LED permanecerán iluminados.

Aviso: Recargue siempre el aparato cuando el último LED empiece a parpadear. FaceGLO no funcionará mientras se está cargando.

PRIMEROS PASOS


Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la máscara del FaceGLO. Véanse las instrucciones de limpieza. FaceGLO incluye una correa ajustable que permite llevar la máscara cómodamente puesta.

1. Para ajustar la máscara, inserte la correa en los agujeros a ambos lados de la máscara y únala utilizando los cierres de gancho y bucle en los extremos.



2. Rodee la cabeza con la correa y asegúrela firmemente usando los cierres de gancho y bucle en los extremos.

3. Ajuste las secciones de la frente y la barbilla para que queden ceñidas. Para obtener resultados óptimos, asegúrese de que la máscara quede ajustada lo más cerca posible de la frente y la barbilla.



TRATAMIENTOS

Para obtener los mejores resultados, realizar el tratamiento 3-5 días a la semana durante un periodo máximo de 6 semanas. Los tratamientos de mantenimiento deben realizarse según sean necesarios, según el estilo de vida y la condición de la piel.

Tratamiento con FaceGLO:

1. Limpie y exfolie la piel para eliminar los restos de los productos para el cuidado de la piel.
2. Coloque el FaceGLO en la cara, pasándolo sobre la cabeza, y ajuste las secciones de la barbilla y la frente para que queden ceñidas.
3. Para encender, pulse el botón de encendido/apagado. El aparato se desconectará automáticamente después de diez minutos. Puede parar el tratamiento en cualquier momento pulsando el botón de encendido/apagado.
4. Al final del tratamiento, quítese la máscara.
5. Aplíquese su hidratante y protector solar habituales.

Aviso: La piel puede aparecer roja inmediatamente después del tratamiento. La piel recobrará su color normal después de 1-2 horas.

Después del tratamiento:

- La piel puede tener un aspecto enrojecido inmediatamente después del tratamiento. La piel recobrará su color normal después de 1-2 horas.
- Algunos usuarios han informado de descamación, prurito asociado (escozor) y sequedad de la piel. Esto es temporal y desaparece a los pocos días.
- Pueden producirse dolores de cabeza temporales justo después del tratamiento con luz.

Aunque este dispositivo emite niveles de luz visible e infrarroja cercana que se consideran seguros para la piel, si experimenta una reacción adversa durante el uso del dispositivo, pare de usarlo inmediatamente.

Mascarillas de hidrogel y tratamientos con gel/suero

FaceGLO puede combinarse con mascarillas de hidrogel y tratamientos con gel/suero para mejorar los resultados y beneficios. Por favor, consulte las instrucciones incluidas con la mascarilla o el tratamiento con gel/suero.

LIMPIEZA

Antes de cada uso, con el aparato apagado, limpie la máscara facial siguiendo las instrucciones de limpieza más abajo.

1. Compruebe que el aparato NO se está cargando antes de limpiarlo.
2. Limpie la máscara facial con una toallita de base acuosa o un paño limpio húmedo. Las manchas difíciles pueden eliminarse limpiando la máscara con una solución de 70 % de alcohol. NO utilice ningún otro producto de limpieza ya que estos podrían dañar las superficies plásticas.
3. Limpie el controlador con un paño limpio húmedo.

ALMACENAMIENTO:

Guarde el FaceGLO a temperatura ambiente en un lugar seco. Utilice la bolsa de transporte incluida. Evite guardar el FaceGLO en un lugar en el que haya polvo, expuesto a la luz solar directa o en condiciones de humedad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
FaceGLO no emite luz roja o infrarroja.	No está cargado.	Enchufe el conector en el adaptador de corriente, asegurándose que los conectores están acoplados y deje que se cargue hasta que los tres indicadores LED en el controlador permanezcan encendidos SIN parpadear.
FaceGLO no emite luz roja o infrarroja.	El aparato está conectado a la red.	Desenchufe el conector USB-C del controlador.
Los LED NO se APAGAN trascurridos 10 minutos.	El aparato está defectuoso.	Devuélvalo al proveedor.
Los LED parpadean durante el tratamiento.	El aparato está defectuoso.	Devuélvalo al proveedor.

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico. Por ello, debe asegurarse de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse del producto tirándolo con la basura doméstica.

Recicle de manera responsable:

1. Consulte las normas municipales.
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta.

ESPECIFICACIONES

Entrada del controlador: 5 V, 800 mA

Entrada de la máscara: 5 V, 450 mA (CC)



El producto cumple la legislación actual de la UE.



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Este producto solo debe usarse en interiores.



Este símbolo significa que debe guardar el aparato lejos de la luz solar directa.



Corriente continua



Unidad de alimentación extraíble
IEC 60417-6181



Este símbolo indica el conector USB.



Este símbolo significa que el aparato utiliza una pila de polímero de litio hierro.



Símbolo Clase III (IEC 60417-5180)



Aislamiento clase II



Esta unidad cumple con la actual legislación sobre productos UKCA.



Recicle el papel

Número de modelo: FCLT3

Duración del

programa: 10 minutos $\pm$
11 segundos

Longitudes

de onda: • 630 nm $\pm$ 10 nm
• 830 nm $\pm$ 10 nm
• 1072 nm $\pm$ 20 nm

Intensidad máxima de salida:

30 mW/cm²

Temperatura de funcionamiento:

de 0 °C a 30 °C (de 32 °F a 86 °F)

**Temperatura de almacenamiento
y transporte:** de -5 °C a 55 °C (de
23 °F a 131 °F)

Humedad de funcionamiento:
30 % a 95 % sin condensación

**Humedad de almacenamiento
y transporte:** 20 % a 85 % sin
condensación

**Entrada eléctrica desde el adaptador
de potencia:** 100-240 V CA, 50/60 Hz.
0,25 A

Salida eléctrica: 5 V, 1 A
IP22

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor, póngase en contacto con nosotros en: online@riobeauty.com

Para pedir accesorios adicionales, visite
www.riobeauty.com o póngase en contacto con su distribuidor local.

GARANTÍA

Para registrar su garantía de dos años en línea, visite:
www.riobeauty.com/warranty

Persona responsable R. U.: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, England GL53 7ET

Persona responsable UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

AVISOS E PRECAUÇÕES

- **Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este dispositivo deve ser utilizado apenas com o adaptador fornecido SK01T-0500100Z. Unidade de alimentação amovível CEI 60417-6181.
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco. Contacte o Apoio ao Cliente para pedir uma substituição.
- Não coloque o aparelho dentro de água. NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- NÃO utilize o FaceGLO caso esteja a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade. A utilização do FaceGLO enquanto está a tomar qualquer medicamento que possa causar fotossensibilidade pode provocar uma reação cutânea grave.
- A fotossensibilidade é um efeito secundário comum de vários medicamentos. Estes podem incluir alguns antibióticos, medicamentos de quimioterapia e diuréticos. Se tem dúvidas acerca de qualquer medicamento que possa estar a tomar, consulte o seu médico.
- NÃO utilize o FaceGLO no tratamento de quaisquer outras patologias para além das indicadas nas instruções de utilização.
- NÃO utilize o FaceGLO caso esteja grávida, a planear engravidar ou a amamentar. O FaceGLO NÃO foi testado em mulheres grávidas ou lactantes, por isso, não se conhecem os riscos para o feto, para o recém-nascido ou para a grávida.
- NÃO utilize o sistema LED FaceGLO se sofrer de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo. A utilização do sistema LED FaceGLO no tratamento de lúpus eritematoso, eczema fotossensível ou albinismo pode causar uma reação cutânea grave.
- NÃO utilize o FaceGLO caso padeça de qualquer doença fotossensível (sensibilidade à luz).
- Faça um teste de sensibilidade antes de utilizar o FaceGLO.
- NÃO utilize o FaceGLO de qualquer outra forma que não as indicadas nestas instruções.
- DESLIGUE e REMOVA o FaceGLO de imediato, caso este fique quente ou sinta a pele desconfortavelmente quente.
- Utilize o FaceGLO apenas com as máscaras de hidrogel recomendadas ou disponibilizadas com o mesmo. Existem outras máscaras no mercado, mas não foram testadas com o sistema FaceGLO.
- ANTES DE UTILIZAR o FaceGLO, remova cremes, loções ou maquilhagem. Alguns ingredientes existentes nesses produtos podem provocar sensibilidade à luz ou podem reduzir o efeito do tratamento.
- NUNCA utilize o FaceGLO perto de água ou num local onde possa cair água sobre o produto. Se acha que o FaceGLO esteve em contacto com água, NÃO o utilize.

- Mantenha o FaceGLO afastado de superfícies QUENTES.
- NÃO tente fazer quaisquer alterações ao FaceGLO. Qualquer alteração ao FaceGLO vai anular a garantia. O FaceGLO não inclui peças reparáveis.
- NÃO utilize o FaceGLO se a máscara, o controlador ou o cabo de carregamento tiverem sofrido qualquer tipo de dano.
- A fita do FaceGLO contém uma mistura de poliéster, nylon e licra. Se for alérgico a algum destes materiais, poderá não conseguir utilizar a fita para a cabeça fornecida.
- NÃO utilize a máscara LED FaceGLO se sofrer de dores de cabeça provocadas pela luz.
- Não introduza a parte frontal de uma ficha numa tomada sem o adaptador ligado.
- NÃO partilhe o FaceGLO com outras pessoas. O FaceGLO deve ser utilizado apenas por uma pessoa.
- NÃO utilize o dispositivo para além dos protocolos de tratamento recomendados.

A fotossensibilidade é um efeito secundário comum de vários medicamentos. Estes podem incluir alguns antibióticos, medicamentos de quimioterapia e diuréticos. Se tem dúvidas acerca de qualquer medicamento que possa estar a tomar, consulte o seu médico.

Outras substâncias não enumeradas acima também podem causar fotossensibilidade.

Alguns exemplos dessas substâncias são:

erva de S. João, alcatrão de carvão, desodorizantes, sabonetes antibacterianos, edulcorantes artificiais, naftalina (bolas de naftalina), produtos petrolíferos, agentes abrillantadores presentes em detergentes para a roupa e sulfureto de cádmio (um químico injetado na pele durante a execução de tatuagens).

INTRODUÇÃO

O FaceGlo é indicado para pessoas adultas que pretendam tratar rugas faciais.

À medida que envelhecemos, a pele torna-se mais fina e seca e perde colagénio e tecido elástico, o que pode levar a uma maior flacidez e ao aparecimento de rugas. A pele envelhecida também é mais suscetível ao desenvolvimento de manchas castanhas e pigmentação. A derme pode perder entre 20 % a 80 % da sua espessura durante o processo de envelhecimento.

O FaceGLO combina comprimentos de onda de luz clinicamente testados na região do vermelho e do infravermelho próximo do espectro de luz (600 nm a 1100 nm) que demonstraram em estudos clínicos reduzir as rugas faciais através de um processo denominado fotobiomodulação.

O FaceGLO foi concebido para proporcionar luz diretamente à pele, garantindo que a máxima quantidade de luz atinge os respetivos alvos celulares e não é desperdiçada.

O FaceGLO é um dispositivo de venda livre e de uso doméstico para adultos, destinado a emitir energia na região do vermelho e do infravermelho próximo do espectro de luz para o tratamento de rugas faciais.

A SUA UNIDADE

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ❶ Fita para a cabeça – Gancho | ❺ Adaptador com conectores | ❽ Controlador |
| ❷ Fita para a cabeça – Fita de lã | ❻ Bolsa de transporte | ❾ Ligar/Desligar |
| ❸ Máscara facial | ❼ Ficha USB-C | ❿ Luzes LED indicadoras |
| ❹ Proteções para olhos | | ⓫ Ficha USB |

TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA

Antes de efetuar o primeiro tratamento, faça um teste de sensibilidade cutânea.

1. Limpe a pele no interior do antebraço para remover quaisquer produtos de cuidados da pele, como protetor solar.
2. Coloque o FaceGLO sobre o interior do antebraço, com os LED virados para a pele.
3. Ligue o controlador e deixe o FaceGLO fazer o programa de tratamento completo de 10 minutos.
4. Se, a qualquer momento, sentir a pele QUENTE ou sentir desconforto, PARE de utilizar o dispositivo imediatamente.
5. Após o tratamento, aguarde, pelo menos, 6 horas. Se a pele da zona interior do braço ficar vermelha e/ou sentir comichão, não utilize o FaceGLO.

PROTEÇÕES PARA OLHOS

Embora a luz utilizada pelo FaceGLO seja totalmente segura, pode achar as luzes muito brilhantes. Se for o caso, pode utilizar as proteções para olhos para um maior conforto. As proteções para olhos são simples de colocar diretamente nas cavidades dos olhos.



* As proteções para olhos são fornecidas apenas para um maior conforto e fixam-se facilmente nos orifícios para os olhos da máscara facial. A utilização das proteções para olhos é opcional, uma vez que esta máscara facial está em conformidade com todas as normas de segurança ocular relevantes (CEI 62471:2006).

CARREGAMENTO

Para carregar o FaceGLO, ligue o adaptador à ficha USB-C do controlador. Ligue o adaptador à corrente elétrica e ligue o aparelho. Os 3 LED na unidade de controlo começam a piscar para indicar que está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, os três LED ficam ligados sem piscar.

Nota: coloque o aparelho a carregar assim que o último LED começar a piscar. O FaceGLO não funciona durante o carregamento.

COMO LIGAR


Antes de cada utilização, limpe a máscara do FaceGLO com o dispositivo desligado. Consulte as instruções de limpeza. O FaceGLO inclui fitas ajustáveis que lhe permitem utilizar a máscara com conforto.

1. Para colocar a máscara, passe a fita através dos orifícios de cada lado e feche com o velcro.



2. Coloque as fitas à volta da cabeça e prenda bem as extremidades do gancho às da fita de lã.

3. Ajuste na zona da testa e do queixo para ficar bem colocada. Para obter melhores resultados, a máscara facial deve ser colocada o mais próximo possível da testa e do queixo.



TRATAMENTOS

Para melhores resultados, efetue o tratamento 3 a 5 dias por semana, no mínimo durante 6 semanas. Os tratamentos de manutenção devem ser efetuados conforme necessário, de acordo com o estilo de vida e o estado da pele.

Tratamento FaceGLO:

1. Limpe e exfolie a pele para remover quaisquer vestígios de produtos de cuidados da pele.
2. Coloque o FaceGLO sobre a cabeça e o rosto e ajuste na zona do queixo e da testa para ficar bem colocada.
3. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar. O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos. Pode premir o botão Ligar/Desligar a qualquer momento para interromper o tratamento.
4. No final do tratamento retire a máscara.
5. Aplique o hidratante e o protetor solar que utiliza habitualmente.

Nota: a pele pode ficar vermelha imediatamente após o tratamento. Deverá voltar ao normal dentro de 1 a 2 horas.

Pós-tratamento:

- A pele pode ficar vermelha imediatamente após o tratamento. A pele deverá voltar ao normal dentro de 1 a 2 horas.
- Alguns utilizadores relataram alguma descamação da pele, prurido (comichão) e secura. Esta situação é temporária e desaparece em poucos dias.
- Pode sentir dores de cabeça temporárias imediatamente após o tratamento com luz.

Embora este dispositivo emita níveis de luz visível e infravermelha próxima que são considerados seguros para a pele, se tiver uma reação adversa após a utilização do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo imediatamente.

Máscara de hidrogel e tratamentos com gel/sérum (opcional):

Para melhores resultados e benefícios, o FaceGLO pode ser combinado com tratamentos com a máscara de hidrogel e com gel/sérum. Consulte as instruções fornecidas com a máscara ou com o gel/sérum.

LIMPEZA

Antes de cada utilização, com o dispositivo desligado, limpe a máscara facial seguindo as instruções de limpeza abaixo.

1. O dispositivo NÃO pode estar a carregar quando fizer a limpeza.
2. Limpe a máscara facial com um toalhete à base de água ou com um pano húmido e limpo. Quaisquer manchas persistentes podem ser removidas cuidadosamente com álcool a 70 %. NÃO utilize quaisquer outros produtos de limpeza, visto que estes podem danificar os plásticos.
3. Limpe o controlador com um pano húmido e limpo.

ARMAZENAMENTO

Guarde o FaceGLO à temperatura ambiente e num local seco. Utilize a bolsa de transporte fornecida. Evite guardar o FaceGLO em locais com pó, exposição direta à luz solar ou humidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A luz vermelha ou infravermelha não acende no FaceGLO.	Bateria descarregada.	Ligue o controlador ao adaptador, com o respetivo conector ligado, e deixe a carregar até que o LED indicador no controlador fique acesso SEM piscar.
A luz vermelha ou infravermelha não acende no FaceGLO.	Dispositivo ligado à corrente elétrica.	Desligue a ficha USB-C do controlador.
Os LED NÃO DESLIGAM após 10 minutos.	Dispositivo danificado.	Devolva ao fornecedor.
Os LED piscam durante o tratamento.	Dispositivo danificado.	Devolva ao fornecedor.

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

ESPECIFICAÇÕES

Entrada do controlador: 5 V 800 mA

Entrada da máscara: 5 V 450 mA (CC)



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Este símbolo significa que deve manter o dispositivo afastado da luz solar direta.



Corrente contínua



Unidade de alimentação amovível
CEI 60417-6181



Este símbolo indica a ficha USB.



Este símbolo indica que o dispositivo utiliza uma bateria de polímero de iões de lítio.



Símbolo de Classe III (CEI 60417-5180)



Isolamento de Classe II



Esta unidade está em conformidade com a legislação atual de produtos do Reino Unido.



Papel

Número do modelo: FCLT3

Tempo do programa: 10 minutos $\pm$
11 segundos

Comprimentos

de onda: • 630 nm $\pm$ 10 nm
• 830 nm $\pm$ 10 nm
• 1072 nm $\pm$ 20 nm

Intensidade de luz máxima:

30 mW/cm²

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 30 °C

Temperatura de armazenamento e transporte: -5 °C a 55 °C

Humidade de funcionamento:
30 % a 95 % sem condensação

Humidade de armazenamento e transporte: 20 % a 85 % sem condensação

Entrada elétrica do adaptador:

100 a 240 Vac, 50/60 Hz, 0,25 A

Saída elétrica: 5 V, 1 A

IP22

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail:
online@riobeauty.com

Para encomendar acessórios adicionais, visite
www.riobeauty.com ou contacte o seu distribuidor local.

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:
www.riobeauty.com/warranty

Representante no Reino Unido: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

Representante na União Europeia: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o non esperte nell'uso del prodotto, solo se supervisionati da adulti o dopo avere ricevuto le istruzioni necessarie a garantire l'utilizzo in piena sicurezza dell'apparecchio ed evitare possibili rischi derivanti dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza un'adeguata sorveglianza.
- Questo apparecchio deve essere usato solo con l'adattatore di rete fornito SK01T-0500100Z. Alimentatore staccabile IEC 60417-6181.
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da un suo centro assistenza autorizzato o da una persona con una qualifica simile al fine di evitare pericoli. Contattare l'Assistenza Clienti per richiedere le parti di ricambio.
- Non immergere il prodotto in acqua. NON usare solventi né detergenti abrasivi.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- NON usare FaceGLO se si stanno assumendo farmaci che possono causare fotosensibilità. Altrimenti si rischia una grave reazione cutanea.
- La fotosensibilità è un effetto collaterale comune a vari farmaci. Tra cui alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. Se non si è sicuri di qualche farmaco che si stia assumendo, consultare il proprio medico.
- NON utilizzare FaceGLO per trattare altre condizioni oltre a quelle elencate nelle indicazioni per l'uso.
- NON usare FaceGLO in caso di gravidanza, se si sta pianificando una gravidanza o si sta allattando. FaceGLO NON è stato testato su donne in gravidanza o che allattano al seno e pertanto il rischio per il feto, il neonato o le donne in gravidanza non è noto.
- NON usare il sistema FaceGLO LED se si soffre di Lupus eritematoso, eczema fotosensibile o albinismo. Se si utilizza il sistema FaceGLO LED per il trattamento del lupus eritematoso, dell'eczema fotosensibile o dell'albinismo, si può provocare una grave reazione cutanea.
- NON usare FaceGLO se si soffre di qualsiasi disturbo di fotosensibilità (sensibilizzazione alla luce).
- Prima di utilizzare FaceGLO è necessario eseguire un test di sensibilizzazione.
- NON utilizzare FaceGLO in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- **SPEGNERE e ALLONTANARE immediatamente FaceGLO se si percepisce un certo calore o se si sente la pelle sgradevolmente calda.**
- Utilizzare FaceGLO solo con le maschere Hydrogel consigliate o fornite per essere usate con FaceGLO. Sono disponibili altre maschere, ma non sono state testate con il sistema FaceGLO.
- NON usare FaceGLO senza aver prima rimosso creme, lozioni o qualsiasi traccia di trucco. Alcuni ingredienti di questi prodotti possono causare una leggera sensibilizzazione o possono ridurre l'effetto del trattamento.
- Non utilizzare MAI FaceGLO vicino all'acqua o dove è possibile che dell'acqua venga versata sul prodotto. NON usare FaceGLO se si pensa che sia venuto a contatto con acqua.

- Tenere FaceGLO lontano da superfici CALDE.
- NON tentare di modificare FaceGLO in nessun modo. Altrimenti la garanzia decade. FaceGLO non contiene parti riparabili o soggette a manutenzione.
- NON utilizzare FaceGLO se la maschera, il controller, il cavo di ricarica sono in qualche modo danneggiati.
- La cinghietta di FaceGLO contiene una miscela di poliestere, nylon e lycra. Se si è allergici a uno di questi materiali, potrebbe non essere possibile utilizzare la cinghietta per la testa fornita.
- NON usare la maschera FaceGLO LED se si soffre di mal di testa indotto dalla luce.
- Non inserire la spina anteriore in una presa senza l'adattatore collegato.
- NON condividere FaceGLO con altre persone. FaceGLO è destinato all'uso da parte di una sola persona
- EVITARE di utilizzare eccessivamente il dispositivo e seguire solo i protocolli di trattamento consigliati.

La **fotosensibilità** è un effetto collaterale comune a vari farmaci. Tra cui alcuni antibiotici, farmaci chemioterapici e diuretici. Se non si è sicuri di qualche farmaco che si stia assumendo, consultare il proprio medico.

Anche altre sostanze non elencate sopra possono causare fotosensibilità.

Esempi comuni di queste sostanze sono:

Erba di San Giovanni, catrame di carbone, deodoranti, saponi antibatterici, dolcificanti artificiali, naftalina (palline di naftalina), prodotti petroliferi, agenti sbiancanti presenti nei detersivi per il bucato e solfuro di cadmio (una sostanza chimica iniettata nella pelle durante i tatuaggi).

INTRODUZIONE

FaceGlo è adatto agli adulti che desiderano trattare tutte le rughe del viso.

Con l'avanzare dell'età la pelle diventa più sottile e secca e può presentare cedimenti e rughe dovuti alla perdita di collagene e tessuto elastico. Con l'invecchiamento la pelle è anche più suscettibile allo sviluppo di macchie marroni e pigmentazione. Il derma della pelle può perdere dal 20 % all'80 % del suo spessore. durante il processo di invecchiamento.

FaceGLO combina lunghezze d'onda clinicamente comprovate e affidabili nella regione del rosso e del vicino infrarosso dello spettro luminoso (da 600 nm a 1100 nm) che, come dimostrato da studi clinici, riducono le rughe del viso attraverso un processo chiamato fotobiomodulazione.

FaceGLO è stato progettato per fornire luce direttamente sulla pelle, assicurando che la massima quantità di luce colpisca i suoi bersagli cellulari e non vada sprecata.

FaceGLO è un dispositivo da banco per uso domestico per adulti, progettato per emettere energia nella gamma della luce rossa e quella vicina infrarossa dello spettro luminoso per il trattamento di tutte le rughe del viso.

COMPONENTI

- | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------|----------|------------|-------------|
| ❶ Cinghietta per la testa
- Aggancio a strappo -
maschio | ❷ Cinghietta per la testa
- Aggancio a strappo -
femmina | ❸ Maschera per il viso | ❹ Bordi protezione occhi | ❺ Adattatore di rete con
connettori | ❻ Borsa per il trasporto | ❼ Presa USB-C | ❽ Controller | ❾ On/Off | ❿ Spie LED | ⓫ Presa USB |
|--|--|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------|----------|------------|-------------|

TEST ALLERGIE

Prima di eseguire il primo trattamento è necessario eseguire un test di sensibilità (test allergie).

1. Detergere la pelle della parte interna dell'avambraccio per rimuovere eventuali prodotti per la cura della pelle, come le creme solari.
2. Posizionare FaceGLO sulla parte interna dell'avambraccio, con i LED rivolti verso la pelle.
3. Accendere il controller e lasciare che FaceGLO funzioni per tutto il programma di trattamento di 10 minuti.
4. Se in qualsiasi momento si sente la pelle CALDA o fastidio, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
5. Dopo il trattamento, attendere almeno 6 ore. Se la pelle della parte interna del braccio appare arrossata e/o pruriginosa, non usare FaceGLO.

BORDI PROTEZIONE OCCHI

Sebbene le luci utilizzate in FaceGLO siano assolutamente sicure, potrebbero essere percepite come piuttosto intense. Se si pensa che le luci a LED siano un po' troppo intense, è possibile utilizzare i bordi protezione occhi opzionali per migliorare i livelli di comfort. I bordi protezione occhi vanno facilmente applicati direttamente nei fori per gli occhi.



* Le protezioni per gli occhi sono fornite solo per comodità e si agganciano facilmente ai fori per gli occhi della maschera facciale. L'uso delle protezioni per gli occhi è facoltativo poiché questa maschera facciale è conforme a tutti gli standard di sicurezza degli occhi (IEC 62471:2006).

RICARICA

Per ricaricare FaceGLO, inserire l'alimentatore nella presa USB-C del controller. Collegare l'adattatore CA/CC a una presa di corrente e accenderlo. I 3 LED sulla centralina inizieranno a lampeggiare per indicare la ricarica. Quando è completamente carico, tutti e tre i LED saranno illuminati.

Nota: Ricaricare sempre quando l'ultimo LED inizia a lampeggiare. FaceGLO non funziona durante la ricarica.

GUIDA INTRODUTTIVA


Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire la maschera FaceGLO. Vedere le istruzioni per la pulizia. FaceGLO è dotato di cinghiette regolabili che consentono di indossare comodamente la maschera.

1. Per indossare la maschera, infilare la cinghietta attraverso i fori su entrambi i lati della maschera e unirne le estremità usando il sistema di aggancio a strappo.



2. Avvolgere le cinghiette attorno alla testa e unirne saldamente le estremità usando il sistema di aggancio a strappo.

3. Regolare le sezioni della fronte e del mento in modo che aderisca bene. Per ottenere risultati ottimali, assicurarsi che la maschera facciale sia il più possibile aderente alla fronte e al mento.



TRATTAMENTI

Per ottenere i migliori risultati, effettuare il trattamento per 3-5 giorni a settimana per un minimo di 6 settimane. I trattamenti di manutenzione devono essere eseguiti secondo necessità, in base allo stile di vita e alle condizioni della pelle.

Trattamento con FaceGLO

1. Detergere ed esfoliare la pelle per rimuovere eventuali tracce di trattamenti.
2. Posizionare il dispositivo FaceGLO sulla testa e sul viso, regolare le sezioni del mento e della fronte della maschera per una perfetta aderenza.
3. Premere il tasto di accensione/spegnimento per accendere. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo dieci minuti. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento premendo il tasto On/Off.
4. Alla fine del trattamento rimuovere la maschera.
5. Applicare la normale crema idratante e crema solare.

Nota: Immediatamente dopo il trattamento la pelle può arrossarsi. Dovrebbe tornare alla normalità nel giro di 1-2 ore.

Dopo il trattamento

- Immediatamente dopo il trattamento la pelle può apparire arrossata. Dovrebbe tornare alla normalità nel giro di 1-2 ore.
- Alcuni utenti hanno segnalato una certa desquamazione della pelle, associata a prurito e secchezza. Si tratta di un fenomeno transitorio che scompare nel giro di pochi giorni.
- Subito dopo il trattamento con la luce potrebbero manifestarsi mal di testa temporanei.

Sebbene questo dispositivo emetta livelli di luce visibile e vicini all'infrarosso che sono considerati sicuri per la pelle, se si verifica una reazione avversa dopo l'uso del dispositivo, è necessario interromperne immediatamente l'uso.

Trattamenti con maschera idrogel e gel/siero (opzionale)

Per avere risultati e benefici migliori FaceGLO può essere combinato con trattamenti che prevedono l'uso di maschere Hydrogel e gel/siero. Consultare tutte le istruzioni fornite con la maschera e per il trattamento con gel/siero.

PULIZIA

Prima di ogni utilizzo, a dispositivo spento, pulire la maschera per il viso seguendo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.

1. Assicurarsi che il dispositivo NON sia in fase di ricarica durante la pulizia.
2. Pulire la maschera per il viso con un panno imbevuto in acqua o un panno pulito umido. Le macchie ostinate possono essere rimosse strofinando delicatamente con alcool al 70 %. NON usare altri prodotti detergenti in quanto potrebbero danneggiare la plastica.
3. Pulire il controller con un panno pulito e umido.

CONSERVAZIONE

Conservare FaceGLO a temperatura ambiente e in un luogo asciutto. Utilizzare la borsa per il trasporto in dotazione. Evitare di conservare FaceGLO in un luogo esposto alla polvere, alla luce solare diretta o all'umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna luce rossa o infrarossa proveniente da FaceGLO	Non caricato	Collegare il controller all'adattatore di alimentazione assicurandosi che i connettori siano collegati e lasciare in carica fino a quando i tre LED indicatori sul controller rimangono accesi e NON lampeggiano.
Da FaceGLO non fuoriesce nessuna luce rossa o infrarossa.	Dispositivo collegato alla rete.	Scollegare il connettore USB-C dal controller.
I LED NON si spengono dopo 10 minuti.	Il dispositivo è difettoso.	Restituirlo al fornitore.
I LED sfarfallano durante il trattamento.	Il dispositivo è difettoso.	Restituirlo al fornitore.

SMALTIMENTO



La direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata introdotta per favorire il riciclo dei prodotti utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclo, al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente, di trattare adeguatamente le sostanze tossiche e di evitare il proliferare di discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica. Pertanto si raccomanda che, al termine del suo ciclo di vita, venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle normative locali in materia. NON deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

1. Verificare le normative comunali a livello locale
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso controller: 5V, 800mA ⚡
Ingresso maschera: 5V, 450mA (CC)



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.



Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.



Questo simbolo significa che bisogna tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.



Corrente continua



Alimentatore staccabile IEC 60417-6181



Questo simbolo indica il connettore USB.



Questo simbolo indica che il dispositivo utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio.



Simbolo classe III (IEC 60417-5180)



Classe isolamento II



Questo articolo è conforme alle normative UE vigenti relative a prodotti di questo tipo.



Riciclare come carta

Codice modello: FCLT3

Durata programma: 10 minuti $\pm$
11 secondi

Lunghezze

d'onda: • 630 nm $\pm$ 10 nm
• 830 nm $\pm$ 10 nm
• 1072 nm $\pm$ 20 nm

Intensità massima di uscita:

30 mW/cm²

Temperatura di esercizio:

da 0°C a 30°C (da 32°F a 86°F)

Temperatura per la conservazione e il trasporto: da -5°C a 55°C (da 23°F a 131°F)

Umidità di esercizio:

dal 30 % al 95 % senza condensa

Umidità per la conservazione e il trasporto: dal 20 % al 85 % senza condensa

Ingresso adattatore di

alimentazione: 100-240 Vca, 50/60Hz.
0,25 A

Valori uscita: 5V, 1A
IP22

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, contattarci al seguente indirizzo:

online@riobeauty.com

Per effettuare l'ordine di accessori aggiuntivi visitare il sito
www.riobeauty.com o contattare il distributore di zona.

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.riobeauty.com/warranty

RP Regno Unito: The Dezac Group Ltd, PO Box 17,
Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

RP UE: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi



UK Product RP: The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England, GL53 7ET
EU Product RP: The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

©The Dezac Group Ltd 2025, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FCLT3-EU/1.0