




EYE REFRESHING MASSAGER



 the beauty specialists

ENGLISH	4
FRANÇAIS	10
DEUTSCH	16
NEDERLANDS	22
ESPAÑOL	28
PORTUGUÊS	34
ITALIANO	40





WARNINGS

- **Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 12 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not use in the bath or shower.
- For external use only.
- Do not place or store in direct sunlight. Store in a cool dry place.
- If you suffer from a skin condition, consult your dermatologist before use.
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- Do not use on cuts or broken skin.
- Do not use this appliance on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, skin tags, skin rash, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions. We recommend you consult your physician before treatment if you suffer from any of the above conditions.
- Do not use on areas that have had cosmetic surgery.

KNOW YOUR UNIT

(see page 3)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ❶ On/Off/Mode | ❸ USB-C 'In' Port |
| ❷ Indicator Light | ❹ USB-A to USB-C Adapter |
| ❺ Treatment Head | ❺ Travel Pouch |
| ❻ Silver Contact Strips | |
| ❼ USB Charging Cable | |


INTRODUCTION

Your Warming and Cooling Eye Refreshing Massager is a non-invasive at-home facial massage tool intended for cosmetic use to target puffiness, fatigue, and tension, with a synergy of heat, cooling therapy, gentle vibrations, and galvanic microcurrents.

CHARGING

Insert the USB Charging Cable into the USB C 'In' Port and connect to a USB port.

The Indicator Light will flash blue to indicate charging.



When fully charged the Indicator Light will stop flashing and stay blue.

Battery Charging Time: 3 hours

Maximum Run Time: 40 minutes

NOTE: When the battery level is low the Indicator Light will flash red.

IMPORTANT: Disconnect from USB cable before using.

GETTING STARTED

Ensure the skin is clean.

Press and hold the On/Off/Mode button for 2 seconds to turn on. The Indicator Light will turn Amber, for Treatment Mode 1. Press the On/Off/Mode button again for Mode 2 (The Indicator Light will turn Red) and a third time for Mode 3 (The Indicator Light will turn Blue).

To turn off, press and hold the On/Off button for 2 seconds.



Mode 1 - Amber Light

Negatively charged Galvanic microcurrent with + 42°C warming compress.


Mode 2 - Red Light

Negatively charged Galvanic microcurrent with + 42°C warming compress and vibration massage.

Mode 3 - Blue Light

Cold compress (~ 10 °C) for 3 minutes. The cooling fan will continue to work for another minute after the treatment has finished.

Note - Each Mode will automatically stop after 4 minutes.



Glide the Treatment Head slowly over the skin in the direction of the arrows. Each stroke should take 5-8 seconds. Repeat 4-5 times.

(Note: Ensure your fingers are touching the Contact Strips as this establishes the circuit.)

TREATMENTS EXPLAINED

Negative Potential Galvanic Microcurrent

- Helps draw out impurities
- Enhances the absorption of skincare products where the active ingredient carries a negative charge, such as hyaluronic acid.

Warming

- Increases blood circulation delivering more oxygen and nutrients to the skin.
- Opens pores making it easier to cleanse and absorb skincare products.
- Relaxes muscles to ease facial tension, which can contribute to fine lines and dullness.
- Boosts lymphatic drainage to promotes detoxification and reduces puffiness.

Cooling

- Reduces puffiness by constricting blood vessels, minimizing swelling and inflammation, especially under the eyes.
- Tightens pores, which after cleansing helps close pores, giving the skin a smoother appearance.
- Soothes irritation and calms redness which can be beneficial for sensitive or acne-prone skin.
- Enhances skin firmness, temporarily tightening then skin, creating a lifted and refreshed look.

Vibration

Gentle vibration massage can stimulate localised blood flow to the facial tissues, promote lymphatic drainage, enhance product absorption (like serums or moisturizers) and ease facial muscle tension.

AFTER USE

If you have very sensitive skin, you may notice redness after use. This should subside after 30 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before and after use, wipe the Treatment Head with a clean damp cloth, do not immerse the unit in water.

DISPOSAL



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

Recycle Responsibly:

1. Check your local municipal guidelines
2. Separate the components and dispose of them correctly

SPECIFICATION

Model: FAWC

Input: 5V  1.0A 5.0W

Battery: Li-Ion 3.7V 900mAh 3.33Wh

Charging time: 3 hours

Maximum run time: 40 minutes



Read these instructions carefully before use and then retain for future use.



This product is for indoor use only.



This product complies with current EU product legislation.



Direct current

CUSTOMER CARE

If you have any questions, please contact us at:
online@riobeauty.com

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:
www.riobeauty.com/warranty

AVERTISSEMENTS

- **Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- Destiné à un usage externe uniquement.
- Ne pas exposer au soleil direct ou ranger sous le soleil direct. Rangez dans un endroit frais et sec.
- Si vous présentez une affection cutanée, consultez votre dermatologue avant utilisation.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.
- Ne pas utiliser sur des coupures ou sur une peau abîmée.
- Ne pas utiliser cet appareil sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : varices, maladies de peau (eczéma, psoriasis, dermatite par exemple), coupures et égratignures, irritation, verrues, grains de beauté, excroissances de peau, éruptions cutanées, hypersensibilité ou coup de soleil, phlébite, cicatrice récente ou d'autres affections cutanées. Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant utilisation si vous présentez une des affections ci-dessus.
- Ne pas utiliser sur les zones ayant subi une chirurgie esthétique.

VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

(voir page 3)

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ❶ Marche/Arrêt/Mode | ❺ Câble de charge USB |
| ❷ Témoin lumineux indicateur | ❻ Port d'entrée USB-C |
| ❸ Tête de soin | ❼ Adaptateur USB-A en USB-C |
| ❹ Bandes de contact argent | ❽ Pochette de voyage |


INTRODUCTION

Votre Warming and Cooling Eye Refreshing Massager est un outil de massage facial à usage domestique non invasif destiné à une utilisation cosmétique. Il cible les poches, la fatigue et la tension, et associe chaleur, thérapie de refroidissement, vibrations douces et microcourants galvaniques.

CHARGE

Insérez le câble de charge USB dans le port d'entrée USB C et branchez sur un port USB.

Le témoin lumineux de charge clignote bleu pour indiquer que la charge est en cours.



Une fois l'appareil entièrement chargé, le témoin lumineux indicateur cesse de clignoter et reste bleu fixe.

Durée de charge de la batterie : 3 heures

Durée de fonctionnement maximale : 40 minutes

REMARQUE : quand le niveau de la batterie est faible, le témoin lumineux indicateur clignote rouge.

IMPORTANT : débranchez le câble USB avant utilisation.

PRISE EN MAIN

Veillez à ce que votre peau soit propre.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Mode et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le témoin lumineux indicateur passe au orange pour le mode de soin 1. Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt/Mode pour le mode 2 (le voyant lumineux indicateur passe au rouge) et une troisième fois pour le mode 3 (le voyant lumineux indicateur passe au bleu).

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le appuyé pendant 2 secondes.

Mode 1 - Orange

Microcourant galvanique
à charge négative avec
compresse chauffante à + 42°C.


Mode 2 - Rouge

Microcourant galvanique
à charge négative avec
compresse chauffante à
+ 42°C et massage par
vibrations.

Mode 3 - Bleu

Compresse froide (~ 10 °C)
pendant 3 minutes. Le ventilateur
de refroidissement continue de
fonctionner pendant une minute
après la fin du soin.

Remarque : chaque mode
s'arrête automatiquement après
4 minutes.



Faites glisser lentement
la tête de soin sur la peau
dans le sens des flèches.

Chaque passage doit
durer 5 à 8 secondes.
Répétez le mouvement
4 à 5 fois.

(Remarque : veillez à ce
que vos doigts touchent
les bandes de contact, afin
d'établir le circuit.)

EXPLICATION DES SOINS

Microcourant galvanique à potentiel négatif

- Contribue à éliminer les impuretés
- Améliore l'absorption des produits de soin dont l'ingrédient actif porte une charge négative, comme l'acide hyaluronique.

Chauffe

- Stimule la circulation sanguine et apporte plus d'oxygène et de nutriments à la peau.
- Ouvre les pores pour faciliter le nettoyage et l'absorption des produits de soin.
- Détend les muscles pour soulager les tensions du visage pouvant contribuer à l'apparition de ridules et à ternir le teint.
- Stimule le drainage lymphatique pour favoriser la détoxification et réduire les poches.

Refroidissement

- Réduit les poches en contractant les vaisseaux sanguins, minimisant ainsi les gonflements et l'inflammation, en particulier sous les yeux.
- Resserre les pores, contribuant ainsi, après le nettoyage, à refermer les pores et donne à la peau un aspect plus lisse.
- Apaise irritations et rougeurs, pouvant être ainsi bénéfique pour les peaux sensibles ou à tendance acnéique.
- Améliore la fermeté de la peau, la resserre temporairement et lui donne un aspect lifté et rafraîchi.

Vibration

Le massage par vibrations douces peut stimuler le flux sanguin localisé dans les tissus du visage, favoriser le drainage lymphatique, améliorer l'absorption des produits (comme les sérums ou les crèmes hydratantes) et soulager les tensions musculaires du visage.

APRÈS UTILISATION

Si vous avez la peau très sensible, vous pouvez constater une rougeur après utilisation. Ce phénomène doit se dissiper dans les 30 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant et après utilisation, essuyez la tête de soin à l'aide d'un linge propre et humide. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accentuer la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veuillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

Responsabilité en matière de recyclage :

1. Consultez les directives de votre commune
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

SPÉCIFICATIONS

Modèle : FAWC

Alimentation : 5 V  1,0 A 5,0 W 

Batterie : Li-Ion 3,7 V 900 mAh 3,33 Wh

Durée de charge : 3 heures

Durée de fonctionnement maximale : 40 minutes



Veuillez lire attentivement ces consignes avant utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.



Courant continu

SERVICE CLIENTS

Pour toute question, veuillez nous contacter à cette adresse :

online@riobeauty.com

GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur :

www.riobeauty.com/warranty

WARNHINWEISE

- **Lesen Sie die Anleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen und psychischen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn die Bedienung des Gerätes unter Aufsicht erfolgt oder die Personen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs und der möglichen Gefahren, die durch den Gebrauch entstehen können, eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollten von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät NICHT, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder nachdem es fallengelassen oder beschädigt wurde.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Etikett angegebenen besonders niedrigen Spannung betrieben werden.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Nicht in der Badewanne oder unter der Dusche verwenden.
- Nur äußerlich anwenden.
- Nicht in direktem Sonnenlicht ablegen oder aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Wenn Sie unter einer Hautkrankheit leiden, holen Sie bitte zuerst den Rat Ihres Hautarztes ein.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer Person genutzt werden.
- Nicht bei Schnittverletzungen oder rissiger Haut verwenden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht auf Körperbereichen, an denen sich die Haut löst, oder unter folgenden Bedingungen: Krampfadern, Hauterkrankungen (z. B. Ekzem, Schuppenflechte, Dermatitis), Schnitt- und Schürfwunden, Reizungen, Warzen, Muttermale, Fibrome, Ausschläge, Hypersensibilität oder Sonnenbrand, Venenentzündungen, vor kurzem vernarbtes Gewebe oder andere Hautprobleme. In diesen Fällen sollten Sie vor einer Behandlung unbedingt ärztlichen Rat einholen.
- Nicht auf Bereichen anwenden, die einer kosmetischen Operation unterzogen worden sind.

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

(siehe Seite 3)


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ❶ Ein/Aus/Modus | ❸ USB-Ladekabel |
| ❷ Kontrollleuchte | ❹ USB-C-Eingang |
| ❸ Behandlungsaufsatz | ❺ „USB-A auf USB-C“-Adapter |
| ❹ Silberne Kontaktstreifen | ❻ Reishülle |

EINFÜHRUNG

Ihr wärmender und kühlender Eye Refreshing Massager ist ein nicht-invasives Gesichtsmassage-Gerät für den zuhause erfolgenden kosmetischen Einsatz gegen Schwellungen, Müdigkeit und Verspannungen, das synergetisch eine warme oder kühlende Behandlung, sanfte Vibrationen und galvanischer Mikrostrom einsetzt.

AUFLADEN

Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-C-Eingang und verbinden Sie es mit einem USB-Anschluss. Die Ladekontrollleuchte blickt blau, um den Ladevorgang anzuzeigen.



Bei vollständiger Ladung stellt die Kontrollleuchte das Blinken ein und leuchtet durchgängig blau.

Akku-Ladezeit: 3 Stunden

Maximale Betriebsdauer: 40 Minuten

HINWEIS: Bei niedriger Batterieladung blinkt die Kontrollleuchte rot.

WICHTIG: Ziehen Sie vor dem Gebrauch das USB-Kabel ab.

INBETRIEBNAHME

Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber ist.

Halten Sie die Ein-/Aus-/Modus-Taste zum Einschalten 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet beim Behandlungsmodus 1 gelb.

Drücken Sie für Modus 2 erneut die Ein-/Aus-/Modus-Taste (die Kontrollleuchte wechselt zu Rot) und ein drittes Mal für Modus 3 (die Kontrollleuchte wechselt zu Blau).

Zum Abschalten die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Modus 1 – gelbes Licht

Negativ geladener galvanischer Mikrostrom mit einer 42 °C warmen Druckmassage.

Modus 2 – rotes Licht

Negativ geladener galvanischer Mikrostrom mit einer 42 °C warmen Druck- und Vibrationsmassage.

Modus 3 – blaues Licht

3 Minuten lange kalte Druckmassage (~ 10 °C). Der kühlende Ventilator läuft nach Ende der Behandlung eine weitere Minute.

Hinweis: Jeder Modus endet automatisch nach 4 Minuten.

Gleiten Sie mit dem Behandlungsaufsatz langsam in Pfeilrichtung über die Haut. Jede Bewegung sollte 5-8 Sekunden dauern. 4-5 Mal wiederholen.

(Hinweis: Achten Sie darauf, dass Ihre Finger die Kontaktstreifen berühren, da dies den Stromkreis herstellt.

DIE UNTERSCHIEDLICHEN BEHANDLUNGEN

Negativer galvanischer Mikrostrom

- Hilft, Unreinheiten zu beseitigen.
- Fördert die Aufnahme von Hautpflegeprodukten, die einen aktiven Wirkstoff mit negativer Ladung haben, wie z. B. Hyaluronsäure.

Wärmend

- Erhöht die Durchblutung und versorgt die Haut mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen.
- Öffnet die Poren und erleichtert die Reinigung und Aufnahme von Hautpflegeprodukten.
- Entspannt die Muskeln, um Verspannungen im Gesicht zu lindern, die zu Fältchen und einem matten Teint beitragen können.
- Fördert die Lymphdrainage für eine bessere Entgiftung und eine Reduktion von Schwellungen.

Kühlend

- Reduziert Schwellungen durch das Zusammenziehen von Blutgefäßen, minimiert Schwellungen und Entzündungen, insbesondere unter den Augen.
- Die Poren ziehen sich zusammen und können nach der Reinigung besser geschlossen werden, was die Haut glatter aussehen lässt.
- Lindert Reizungen und beruhigt Rötungen, wovon eine empfindliche oder zu Akne neigende Haut profitieren kann.
- Fördert die Festigkeit der Haut, die sich vorübergehend zusammenzieht. Dies lässt sie straffer und erfrischt aussehen.

Vibration

Die sanfte Vibrationsmassage kann im Gesicht lokal die Durchblutung des Bindegewebes anregen, die Lymphdrainage fördern sowie die Aufnahme von Produkten (wie Seren oder Feuchtigkeitscremes) und Verspannungen im Gesicht lindern.

NACH DEM GEBRAUCH

Wenn Sie sehr empfindliche Haut haben, könnte diese nach der Anwendung gerötet sein. Dies sollte nach 30 Minuten abklingen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Wischen Sie den Behandlungsaufsatz vor und nach dem Gebrauch mit einem sauberen feuchten Tuch ab. Das Gerät nicht in Wasser tauchen.

ALTGERÄTEENTSORGUNG



Die Elektro- und Elektronik-Geräteabfall-Richtlinie (WEEE) (2012/19/ EU) ist in Kraft, um die besten verfügbaren Verwertungs- und Recycling-Technologien zu nutzen, so dass der Einfluss auf die Umwelt minimiert, gefährliche Substanzen aufbereitet und ein Anwachsen der Mülldeponien verhindert werden. Das Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät klassifiziert. Stellen Sie daher bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende des Produktlebenszyklus ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird. Es darf NICHT über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verantwortungsvolles Recyceln:

1. Prüfen Sie die kommunalen Richtlinien.
2. Trennen Sie die Bestandteile und entsorgen Sie sie korrekt.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell: FAWC

Eingangsleistung: 5 V $\equiv$ 1,0 A 5,0 W 

Akku: Li-Ion 3,7 V 900 mAh 3,33 Wh

Ladedauer: 3 Stunden

Maximale Betriebsdauer: 40 Minuten



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.



Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.



Dieses Produkt entspricht den aktuellen Produktvorschriften der EU.



Gleichstrom

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung unter:
online@riobeauty.com.

GARANTIE

Registrieren Sie Ihre 2-Jahres-Garantie bitte online auf:
www.riobeauty.com/warranty

WAARSCHUWINGEN

- **Neem alle instructies grondig door en bewaar deze voor later gebruik.**
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 12 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Gebruik dit apparaat NIET als het niet goed werkt of als het gevallen of beschadigd is.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Niet gebruiken in het bad of in de douche.
- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Plaats of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht. Bewaar het op een koele, droge plaats.
- Als u aan een huidaandoening lijdt, raadpleeg dan uw dermatoloog alvorens het apparaat te gebruiken.
- Om redenen van hygiëne raden wij gebruik door slechts een persoon aan.
- Niet gebruiken op wondjes of beschadigde huid.
- Gebruik dit apparaat niet op lichaamsdelen met losse huid of op zones met sporen van spataders, huidziektes (bijv. eczeem, psoriasis, dermatitis), snij- en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, huidplekken, huidirritatie, hypergevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel en andere huidaandoeningen. Het is verstandig advies van een arts in te winnen voordat u dit product gebruikt als u last hebt van enige van de bovenstaande aandoeningen.
- Niet gebruiken op zones die een cosmetische ingreep hebben ondergaan.

KEN UW APPARAAT

(zie pagina 3)


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ➊ Aan/Uit/Modus | ➎ "In"-poort van USB-C |
| ➋ Indicatorlampje | ➏ Adapter USB-A naar USB-C |
| ➌ Behandelingskop | ➐ Reistasje |
| ➍ Zilveren contactstrips | |
| ➑ USB-oplaadkabel | |

INLEIDING

Uw verwarmende en verkoelende Eye Refreshing Massager is een niet-invasief gezichtsmassageapparaat voor thuisgebruik, bedoeld voor cosmetische doeleinden om wallen, vermoeidheid en spanning aan te pakken, met een synergie van warmte, koelingstherapie, zachte trillingen en galvanische microstroom.

OPLADEN

Sluit de USB-oplaadkabel aan op de "In"-poort van USB-C en verbindt deze met een USB-poort. Het lampje van de indicator knippert blauw om aan te geven dat het apparaat oplaadt.



Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, stopt het indicatielampje met knipperen en blijft het blauw branden.

Oplaadtijd batterij: 3 uur

Maximale gebruiksduur: 40 minuten

OPMERKING: Wanneer het batterijniveau laag is, knippert het indicatielampje rood.

BELANGRIJK: Ontkoppel van de USB-kabel voor gebruik.

AAN DE SLAG

Zorg ervoor dat uw huid schoon is.

Houd de Aan/Uit/Modus-knop 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het indicatielampje wordt oranje voor Behandelingsmodus 1.

Druk nogmaals op de Aan/Uit/Modusknop voor Modus 2 (Het indicatielampje wordt rood) en een derde maal voor Modus 3 (Het indicatielampje wordt blauw).

Om het apparaat uit te schakelen, houd u de Aan/Uit-knop 2 seconden lang ingedrukt.



Modus 1 - Oranje lampje

Negatief geladen galvanische microstroom met een verwarmend kompres van +42 °C.


Modus 2 - Rood lampje

Negatief geladen galvanische microstroom met een verwarmend kompres van + 42 °C en trillingsmassage.

Modus 3 - Blauw lampje

Koud kompres (~ 10 °C) gedurende 3 minuten. De koelventilator blijft nog een minuut werken nadat de behandeling is beëindigd.

Opmerking - Elke modus stopt automatisch na 4 minuten.



Laat de behandelingskop langzaam over de huid glijden in de richting van de pijlen. Elke beweging duurt 5-8 seconden. Herhaal de procedure 4 tot 5 keer.

(Opmerking: Zorg ervoor dat uw vingers de contactstrips raken, aangezien dit het circuit tot stand brengt.)

UITLEG OVER DE BEHANDELINGEN

Galvanische microstroom met negatieve potentiaal

- Helpt onzuiverheden te verwijderen
- Verbetert de opname van huidverzorgingsproducten waarvan de actieve ingrediënten een negatieve lading hebben, zoals hyaluronzuur.

Verwarming

- Verbetert de bloedcirculatie, waardoor de huid meer zuurstof en voedingsstoffen ontvangt.
- Opent de poriën, waardoor de huid gemakkelijker kan worden gereinigd en huidverzorgingsproducten beter worden opgenomen.
- Ontspanst de spieren om gezichtsspanning te verminderen, wat kan bijdragen aan fijne lijntjes en een doffe huid.
- Stimuleert de lymfedrainage om ontgifting te bevorderen en wallen te verminderen.

Koeling

- Vermindert wallen door de bloedvaten te vernauwen, waardoor zwellingen en ontstekingen worden geminimaliseerd, met name onder de ogen.
- Verstrakt de poriën, waardoor deze na het reinigen worden gesloten en de huid er gladder uit ziet.
- Verzacht irritatie en kalmeert roodheid, wat gunstig kan zijn voor de gevoelige of acnegevoelige huid.
- Verbetert de stevigheid van de huid, maakt de huid tijdelijk strakker en zorgt voor een gelift en verfrist uiterlijk.

Trilling

Een zachte trillingsmassage kan de lokale doorbloeding van de gezichtsweefsels stimuleren, de lymfedrainage bevorderen, de opname van producten (zoals serums of vochtinbrengende crèmes) verbeteren en de spanning in de gezichtsspieren verminderen.

NA GEBRUIK

Als u een erg gevoelige huid hebt, kan het zijn dat u na gebruik wat roodheid opmerkt op de huid. Dit zou na 30 minuten moeten verdwijnen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor en na elk gebruik moet u de behandelingskop schoonmaken met een schone vochtige doek. Dompel het apparaat niet onder in water.

AFVOER



De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

Verantwoordelijk recyclen:

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

SPECIFICATIES

Model: FAWC

Input: 5 V  1,0 A 5,0 W 

Batterij: Li-ion 3,7 V 900 mAh 3,33 Wh

Oplaadtijd: 3 uur

Maximale gebruiksduur: 40 minuten



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Gelijkstroom

KLANTENSERVICE

Met vragen kunt u terecht op:
online@riobeauty.com

GARANTIE

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:
www.riobeauty.com/warranty

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 12 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben llevarlas a cabo niños a menos que estén supervisados.
- NO use este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído o si ha resultado dañado.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato.
- Manténgalo alejado del alcance de niños y mascotas.
- No lo use mientras se baña o se ducha.
- Solamente para uso externo.
- No lo guarde ni lo coloque en un lugar expuesto a la luz solar directa. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Si sufre algún trastorno de la piel, consulte a su dermatólogo antes de usarlo.
- Por razones de higiene recomendamos el uso en una sola persona.
- No lo utilice sobre piel con cortes o rota.
- No utilice este aparato sobre partes sueltas o zonas de la piel con signos de: venas varicosas, enfermedades cutáneas (por ejemplo, eczema, soriasis, dermatitis), cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, papilomas cutáneos, erupciones cutáneas, hipersensibilidad o quemaduras solares, flebitis, tejido cicatricial reciente, otras condiciones de la piel. Recomendamos que consulte al médico antes del tratamiento si sufre alguna de las condiciones anteriores.
- No lo utilice en zonas del rostro que han sufrido cirugía cosmética.

CONOZCA LA UNIDAD

(véase la página 3)


- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ❶ Encendido/Apagado/
Modo | ❺ Cable de carga USB |
| ❷ Luz indicadora | ❻ Puerto de entrada
USB-C |
| ❸ Cabezal de tratamiento | ❼ Adaptador USB-A a
USB-C |
| ❹ Bandas de contacto
plateadas | ❽ Estuche de viaje |

INTRODUCCIÓN

El masajeador ocular con efecto térmico (frío y calor) es un dispositivo de masaje facial no invasivo para uso doméstico, diseñado con fines cosméticos. Combate la hinchazón, la fatiga y la tensión facial mediante una combinación de calor, terapia de frío, vibraciones suaves y microcorrientes galvánicas.

CARGA

Inserte el cable de carga USB en el puerto de entrada USB-C y conéctelo a un puerto USB.
La luz indicadora parpadeará en azul para indicar que se está cargando.



Cuando la carga se haya completado, la luz indicadora dejará de parpadear y permanecerá fija en azul.

Tiempo de carga de la batería: 3 horas
Tiempo de funcionamiento máximo: 40 minutos

AVISO: Cuando el nivel de batería sea bajo, la luz indicadora parpadeará en rojo.

IMPORTANTE: Desconecte el cable USB antes de usarlo.

PRIMEROS PASOS

Compruebe que la piel está limpia.

Para encenderlo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado/modo durante 2 segundos. La luz indicadora se pondrá de color ámbar para el modo de tratamiento 1.

Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado/modo para activar el modo 2 (la luz indicadora se pondrá en rojo) y una tercera vez para activar el modo 3 (la luz indicadora se pondrá en azul).

Para apagarlo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos.

**Modo 1: luz ámbar**

Microcorriente galvánica negativa con calor localizado a $+42^{\circ}\text{C}$.


Modo 2: luz roja

Microcorriente galvánica negativa con calor localizado a $+42^{\circ}\text{C}$ y masaje mediante vibración.

Modo 3: luz azul

Frío localizado (10°C aprox.) durante 3 minutos. El ventilador de enfriamiento seguirá funcionando otro minuto más después de que el tratamiento haya finalizado.

Aviso: Todos los modos se detienen automáticamente después de 4 minutos.



Deslice suavemente el cabezal de tratamiento por la piel en la dirección de las flechas. Cada movimiento debería durar de 5 a 8 segundos. Repita 4-5 veces.

(Aviso: Asegúrese de estar tocando las bandas de contacto con los dedos, ya que así se establece el circuito).

EXPLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Microcorriente galvánica de potencial negativo

- Ayuda a eliminar las impurezas.
- Mejora la capacidad de absorción de productos para el cuidado de la piel cuando el ingrediente activo lleva una carga negativa, como el ácido hialurónico.

Modo calor

- Aumenta la circulación sanguínea, proporcionando más oxígenos y nutrientes a la piel.
- Abre los poros, potenciando la limpieza y permitiendo que los productos de cuidado facial penetren con mayor eficacia.
- Relaja los músculos faciales para aliviar la tensión, ayudando a prevenir la aparición de líneas de expresión y a restaurar la luminosidad de la piel.
- Mejora el drenaje linfático para favorecer la eliminación de toxinas y reducir la hinchazón.

Modo frío

- Reduce la hinchazón mediante la vasoconstricción, ayudando a minimizar la inflamación, especialmente en la zona de debajo de los ojos.
- Tensa los poros para ayudarlos a cerrarse después de la limpieza, dejando la piel con una apariencia más suave.
- Calma la piel irritada y disminuye las rojeces, ideal para pieles sensibles o con tendencia al acné.
- Potencia la firmeza de la piel, tensándola al instante para un aspecto más joven y revitalizado.

Vibración

El suave masaje por vibración puede estimular el flujo sanguíneo localizado en los tejidos faciales, favorecer el drenaje linfático, mejorar la absorción de productos (como sérums o cremas hidratantes) y aliviar la tensión de los músculos faciales.

DESPUÉS DE SU USO

Si tiene la piel muy sensible, quizás note algo de rojez después de usar el producto. Esto debería desaparecer después de 30 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes y después del uso, limpie los cabezales de tratamiento con un paño limpio y húmedo. No sumerja la unidad en agua.

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico. Por ello, debe asegurarse de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse del producto tirándolo con la basura doméstica.

Recicle de manera responsable:

1. Consulte las normas municipales.
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta.

ESPECIFICACIONES

Modelo: FAWC

Tensión de entrada: 5 V  1,0 A 5,0 W

Batería: iones de litio; 3,7 V/900 mAh/3,33 Wh

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de funcionamiento máximo: 40 minutos



Lea con atención estas instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para un uso futuro.



Este producto es para uso interior solamente.



Este producto cumple la legislación actual de la UE.



Corriente continua

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en:

online@riobeauty.com

GARANTÍA

Para registrar su garantía de dos años en línea, visite:

www.riobeauty.com/warranty

AVISOS

- **Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.**
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 12 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- NÃO utilize este aparelho se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não utilize o dispositivo no duche ou no banho.
- Apenas para uso externo.
- Não coloque nem guarde o dispositivo exposto a luz solar direta. Guarde-o num local fresco e seco.
- Se sofre de algum problema dermatológico, consulte o seu dermatologista antes de utilizar este produto.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Não utilize em pele com cortes ou gretada.
- Não utilize este aparelho em partes do corpo flácidas ou quaisquer outras zonas que apresentem sinais de: veias varicosas, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, sardas, pólipos cutâneos, erupções cutâneas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flebites, cicatrizes recentes e outros problemas de pele. Se sofrer de algum dos problemas acima mencionados, recomendamos que consulte o seu médico antes do tratamento.
- Não utilize em zonas que tenham sido alvo de qualquer cirurgia estética.

A SUA UNIDADE

(ver página 3)


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ❶ Ligar/Desligar/Modo | ❺ Cabo de carregamento USB |
| ❷ Luz indicadora | ❻ Porta USB-C de entrada |
| ❸ Cabeça de tratamento | ❼ Adaptador USB-A para USB-C |
| ❹ Tiras de contacto em prata | ❽ Bolsa de viagem |

INTRODUÇÃO

O seu Eye Refreshing Massager, com opção de calor e frio, é uma ferramenta de massagem facial não invasiva, destinada a uso cosmético para combater o inchaço, a fadiga e a tensão, com uma sinergia de calor, frio, vibrações suaves e microcorrente galvânica.

CARREGAMENTO

Ligue o cabo de carregamento USB-C à respetiva entrada e a uma porta USB.
A luz de carregamento pisca a azul durante o carregamento.



Quando o carregamento estiver completo, a luz indicadora deixa de piscar e fica azul.

Tempo de carregamento da bateria: 3 horas.

Tempo máximo de funcionamento: 40 minutos.

NOTA: quando o nível da bateria está baixo, a luz indicadora pisca a vermelho.

IMPORTANTE: desligue do cabo USB antes de utilizar.

COMO LIGAR

Assegure-se de que a pele está limpa.

Prima sem soltar o botão Ligar/Desligar/Modo durante 2 segundos para ligar. A luz indicadora fica amarela e indica o Modo de tratamento 1.

Prima novamente o botão Ligar/Desligar/Modo para o Modo 2 (a luz indicadora fica vermelha) e uma terceira vez para o Modo 3 (a luz indicadora fica azul).

Para desligar, prima sem soltar o botão Ligar/Desligar durante 2 segundos.



Modo 1 — Luz amarela

Microcorrente galvânica com carga negativa e compressa de calor a + 42 °C.


Modo 2 — Luz vermelha

Microcorrente galvânica com carga negativa e compressa de calor a + 42 °C e massagem vibratória.

Modo 3 — Luz azul

Compressa fria (~ 10 °C) durante 3 minutos. A ventoinha de arrefecimento continua a funcionar durante mais um minuto após o fim do tratamento.

Nota: cada modo para automaticamente ao fim de 4 minutos.



Passe a cabeça de tratamento lentamente pela pele na direção das setas. Cada movimento deve demorar cerca de 5 a 8 segundos. Repita 4 a 5 vezes.

(Nota: os seus dedos devem estar a tocar nas tiras de contacto para estabelecer o circuito.)

TRATAMENTOS

Microcorrente galvânica com carga negativa

- Ajuda a eliminar as impurezas.
- Melhora a absorção dos produtos de cuidado da pele com ingredientes ativos que tenham uma carga negativa, como o ácido hialurônico.

Calor

- Aumenta a circulação sanguínea dando mais oxigénio e nutrientes à pele.
- Abre os poros para facilitar a limpeza e a absorção dos produtos de cuidado da pele.
- Relaxa os músculos para aliviar a tensão facial, que pode contribuir para o aparecimento de rugas e para uma pele menos radiante.
- Estimula a drenagem linfática para promover a desintoxicação e reduzir o inchaço.

Frio

- Reduz o inchaço ao contrair os vasos sanguíneos, minimizando o inchaço e a inflamação, sobretudo na zona dos olhos.
- Contraí os poros para ajudar a fechar os poros depois da limpeza e dar um aspeto mais suave à pele.
- Suaviza a irritação e acalma a vermelhidão, o que pode ser benéfico para a pele sensível ou com tendência acneica.
- Melhora a firmeza da pele, reafirmando-a temporariamente, para um *look* rejuvenescido e fresco.

Vibração

Uma massagem vibratória suave pode estimular a circulação sanguínea localizada nos tecidos faciais, promover a drenagem linfática, melhorar a absorção de produtos (como sérums ou hidratantes) e aliviar a tensão muscular facial.

DEPOIS DE UTILIZAR

Se a sua pele for muito sensível, poderá ficar ligeiramente vermelha depois do tratamento. Esses sintomas devem desaparecer após 30 minutos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes e depois de utilizar, limpe a cabeça de tratamento com um pano limpo e húmido; não coloque o aparelho dentro de água.

ELIMINAÇÃO



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrónico. Como tal, garanta que no fim da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NÃO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: FAWC

Entrada: 5 V  1,0 A 5,0 W 

Bateria: íões de lítio 3,7 V 900 mAh 3,33 Wh

Tempo de carregamento: 3 horas

Tempo máximo de funcionamento: 40 minutos



Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.



Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.



Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.



Corrente contínua

APOIO AO CLIENTE

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail:

online@riobeauty.com

GARANTIA

Para registar a sua garantia de dois anos online, visite:

www.riobeauty.com/warranty

AVVERTENZE

- **Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 12 anni di età e da persone con ridotte funzionalità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- NON utilizzare questo apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o se risulta danneggiato.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza corrispondente a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.
- Non usare nella vasca da bagno o nella doccia.
- Esclusivamente per utilizzo esterno.
- Non posizionare o conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- In presenza di patologie cutanee, consultare il dermatologo prima dell'uso.
- Per motivi di igiene, questo prodotto dovrebbe essere usato da una sola persona.
- Non utilizzare il prodotto su tagli o escoriazioni cutanee.
- Non utilizzare il prodotto su pelle non integra o pelle affetta da una delle seguenti condizioni: vene varicose, affezioni cutanee (ad esempio eczema, psoriasi, dermatite), tagli e abrasioni, irritazione, verruche, nei, escrescenze, eruzioni, ipersensibilità o scottature solari, flebiti, tessuto cicatriziale recente o altre patologie cutanee. Si consiglia di consultare il medico prima del trattamento, se si soffre di una qualunque delle condizioni di cui sopra.
- Non utilizzare su zone che sono state sottoposte a chirurgia estetica.

COMPONENTI

(Vedere pag. 3)


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ❶ On/Off/Modalità | ❺ Cavo di ricarica USB |
| ❷ Spia | ❻ Porta "ingresso" USB-C |
| ❸ Testina di trattamento | ❼ Adattatore da USB-A a USB-C |
| ❹ Strisce di contatto in argento | ❽ Custodia da viaggio |

INTRODUZIONE

Questo massaggiatore rinfrescante e riscaldante per gli occhi è uno strumento non invasivo per il massaggio del viso a casa, pensato per uso cosmetico, per combattere gonfiore, affaticamento e tensione, grazie alla sinergia di calore, terapia di raffreddamento, delicate vibrazioni e microcorrenti galvaniche.

RICARICA

Inserire il cavo di ricarica USB nella porta 'Ingresso' USB e collegarlo a una porta USB. La spia lampeggia in blu per indicare che è in fase di ricarica.



Quando la carica è completa, la spia luminosa smetterà di lampeggiare e rimarrà blu.

Durata ricarica della batteria: 3 ore

Tempo di funzionamento massimo: 40 minuti

NOTA Quando il livello della batteria è basso, la spia lampeggerà in rosso.

IMPORTANTE Scollegare il cavo USB prima dell'uso.

GUIDA INTRODUTTIVA

Assicurarsi che la pelle sia pulita.

Tenere premuto il tasto On/Off/Modalità per due secondi per accendere. La spia diventa color ambra per la Modalità di trattamento 1.

Premere nuovamente il pulsante On/Off/Modalità per la Modalità 2 (la spia diventerà rossa) e una terza volta per la Modalità 3 (la spia diventerà blu).

Per spegnere, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per due secondi.

Modalità 1 - Luce ambra

Microcorrente galvanica caricata negativamente con impacco riscaldante a $+ 42^{\circ}\text{C}$.


Modalità 2 - Luce rossa

Microcorrente galvanica caricata negativamente con impacco riscaldante a $+ 42^{\circ}\text{C}$ e massaggio vibratorio.

Modalità 3 - Luce blu

Impacco freddo ($\sim 10^{\circ}\text{C}$) per 3 minuti. Una volta terminato il trattamento, la ventola di raffreddamento continuerà a funzionare per un altro minuto.

Nota: ciascuna modalità si interromperà automaticamente dopo 4 minuti.



Far scorrere lentamente la testina di trattamento sulla pelle nella direzione indicata dalle frecce. Ogni corsa dovrebbe durare 5-8 secondi. Ripetere 4-5 volte.

(Nota: Assicurarsi che le dita tocchino le strisce di contatto, in quanto ciò consente di stabilire il circuito.)



TRATTAMENTI SPIEGATI

Microcorrente galvanica a potenziale negativo

- Aiuta ad estrarre le impurità
- Migliora l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle in cui il principio attivo ha una carica negativa, come per esempio l'acido ialuronico.

Riscaldamento

- Aumenta la circolazione sanguigna, apportando più ossigeno e sostanze nutritive alla pelle.
- Apre i pori facilitando la pulizia e l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle.
- Rilassa i muscoli del viso, alleviando la tensione che può contribuire alla formazione di linee sottili e colorito spento.
- Stimola il drenaggio linfatico, favorendo la disintossicazione e riducendo il gonfiore.

Raffreddamento

- Riduce il gonfiore restringendo i vasi sanguigni, riducendo al minimo il gonfiore e l'infiammazione, soprattutto nella zona sotto gli occhi.
- Restringe i pori, contribuendo a chiuderli dopo la detersione e donando alla pelle un aspetto più liscio.
- Lenisce le irritazioni e calma i rossori, il che può essere utile per le pelli sensibili o inclini all'acne.
- Migliora la tonicità della pelle, rassodandola temporaneamente e conferendole un aspetto più tonico e fresco.

Vibrazione

Un delicato massaggio vibratorio può stimolare il flusso sanguigno localizzato nei tessuti del viso, favorire il drenaggio linfatico, migliorare l'assorbimento dei prodotti (come sieri o creme idratanti) e alleviare la tensione dei muscoli facciali.

DOPO L'USO

Se si ha la pelle molto sensibile, si potrebbero notare arrossamenti dopo l'uso, ma dovrebbero scomparire dopo una trentina di minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima e dopo l'uso, pulire la testina di trattamento con un panno umido pulito, non immergere l'unità in acqua.

SMALTIMENTO



La Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/EU) è stata implementata al fine di regolamentare il riciclo di tali prodotti attraverso le migliori tecniche di recupero e riciclaggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Questo prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica. Pertanto si raccomanda che, al termine del suo ciclo di vita, venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle normative locali in materia. NON deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.

Rispettare le norme per il riciclo.

1. Verificare le normative comunali a livello locale.
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: FAWC

In ingresso: 5V  1,0A 5,0W

Batteria: Agli ioni di Litio 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh

Tempo di ricarica: 3 ore

Tempo di funzionamento massimo: 40 minuti



Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo e conservarle per uso futuro.



Questo prodotto può essere usato solo in ambienti interni.



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.



Corrente continua

ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda, è possibile contattarci al seguente indirizzo:

online@riobeauty.com

GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il sito:

www.riobeauty.com/warranty



© The Dezac Group Ltd 2025 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-FAWC-EU/1.0